

# ETHICON Gesamtkatalog

Juli 2020

## Vorwort

Wir haben unsere Informationsquellen vervollständigt und freuen uns, den neuen aktuellen ETHICON Gesamtkatalog als intelligente PDF-Datei vorstellen zu können. Er ermöglicht auch offline den direkten Zugriff auf den gewünschten Produktbereich. Die Sprungmarken Funktion führt sie aus dem Inhaltsverzeichnis heraus, direkt in das gewünschte Kapitel. Der digitale Produktkatalog kann lokal abgespeichert und auch seitenweise ausgedruckt werden. Wenn bei den jeweiligen Druckereigenschaften „keine Anpassung an Seitengröße“ gewählt wird, werden die Nadelabbildungen im Ausdruck annähernd in Originalgröße wiedergegeben. Zukünftig wird es also verschiedene Infomedien geben:

Die aktuelle PDF Ausgabe enthält unser Produktportfolio der Bereiche Naht, Klammernaht, Energy, Netze und Biosurgery und umfasst somit die gesamte Produktpalette von ETHICON für verschiedenste chirurgische Fachbereiche. In einem kontinuierlichen Prozess wird der Katalog unterjährig immer wieder neu abgespeichert, so dass er immer eine an Aktualität kaum zu übertreffende Übersicht enthält. Die aktuellste Version ist mit einem Link auf der Startseite des Online Katalogs als Download zu finden unter [www.jnjmedical-katalog.de](http://www.jnjmedical-katalog.de)

Auch zukünftig richten sich unsere Aktivitäten auf kontinuierlichen Fortschritt im Produktangebot, um maximale Patientensicherheit zu gewährleisten. Gleichzeitig ist es unser Bestreben, optimale ökologische und ökonomische Lösungen zu entwickeln, wie beispielsweise mit diesem PDF Katalog, um die Zukunft der Chirurgie weiter innovativ zu gestalten!

Vorteile im Überblick:

- ✓ Zukunftsweisend > papierlose Bestell- & Informationswerte
- ✓ Bereitstellung > PDF Download als Link im Online Katalog und auf [www.ethicon.de](http://www.ethicon.de)
- ✓ Aktualität > Immer aktuell durch regelmäßige Updates
- ✓ Ökologisch > Verzicht auf ein 300-seitiger Papierkatalog
- ✓ Attribute > orientiert an verbindlichen eCl@ss Merkmalen

PDF-Katalog im Detail:

- ✓ Übersichtlicher PDF-Katalog in Anlehnung an die bewährte Papierversion
- ✓ Sprungmarken Funktion in Einzelkapitel lt. Inhaltsverzeichnis zur einfachen Produktsuche
- ✓ Abbildung nahezu aller Produkte mit Piktogrammen inkl. der Nadelabbildungen
- ✓ Ausdruck in Originalgröße dazu in Druckereinstellung „nicht an Seitengröße anpassen“ auswählen
- ✓ Fußnoten Hinweis 1 auf Produkte mit Mindestbestellmengen

Für Bestellungen und weitere Informationen wenden sie sich gern an ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter oder an die u.g. Telefonnummer.

## Klammernaht, Trokare, Clips, Magenband

### Endoskopische Instrumente

Endoskopische Linear Cutter & Magazine	8
Powered Vascular Stapler & Magazine	11
Trokare & Zubehör	11
Endoskopische Instrumente	15
Endoskopische Clips & Clipapplikatoren	16
Endoskopischer Nahtautomat & Magazine	16
Minimal-invasives Dichtungssystem	17
Extraktionsbeutel	17
Endo Kits	17

### Instrumente für die offene Chirurgie

Circular Stapler & Zubehör	25
Linear Cutter & Magazine	26
Linear Stapler & Magazine	27
Curved Cutter Stapler & Magazine	28
PPH Sets	28
STARR Sets	29
Clips & Clipapplikatoren	29
Haut Stapler & Zubehör	32

## Energy

### HARMONIC & ENSEAL Systemkomponenten

HARMONIC & ENSEAL Hardware & Generatoren	34
--	----

### HARMONIC

HARMONIC Instrumente und Scheren, Laparoskopie	35
HARMONIC Instrumente und Scheren, offene Chirurgie	35

### ENSEAL Versiegelungsinstrumente

ENSEAL Instrumente, Laparoskopie	36
ENSEAL Instrumente, offene Chirurgie	37

### HF Instrumente & Zubehör

MEGADYNE Hardware & HF-Generatoren	37
MEGADYNE Neutralelektroden	38
MEGADYNE E-Z Clean Elektroden	40
MEGADYNE Drahtschlingenelektroden	45
MEGADYNE Bipolare Pinzetten	46

MEGADYNE Elektrodensystem	47
MEGADYNE Rauchgasabsaugung Hardware & Generatoren	49
MEGADYNE Rauchgasabsaugung Instrumente	50
POWERSTAR Scheren & Kabel, bipolar	51
Übrige HF-Instrumente, bipolar und monopolar	52

## Nahtmaterial, Netze & Fixationsinstrumente, Sonstiges

### Nahtmaterial

VICRYL rapide	56
VICRYL	67
VICRYL Plus	100
MONOCRYL	122
MONOCRYL Plus	133
PDS	144
PDS Plus	163
STRATAFIX Symmetric	179
STRATAFIX Spiral	184
PROLENE	196
PRONOVA	231
ETHILON	235
ETHIBOND	252
MERSILENE	270
PERMA-HAND SEIDE	277
STAHLDRAHT	288
Ligaturen und Unterbindungen	289
MIC, spezielles Nahtmaterial	296

### Netze & Fixationsinstrumente

SECURESTRAP	301
SECURESTRAP Open	301
PHYSIOMESH OPEN	301
ULTRAPRO ADVANCED	302
ULTRAPRO Netz	302
ULTRAPRO HERNIA SYSTEM	303
ULTRAPRO Plug	304
ULTRAPRO Comfort Plug	304
PROCEED NETZ	305
PROCEED Ventral Patch	305
VYPRO II Netz	305
VYPRO Netz	306
PROLENE Netz	306
PROLENE HERNIA SYSTEM	307
PROLENE 3D Patch	308

VICRYL Netz	308
VICRYL Netztasche	309
<b>Hautkleber: DERMABOND &amp; PRINEO</b>	
DERMABOND	309
PRINEO Wundverschluss-System	310
<b>BLAKE Drainagen &amp; Saugreservoirs</b>	
BLAKE Silikon Drainagen	311
BLAKE J-VAC Saugreservoir	312
<b>Implantate (resorbierbar &amp; nicht resorbierbar)</b>	
Folie & Membran	313
PDS Kordel	313
ETHISORB Markraumplombe	315
Vicryl Band	315
ETHISORB Patch Typ 6	316
ETHISORB Dura Patch	316
ETHISORB Nahtwiderlager	317
<b>Sonstiges</b>	
Sonstiges	317
<b>Blutstillung &amp; Versiegelung</b>	
<b>BIOPATCH Antimikrobielle Auflage mit CHG</b>	
BIOPATCH Antimikrobielle Auflage mit CHG	321
<b>TABOTAMP Oxidierte regenerierte Cellulose</b>	
TABOTAMP Original	321
TABOTAMP Fibrillar	322
TABOTAMP Nu-Knit	323
TABOTAMP Snow	323
<b>SPONGOSTAN Gelatinehämostyptikum</b>	
SPONGOSTAN Gelatinehämostyptikum	324
<b>SURGIFLO Hämostatische Matrix</b>	
SURGIFLO Hämostatische Matrix	325
SURGIFLO Hämostatische Matrix Kit mit Thrombin	325
<b>EVICEL Humaner Fibrinkleber</b>	
EVICEL Humaner Fibrinkleber	326

## Gynäkologie

### Inkontinenzprodukte

TVT - O	328
TVT - Classic	328
TVT - Abbrevo	328
TVT - Exact	329

### Adhäsionsprophylaxe

Interceed	329
-----------	-----

### Beckenbodennetze

Gynemesh	329
Artisyn	330










### Bestellnummern

331











# Klammernaht, Trokare, Clips, Magenband














## Endoskopische Instrumente

### Endoskopische Linear Cutter & Magazine



	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	6R45B	Magazine für ENDOPATH Endo-Cutter 45mm, standard	12
	ATS45	ENDOPATH End. Linear Cutter abwinkelbar, 45mm, ohne Magazin	3
	ATS45NK	ENDOPATH End. Linear Cutter abwinkelbar, 45mm, ohne Messer, ohne Magazin	3
ohne Abb.	CDH23P	ECHELON Circular Powered Stapler, gebogen, 23mm, mit atraumatischer Feineinstellung	3
ohne Abb.	CDH25P	ECHELON Circular Powered Stapler, gebogen, 25mm, mit atraumatischer Feineinstellung	3
ohne Abb.	CDH29P	ECHELON Circular Powered Stapler, gebogen, 29mm, mit atraumatischer Feineinstellung	3
ohne Abb.	CDH31P	ECHELON Circular Powered Stapler, gebogen, 31mm, mit atraumatischer Feineinstellung	3
	EC45A	ECHELON FLEX Endo-Cutter, abwinkelbar, 45mm, 34cm Schaftlänge, ohne Magazin	3
	EC45AL	ECHELON FLEX Endo-Cutter abwinkelbar, 45mm, 44cm Schaftlänge, ohne Magazin	3
	EC60A	ECHELON FLEX Endo-Cutter abwinkelbar, 60mm, 34cm Schaftlänge, ohne Magazin	3
	ECR45B	Magazine für ECHELON ENDOPATH und ECHELON FLEX, standard, blau, 45mm	12
	ECR45D	Magazine für ECHELON ENDOPATH und ECHELON FLEX, standard / stark, goldfarben, 45mm	12
	ECR45G	Magazine für ECHELON ENDOPATH und ECHELON FLEX, stark, grün, 45mm	12













	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	ECR45M	Magazine für ECHELON ENDOPATH und ECHELON FLEX, mesenterial / dünn, grau, 45mm	12
	ECR45W	Magazine für ECHELON ENDOPATH und ECHELON FLEX, vaskular / dünn, weiß, 45mm	12
	ECR60B	Magazine für ECHELON ENDOPATH und ECHELON FLEX, standard, blau, 60mm	12
	ECR60D	Magazine für ECHELON ENDOPATH und ECHELON FLEX, standard / stark, goldfarben, 60mm	12
	ECR60G	Magazine für ECHELON ENDOPATH und ECHELON FLEX, stark, grün, 60mm	12
	ECR60M	Magazine für ECHELON ENDOPATH und ECHELON FLEX, mesenterial / dünn, grau, 60mm	12
	ECR60W	Magazine für ECHELON ENDOPATH und ECHELON FLEX, vaskular / dünn, weiß, 60mm	12
	GST45B	Magazine für ECHELON FLEX Powered Plus, mit GST, standard, blau, 45mm	12
	GST45D	Magazine für ECHELON FLEX Powered Plus, mit GST, standard/ stark, goldfarben, 45mm	12
	GST45G	Magazine für ECHELON FLEX Powered Plus, mit GST, stark, grün, 45mm	12
	GST45T	Magazine für ECHELON FLEX Powered Plus, mit GST, sehr stark, schwarz, 45mm	12
	GST45W	Magazine für ECHELON FLEX Powered Plus, mit GST, vaskular/ dünn, weiß, 45mm	12
	GST60B	Magazine für ECHELON FLEX Powered Plus, mit GST, standard, blau, 60mm	12
	GST60D	Magazine für ECHELON FLEX Powered Plus, mit GST, standard / stark, goldfarben, 60mm	12
	GST60G	Magazine für ECHELON FLEX Powered Plus, mit GST, stark, grün, 60mm	12










	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	GST60T	Magazine für ECHELON FLEX Powered Plus, mit GST, sehr stark, schwarz, 60mm	12
	GST60W	Magazine für ECHELON FLEX Powered Plus, mit GST, vaskular / dünn, weiß, 60mm	12
	LONG60A	ECHELON FLEX Endo-Cutter abwinkelbar, 60mm, 44cm Schaftlänge, ohne Magazin	3
	PCEE45A	ECHELON FLEX Powered Plus Endo-Cutter abwinkelbar, 45mm, 28cm Schaftlänge, batteriebetrieben, ohne Magazin	3
	PCEE60A	ECHELON FLEX Powered Plus Endo-Cutter abwinkelbar, 60mm, 28cm Schaftlänge, batteriebetrieben, ohne Magazin	3
	PLEE45A	ECHELON FLEX Powered Plus Endo-Cutter abwinkelbar, 45mm, 44cm Schaftlänge, batteriebetrieben, ohne Magazin	3
	PLEE60A	ECHELON FLEX Powered Plus Endo-Cutter abwinkelbar, 60mm, 44cm Schaftlänge, batteriebetrieben, ohne Magazin	3
	PSEE45A	ECHELON FLEX Powered Plus Endo-Cutter abwinkelbar, 45mm, 34cm Schaftlänge, batteriebetrieben, ohne Magazin	3
	PSEE60A	ECHELON FLEX Powered Plus Endo-Cutter, abwinkelbar, 60mm, 34cm Schaftlänge, batteriebetrieben, ohne Magazin	3
	SC45A	ECHELON FLEX Endo-Cutter abwinkelbar, 45mm, 28cm Schaftlänge, ohne Magazin	3
	SC60A	ECHELON ENDOPATH Endo-Cutter abwinkelbar, 60mm, 28cm Schaftlänge, ohne Magazin	3
	TR45G	Magazine für ENDOPATH endoskopische Linear Cutter, stark, 45mm	12
	TR45W	Magazine für ENDOPATH endoskopische Linear Cutter, dünn / vaskular, 45mm	12











## Powered Vascular Stapler & Magazine










	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	PVE35A	ECHELON FLEX Powered Endo-Cutter, vaskular, abwinkelbar, 35mm, 32cm Schaftlänge, batteriebetrieben, ohne Magazin	3
	VASECR35	Magazin für ECHELON FLEX Powered Endo-Cutter, vaskular, weiß 35mm	12

## Trokare & Zubehör













	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	2B12LT	ENDOPATH XCEL Trokar, 12mm Ø mit Optiview Technologie, 100mm Hülsenlänge	6
	2B12XT	ENDOPATH XCEL Trokar, 12mm Ø mit Optiview Technologie, 150mm Hülsenlänge	6
	2B5LT	ENDOPATH XCEL Trokar, 5mm Ø mit Optiview Technologie, 100mm Hülsenlänge	6
	2B5ST	ENDOPATH XCEL Trokar, 5mm Ø mit Optiview Technologie, 75mm Hülsenlänge	6
	2B5XT	ENDOPATH XCEL Trokar, 5mm Ø mit Optiview Technologie, 150mm Hülsenlänge	6
	2CB12LT	ENDOPATH XCEL Trokarhülse, 12mm Ø mit Optiview Technologie, 100mm Hülsenlänge	6
	2CB5LT	ENDOPATH XCEL Trokarhülse, 5mm Ø mit Optiview Technologie, 100mm Hülsenlänge	6
	2CB5ST	ENDOPATH XCEL Trokarhülse, 5mm Ø mit Optiview Technologie, 75mm Hülsenlänge	6
	2D12LT	ENDOPATH XCEL Trokar, 12mm Ø mit Optiview Technologie, 100mm Hülsenlänge	6
	2D12XT	ENDOPATH XCEL Trokar, 12mm Ø mit Optiview Technologie, 150mm Hülsenlänge	6

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	2D5LT	ENDOPATH XCEL Trokar, 5mm Ø mit Optiview Technologie, 100mm Hülsenlänge	6
	2D5ST	ENDOPATH XCEL Trokar, 5mm Ø mit Optiview Technologie, 75mm Hülsenlänge	6
	2H12LP	ENDOPATH XCEL Trokar, 12mm Ø mit Optiview Technologie, 100mm Hülsenlänge	6
	B11LT	ENDOPATH XCEL BLADELESS Trokar, 11mm Ø, ohne Klinge, 100mm Hülsenlänge, mit profilierter Hülse	6
	B12LT	ENDOPATH XCEL BLADELESS Trokar, 12mm Ø ohne Klinge, 100mm Hülsenlänge, mit profilierter Hülse	6
	B12XT	ENDOPATH XCEL BLADELESS Trokar, 12mm Ø ohne Klinge, 150mm Hülsenlänge, mit profilierter Hülse	6
	B15LT	ENDOPATH XCEL BLADELESS Trokar, 15mm Ø ohne Klinge, 100mm Hülsenlänge, mit profilierter Hülse	6
	B5LT	ENDOPATH XCEL BLADELESS Trokar, 5mm Ø ohne Klinge, 100mm Hülsenlänge, mit profilierter Hülse	6
	B5ST	ENDOPATH XCEL BLADELESS Trokar, 5mm Ø ohne Klinge, 75mm Hülsenlänge, mit profilierter Hülse	6
	B5XT	ENDOPATH XCEL BLADELESS Trokar, 5mm Ø ohne Klinge, 150mm Hülsenlänge, mit profilierter Hülse	6
	B8LT	ENDOPATH XCEL BLADELESS Trokar, 8mm Ø ohne Klinge, 100mm Hülsenlänge, mit profilierter Hülse	6
	CB11LT	ENDOPATH XCEL Trokarhülse, 11mm Ø, 100mm Hülsenlänge, mit profilierter Hülse	6
	CB12LT	ENDOPATH XCEL Trokarhülse, 12mm Ø, 100mm Hülsenlänge, mit profilierter Hülse	6
	CB5LT	ENDOPATH XCEL Trokarhülse, 5mm Ø, 100mm Hülsenlänge, mit profilierter Hülse	6
	CB5ST	ENDOPATH XCEL Trokarhülse, 5mm Ø, 75mm Hülsenlänge, mit profilierter Hülse	6










	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	CTB11LT	BASX Trokarhülse, 11mm Ø, 100mm Hüslenlänge, mit profilierter Hülse	6
ohne Abb.	CTB12LT	BASX Trokarhülse, 12mm Ø, 100mm Hüslenlänge, mit profilierter Hülse	6
ohne Abb.	CTB5LT	BASX Trokarhülse, 5mm Ø, 100mm Hüslenlänge, mit profilierter Hülse	6
ohne Abb.	CTB5ST	BASX Trokarhülse, 5mm Ø, 75mm Hüslenlänge, mit profilierter Hülse	6
	D11LT	ENDOPATH XCEL Dilatationstrokar, 11mm Ø 100mm Hüslenlänge, mit profilierter Hülse	6
	D12LT	ENDOPATH XCEL Dilatationstrokar, 12mm Ø 100mm Hüslenlänge, mit profilierter Hülse	6
	D12XT	ENDOPATH XCEL Dilatationstrokar, 12mm Ø 150mm Hüslenlänge, mit profilierter Hülse	6
	D5LT	ENDOPATH XCEL Dilatationstrokar, 5mm Ø 100mm Hüslenlänge, mit profilierter Hülse	6
	D5ST	ENDOPATH XCEL Dilatationstrokar, 5mm Ø 75mm Hüslenlänge, mit profilierter Hülse	6
	FP07	FLEXIPATH Thoraxtrokar flexible Hülse, 7mm Ø, 80mm Hüslenlänge, stumpf	6
	FP15	FLEXIPATH Thoraxtrokar flexible Hülse, 15mm Ø, 80mm Hüslenlänge, stumpf	6
	FP20	FLEXIPATH Thoraxtrokar flexible Hülse, 20mm Ø, 80mm Hüslenlänge, stumpf	6
	FPK02	FLEXIPATH Thoraxtrokar Set, ein 15mm FLEXIPATH Obturator, und drei 15mm flexible Hülsen	6
	H12LP	ENDOPATH XCEL Trokar mit atraumatischer Spitze, 12mm Ø, 100mm Hüslenlänge	6
ohne Abb.	K11LT	ENDOPATH XCEL Trokar Set Inhalt = 1xD11LT und 1xCB11LT	6

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	K12LT	ENDOPATH XCEL Trokar Set Inhalt = 1xD12LT und 1xCB12LT	6
ohne Abb.	K5LT	ENDOPATH XCEL Trokar Set Inhalt = 1xD5LT und 1xCB5LT	6
ohne Abb.	K5ST	ENDOPATH XCEL Trokar Set Inhalt = 1xD5ST und 1xCB5ST	6
	PN120	ENDOPATH Veress-Nadel standard, 120mm Kanülenlänge	12
	PN150	ENDOPATH Veress-Nadel standard, 150mm Kanülenlänge	12
	TB11LT	BASX Trokar, 11mm Ø, ohne Klinge, 100mm Hülsenlänge, mit profilierter Hülse	6
	TB12LT	BASX Trokar, 12mm Ø, ohne Klinge, 100mm Hülsenlänge, mit profilierter Hülse	6
	TB12ST	ENDOPATH BASX Trokar, 12mm 1 VE = 6 Stück	6
	TB5LT	BASX Trokar, 5mm Ø, ohne Klinge, 100mm Hülsenlänge, mit profilierter Hülse	6
	TB5ST	BASX Trokar, 5mm Ø, ohne Klinge, 75mm Hülsenlänge, mit profilierter Hülse	6
	TT012	ENDOPATH Thoraxtrokar, stumpf 12mm Ø, 80mm Hülsenlänge	6
	UV120	ENDOPATH Veress-Nadel, ultra 120mm Kanülenlänge	12




## Endoskopische Instrumente

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	10AG	ENDOPATH Endoskopische Kopffasszange, 10mm Ø	6
	10BB	ENDOPATH Endoskopische Babcock-Klemme, 10mm Ø	6
	5BB	ENDOPATH Endoskopische Extraktionszange, 5mm Ø	6
	5DCD	ENDOPATH Endoskopische Overhold mit HF-Anschluss, 5mm Ø	6
	5DCS	ENDOPATH Endoskopische Metzenbaumschere mit HF-Anschluss, 5mm Ø	6
	5DSG	ENDOPATH Endoskopische Fasszange grobe Zahnung, 5mm Ø	6
	BCD10	ENDOPATH Präpariertupfer, 10mm Ø	12
	BTD05	ENDOPATH Präpariertupfer, 5mm Ø	12
	E705R	Endoskopischer Nadelhalter, 5mm Ø, resterilisierbar, 30cm funktionale Länge	1
	MIC500Z	Endoskopische Fasszange, 10mm Ø zerlegbar, resterilisierbar	1
	MIC503Z	Endoskopische Fasszange, 5mm Ø zerlegbar, resterilisierbar	1
	SRNH1	Endoskopischer Nadelhalter selbst justierbar, 5mm Ø, resterilisierbar	1


## Endoskopische Clips &amp; Clipapplikatoren

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	AP2010S	End. ABSOLOK Clipapplikator für mittlere Clips, 10 mm Ø, resterilisierbar, spülbar	1
	AP3010S	End. ABSOLOK Clipapplikator für mittelgroße Clips, 10 mm Ø, resterilisierbar, spülbar	1
	AP4010S	End. ABSOLOK Clipapplikator für große Clips, 10 mm Ø, resterilisierbar, spülbar	1
	EL5ML	LIGAMAX Multiclipapplikator, 15 mittelgroße Titanclips, 5mm Ø, 33cm Schaftlänge	3
	ER320	LIGACLIP ERCA End. Multiclipapplikator, 20 mittelgroße Titanclips, 10mm Ø, 29cm Schaftlänge	3
	ER420	LIGACLIP ERCA End. Multiclipapplikator, 20 große Titanclips, 10mm Ø, 34cm Schaftlänge	3
	LC2010Z	End. LIGACLIP Clipapplikator für mittlere Clips, 10mm Ø, zerlegbar, resterilisierbar	1
	LC3010Z	End. LIGACLIP Clipapplikator für mittelgroße Clips, 10mm Ø, zerlegbar, resterilisierbar	1
	LC4010Z	End. LIGACLIP Clipapplikator für große Clips, 10mm Ø, zerlegbar, resterilisierbar	1

## Endoskopischer Nahtautomat &amp; Magazine

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	SW100	ENDOSUTURE SYSTEM Nahtautomat 5mm Ø	4
	SW110	Magazine für ENDOSUTURE SYSTEM Ethibond, Canoe-Nadel, USP 0	10
	SW120	Magazine für ENDOSUTURE SYSTEM Ethibond, SH-Nadel, USP 0	10





Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
SW122	Magazine für ENDOSUTURE SYSTEM Ethibond, SH-Nadel, USP 2-0	10 <sup>1</sup>

### Minimal-invasives Dichtungssystem



Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
FLR01	ENDOPATH DEXTRUS Zugangsretractor, klein, bis zu 4cm Bauchwandstärke	6
FLR02	ENDOPATH DEXTRUS Zugangsretractor, mittel, 4 bis 7cm Bauchwandstärke	6
FLR03	ENDOPATH DEXTRUS Zugangsretractor, groß, ab 7cm Bauchwandstärke	6
HAP02	ENDOPATH DEXTRUS Minimal invasives Dichtungssystem	3

### Extraktionsbeutel



Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
POUCH	ENDOPOUCH RETRIEVER Extraktionsbeutel, 224ml Volumen, 10mm Ø, 26cm Schaftlänge	6

### Endo Kits

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	LAPDB19	Prozeduren-Set für laparoskop. Appendektomie, bestehend aus je Stück: 1 ATS45, 1 6R45B, 1 TB12LT, 1 TB5LT, 1 CTB5LT	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LAPDB20	Prozeduren-Set für laparoskop. Appendektomie, bestehend aus je Stück: 1 ATS45, 1 TR45W, 1 D12LT, 1 CB12LT, 1 TB5LT	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LAPDB7	Prozeduren-Set für laparoskop. Appendektomie, bestehend aus je Stück: 1 ATS45, 1 6R45B, 1 TB12LT, 1 CTB12LT, 1 TB5LT	1 <sup>1</sup>

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	LAPDB8	Prozeduren-Set für laparoskop. Appendektomie, bestehend aus je Stück: 1 ATS45, 1 TR45W, 1 TB12LT, 1 CTB12LT, 1 TB5LT	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LAPDB9	Prozeduren-Set für laparoskop. Appendektomie, bestehend aus je Stück: 1 ATS45, 1 TR45W, 1 POUCH, 1 TB12LT, 1 CTB12LT, 1 TB5LT	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LCOL102	Prozeduren-Set für laparoskop. Kolonoperationen, bestehend aus je Stück: 1 EC60, 1 ECR60D, 1 HAR36, 1 CDH33A	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LCOL104	Prozeduren-Set für laparoskop. Kolonoperationen, bestehend aus je Stück: 1 EC60A, 1 ECR60B, 1 CDH29A, 1 HAR36, 1 B12LT, 1 CB12LT	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LCOL105	Prozeduren-Set für laparoskop. Kolonoperationen, bestehend aus je Stück: 1 ATS45, 2 6R45B, 1 TR45W, 1 CDH29A, 1 HAR36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LCOL190	Prozeduren-Set für laparoskop. Kolonoperationen, bestehend aus je Stück: 1 PSEE45A, 1 GST45D, 1 CDH29P	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LCOL191	Prozeduren-Set für laparoskop. Kolonoperationen, bestehend aus je Stück: 1 PSEE45A, 1 GST45D, 1 CDH29P, 1 HARH36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LCOL192	Prozeduren-Set für laparoskop. Kolonoperationen, bestehend aus je Stück: 1 PSEE45A, 1 GST45D, 1 CDH29P, 1 HARHD36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LCOL193	Prozeduren-Set für laparoskop. Kolonoperationen, bestehend aus je Stück: 1 PSEE45A, 1 GST45G, 1 CDH29P	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LCOL194	Prozeduren-Set für laparoskop. Kolonoperationen, bestehend aus je Stück: 1 PSEE45A, 1 GST45G, 1 CDH29P, 1 HARH36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LCOL195	Prozeduren-Set für laparoskop. Kolonoperationen, bestehend aus je Stück: 1 PSEE45A, 1 GST45G, 1 CDH29P, 1 HARHD36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LCOL196	Prozeduren-Set für laparoskop. Kolonoperationen, bestehend aus je Stück: 1 PSEE60A, 1 GST60D, 1 CDH29P	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LCOL197	Prozeduren-Set für laparoskop. Kolonoperationen, bestehend aus je Stück: 1 PSEE60A, 1 GST60D, 1 CDH29P, 1 HARH36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LCOL198	Prozeduren-Set für laparoskop. Kolonoperationen, bestehend aus je Stück: 1 PSEE60A, 1 GST60D, 1 CDH29P, 1 HARHD36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LCOL199	Prozeduren-Set für laparoskop. Kolonoperationen, bestehend aus je Stück: 1 PSEE60A, 1 GST60G, 1 CDH29P	1 <sup>1</sup>

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	LCOL200	Prozeduren-Set für laparoskop. Kolonoperationen, bestehend aus je Stück: 1 PSEE60A, 1 GST60G, 1 CDH29P, 1 HARH36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LCOL201	Prozeduren-Set für laparoskop. Kolonoperationen, bestehend aus je Stück: 1 PSEE60A, 1 GST60G, 1 CDH29P, 1 HARHD36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LCOL209	Prozeduren-Set für laparoskop. Kolonoperationen, bestehend aus je Stück: 1 PSEE45A, 1 GST45D, 1 CDH31P	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LCOL210	Prozeduren-Set für laparoskop. Kolonoperationen, bestehend aus je Stück: 1 PSEE45A, 1 GST45D, 1 CDH31P, 1 HARH36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LCOL211	Prozeduren-Set für laparoskop. Kolonoperationen, bestehend aus je Stück: 1 PSEE45A, 1 GST45D, 1 CDH31P, 1 HARHD36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LCOL212	Prozeduren-Set für laparoskop. Kolonoperationen, bestehend aus je Stück: 1 PSEE45A, 1 GST45G, 1 CDH31P	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LCOL213	Prozeduren-Set für laparoskop. Kolonoperationen, bestehend aus je Stück: 1 PSEE45A, 1 GST45G, 1 CDH31P, 1 HARH36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LCOL214	Prozeduren-Set für laparoskop. Kolonoperationen, bestehend aus je Stück: 1 PSEE45A, 1 GST45G, 1 CDH31P, 1 HARHD36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LCOL215	Prozeduren-Set für laparoskop. Kolonoperationen, bestehend aus je Stück: 1 PSEE60A, 1 GST60D, 1 CDH31P	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LCOL216	Prozeduren-Set für laparoskop. Kolonoperationen, bestehend aus je Stück: 1 PSEE60A, 1 GST60D, 1 CDH31P, 1 HARH36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LCOL217	Prozeduren-Set für laparoskop. Kolonoperationen, bestehend aus je Stück: 1 PSEE60A, 1 GST60D, 1 CDH31P, 1 HARHD36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LCOL218	Prozeduren-Set für laparoskop. Kolonoperationen, bestehend aus je Stück: 1 PSEE60A, 1 GST60G, 1 CDH31P	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LCOL219	Prozeduren-Set für laparoskop. Kolonoperationen, bestehend aus je Stück: 1 PSEE60A, 1 GST60G, 1 CDH31P, 1 HARH36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LCOL220	Prozeduren-Set für laparoskop. Kolonoperationen, bestehend aus je Stück: 1 PSEE60A, 1 GST60G, 1 CDH31P, 1 HARHD36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LCOL58	Prozeduren-Set für laparoskopische Kolonoperationen bestehend aus je Stück: 1 EC60A, 1 ECR60B, 1 CDH33A, 1 HAR36	1 <sup>1</sup>

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	LCOL71	Prozeduren-Set für laparoskopische Kolonoperationen bestehend aus je Stück: 1 EC60A, 1 ECR60B, 1 CDH29A, 1 HAR36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LCOL72	Prozeduren-Set für laparoskopische Kolonoperationen bestehend aus je Stück: 1 B12LT, 2 CB12LT, 1 EC45A, 2 ECR45B, 1 CDH29A	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LCOL86	Prozeduren-Set für laparoskopische Kolonoperationen bestehend aus je Stück: 1 EC45A, 2 ECR45D, 1 B12LT, 1 CDH29A, 1 HAR36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LCOL87	Prozeduren-Set für laparoskopische Kolonoperationen bestehend aus je Stück: 1 EC60A, 1 ECR60D, 1 B12LT, 1 CDH29A, 1 HAR36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LCOL99	Prozeduren-Set für laparoskopische Kolonoperationen bestehend aus je Stück: 1 EC60A, 1 ECR60B, 1 B12LT, 1 CDH29A, 1 HAR36, 1 POUCH	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LCOLB122	Prozeduren-Set für Laparoskop. Colon-Operationen, bestehend aus je Stück: 1 HARH36, 1 TB12LT, 1 TB5LT, 1 CTB12LT, 1 EC60A, 1 GST60B, 1 CDH29A	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LGBP286	Prozeduren-Set für laparoskop. Magen-Bypass, bestehend aus je Stück: 1 B12LT, 1 CB12LT, 1 LONG60A, 2 ECR60W, 3 ECR60B, 1 ECR60D, 1 HAR36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LGBP347	Prozeduren-Set für laparoskop. Magenbypass, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 2 ECR60W, 1 ECR60D, 3 ECR60B, 1 HAR36, 1 B12LT, 1 CB12LT	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LGBP436	Prozeduren-Set für laparoskopischen Magen-Bypass bestehend aus je Stück: 1 EC45A, 5 ECR45B, 3 ECR45W, 1 HAR36, 1 B12LT, 3 CB12LT	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LGBP462	Prozeduren-Set für laparoskopischen Magen-Bypass bestehend aus je Stück: 1 LONG60A, 4 ECR60B, 2 ECR60W, 1 HAR36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LGBP463	Prozeduren-Set für laparoskopischen Magen-Bypass bestehend aus je Stück: 1 LONG60A, 4 ECR60B, 2 ECR60W, 1 B12LT, 1 CB12LT,	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LGBP505	Prozeduren-Set für laparoskop. Magen-Bypass, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 3 ECR60G, 1 ECR60D, 2 ECR60W, 1 HAR36, 1 B12XT, 1 B12LT, 3 CB12LT	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LGBP540	Prozeduren-Set für laparoskop. Magen-Bypass, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 4 GST60B, 2 GST60W, 1 2B12LT, 3 CB12LT, 1 HAR36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LGBP542	Prozeduren-Set für laparoskop. Magen-Bypass, bestehend aus je Stück: 1 EC60A, 2 ECR60B, 1 2B12LT, 2 2CB12LT, 1 PN150, 1 HAR36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LGBP559	Prozeduren-Set für laparoskop. Magen-Bypass, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 2 ECR60B, 2 ECR60W, 2 ECR60G, 1 2B12LT, 3 2CB12LT, 1 B12XT, 1 HAR36	1 <sup>1</sup>

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	LGBP560	Prozeduren-Set für laparoskop. Magen-Bypass, bestehend aus je Stück: 1 PSEE60A, 4 ECR60B, 2 ECR60W, 2 CB12LT, 1 HAR36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LGBP588	Prozeduren-Set für laparoskop. Magen-Bypass, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 2 ECR60D, 2 ECR60W, 2 ECR60G, 1 2B12LT, 3 2CB12LT, 1 B12XT, 1 HAR36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LGBP602	Prozeduren-Set für laparoskop. Magen-Bypass, bestehend aus je Stück: 1 PLEE45A, 5 GST45B, 2 GST45W, 1 B12LT, 1 CB12LT, 1 HAR36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LGBP609	Prozeduren-Set für laparoskop. Magen-Bypass, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 2 GST60G, 1 GST60D, 2 GST60B, 1 HAR36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LGBP634	Prozeduren-Set für laparoskop. Magen-Bypass, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 2 GST60G, 1 GST60D, 2 GST60B, 1 HAR36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LGBP639	Prozeduren-Set für laparoskop. Magenbypass, bestehend aus je Stück: 1 EC60A, 4 ECR60B, 2 ECR60W, 1 HAR36, 1x B12LT, 1x CB12LT	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LGBP644	Prozeduren-Set für laparoskop. Magenbypass, bestehend aus je Stück: 1 EC60A, 4 ECR60B, 1 ECR60W, 1 HAR36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LGBP659	Prozeduren-Set für laparoskop. Magenbypass, bestehend aus je Stück: 1 EC60A, 4 ECR60B, 1 ECR60W, 1 HAR36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LGBP666	Prozeduren-Set für laparoskop. Magen-Bypass, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 2 GST60G, 1 GST60D, 2 GST60B, 1 HAR36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LGBP685	Prozeduren-Set für laparoskop. Magenbypass, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 1 GST60T, 3 GST60B, 1 HARH45	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LGBP686	Prozeduren-Set für laparoskop. Magenbypass, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 2 GST60W, 2 GST60D, 2 GST60B, 1 HARH36, 2 CB12LT, 1 2B12LT	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LGBP703	Prozeduren-Set für laparoskop. Magenbypass, bestehend aus je Stück: 1 EC60A, 2 ECR60B, 1 HAR36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LGBP715	Prozeduren-Set für laparoskop. Magenbypass, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 2 ECR60W, 1 ECR60D, 3 ECR60B, 1 HAR36, 1 B12LT, 1 CB12LT	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LGBP733	Prozeduren-Set für laparoskop. Magenbypass, bestehend aus je Stück: 1 PLEE45A, 2 GST45W, 5 GST45B, 1 HAR36, 1 B12LT, 2 CB12LT	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LGBP734	Prozeduren-Set für laparoskop. Magenbypass, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 2 ECR60W, 2 ECR60D, 3 ECR60G, 1 HARH36, 1 2B12LT, 1 2B12XT, 3 2CB12LT	1 <sup>1</sup>

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	LSR158	Prozeduren-Set für die laparoskopische Schlauchmagenbildung bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 1 HAR36, 1 B12LT, 2 CB12LT	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LSR185	Prozeduren-Set für die laparoskopische Schlauchmagenbildung bestehend aus je Stück: 1 LONG60A, 2 GST60B, 2 GST60D, 2 GST60G, 1 HAR36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LSR200	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagenbildung, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 1 B12LT, 1 CB12LT, 1 HAR36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LSR259	Prozeduren-Set für laparoskopische Schlauchmagenbildung, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 2 GST60B, 3 GST60D, 1 GST60G, 1 HARH45, 1 2B12LT, 2 CB12LT	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LSR278	Prozeduren-Set für laparoskopische Schlauchmagenbildung, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 3 GST60B, 1 GST60D, 1 GST60G, 1 HARH45, 1 2B12LT, 1 CB12LT, 1 2B5LT, 1 CB5LT	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LSR284	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagenbildung, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 3 ECR60B, 1 ECR60D, 1 ECR60G, 1 B12LT, 1 HAR36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LSR289	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagenbildung, bestehend aus je Stück: 1 PSEE60A, 3 GST60B, 2 GST60G, 1 B12LT, 3 CB12LT, 1 HAR36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LSR320	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagenbildung, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 2 GST60D, 1 GST60B, 1 GST60G, 1 B12LT, 1 HAR36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LSR322	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagenbildung, bestehend aus je Stück: 1 LONG60A, 1 ECR60D, 3 ECR60B, 1 ECR60G, 1 B12LT, 1 CB12LT, 1 HAR36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LSR323	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagenbildung, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 3 ECR60B, 1 ECR60G, 1 ECR60D, 1 B12LT, 2 2CB12LT, 1 HAR36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LSR325	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagenbildung, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 1 GST60G, 1 GST60D, 3 GST60B, 1 NSLG2S35	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LSR326	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagenbildung, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 3 GST60G, 2 GST60D, 1 HAR36,	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LSR330	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagenbildung, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 1 GST60G, 2 GST60D, 2 GST60B, 1 B12LT, 2 CB12LT	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LSR331	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagenbildung, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 1 ECR60G, 3 ECR60D, 1 ECR60B, 1 2B12LT, 2 2CB12LT, 1 HAR36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LSR362	Prozeduren-Set für laparoskop. Magen-Bypass, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 2 GST60G, 1 GST60D, 2 GST60B, 1 HAR36	1 <sup>1</sup>










	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	LSR364	Prozeduren-Set für laparoskop. Magen-Bypass, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 2 GST60G, 1 GST60D, 2 GST60B, 1 HAR36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LSR366	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagen, bestehend aus je Stück: 1 LONG60A, 3x ECR60B, 2x ECR60G, 1x HARH45	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LSR379	Prozeduren-Set für laparoskop. Magen-Bypass, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 2 GST60G, 1 GST60D, 2 GST60B, 1 HAR36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LSR385	Prozeduren-Set für laparoskop. Magen-Bypass, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 2 GST60G, 1 GST60D, 2 GST60B, 1 HAR36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LSR401	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagen, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 1 GST60G, 2 GST60D, 1 GST60B, 1 NSLG2C35, 2 2CB12LT, 1 2B12LT, 1 B12XT	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LSR406	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagen, bestehend aus je Stück: 1 PSEE60A, 2 GST60B, 1 HAR36,	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LSR411	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagen, bestehend aus je Stück: 1 PSEE60A, 1 GST60G, 1 GST60D, 3 GST60B, 1 HARH36, 4 CB12LT, 1 B12LT	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LSR415	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagen, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 1 GST60B, 1 HAR36, 1 B12LT, 1 CB12LT	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LSR416	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagen, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 3 ECR60B, 1 GST60D, 2 GST60G, 1 HAR36, 1 B12LT, 1 CB12LT	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LSR433	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagenbildung, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 4 GST60B, 1 GST60D, 1 HARH45	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LSR434	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagenbildung, bestehend aus je Stück: 1 PLEE60A, 2 GST60D, 1 GST60B, 1 GST60G, 1 HAR36, 1 B12LT, 1 CB12LT	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LSR78	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagenbildung, bestehend aus je Stück: 1 B12LT, 2 CB12LT, 1 EC60A, 3 ECR60B, 1 ECR60D, 1 ECR60G, 1 HAR36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	LSR80	Prozeduren-Set für laparoskop. Schlauchmagenbildung, bestehend aus je Stück: 1 B12LT, 2 CB12LT, 1 LONG60A, 1 HAR36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	THORAX20	Prozeduren-Set für laparoskop. Thorax OP, bestehend aus je Stück: 1 PVE35A, 2 VASECR35, 1 PSEE45A, 1 GST45G	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	THORAX21	Prozeduren-Set für laparoskop. Thorax OP, bestehend aus je Stück: 1 PVE35A, 2 VASECR35, 1 PSEE45A, 1 GST45G, 1 HARH36	1 <sup>1</sup>

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	THORAX22	Prozeduren-Set für laparoskop. Thorax OP, bestehend aus je Stück: 1 PVE35A, 2 VASECR35, 1 PSEE45A, 1 GST45G, 1 HARHD36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	THORAX23	Prozeduren-Set für laparoskop. Thorax OP, bestehend aus je Stück: 1 PVE35A, 2 VASECR35, 1 PSEE60A, 1 GST60G	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	THORAX24	Prozeduren-Set für laparoskop. Thorax OP, bestehend aus je Stück: 1 PVE35A, 2 VASECR35, 1 PSEE60A, 1 GST60G, 1 HARH36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	THORAX25	Prozeduren-Set für laparoskop. Thorax OP, bestehend aus je Stück: 1 PVE35A, 2 VASECR35, 1 PSEE60A, 1 GST60G, 1 HARHD36	1 <sup>1</sup>
ohne Abb.	THX08	Laparoscopic Thorax Kit, bestehend aus je Stück: 1 PSEE45A, 1 GST45G, 1 PVE35A, 2 VASECR35, 1 2B12LT, 1 HARHD36	4 <sup>1</sup>
ohne Abb.	VTEK201	Virtuelles Prozeduren-Set für Thorax, bestehend aus je Box: 2 PVE35A, 1 VASECR35, 2 PSEE60A, 1 ECR60G	1
ohne Abb.	VTEK202	Virtuelles Prozeduren-Set für Thorax, bestehend aus je Box: 2 PVE35A, 1 VASECR35, 2 PCEE60A, 1 ECR60G	1
ohne Abb.	VTEK203	Virtuelles Prozeduren-Set für Thorax, bestehend aus je Box: 2 PVE35A, 1 VASECR35, 2 PSEE45A, 1 ECR45G	1
ohne Abb.	VTEK204	Virtuelles Prozeduren-Set für Thorax, bestehend aus je Box: 2 PVE35A, 1 VASECR35, 2 PCEE45A, 1 ECR45G	1
ohne Abb.	VTEK205	Virtuelles Prozeduren-Set für Thorax, bestehend aus je Box: 2 PVE35A, 1 VASECR35, 2 PSEE60A, 1 GST60G	1
ohne Abb.	VTEK206	Virtuelles Prozeduren-Set für Thorax, bestehend aus je Box: 2 PVE35A, 1 VASECR35, 2 PCEE60A, 1 GST60G	1
ohne Abb.	VTEK207	Virtuelles Prozeduren-Set für Thorax, bestehend aus je Box: 2 PVE35A, 1 VASECR35, 2 PSEE45A, 1 GST45G	1
ohne Abb.	VTEK208	Virtuelles Prozeduren-Set für Thorax, bestehend aus je Box: 2 PVE35A, 1 VASECR35, 2 PCEE45A, 1 GST45G	1






















## Instrumente für die offene Chirurgie

### Circular Stapler & Zubehör


	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	CDH21A	ETHICON Endo Surgery Circular Stapler gebogen, 21mm, mit atraumatischer Feineinstellung	3
	CDH25A	ETHICON Endo Surgery Circular Stapler gebogen, 25mm, mit atraumatischer Feineinstellung	3
	CDH29A	ETHICON Endo Surgery Circular Stapler gebogen, 29mm, mit atraumatischer Feineinstellung	3
	CDH33A	ETHICON Endo Surgery Circular Stapler gebogen, 33mm, mit atraumatischer Feineinstellung	3
ohne Abb.	CSS	Bougie-Set für 25mm, 29mm und 33mm Instrumente, resterilisierbar	1
	ECS21A	ETHICON Endo Surgery Circular Stapler gebogen, gasdicht, 21mm, mit atraumatischer Feineinstellung	3
	ECS25A	ETHICON Endo Surgery Circular Stapler gebogen, gasdicht, 25mm, mit atraumatischer Feineinstellung	3
	ECS29A	ETHICON Endo Surgery Circular Stapler gebogen, gasdicht, 29mm, mit atraumatischer Feineinstellung	3
	ECS33A	ETHICON Endo Surgery Circular Stapler gebogen, gasdicht, 33mm, mit atraumatischer Feineinstellung	3
ohne Abb.	EH40	Tabakbeutelnahtklemme resterilisierbar	1
ohne Abb.	EH41L	Instrumentenkopffasszange endoskopisch, resterilisierbar	1
	SDH33A	ETHICON Endo Surgery Circular Stapler gerade, 33mm, mit atraumatischer Feineinstellung	3

## Linear Cutter & Magazine

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	NTLC55	ETHICON Endo Surgery Linear Cutter ungeladen, 55mm, mit einstellbarer Klammerhöhe	3
	NTLC75	ETHICON Endo Surgery Linear Cutter ungeladen, 75mm, mit einstellbarer Klammerhöhe	3
	SR55	Magazine für Linear Cutter, standard bis stark, 55mm	12
	SR75	Magazine für Linear Cutter, standard bis stark, 75mm	12
	TCD75	PROXIMATE Linear Cutter standard / stark, 75mm	3
	TCR10	Magazine für PROXIMATE Linear Cutter standard, 100mm	12
	TCR55	Magazine für PROXIMATE Linear Cutter standard, 55mm	12
	TCR75	Magazine für PROXIMATE Linear Cutter standard, 75mm	12
	TCT10	PROXIMATE Linear Cutter stark, 100mm	3
	TCT55	PROXIMATE Linear Cutter stark, 55mm	3
	TCT75	PROXIMATE Linear Cutter stark, 75mm	3
	TLC10	PROXIMATE Linear Cutter standard, 100mm	3
	TLC55	PROXIMATE Linear Cutter standard, 55mm	3
	TLC75	PROXIMATE Linear Cutter standard, 75mm	3

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	TRD75	Magazine für PROXIMATE Linear Cutter standard / stark, 75mm	12
	TRT10	Magazine für PROXIMATE Linear Cutter stark, 100mm	12
	TRT55	Magazine für PROXIMATE Linear Cutter stark, 55mm	12
	TRT75	Magazine für PROXIMATE Linear Cutter stark, 75mm	12
	TVC55	PROXIMATE Linear Cutter vaskular / dünn, 55mm	3
	TVR55	Magazine für PROXIMATE Linear Cutter vaskular / dünn, 55mm	12

**Linear Stapler & Magazine**


	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	TX30B	PROXIMATE Linear Stapler TX standard, 30mm	3
	TX30G	PROXIMATE Linear Stapler TX stark, 30mm	3
	TX30V	PROXIMATE Linear Stapler TX vaskular / dünn, 30mm	3
	TX60B	PROXIMATE Linear Stapler TX standard, 60mm	3
	TX60G	PROXIMATE Linear Stapler TX stark, 60mm	3
	XR30B	Magazine für PROXIMATE Linear Stapler TX standard, 30mm	12
	XR30G	Magazine für PROXIMATE Linear Stapler TX stark, 30mm	12

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	XR30V	Magazine für PROXIMATE Linear Stapler TX vaskular / dünn, 30mm	12
	XR60B	Magazine für PROXIMATE Linear Stapler TX standard, 60mm	12
	XR60G	Magazine für PROXIMATE Linear Stapler TX stark, 60mm	12

### Curved Cutter Stapler & Magazine

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	CR40B	Magazine CONTOUR Curved Cutter Stapler, standard, 40mm	6
	CR40G	Magazine CONTOUR Cutter Stapler, stark, 40mm	6
	CS40B	CONTOUR Curved Cutter Stapler, gebogener Instrumentenkopf, standard, 40mm	3
	CS40G	CONTOUR Curved Cutter Stapler, gebogener Instrumentenkopf, stark, 40mm	3









### PPH Sets


	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	PPH03	PROXIMATE PPH03-Set für die Hämorrhoidopexie	3

## STARR Sets


	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	CR30G	Magazine CONTOUR TRANSTAR Curved Cutter Stapler, stark, 30mm	6
	PPH01	PROXIMATE PPH01-Set für die S.T.A.R.R. Technik	3
	STR5G	CONTOUR TRANSTAR Curved Cutter Stapler, 30mm Klammernahtbreite	3

## Clips & Clipapplikatoren





	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	AC107	ABSOLOK Clipapplikator für kleine Clips, 18,5cm Länge, resterilisierbar	1
	AC207	ABSOLOK Clipapplikator für mittlere Clips, 18,5cm Länge, resterilisierbar	1
	AC210	ABSOLOK Clipapplikator für mittlere Clips, 27,5cm Länge, resterilisierbar	1
	AC310	ABSOLOK Clipapplikator für mittelgroße Clips, 27,5cm Länge, resterilisierbar	1
ohne Abb.	AC320	ABSOLOK Clipapplikator für mittelgroße Clips, 27,5cm, 45° aufgew., resterilisierbar	1 <sup>1</sup>
	AC410	ABSOLOK Clipapplikator für große Clips, 27,5cm Länge, resterilisierbar	1 <sup>1</sup>
	AP100	ABSOLOK PLUS Clips 6*10 resorbierbar, klein, aus Polydioxanon 310	6
	AP200	ABSOLOK PLUS Clips 6*10 resorbierbar, mittel, aus Polydioxanon 310	6
	AP201	ABSOLOK PLUS Clips 6*5 resorbierbar, mittel, aus Polydioxanon 310	6



Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
AP202	ABSOLOK PLUS Clips 6*2 resorbierbar, mittel, aus Polydioxanon 310	6
AP300	ABSOLOK PLUS Clips 6*10 resorbierbar, mittelgroß, aus Polydioxanon 310	6
AP301	ABSOLOK PLUS Clips 6*5 resorbierbar, mittelgroß, aus Polydioxanon 310	6
AP302	ABSOLOK PLUS Clips 6*2 resorbierbar, mittelgroß, aus Polydioxanon 310	6
AP306	ABSOLOK PLUS Clips 6*6 resorbierbar, mittelgroß, aus Polydioxanon 310	6
AP400	ABSOLOK PLUS Clips 6*10 resorbierbar, groß, aus Polydioxanon 310	6
AP401	ABSOLOK PLUS Clips 6*5 resorbierbar, groß, aus Polydioxanon 310	6
AP402	ABSOLOK PLUS Clips 6*2 resorbierbar, groß, aus Polydioxanon 310	6
AP403	ABSOLOK PLUS Clips 6*3 resorbierbar, groß, aus Polydioxanon 310	6
AP406	ABSOLOK PLUS Clips 6*6 resorbierbar, groß, aus Polydioxanon 310	6
LC105	LIGACLIP Clipapplikator für kleine Clips, 14,5cm Länge, resterilisierbar	1
LC107	LIGACLIP Clipapplikator für kleine Clips, 18,5cm Länge, resterilisierbar	1
LC205	LIGACLIP Clipapplikator für mittlere Clips, 14,5cm Länge, resterilisierbar	1
LC207	LIGACLIP Clipapplikator für mittlere Clips, 18,5cm Länge, resterilisierbar	1
LC210	LIGACLIP Clipapplikator für mittlere Clips, 28,5cm Länge, resterilisierbar	1



Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
LC220	LIGACLIP Clipapplikator für mittlere Clips, 45° aufgew., 27,5cm Länge, resterilisierbar	1
LC307	LIGACLIP Clipapplikator für mittelgroße Clips, 18,5cm Länge, resterilisierbar	1
LC310	LIGACLIP Clipapplikator für mittelgroße Clips, 27,5cm Länge, resterilisierbar	1
LC320	LIGACLIP Clipapplikator mittelgroße Clips, 45° aufgew., 27,5cm Länge, resterilisierbar	1
LC407	LIGACLIP Clipapplikator für große Clips, 18,5cm Länge, resterilisierbar	1
LC410	LIGACLIP Clipapplikator für große Clips, 27,5cm Länge, resterilisierbar	1
LC420	LIGACLIP Clipapplikator für große Clips, 45° aufgew., 27,5cm Länge, resterilisierbar	1
LC800	Magazinhalter für ABSOLOK und LIGACLIP Clipmagazine, resterilisierbar	1
LT100	LIGACLIP EXTRA Titanclips, 36*6, klein, mit quer- und längsverlaufendem Innenprofil	36
LT102	LIGACLIP EXTRA Titanclips, 15*20, klein, mit quer- und längsverlaufendem Innenprofil	15
LT200	LIGACLIP EXTRA Titanclips, 36*6, mittel, mit quer- und längsverlaufendem Innenprofil	36
LT202	LIGACLIP EXTRA Titanclips, 15*20, mittel, mit quer- und längsverlaufendem Innenprofil	15
LT300	LIGACLIP EXTRA Titanclips, 18*6, mittelgroß, mit quer- und längsverlaufendem Innenprofil	18
LT400	LIGACLIP EXTRA Titanclips, 18*6, groß, mit quer- und längsverlaufendem Innenprofil	18
MCL20	LIGACLIP MCA Multiclipapplikator 20 große Titanclips, 34cm Länge	6

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	MCM20	LIGACLIP MCA Multiclipapplikator 20 mittlere Titanclips, 29cm Länge	6
	MCM30	LIGACLIP MCA Multiclipapplikator 30 mittlere Titanclips, 29cm Länge	6
	MCS20	LIGACLIP MCA Multiclipapplikator 20 kleine Titanclips, 24cm Länge	6
	MSM20	LIGACLIP MCA Multiclipapplikator 20 mittlere Titanclips, 24cm Länge	6

## Haut Stapler & Zubehör





	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	PMR35	PROXIMATE MD Haut-Stapler, 35 Klammern, regulär, 5,7mm Klammerbreite	6
	PMW35	PROXIMATE MD Haut-Stapler, 35 Klammern, weit, 6,9mm Klammerbreite	6
	PRR35	PROXIMATE RH Haut- Stapler 35 Klammern, regulär, 5,7mm Klammerbreite	6
	PRW35	PROXIMATE RH Haut- Stapler 35 Klammern, weit, 6,9mm Klammerbreite	6
ohne Abb.	PSX	Einweg-Hautklammerentferner, steril	12
	PXR35	PROXIMATE Haut-Stapler, 35 Klammern, regulär, 5,7mm Klammerbreite	6
	PXW35	PROXIMATE Haut-Stapler, 35 Klammern, weit, 6,9mm Klammerbreite	6



# Energy

## HARMONIC & ENSEAL Systemkomponenten

### HARMONIC & ENSEAL Hardware & Generatoren

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	CRT11	Generatorwagen für Generator G11	1
	FSW11	Fußschalter für GEN11C und Verbindungskabel	1
	GEN11C	Ethicon Generator	1
	GEN11VK	Prüfadapter für GEN11C	1
	HGA11	HARMONIC Handstück Adapter	1
	HP054	HARMONIC Handstück grau	1
	HPBLUE	HARMONIC Handstück blau	1
	HSA08	HARMONIC Handaktivierung	3
	HST01	HARMONIC Sterilisationssieb	1 <sup>1</sup>
	HST02	HARMONIC Testspitze für Handstück HP054	1
	TLB01	HARMONIC Klingenschlüssel (für HDH05)	2
	TTBLUE	HARMONIC Testspitze für Handstück TWBLUE	1 <sup>1</sup>

## HARMONIC

## HARMONIC Instrumente und Scheren, Laparoskopie

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	HAR36	HARMONIC ACE+ Koag. Schere mit Adaptive Tissue Technology, 5,5mm Ø, 15mm Klingenlänge, 36cm Schaftlänge, kompatibel mit HP054	6
	HARH36	HARMONIC ACE+7 Koag. Schere mit Adaptive Tissue Technology und Gefäßversiegelung bis 7mm Ø, 5,5mm Ø, 36 cm Schaftlänge, kompatibel mit HP054	6
	HARH45	HARMONIC ACE+7 Koag. Schere mit Adaptive Tissue Technology und Gefäßversiegelung bis 7mm Ø, 5,5mm Ø, 45 cm Schaftlänge, kompatibel mit HP054	6
	HARHD36	HARMONIC HD 1000i Koag. Instr. mit ingegriertem Handstück, Advanced Hämostase Modus für Gefäßversiegelung bis 7mm Ø, 5,5 mm Ø, 36 cm Schaftlänge	6
	HDH05	HARMONIC Dissektionshaken 5mm Ø, 32cm Schaftlänge, kompatibel mit HP054	6

## HARMONIC Instrumente und Scheren, offene Chirurgie

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	HAR17F	HARMONIC FOCUS+ Long mit Adaptive Tissue Technology, 16mm Klingenlänge, 17cm Arbeitslänge, kompatibel mit HPBLUE	6
	HAR23	HARMONIC ACE+ Koag. Schere mit Adaptive Tissue Technology, 5,5mm Ø, 15mm Klingenlänge, 23cm Schaftlänge, kompatibel mit HP054	6
	HAR9F	HARMONIC FOCUS+ Koag. Schere mit Adaptive Tissue Technology, 16mm Klingenlänge, 9cm Arbeitslänge, kompatibel mit HPBLUE	6
	HARH23	HARMONIC ACE+7 Koag. Schere mit Adaptive Tissue Technology und Gefäßversiegelung bis 7mm Ø, 5,5mm Ø, 23 cm Schaftlänge, kompatibel mit HP054	6
	HARHD20	HARMONIC HD 1000i Koag. Instr. mit ingegriertem Handstück, Advanced Hämostase Modus für Gefäßversiegelung bis 7mm Ø, 5,5 mm Ø, 20 cm Schaftlänge	6
	SNGCB	HARMONIC SYNERGY Spatel gebogen, scharf, 8-14cm variable Gesamtarbeitslänge, kompatibel mit HPBLUE	6



Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
SNGHK	HARMONIC SYNERGY Dissektionshaken, 8-14cm variable Gesamtarbeitslänge, kompatibel mit HPBLUE	6
SNGHK2	HARMONIC SYNERGY Kombinationshaken, 8-14cm variable Gesamtarbeitslänge, kompatibel mit HPBLUE	6



## ENSEAL Versiegelungsinstrumente

### ENSEAL Instrumente, Laparoskopie








Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
NSLG2C35	ENSEAL G2 Versiegelungsinstrument mit gebogenen Branchen, 5mm Ø, 35cm Schaftlänge	6
NSLG2C35A	ENSEAL G2 Versiegelungsinstrument mit gebogenen Branchen, abwinkelbar, 5mm Ø, 35cm Schaftlänge	6
NSLG2C45	ENSEAL G2 Versiegelungsinstrument mit gebogenen Branchen, 5mm Ø, 45cm Schaftlänge	6
NSLG2C45A	ENSEAL G2 Versiegelungsinstrument mit gebogenen Branchen, abwinkelbar, 5mm Ø, 45cm Schaftlänge	6
NSLG2S35	ENSEAL G2 Versiegelungsinstrument mit geraden Branchen, 5mm Ø, 35cm Schaftlänge	6
NSLG2S35A	ENSEAL G2 Versiegelungsinstrument mit geraden Branchen, abwinkelbar, 5mm Ø, 35cm Schaftlänge	6
NSLG2S45	ENSEAL G2 Versiegelungsinstrument mit geraden Branchen, 5mm Ø, 45cm Schaftlänge	6
NSLG2S45A	ENSEAL G2 Versiegelungsinstrument mit geraden Branchen, abwinkelbar, 5mm Ø, 45cm Schaftlänge	6

## ENSEAL Instrumente, offene Chirurgie

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	NSLG2C14	ENSEAL G2 Versiegelungsinstrument mit gebogenen Branchen, 5mm Ø, 14cm Schaftlänge	6
	NSLG2C25	ENSEAL G2 Versiegelungsinstrument mit gebogenen Branchen, 5mm Ø, 25cm Schaftlänge	6
	NSLG2S14	ENSEAL G2 Versiegelungsinstrument mit geraden Branchen, 5mm Ø, 14cm Schaftlänge	6
	NSLG2S25	ENSEAL G2 Versiegelungsinstrument mit geraden Branchen, 5mm Ø, 25cm Schaftlänge	6
	NSLX120L	ENSEAL X1 Makroversiegelungsinstrument „Large Jaw“ mit gebogenen Branchen, 13mm Ø, 20 cm Schaftlänge	6

## HF Instrumente & Zubehör

### MEGADYNE Hardware & HF-Generatoren

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	0075	Kabel für Fußaktivierung, wiederverwendbar	1
	1000	MegaPower HF Generator	1
	1300SJ	MegaCart Generatorwagen; mit Ablage	1
	1300U	MegaPower Generatorwagen	1
	1400JJ	MegaPower Fußschalter; für Monopolar	1



ohne Abb.

ohne Abb.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
1450J	MegaPower Fußschalter ; für Bipolar	1
375003801	Kabel für monopolaren Fusschalter 3,7 m	1
375003802	Kabel für monopolaren Fusschalter 4,6 m	1

### MEGADYNE Neutralelektroden

ohne Abb.

ohne Abb.















Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
0800	MegaSoft Neutralelektrode; 18 Monate wiederverwendbar	1 <sup>1</sup>
0825	Schutzhülle; für MegaSoft Mega2000	30
0830	MegaSoft Neutralelektrode; Gelmatte; 24 Monate wiederverwendbar; 117cm L x 51cm B x 1,25cm H	1 <sup>1</sup>
0835	MegaSoft Neutralelektrode; Gelmatte, mit 2 Anschlüssen; 24 Monate wiederverwendbar; 117cm L x 51cm B x 1,25cm H	1 <sup>1</sup>
0840	MegaSoft Pädiatrie; Neutralelektrode; 24 Monate wiederverwendbar; 66cm L x 30,5cm x 1,3cm H	1 <sup>1</sup>
0845	MegaSoft Universal; Neutralelektrode; 24 Monate wiederverwendbar; 91cm L x 51cm B x 0,3cm H	1 <sup>1</sup>
0846	MegaSoft Universal; Neutralelektrode; mit 2 Anschlüssen; 24 Monate wiederverwendbar; 91cm L x 51cm B x 0,3cm H	1 <sup>1</sup>
0847	MegaSoft Universal Plus; Neutralelektrode; 24 Monate wiederverwendbar; 91cm L x 51cm B x 0,6cm H	1 <sup>1</sup>
0848	MegaSoft Universal Plus; Neutralelektrode; mit 2 Anschlüssen; 24 Monate wiederverwendbar; 91cm L x 51cm B x 0,6cm H	1 <sup>1</sup>
0850C	Klebe-Neutralelektrode; Single Plate, mit Kabel; für Erwachsene >15kg; Einweg; Kabellänge 2,9m	50

<sup>1</sup>Artikel mit Mindestbestellmenge ggf. mit verlängerter Lieferzeit














Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
 0855	Klebe-Neutralelektrode; Dual Plate, ohne Kabel; für Erwachsene >15kg; Einweg	50
 0855C	Klebe-Neutralelektrode; Dual Plate, mit Kabel; für Erwachsene >15kg; Einweg; Kabellänge 3m	50
 0855CL	Klebe-Neutralelektrode; Dual Plate, mit Kabel; für Erwachsene >15kg; Einweg; Kabellänge 4,6m	50
 0855CN	Klebe-Neutralelektrode; Dual Plate, mit Kabel; für Erwachsene >15kg; Einweg; Kabellänge 2,7m	50
 0865C	Klebe-Neutralelektrode; Dual Plate, mit Kabel; für Kinder 2,7-15kg; Einweg; Kabellänge 3m	50
 0875	Wiederverwendbares Kabel; Dual Style	1
 M2K01	MegaSoft Kabel; Standardanschluss; wiederverwendbar; Kabellänge 2,4m	1
 M2K02	MegaSoft Kabel; Standardanschluss; wiederverwendbar; Kabellänge 4,4m	1
 M2K03	MegaSoft Kabel; Telefon-/Klinkensteckeranschluss; wiederverwendbar; Kabellänge 2,4m	1
 M2K04	MegaSoft Kabel; Telefon-/Klinkensteckeranschluss; wiederverwendbar; Kabellänge 4,4m	1
 M2K05	MegaSoft Kabel; verlängerter Telefon-/Klinkensteckeranschluss; wiederverwendbar; Kabellänge 4,4m	1
 M2K06	MegaSoft; wiederverwendbar; Kabellänge 2,4m	1
 M2K07	MegaSoft Ersatzteil Kabel; wiederverwendbar	1
 M2K08	MegaSoft Kompatibilitätskabel; blau; wiederverwendbar; Kabellänge 2,4m	1
 M2K09	MegaSoft Kompatibilitätskabel; blau; wiederverwendbar; Kabellänge 4,4m	1

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	PKIT001	MegaSoft Reparaturkit	1















### MEGADYNE E-Z Clean Elektroden


	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	0009	E-Z Clean Kugelelektrode; Instrumentenlänge 12,7cm	12
	0012	E-Z Clean Klingenelektrode; Instrumentenlänge 6,35cm	12
	0012A	E-Z Clean Klingenelektrode; Instrumentenlänge 7cm	12
	0012AM	E-Z Clean Klingenelektrode; Modifizierte Isolierung; Instrumentenlänge 7cm	12
	0012AMD	E-Z Clean Klingenelektrode; mit Schutzkappe und modifizierter Isolierung; Instrumentenlänge 7cm	24
	0012AMP	E-Z Clean Klinge; mit Präzisionsspitze; Modifizierte Isolierung; Instrumentenlänge 7cm	12
	0012AP	E-Z Clean Klinge; mit Präzisionsspitze; Instrumentenlänge 7cm	12
	0012M	E-Z Clean Klingenelektrode; Modifizierte Isolierung; Instrumentenlänge 6,35cm	12
	0012MD	E-Z Clean Klingenelektrode; mit Schutzkappe und modifizierter Isolierung; Instrumentenlänge 6,35cm	24
	0013	E-Z Clean Nadelelektrode; Instrumentenlänge 7cm	12
	0013M	E-Z Clean Nadelelektrode; Modifizierte Isolierung; Instrumentenlänge 7cm	12
	0013MD	E-Z Clean Nadelelektrode; mit Schutzkappe und modifizierter Isolierung; Instrumentenlänge 7cm	24



	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	0014	E-Z Clean Klingenelektrode; Instrumentenlänge 16,5cm	12
	0014A	E-Z Clean Klingenelektrode; Instrumentenlänge 10,2cm	12
	0014AM	E-Z Clean Klingenelektrode; Modifizierte Isolierung; Instrumentenlänge 10,2cm	12
	0014AMD	E-Z Clean Klingenelektrode; mit Schutzkappe und modifizierter Isolierung; Instrumentenlänge 10,2cm	24
	0014AMP	E-Z Clean Klinge; mit Präzisionsspitze; Modifizierte Isolierung; Instrumentenlänge 10,2cm	12
	0014AP	E-Z Clean Klinge; mit Präzisionsspitze; Instrumentenlänge 10,2cm	12
	0014M	E-Z Clean Klingenelektrode; Modifizierte Isolierung; Instrumentenlänge 16,5cm	12
	0014MD	E-Z Clean Klingenelektrode; mit Schutzkappe und modifizierter Isolierung; Instrumentenlänge 16,5cm	24
	0015	E-Z Clean Kugelspitzenelektrode; Instrumentenlänge 5,1cm	12
	0016	E-Z Clean Nadelelektrode; Instrumentenlänge 15,2cm	12
	0016A	E-Z Clean Nadelelektrode; Instrumentenlänge 10,2cm	12
	0016AM	E-Z Clean Nadelelektrode; Modifizierte Isolierung; Instrumentenlänge 10,2cm	12
	0016M	E-Z Clean Nadelelektrode; Modifizierte Isolierung; Instrumentenlänge 15,2cm	12
	0017	E-Z Clean Standard Klinge; lap., für Handaktivierung; Instrumentenlänge 33cm	6
	0018	E-Z Clean Standard Klinge; lap., für Handaktivierung; Instrumentenlänge 33cm	6

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	0018C	E-Z Clean Spatelelektrode, lap.; gebogen, für Handaktivierung; Instrumentenlänge 33cm	6
	0018CS	E-Z Clean Spatelelektrode, lap.; gebogen, für Fußaktivierung; Elektrode m. geteiltem Schaft; Instrumentenlänge 33cm	6
	0019	E-Z Clean Elektrode, gebogen; lap., für Handaktivierung; Instrumentenlänge 33cm	6
	0019L	E-Z Clean Elektrode, gebogen; lap., für Handaktivierung; Instrumentenlänge 45cm	6
	0019LS	E-Z Clean Elektrode, gebogen; lap., für Fußaktivierung; Elektrode m. geteiltem Schaft; Instrumentenlänge 45cm	6
	0019S	E-Z Clean Elektrode, gebogen; lap., für Fußaktivierung; Elektrode m. geteiltem Schaft; Instrumentenlänge 45cm	6
	0020	E-Z Clean Elektrode, L-Haken; lap., für Handaktivierung; Instrumentenlänge 33cm	6
	0020L	E-Z Clean Elektrode, L-Haken; lap., für Handaktivierung; Instrumentenlänge 45cm	6
	0020LS	E-Z Clean Elektrode, L-Haken; lap., für Fußaktivierung; Elektrode m. geteiltem Schaft; Instrumentenlänge 45cm	6
	0020S	E-Z Clean Elektrode, L-Haken; lap., für Fußaktivierung; Elektrode m. geteiltem Schaft; Instrumentenlänge 33cm	6
	0021	E-Z Clean Elektrode, J-Haken; lap., für Handaktivierung; Instrumentenlänge 33cm	6
	0021L	E-Z Clean Elektrode, J-Haken; lap., für Handaktivierung; Instrumentenlänge 45cm	6
	0021LS	E-Z Clean Elektrode, J-Haken; lap., für Fußaktivierung; Elektrode m. geteiltem Schaft; Instrumentenlänge 45cm	6
	0021S	E-Z Clean Elektrode, J-Haken; lap., für Fußaktivierung; Elektrode m. geteiltem Schaft; Instrumentenlänge 33cm	6
	0022	E-Z Clean Elektrode, Nadel; lap., für Handaktivierung; Instrumentenlänge 33cm	6

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	0022S	E-Z Clean Elektrode, Nadel; lap., für Fußaktivierung; Elektrode m. geteiltem Schaft; Instrumentenlänge 33cm	6
	0024	E-Z Clean Kugelelektrode; laparoskopisch, Handaktivierung; Elektrode m. geteiltem Schaft; Instrumentenlänge 33cm	6
	0026S	E-Z Clean O-Draht; laparoskopisch, Fußaktivierung; Elektrode m. geteiltem Schaft; Instrumentenlänge 33cm	6
	0028	E-Z Clean Elektrode; mit Bajonett Nadel; Instrumentenlänge 15,2cm	12
	0028M	E-Z Clean Elektrode; mit Bajonett Nadel; Modifizierte Isolierung; Instrumentenlänge 15,2cm	12
	0029M	E-Z Clean Elektrode; mit Bajonett Nadel; Modifizierte Isolierung; Instrumentenlänge 16,5cm	12
	0030	Handgriff mit Kippschalter; und E-Z Clean Elektrode; Kabellänge 3m	50
	0030H	Handgriff mit Kippschalter; und E-Z Clean Elektrode; E-Z Clean Elektrode mit Holster; Kabellänge 3m	50
	0030HL	Handgriff mit Kippschalter; und E-Z Clean Elektrode; E-Z Clean Elektrode mit Holster; Kabellänge 4,5m	25
	0030L	Handgriff mit Kippschalter; und E-Z Clean Elektrode; Kabellänge 4,5m	25
	0035	Handgriff mit Knopfschalter; und E-Z Clean Elektrode; Kabellänge 3m	50
	0035H	Handgriff mit Knopfschalter; und E-Z Clean Elektrode; mit Holster; Kabellänge 3m	50
	0035HL	Handgriff mit Knopfschalter; und E-Z Clean Elektrode; mit Holster; Kabellänge 4,5m	25
	0035L	Handgriff mit Knopfschalter; und E-Z Clean Elektrode; Kabellänge 4,5m	25
	0036	Handgriff mit Kippschalter; und E-Z Clean Elektrode; Modifizierte Isolierung; Kabellänge 4,5m	50

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	0036H	Handgriff mit Kippschalter; und E-Z Clean Elektrode; E-Z Clean Elektrode mit modifizierter Isolierung und Holster; Kabellänge 4,5m	50
	0037	Handgriff mit Knopfschalter; und E-Z Clean Elektrode; Modifizierte Isolierung; Kabellänge 4,5m	50
	0037H	Handgriff mit Knopfschalter; und E-Z Clean Elektrode; Modifizierte Isolierung; Kabellänge 4,5m	50
	0100	E-Z Clean, L-Haken Draht; lap., Handaktivierung; Laparoskopische Elektrode; Instrumentenlänge 33cm	6
	0100L	E-Z Clean, L-Haken Draht; lap., Handaktivierung; Laparoskopische Elektrode; Instrumentenlänge 45cm	6
ohne Abb.	0100LS	E-Z Clean, L-Haken Draht; laparoskopisch, Fußaktivierung; Elektrode m. geteiletem Schaft; Instrumentenlänge 45cm	6
	0100S	E-Z Clean, L-Haken Draht; laparoskopisch, Fußaktivierung; Elektrode m. geteiletem Schaft; Instrumentenlänge 33cm	6
	0105S	E-Z Clean, J-Haken Draht; laparoskopisch, Fußaktivierung; Elektrode m. geteiletem Schaft; Instrumentenlänge 33cm	6
	0113	E-Z Clean Elektrode; mit stumpfer Nadel; Instrumentenlänge 7cm	12
	0113A	E-Z Clean Elektrode; mit stumpfer Nadel; Instrumentenlänge 10,2cm	12
	0113M	E-Z Clean Elektrode; mit stumpfer Spitze; Modifizierte Isolierung; Instrumentenlänge 7cm	12
	0118	E-Z Clean MegaFine Nadel; Instrumentenlänge 5,1cm	12
	0118A	E-Z Clean MegaFine Nadel; Instrumentenlänge 6,35cm	12
	0119	E-Z Clean MegaFine Nadel; Elektrode 45 Grad; Instrumentenlänge 5,1cm	12
	0119A	E-Z Clean MegaFine Nadel; Elektrode 45 Grad	12









	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	0120	E-Z Clean MegaFine Nadel; Elektrode 90 Grad; Instrumentenlänge 5,1cm	12
	0121	E-Z Clean MegaFine Nadel; Instrumentenlänge 16,5cm	12
	3030H	Handgriff mit Kippschalter; wiederverwendbar; mit Holster; Kabellänge 3m	10
	3030HL	Handgriff mit Kippschalter; wiederverwendbar; mit Holster; Kabellänge 4,5m	10
	3035H	Handgriff mit Knopfschalter; wiederverwendbar; mit Holster; Kabellänge 3m	10
	3035HL	Handgriff mit Knopfschalter; wiederverwendbar; mit Holster; Kabellänge 4,5m	10
ohne Abb.	C117J	E-Z Clean 12cm Blade; Electrode Custom	12

### MEGADYNE Drahtschlingenelektroden















	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	0410	LLETZ Drahtschlingenelektrode; 10 x 7mm; Quadratisch (Orange); Schaftlänge 11,8cm	12
	0420	LLETZ Drahtschlingenelektrode; 10 x 5mm; Schlinge (Violett); Schaftlänge 11,8cm	12
	0430	LLETZ Drahtschlingenelektrode; 15 x 6mm; Schlinge (Grau); Schaftlänge 11,8cm	12
	0440	LLETZ Drahtschlingenelektrode; 20 x 10mm; Schlinge (Rot); Schaftlänge 11,8cm	12
	0450	LLETZ Drahtschlingenelektrode; 10 x 10mm; Schlinge (Gelb); Schaftlänge 11,8cm	12
	0460	LLETZ Drahtschlingenelektrode; 15 x 12mm; Schlinge (Grün); Schaftlänge 11,8cm	12













	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	0470	LLETZ Drahtschlingenelektrode; 20 x 12mm; Schlinge (Weiß); Schaftlänge 11,8cm	12
	0480	LLETZ Drahtschlingenelektrode; 20 x 15mm; Schlinge (Blau); Schaftlänge 11,8cm	12
	0490	LLETZ Drahtschlingenelektrode; 20 x 8mm; Schlinge (hellbraun); Schaftlänge 11,8cm	12
	FC39H	Foot Control Pencil, Stainless; Steel Electro.Tip and Holster	50

### MEGADYNE Bipolare Pinzetten

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	4000J	Kabel bipolar, freie Zuleitung; Einweg; Kabellänge 3,7m	10
	4005J	Kabel bipolar, freie Zuleitung; Einweg; Kabellänge 3,7m	10
	4010J	Scoville-Greenwood-Pinzette; bipolar, 1,5mm Spitze; Instrumentenlänge 17,8cm	1
	4020J	Jeweler-Pinzette ; biolar, 0,4mm Spitze; Instrumentenlänge 10,2cm	1
	4030J	Cushing-Pinzette ; bipolar, 1,5mm Spitze; Instrumentenlänge 15,2cm	1
	4040J	Adson-Pinzette ; bipolar, 1,0mm Spitze; Instrumentenlänge 10,2cm	1
	4050J	Semkin-Pinzette, 0,5mm Spitze; Instrumentenlänge 12,7cm	1
	4060J	Gerald-Pinzette, 1,0mm Spitze; Instrumentenlänge 17,8cm	1

## MEGADYNE Elektrodensystem











	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	0038	Handgriff mit Kippschalter; und HF-Edelstahlelektrode	50
	0038H	Handgriff mit Kippschalter; und HF-Edelstahlelektrode; mit Holster	50
	0039	Handgriff mit Knopfschalter; und HF-Edelstahlelektrode	50
	0039H	Handgriff mit Knopfschalter; und HF-Edelstahlelektrode; mit Holster	50
	0300	Edelstahl Kugelelektrode; Instrumentenlänge 12,7cm	12
	0312	Edelstahl Klingenelektrode; Instrumentenlänge 6,35cm	12
	0312A	Edelstahl Klingenelektrode; Instrumentenlänge 7cm	12
	0312AM	Edelstahl Klingenelektrode; Modifizierte Isolierung; Instrumentenlänge 7cm	12
	0312M	Edelstahl Klingenelektrode; Modifizierte Isolierung; Instrumentenlänge 6,35cm	12
	0313	Edelstahl Nadelelektrode; Instrumentenlänge 7cm	12
	0313M	Edelstahl Nadelelektrode; Modifizierte Isolierung; Instrumentenlänge 7cm	12
	0314	Edelstahl Klingenelektrode; Instrumentenlänge 16,5cm	12
	0314A	Edelstahl Klingenelektrode; Instrumentenlänge 10,2cm	12
	0314M	Edelstahl Klingenelektrode; Modifizierte Isolierung; Instrumentenlänge 16,5cm	12

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	0315	Edelstahl Kugelelektrode; Instrumentenlänge 5cm	12
	0316	Edelstahl Nadelelektrode; Instrumentenlänge 15,2cm	12
	0316AM	Edelstahl Nadelelektrode; Modifizierte Isolierung; Instrumentenlänge 10,2cm	12
	0316M	Edelstahl Nadelelektrode; Modifizierte Isolierung; Instrumentenlänge 15,2cm	12
	0600	MegaTip Laparoskopisch, Einweg; L-Draht	6
	0600M	MegaTip Laparoskopisch, Einweg; L-Draht, Modifizierte Isolierung	6
	0605	MegaTip Laparoskopisch, Einweg	6
	0618	MegaTip Laparoskopisch, Einweg; Spatel	6
	0619	MegaTip Laparoskopisch, Einweg	6
	0620	MegaTip Laparoskopisch, Einweg; L-Haken	6
	0620M	MegaTip Laparoskopisch, Einweg; L-Haken, Modifizierte Isolierung	6
	0621	MegaTip Laparoskopisch, Einweg; J-Haken	6
	0621M	MegaTip Laparoskopisch, Einweg; J-Haken, Modifizierte Isolierung	6
	0690	Elektrodenschaft; lap., wiederverwendbar; Schaftlänge 32cm	2
	0690S	Elektrodenschaft; lap., wiederverwendbar; Schaftlänge 32cm	2



	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	0695	Elektrodenschaft; lap., wiederverwendbar; mit geteiltem Schaft; Schaftlänge 38cm	2
	0695S	Elektrodenschaft; lap., wiederverwendbar; mit geteiltem Schaft; Schaftlänge 38cm	2
	TC100	Elektroden-Reinigungspad	50













**MEGADYNE Rauchgasabsaugung Hardware & Generatoren**




	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	2100J	MegaVac Rauchgasabsaugung	1
	2200J	MegaVac Plus Smoke Evacuator; with Laparoscopic Mode	1
	2210J	MegaVac ULPA Filter	9
	2211J	MegaVac ULPA Filter	10
	2220J	MegaVac Kohle Filter	1
	2250J	MegaVac RF Sensor	1
	ECVV220	MiniVac Smoke Evacuator 220v	1
	MGEZLINK01	MiniVac RF Sensor	1
	MGVS353	MiniVac Micro Safe Filter; 1 Pack	1
	MGVS35302	MiniVac Micro Safe Filter; 2 Pack	2













Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
MGVSFT10	MiniVac Fluid Trap	10


### MEGADYNE Rauchgasabsaugung Instrumente

Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
 211010EC	UltraVac Teleskop-Handgriff; für Rauchgasabsaugung; mit E-Z Clean Blade und 22mm Konnektor; Kabellänge 3m	20
 211010J	UltraVac Teleskop-Handgriff; für Rauchgasabsaugung; mit E-Z Clean Blade; Kabellänge 3m	20
 212009EC	Attacha Vac Handgriff; für Rauchgasabsaugung; mit kurzer Spitze	25
 212009J	Attacha Vac Handgriff; für Rauchgasabsaugung; mit kurzer Spitze	25
 2140J	MegaVac Non-sterile	1
 2145J	MegaVac Non-sterile 22mm; Male to 10mm Male Connector	1
 2150J	MegaVac Universal Connector	1
 2151J	MegaVac 22mm ID Tube; Connector	1
 2155	MegaVac Non-sterile 22mm; Female X 10mm Male Connector	1
 2190J	MegaVac Laparoscopic Tubing	25
 2195J	MegaVac Plus Rauchgasabsaugung	25
 252510	ZIP PEN für Rauchgasabsaugung; Ergonomischer Handgriff; Kabellänge 3m	20

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	252510EC	ZIP PEN für Rauchgasabsaugung; Ergonomischer Handgriff; mit 22mm Konnektor; Kabellänge 3m	20
	2540J	ZIP PEN, 6,8cm; mit verlängerte Schutzhülle	10
	2560J	ZIP PEN, 13,2cm; mit verlängerte Schutzhülle	10

### POWERSTAR Scheren & Kabel, bipolar
















	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	BP100	POWERSTAR Bipolare Schere Tenotomie, gebogen, 115mm Länge	1
	BP120	POWERSTAR Bipolare Schere Tenotomie, gebogen, 175mm Länge	1
	BP310	POWERSTAR Bipolare Schere Metzenbaum, Präzisionsspitze, gebogen, 140mm Länge	1
	BP320	POWERSTAR Bipolare Schere Metzenbaum, Präzisionsspitze, gebogen, 180mm Länge	1
	BP340	POWERSTAR Bipolare Schere Metzenbaum, Präzisionsspitze, gebogen, 230mm Länge	1
	BP360	POWERSTAR Bipolare Schere Metzenbaum, Präzisionsspitze, gebogen, 280mm Länge	1
	BP520	POWERSTAR Bipolare Schere Metzenbaum, gebogen, 175mm Länge	1
	BP540	POWERSTAR Bipolare Schere Metzenbaum, gebogen, 230mm Länge	1
	BP560	POWERSTAR Bipolare Schere Metzenbaum, gebogen, 280mm Länge	1
	BP720	POWERSTAR Bipolare Schere Mayo, gebogen, 170mm Länge	1





Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
BP910	POWERSTAR 5m Anschlusskabel für Aesculap, Berchtold, Martin und Wolf	1
BP930	POWERSTAR 5m Anschlusskabel für Erbe Standard und Storz	1
BP940	POWERSTAR 5m Anschlusskabel für Valleylab	1

Übrige HF-Instrumente, bipolar und monopolar

Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
004010J	Koagulations-Absaugung, 10 Fr; 15,2cm, mit Fußaktivierung; Kabellänge 3m	10
004025	Koagulations-Absaugung, 10 Fr; 15,2cm, mit Fußaktivierung; Kabellänge 3m	25
004125	Koagulations-Absaugung, 10 Fr; mit Handaktivierung, 15,2cm; Kabellänge 3m	25
004225	Koagulations-Absaugung , 8 Fr; mit Handaktivierung, 15,2cm; Kabellänge 3m	25
004325	Koagulations-Absaugung , 12 Fr; mit Handaktivierung, 15,2cm; Kabellänge 3m	25
0055	E-Z Clean All-In-One; Handaktivierung	5
0060	E-Z Clean All-In-One, L-Haken; Laparoskopische Elektrode; Instrumentenlänge 31cm	5
0062	E-Z Clean All-In-One, gebogen; Laparoskopische Klingenelektrode; Instrumentenlänge 31cm	5
0063	E-Z Clean All-In-One, L-Haken; Instrumentenlänge 31cm	5
0064	E-Z Clean All-In-One, flach; Laparoskopische Klingenelektrode; Instrumentenlänge 31cm	5

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	0066	E-Z Clean All-In-One Klinge; Instrumentenlänge 6,35cm	5
	0080J	E-Z Clean All-In-One, L-Haken; Laparoskopische Draht-Elektrode; Instrumentenlänge 38cm	5
	0085	E-Z Clean All-In-One, J-Haken; Laparoskopische Draht-Elektrode; Instrumentenlänge 38cm	5
	EBC02	Bipolares Anschlusskabel mit Koaxialstecker, 3,6m	1 <sup>1</sup>
	EBC10RE	Bipolares Anschlusskabel mit Bananenstecker, 4,5m	1 <sup>1</sup>
	EBC11RE	Bipolares Anschlusskabel mit Koaxialstecker, 4,5m	1
	EBF01	ENDOPATH bipolare HF-Fasszange endoskopisch, makro, 5mm Ø	5
	EBF02	ENDOPATH bipolare HF-Fasszange endoskopisch, mikro, 5mm Ø	5
	EPH02	ENDOPATH Probe Plus II HF-Inst. mit Pistolenhandgriff, Handschalteraktivierung	6
	EPH04	ENDOPATH Probe Plus II HF-Inst. mit Stabgriff, Handschalteraktivierung	6
	EPS01	ENDOPATH Probe Plus II HF-Inst. Hakenelektrode, 5mm Ø, 34cm Schaftlänge	6
	EPS02	ENDOPATH Probe Plus II HF-Inst. Spatulaelektrode, 5mm Ø, 34cm Schaftlänge	6
	EPS03	ENDOPATH Probe Plus II HF-Inst. rechteck. Elektrode, 5mm Ø, 34cm Schaftlänge	6
	EPS04	ENDOPATH Probe Plus II HF-Inst. geb. Dissektorelektrode, 5mm Ø, 34cm Schaftlänge	6
	EPS05	ENDOPATH Probe Plus II HF-Inst. Hakenelektrode, 5mm Ø, 29cm Schaftlänge	6

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	EPS06	ENDOPATH Probe Plus II HF-Inst. Spatulaelektrode, 5mm Ø, 29cm Schaftlänge	6
	EPS07	ENDOPATH Probe Plus II HF-Inst. rechth. Elektrode, 5mm Ø, 29cm Schaftlänge	6


## Nahtmaterial, Netze & Fixationsinstrumente, Sonstiges

Metric	USP	Durchmesserspanne in mm
0,01	12 - 0	0,001-0,009
0,1	11 - 0	0,010-0,019
0,2	10 - 0	0,020-0,029
0,3	9 - 0	0,030-0,039
0,4	8 - 0	0,040-0,049
0,5	7 - 0	0,050-0,069
0,7	6 - 0	0,070-0,099
1	5 - 0	0,100-0,149
1,5	4 - 0	0,150-0,199
2	3 - 0	0,200-0,249
2,5-3	2 - 0	0,250-0,349
3,5	0	0,350-0,399
4	1	0,400-0,499
5	2	0,500-0,599
6	3	0,600-0,699
7	5	0,700-0,799
8	6	0,800-0,899
9	7	0,900-0,999

## Nahtmaterial

## VICRYL rapide (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 5 Tage, 0% 12 Tage · Resorption: ca. 42 Tage

5/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge  
**36 mm**Nadel  
**UR5**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VA1673H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	2-0	70	36
V401H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	1	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge  
**22 mm**Nadel  
**SH1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V2180G	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	4-0	70	12
V2180H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	4-0	70	36
V2190G	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	3-0	70	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge  
**26 mm**Nadel  
**CT2**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V55H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	2-0	70	36
V56H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	0	70	36
V57H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	1	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge  
**31 mm**Nadel  
**MH1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W9975	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	2-0	75	12


1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge  
**48 mm**Nadel  
**CTX**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PN1695H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	0	90	36
X605H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	1	90	36





## VICRYL rapide (Polyglactin 910)


Reisskraftprofil: 50% 5 Tage, 0% 12 Tage · Resorption: ca. 42 Tage


1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze 


Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>17 mm</b>		V2130H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	5-0	70	36
		V2140G	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	4-0	70	12
Nadel <b>RB1 PLUS</b>		V2140H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	4-0	70	36
		V2150G	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	3-0	70	12
		V2150H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	3-0	70	36


1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze 


Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>22 mm</b>		V2190H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	3-0	70	36
		V62H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	2-0	70	36
Nadel <b>SH1 PLUS</b>						


1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>22 mm</b>		VR3100	VICRYL rapide ungefärbt geflochten VISI-BLACK	4-0	75	36
Nadel <b>SH1 PLUS</b>						

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze 


Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>26 mm</b>		V4150H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	4-0	70	36
		V4160H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	3-0	70	36
Nadel <b>SH PLUS</b>		V4170H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	2-0	70	36
		V66H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze 


Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>36 mm</b>		PG1674H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	2-0	70	36
Nadel <b>MH PLUS</b>						

## VICRYL rapide (Polyglactin 910)


Reisskraftprofil: 50% 5 Tage, 0% 12 Tage · Resorption: ca. 42 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**36 mm**Nadel  
**CT1 PLUS**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V9450H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	2-0	90	36
V9460H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	0	90	36
V70H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	1	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**40 mm**Nadel  
**CT PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V9580H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	0	90	36
V9590H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	1	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**48 mm**Nadel  
**CTX PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W9978	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	2-0	90	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze Bogenlänge  
**17 mm**Nadel  
**V5**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
OA1674G	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	3-0	70	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze Bogenlänge  
**26 mm**Nadel  
**V7**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
OB1674H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	3-0	70	36
V1002H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	2-0	90	36

## VICRYL rapide (Polyglactin 910)


Reisskraftprofil: 50% 5 Tage, 0% 12 Tage · Resorption: ca. 42 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze Bogenlänge  
**36 mm**Nadel  
**V34**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V5170H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	2-0	90	36
V5180H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	0	90	36
V5190H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	1	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze Bogenlänge  
**40 mm**Nadel  
**V37**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W9946	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	2-0	90	12
V6191H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	0	90	36
VR2216	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	1	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze Bogenlänge  
**45 mm**Nadel  
**V39**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W9945	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	2-0	90	12
W9947	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	0	90	12
V7190H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	1	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze Bogenlänge  
**48 mm**Nadel  
**V40**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V7191H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	0	90	36

1/2-Kreis schneidende Nadel Bogenlänge  
**17 mm**Nadel  
**J1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
18510G	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	4-0	45	12
V4550H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	4-0	45	36
V76H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	3-0	45	36

## VICRYL rapide (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 5 Tage, 0% 12 Tage · Resorption: ca. 42 Tage

### 1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>22 mm</b>	V7902H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	3-0	45	36
	V81H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	2-0	45	36
Nadel <b>X1</b>					

### 1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>36 mm</b>	V4721H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	2-0	90	36
	V4731H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	0	90	36
Nadel <b>CP1</b>					

### 1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>40 mm</b>	V4851H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	0	90	36
	V4861H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	1	90	36
Nadel <b>CP</b>					

### 3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>13 mm</b>	VR2293	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	5-0	75	36
Nadel <b>V18</b>					

### 3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>17 mm</b>	VR2279	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	4-0	75	36
	VR2280	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	3-0	75	36
Nadel <b>V4</b>					

**VICRYL rapide (Polyglactin 910)**

Reisskraftprofil: 50% 5 Tage, 0% 12 Tage · Resorption: ca. 42 Tage

**3/8-Kreis schneidende Nadel ▼**

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>13 mm</b>	VR2289	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	5-0	75	36
	VR1290H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	4-0	45	36
Nadel <b>C3</b>					

**3/8-Kreis schneidende Nadel ▼**

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>16 mm</b>	VR2296	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	5-0	75	36
	VR2294	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	4-0	75	36
Nadel <b>FS3</b>	VR2295	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	3-0	75	36

**3/8-Kreis schneidende Nadel ▼**

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>19 mm</b>	V2910H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	5-0	45	36
	V2920G	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	4-0	45	12
Nadel <b>FS2</b>	V2920H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	4-0	45	36
	FH1642H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	4-0	45	36
	W9930	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	4-0	75	12
	V2930H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	3-0	45	36
	VR2298	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	3-0	75	36
	VR2299	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	2-0	75	36

**3/8-Kreis schneidende Nadel ▼**

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>24 mm</b>	VR2251	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	4-0	75	36
	V4421H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	3-0	45	36
Nadel <b>FS1</b>	V4420H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	3-0	70	36
	V4431H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	2-0	45	36
	V4430H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	2-0	70	36
	VR1253H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	2-0	75	36

### VICRYL rapide (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 5 Tage, 0% 12 Tage · Resorption: ca. 42 Tage

#### 3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>30 mm</b>	VR2286	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	2-0	90	36
	VR2287	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	0	90	36
Nadel					
<b>FSL</b>					

#### 3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>36 mm</b>	W9961	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	2-0	75	12
Nadel					
<b>FSLX</b>					

#### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>11 mm</b>	MPVR32H	VICRYL rapide violett geflochten MULTIPASS	6-0	45	36
	MPVR9913H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten MULTIPASS	6-0	45	36
	MPVR489H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten MULTIPASS	6-0	70	36
	MPVR9915H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten MULTIPASS	5-0	45	36
Nadel					
<b>P1</b>					

#### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>	V4930H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	5-0	45	36
Nadel					
<b>P3</b>					

#### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>	MPVR4930H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten MULTIPASS	5-0	45	36
	MPVR4940H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten MULTIPASS	4-0	45	36
Nadel					
<b>P3</b>					

### VICRYL rapide (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 5 Tage, 0% 12 Tage · Resorption: ca. 42 Tage

#### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>19 mm</b>	V4960H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	4-0	45	36
	V4260H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	4-0	70	36
Nadel <b>PS2</b>	V4270H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	3-0	70	36

#### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>19 mm</b>	V4961H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten VISI-BLACK	4-0	45	36
	V4971H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten VISI-BLACK	3-0	45	36
Nadel <b>PS2</b>					

#### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>19 mm</b>	MPVR4260H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten MULTIPASS	4-0	75	36
	MPVR4970H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten MULTIPASS	3-0	45	36
Nadel <b>PS2</b>	MPVR4270H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten MULTIPASS	3-0	75	36

#### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>24 mm</b>	V6830H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	3-0	45	36
	V9360H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	3-0	70	36
Nadel <b>PS1</b>	V6840H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	2-0	45	36
	V9380H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	2-0	70	36

#### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>24 mm</b>	MPVR9360H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten MULTIPASS	3-0	70	36
	MPVR9380H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten MULTIPASS	2-0	70	36
Nadel <b>PS1</b>					

### VICRYL rapide (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 5 Tage, 0% 12 Tage · Resorption: ca. 42 Tage

#### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze (Anschliff innen) ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>19 mm</b>	W9926	VICRYL rapide ungefärbt geflochten CONV	4-0	45	12
	W9927	VICRYL rapide ungefärbt geflochten CONV	3-0	45	12

Nadel  
**PS22**

#### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>11 mm</b>	V32H	VICRYL rapide violett geflochten PRIME	6-0	45	36

Nadel  
**P1**

#### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>	V4940H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten PRIME	4-0	45	36

Nadel  
**P3**

#### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>16 mm</b>	W9918	VICRYL rapide ungefärbt geflochten PRIME	4-0	75	12
	W9919	VICRYL rapide ungefärbt geflochten PRIME	3-0	75	12

Nadel  
**PC3**

#### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>19 mm</b>	V4970H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten PRIME	3-0	45	36

Nadel  
**PS2**



## VICRYL rapide (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 5 Tage, 0% 12 Tage · Resorption: ca. 42 Tage

## 3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>5.5 mm</b>	V1220G	VICRYL rapide violett geflochten	8-0	30	12
Nadel <b>GS12</b>					

## 3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>6.5 mm</b>	V1210G	VICRYL rapide violett geflochten	8-0	30	12
	V1211G	VICRYL rapide violett geflochten	7-0	30	12
Nadel <b>GS9</b>					

## 3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>6.5 mm</b>	V39G	VICRYL rapide violett geflochten	8-0	30	12
doppelt armiert	V38G	VICRYL rapide violett geflochten	7-0	45	12
Nadel <b>2 x GS9</b>					

## 3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>6.5 mm</b>	EC1534G	VICRYL rapide violett geflochten	6-0	30	12
Nadel <b>TG140-8</b>					

## asymptotische schneidende Nadel ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>20 mm</b>	VR2275	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	4-0	45	36
Nadel <b>DT6</b>					

### VICRYL rapide (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 5 Tage, 0% 12 Tage · Resorption: ca. 42 Tage

#### asymptotische Rundkörper Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge  
**16 mm**



Nadel  
**PS4C**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W9910	VICRYL rapide ungefärbt geflochten PRIME	5-0	45	12
W9911	VICRYL rapide ungefärbt geflochten PRIME	4-0	45	12

#### Gerade Rundkörper Nadel spitz ⦿

Bogenlänge  
**19 mm**



Nadel  
**ST4**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
BA1673H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	4-0	70	36

#### Gerade schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**13 mm**



Nadel  
**SC1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
BH1643H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	4-0	45	36

#### Gerade schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**60 mm**



Nadel  
**KS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
AA1673H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten	3-0	70	36

## VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage


5/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge  
**26 mm**Nadel  
**UR6**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
J601H	VICRYL violett geflochten	3-0	70	36
J602H	VICRYL violett geflochten	2-0	70	36
V602H	VICRYL violett geflochten	2-0	70	36
V603H	VICRYL violett geflochten	0	70	36
J2594H	VICRYL violett geflochten	0	90	36
J2575H	VICRYL violett geflochten	1	70	36
VC2575H	VICRYL violett geflochten	1	70	36


5/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge  
**26 mm**Nadel  
**2 x UR6**

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCC2573H	VICRYL violett geflochten	2-0	70	36
VCC2593H	VICRYL violett geflochten	2-0	90	36

5/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge  
**36 mm**Nadel  
**UR5**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V375H	VICRYL violett geflochten	2-0	70	36
V376H	VICRYL violett geflochten	0	70	36
J377H	VICRYL violett geflochten	1	70	36

5/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge  
**36 mm**Nadel  
**2 x UR5**

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VAA2573E	VICRYL violett geflochten	2-0	70	24
VAA2594H	VICRYL violett geflochten	0	90	36

**VICRYL (Polyglactin 910)**

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

**5/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz** Bogenlänge  
**40 mm**Nadel  
**UR4**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
J381H	VICRYL violett geflochten	0	70	36
J382H	VICRYL violett geflochten	1	70	36

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** Bogenlänge  
**6.5 mm**Nadel  
**TF6**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V1028H	VICRYL violett geflochten	7-0	30	36

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** Bogenlänge  
**10 mm**Nadel  
**TF1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V134H	VICRYL violett geflochten	6-0	70	36

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** Bogenlänge  
**13 mm**Nadel  
**TF**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V926H	VICRYL violett geflochten	6-0	70	36
V797D	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	5-0	8 * 45	12
V924H	VICRYL violett geflochten	4-0	70	36
PA2671H	VICRYL ungefärbt geflochten	6-0	70	36


**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** Bogenlänge  
**13 mm**Nadel  
**UCL**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V113H	VICRYL violett geflochten	3-0	70	36
V114H	VICRYL violett geflochten	2-0	70	36
J1150H	VICRYL violett geflochten	0	70	36

## VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz 

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
 <b>13 mm</b>	W9981	VICRYL ungefärbt geflochten	6-0	45	12
Nadel <b>RB2</b>					

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz 

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
 <b>16 mm</b>	V13H	VICRYL violett geflochten	3-0	70	36
	V14H	VICRYL violett geflochten	2-0	70	36
Nadel <b>UCLX</b>	V15H	VICRYL violett geflochten	0	70	36
	V16H	VICRYL violett geflochten	1	70	36


1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz 

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
 <b>17 mm</b>	V302H	VICRYL violett geflochten	6-0	70	36
	V735G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	4-0	4 * 45	12
Nadel <b>RB1</b>	4PB2544H	VICRYL violett geflochten Multipak	3-0	4 * 45	36
	8PB2643YD	VICRYL ungefärbt geflochten Multipak, Control release	4-0	8 * 45	12
	8PB2644YE	VICRYL ungefärbt geflochten Multipak, Control release	3-0	8 * 45	24 <sup>1</sup>

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz 


Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
 <b>26 mm</b>	V237H	VICRYL violett geflochten	1	90	36
	V238H	VICRYL violett geflochten	2	90	36
Nadel <b>MO6</b>					

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz 

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
 <b>31 mm</b>	V808E	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	0	4 * 70	24
Nadel <b>MH1</b>					

## VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage


1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge  
**31 mm**Nadel  
**2 x MH1**

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W9637	VICRYL violett geflochten	2-0	100	12
W9636	VICRYL violett geflochten	2-0	75	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge  
**31 mm**Nadel  
**MO5**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
5TC2576YG	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	1	5 * 70	12
V253H	VICRYL violett geflochten	1	90	36
V254H	VICRYL violett geflochten	2	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge  
**36 mm**Nadel  
**MH**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PG2592H	VICRYL violett geflochten	4-0	90	36 <sup>1</sup>

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge  
**36 mm**Nadel  
**MO4**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
J436H	VICRYL violett geflochten	0	70	36
V436H	VICRYL violett geflochten	0	70	36
V255H	VICRYL violett geflochten	1	90	36
V432H	VICRYL violett geflochten	2	90	36


1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge  
**36 mm**Nadel  
**CT1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V947H	VICRYL ungefärbt geflochten	1	90	36


## VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage


1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>40 mm</b>		V1407E	VICRYL violett geflochten, Schlinge	0	150	24
		V1408E	VICRYL violett geflochten, Schlinge	1	150	24
		V766G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	1	4 * 70	12
		V767G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2	4 * 70	12
Nadel						
<b>CT</b>						

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>40 mm</b>		V97H	VICRYL violett geflochten	0	90	36
Nadel						
<b>LH</b>						

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>45 mm</b>		W9244	VICRYL violett geflochten	0	75	12
Nadel						
<b>MO45</b>						


1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>48 mm</b>		V362H	VICRYL violett geflochten	3-0	70	36
		V363H	VICRYL violett geflochten	2-0	70	36
		W9450	VICRYL violett geflochten	0	90	12
		V1428E	VICRYL violett geflochten, Schlinge	1	150	24
Nadel						
<b>CTX</b>						

**VICRYL (Polyglactin 910)**  
Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge  
**65 mm**




Nadel  
**TP1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V585G	VICRYL violett geflochten	2	90	12


**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge  
**70 mm**



Nadel  
**XLH**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V581G	VICRYL violett geflochten	2-0	70	12
V582G	VICRYL violett geflochten	0	70	12


**1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze** 

Bogenlänge  
**10 mm**



Nadel  
**TF1 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V133H	VICRYL violett geflochten	5-0	70	36

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze** 

Bogenlänge  
**13 mm**




Nadel  
**TF PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V925H	VICRYL violett geflochten	5-0	70	36
8PA2543YD	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	4-0	8 * 45	12




## VICRYL (Polyglactin 910)


Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze 


	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>13 mm</b>	V7970D	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	5-0	8 * 45	12 <sup>1</sup>
Nadel <b>TF PLUS</b>	V7971D	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	4-0	8 * 45	12
	V9240H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK	4-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze 

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>17 mm</b>	V303H	VICRYL violett geflochten	5-0	70	36
Nadel <b>RB1 PLUS</b>	V734D	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	4-0	8 * 45	12
	V799D	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	4-0	8 * 70	12
	18304G	VICRYL violett geflochten	4-0	70	12 <sup>1</sup>
	V304H	VICRYL violett geflochten	4-0	70	36
	V733E	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	3-0	8 * 45	24
	8PB2574YE	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	3-0	8 * 70	24
	V305H	VICRYL violett geflochten	3-0	70	36
	V306H	VICRYL violett geflochten	2-0	70	36
	V213H	VICRYL ungefärbt geflochten	5-0	70	36
	V214H	VICRYL ungefärbt geflochten	4-0	70	36
	V215H	VICRYL ungefärbt geflochten	3-0	70	36
	V216H	VICRYL ungefärbt geflochten	2-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze 


	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>17 mm</b>	V667H	VICRYL violett geflochten	3-0	70	36
Nadel <b>2 x RB1 PLUS</b>		doppelt armiert			

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze 

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>17 mm</b>	V3030H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK	5-0	70	36
Nadel <b>RB1 PLUS</b>	V7340D	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	4-0	8 * 45	12
	V7350G	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	4-0	4 * 45	12

## VICRYL (Polyglactin 910)


Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**17 mm**Nadel  
**RB1 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V3040H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK	4-0	70	36
V7330E	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	3-0	8 * 45	24
V3050H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK	3-0	70	36
V3060H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK	2-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**20 mm**Nadel  
**SH2 PLUS**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W9113	VICRYL violett geflochten	4-0	75	12
W9114	VICRYL violett geflochten	3-0	75	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**22 mm**Nadel  
**SH1 PLUS**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V794D	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	4-0	8 * 45	12
V798G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	4-0	8 * 70	12
V310H	VICRYL violett geflochten	4-0	70	36
V793E	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	3-0	8 * 45	24
V782H	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	3-0	4 * 45	36
V795E	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	3-0	8 * 70	24
V311H	VICRYL violett geflochten	3-0	70	36
4PE2545YE	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2-0	4 * 45	24
V792E	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2-0	8 * 45	24
V791E	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2-0	8 * 70	24
V312H	VICRYL violett geflochten	2-0	70	36
V426H	VICRYL ungefärbt geflochten	4-0	70	36
4PE2674YH	VICRYL ungefärbt geflochten Multipak, Control release	3-0	4 * 70	36
V219H	VICRYL ungefärbt geflochten	3-0	70	36
V220H	VICRYL ungefärbt geflochten	2-0	70	36

## VICRYL (Polyglactin 910)


Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**22 mm**Nadel  
**CT3 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V327H	VICRYL violett geflochten	3-0	70	36
V328H	VICRYL violett geflochten	2-0	70	36
V329H	VICRYL violett geflochten	0	70	36
V321H	VICRYL violett geflochten	1	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**22 mm**Nadel  
**2 x CT3 PLUS**  
doppelt armiert


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V928H	VICRYL violett geflochten	0	70	36 <sup>1</sup>

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**22 mm**Nadel  
**SH1 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V7940D	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	4-0	8 * 45	12
V7980D	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	4-0	8 * 70	12
V3100H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK	4-0	70	36
V7930E	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	3-0	8 * 45	24
V7820E	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	3-0	4 * 45	24
V7950E	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	3-0	8 * 70	24
V3110H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK	3-0	70	36
V7920E	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	2-0	8 * 45	24
V3120H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK	2-0	70	36
V3219H	VICRYL ungefärbt geflochten VISI-BLACK	3-0	70	36
V2200H	VICRYL ungefärbt geflochten VISI-BLACK	2-0	70	36

## VICRYL (Polyglactin 910)


Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**26 mm**Nadel  
**SH PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
JV314	VICRYL violett geflochten	5-0	75	36 <sup>1</sup>
V781G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	4-0	4 * 45	12
V783G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	4-0	8 * 70	12
V315H	VICRYL violett geflochten	4-0	70	36
V241H	VICRYL violett geflochten	4-0	90	36
V774E	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	3-0	8 * 45	24
V780H	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	3-0	4 * 45	36
V784E	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	3-0	8 * 70	24
4PF2573YE	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	3-0	4 * 70	24
V316H	VICRYL violett geflochten	3-0	70	36
8PF2593YG	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	3-0	8 * 90	12
V242H	VICRYL violett geflochten	3-0	90	36
V775E	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2-0	8 * 45	24
V779H	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2-0	4 * 45	36
4PF2574YE	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2-0	4 * 70	24
V785E	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2-0	8 * 70	24
V317H	VICRYL violett geflochten	2-0	70	36
V243H	VICRYL violett geflochten	2-0	90	36
4PF2575YE	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	0	4 * 70	24
V318H	VICRYL violett geflochten	0	70	36
V244H	VICRYL violett geflochten	0	90	36
PF2577H	VICRYL violett geflochten	1	90	36
V773D	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	4-0	8 * 45	12
V771E	VICRYL ungefärbt geflochten Multipak, Control release	3-0	8 * 45	24
8PF2673YE	VICRYL ungefärbt geflochten Multipak, Control release	3-0	8 * 70	24 <sup>1</sup>
V416H	VICRYL ungefärbt geflochten	3-0	70	36
V770E	VICRYL ungefärbt geflochten Multipak, Control release	2-0	8 * 45	24
V224H	VICRYL ungefärbt geflochten	2-0	70	36
V225H	VICRYL ungefärbt geflochten	0	70	36


## VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**26 mm**Nadel  
**2 x SH PLUS**

doppelt armiert


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V528H	VICRYL violett geflochten	2-0	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**26 mm**Nadel  
**CT2 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V332H	VICRYL violett geflochten	3-0	70	36
8PK2544YG	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2-0	8 * 45	12
V7642E	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2-0	4 * 45	24
8PK2574YG	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2-0	8 * 70	12 <sup>1</sup>
V333H	VICRYL violett geflochten	2-0	70	36
V326H	VICRYL violett geflochten	2-0	90	36
4PK2545YE	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	0	4 * 45	24
V744E	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	0	8 * 45	24
V747G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	0	8 * 70	12
4PK2575YE	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	0	4 * 70	24
V334H	VICRYL violett geflochten	0	70	36
V330H	VICRYL violett geflochten	0	90	36
V745E	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	1	8 * 45	24
V746E	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	1	4 * 45	24
V748G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	1	8 * 70	12
V759E	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	1	4 * 70	24
V335H	VICRYL violett geflochten	1	70	36
V331H	VICRYL violett geflochten	1	90	36
V756E	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2	4 * 45	24
V760G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2	4 * 70	12
V336H	VICRYL violett geflochten	2	70	36
PK2597H	VICRYL violett geflochten	2	90	36
V269H	VICRYL ungefärbt geflochten	2-0	70	36
V270H	VICRYL ungefärbt geflochten	0	70	36
V271H	VICRYL ungefärbt geflochten	1	70	36

**VICRYL (Polyglactin 910)**

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze** Bogenlänge  
**26 mm**Nadel  
**SH PLUS**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V7730D	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	4-0	8 * 45	12
V7810G	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	4-0	4 * 45	12
V3150H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK	4-0	70	36
V7740E	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	3-0	8 * 45	24
V7800H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	3-0	4 * 45	36
V7840E	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	3-0	8 * 70	24
V3160H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK	3-0	70	36
V2420H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK	3-0	90	36
V7750E	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	2-0	8 * 45	24
V7790H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	2-0	4 * 45	36
V7850E	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	2-0	8 * 70	24
V3170H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK	2-0	70	36
V2430H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK	2-0	90	36
V7830D	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	4-0	8 * 70	12
V7710E	VICRYL ungefärbt geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	3-0	8 * 45	24 <sup>1</sup>
V4416H	VICRYL ungefärbt geflochten VISI-BLACK	3-0	70	36
V7700E	VICRYL ungefärbt geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	2-0	8 * 45	24
V3224H	VICRYL ungefärbt geflochten VISI-BLACK	2-0	70	36

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze** Bogenlänge  
**31 mm**Nadel  
**MH1 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V245H	VICRYL violett geflochten	3-0	70	36
V807E	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2-0	4 * 70	24
V246H	VICRYL violett geflochten	2-0	70	36
V247H	VICRYL violett geflochten	0	70	36

## VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**36 mm**Nadel  
**MH PLUS**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
4PG2543YG	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	3-0	4 * 45	12
V322H	VICRYL violett geflochten	3-0	70	36
V100H	VICRYL violett geflochten	3-0	90	36
V786G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2-0	4 * 45	12
V777G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2-0	8 * 70	12 <sup>1</sup>
V323H	VICRYL violett geflochten	2-0	70	36
V101H	VICRYL violett geflochten	2-0	90	36
V778G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	0	8 * 70	12
V324H	VICRYL violett geflochten	0	70	36
V102H	VICRYL violett geflochten	0	90	36
V325H	VICRYL violett geflochten	1	70	36
V103H	VICRYL violett geflochten	1	90	36
V226H	VICRYL ungefärbt geflochten	2-0	70	36
V110H	VICRYL ungefärbt geflochten	2-0	90	36
V227H	VICRYL ungefärbt geflochten	0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**36 mm**Nadel  
**CT1 PLUS**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V338H	VICRYL violett geflochten	3-0	70	36
V339H	VICRYL violett geflochten	2-0	70	36
V345H	VICRYL violett geflochten	2-0	90	36
V740G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	0	8 * 45	12
V836G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	0	4 * 45	12
V7361G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	0	4 * 70	12
V340H	VICRYL violett geflochten	0	70	36
V346H	VICRYL violett geflochten	0	90	36
V741G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	1	8 * 45	12
V837G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	1	4 * 45	12
V736G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	1	4 * 70	12
V341H	VICRYL violett geflochten	1	70	36
V347H	VICRYL violett geflochten	1	90	36
V742G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2	8 * 45	12
V737G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2	4 * 70	12
V348H	VICRYL violett geflochten	2	90	36

## VICRYL (Polyglactin 910)


Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**36 mm**Nadel  
**CT1 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V944H	VICRYL ungefärbt geflochten	3-0	90	36
V945H	VICRYL ungefärbt geflochten	2-0	90	36
V946H	VICRYL ungefärbt geflochten	0	90	36
V719G	VICRYL ungefärbt geflochten Multipak, Control release	1	8 * 45	12 <sup>1</sup>
V948H	VICRYL ungefärbt geflochten	2	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**36 mm**Nadel  
**MH PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V3220H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK	3-0	70	36 <sup>1</sup>
V3230H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK	2-0	70	36
V1010H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK	2-0	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**40 mm**Nadel  
**CT PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V350H	VICRYL violett geflochten	3-0	70	36
8PM2544YG	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2-0	8 * 45	12
V357H	VICRYL violett geflochten	2-0	90	36
V352H	VICRYL violett geflochten	0	70	36
V358H	VICRYL violett geflochten	0	90	36
V753G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	1	8 * 45	12
V353H	VICRYL violett geflochten	1	70	36
V359H	VICRYL violett geflochten	1	90	36
V754G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2	8 * 45	12
V360H	VICRYL violett geflochten	2	90	36
V959H	VICRYL ungefärbt geflochten	1	90	36
V960H	VICRYL ungefärbt geflochten	2	90	36



## VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

## 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze ◐

Bogenlänge  
48 mmNadel  
CTX PLUS

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
8PN2545YG	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	0	8 * 45	12
4PN2545YG	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	0	4 * 45	12
V364H	VICRYL violett geflochten	0	70	36
V370H	VICRYL violett geflochten	0	90	36
V765G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	1	8 * 45	12
V365H	VICRYL violett geflochten	1	70	36
V371H	VICRYL violett geflochten	1	90	36
PN2517E	VICRYL violett geflochten	2	120	24
V755G	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2	8 * 45	12
8PN2577YG	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2	8 * 70	12
V372H	VICRYL violett geflochten	2	90	36
V170H	VICRYL ungefärbt geflochten	0	90	36
V366H	VICRYL ungefärbt geflochten	1	90	36
V367H	VICRYL ungefärbt geflochten	2	90	36

## 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit stumpfer Spitze ○

Bogenlänge  
48 mmNadel  
BP2

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W9999	VICRYL violett geflochten	2	90	12


## 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ◑

Bogenlänge  
17 mmNadel  
V5

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V994H	VICRYL violett geflochten	4-0	70	36
V276H	VICRYL violett geflochten	3-0	70	36
V703D	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2-0	6 * 45	12
V274H	VICRYL violett geflochten	2-0	70	36
V987H	VICRYL violett geflochten	0	70	36
V988H	VICRYL violett geflochten	1	70	36

## VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze 

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>17 mm</b>	V230H	VICRYL ungefärbt geflochten	4-0	70	36
	OA2644H	VICRYL ungefärbt geflochten	3-0	45	36
Nadel <b>V5</b>					

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze 

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>22 mm</b>	V277H	VICRYL violett geflochten	3-0	70	36
	V278H	VICRYL violett geflochten	2-0	70	36
Nadel <b>V6</b>	V231H	VICRYL ungefärbt geflochten	4-0	70	36
	OK2674H	VICRYL ungefärbt geflochten	3-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze 

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>26 mm</b>	V1774E	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	3-0	8 * 45	24
	V993E	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	3-0	5 * 70	24 <sup>1</sup>
Nadel <b>V7</b>	V998H	VICRYL violett geflochten	3-0	70	36
	6OB2545YE	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2-0	6 * 45	24
	V999H	VICRYL violett geflochten	2-0	70	36
	V279H	VICRYL violett geflochten	0	70	36
	OB2675H	VICRYL ungefärbt geflochten	2-0	70	36


1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze 

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>31 mm</b>	W9360	VICRYL violett geflochten	2-0	75	12
	W9362	VICRYL violett geflochten	1	75	12
Nadel <b>V30</b>					

<sup>1</sup>Artikel mit Mindestbestellmenge ggf. mit verlängerter Lieferzeit

## VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze Bogenlänge  
**36 mm**Nadel  
**V34**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V516H	VICRYL violett geflochten	3-0	90	36
8OC2544YG	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2-0	8 * 45	12
V517H	VICRYL violett geflochten	2-0	90	36
V518H	VICRYL violett geflochten	0	90	36
V519H	VICRYL violett geflochten	1	90	36
W9357	VICRYL violett geflochten	2	75	12
BV0520	VICRYL violett geflochten	2	90	36
V919H	VICRYL ungefärbt geflochten	1	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze Bogenlänge  
**40 mm**Nadel  
**V37**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W9466	VICRYL violett geflochten	2-0	90	12
W9467	VICRYL violett geflochten	0	90	12
W9368	VICRYL violett geflochten	1	75	12
W9468	VICRYL violett geflochten	1	90	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze Bogenlänge  
**45 mm**Nadel  
**V39**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
8OS2542YG	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2-0	8 * 45	12
W9376	VICRYL violett geflochten	0	75	12
W9377	VICRYL violett geflochten	1	75	12
W9378	VICRYL violett geflochten	2	75	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze Bogenlänge  
**48 mm**Nadel  
**V40**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VS5020H	VICRYL violett geflochten	2-0	90	36
V829E	VICRYL violett geflochten, Schlinge	1	150	24
V140G	VICRYL violett geflochten	6	75	12

## VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

## 1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**8 mm**



doppelt armiert

Nadel  
**2 x G7**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V561G	VICRYL violett geflochten	6-0	45	12

## 1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**17 mm**



Nadel  
**J1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MD2543H	VICRYL violett geflochten	4-0	45	36

## 1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**22 mm**



Nadel  
**X1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V460H	VICRYL violett geflochten	3-0	70	36
8ME2544YD	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2-0	8 * 45	12
V461H	VICRYL violett geflochten	2-0	70	36
ME2673H	VICRYL ungefärbt geflochten	3-0	70	36

## 1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**26 mm**



Nadel  
**CP2**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
8MF2543YE	VICRYL violett geflochten Multipak, Control release	2-0	8 * 45	24
MF2574H	VICRYL violett geflochten	0	70	36
4MF2675YE	VICRYL ungefärbt geflochten Multipak, Control release	1	4 * 70	24
MF2675H	VICRYL ungefärbt geflochten	1	70	36

## 1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**36 mm**



Nadel  
**CP1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V466H	VICRYL violett geflochten	2-0	70	36
V472H	VICRYL violett geflochten	2-0	90	36
V467H	VICRYL violett geflochten	0	70	36
V473H	VICRYL violett geflochten	0	90	36
V468H	VICRYL violett geflochten	1	70	36
V474H	VICRYL violett geflochten	1	90	36

## VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

### 1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**36 mm**



Nadel  
**CP1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V482H	VICRYL violett geflochten	2	90	36

### 1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**40 mm**




Nadel  
**CP**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V479H	VICRYL violett geflochten	0	70	36
V485H	VICRYL violett geflochten	0	90	36
V480H	VICRYL violett geflochten	1	70	36
V486H	VICRYL violett geflochten	1	90	36
V481H	VICRYL violett geflochten	2	90	36

### 1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**48 mm**



Nadel  
**CPX**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W9296	VICRYL violett geflochten	1	75	12
V1058H	VICRYL violett geflochten	1	90	36
V1059H	VICRYL violett geflochten	2	90	36

### 1/2-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge  
**8 mm**



Nadel  
**2 x P2**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V505H	VICRYL ungefärbt geflochten	5-0	45	36

**VICRYL (Polyglactin 910)**

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

**1/2-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>16 mm</b>	V507G	VICRYL ungefärbt geflochten	4-0	45	12

Nadel  
**PS4**

**1/2-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>16 mm</b>	J507G	VICRYL ungefärbt geflochten MULTIPASS	4-0	45	12

Nadel  
**PS4**

**1/2-Kreis Spatula Nadel mit schneidender Spitze ▼**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>5.5 mm</b>	V450G	VICRYL violett monofil	10-0	30	12
	V449G	VICRYL violett monofil	9-0	30	12
	V574G	VICRYL violett geflochten	8-0	20	12

Nadel  
**2 x GS14**

**1/2-Kreis Spatula Nadel mit schneidender Spitze ▼**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>8 mm</b>	W9563	VICRYL violett geflochten	6-0	20	12
	W9566	VICRYL violett geflochten	6-0	45	12
	W9567	VICRYL violett geflochten	5-0	45	12
	W9756	VICRYL ungefärbt geflochten	6-0	45	12

Nadel  
**2 x S22**

**1/2-Kreis Spatula Nadel mit schneidender Spitze ▼**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>8 mm</b>	MLL2641H	VICRYL ungefärbt geflochten	6-0	45	36

Nadel  
**2 x S12**

**VICRYL (Polyglactin 910)**

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

**1/2-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze** ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
5.5 mm 	V349G	VICRYL violett geflochten	9-0	30	12 <sup>1</sup>


Nadel  
**2 x CS160-6****1/2-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze** ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
5.5 mm 	ENN2534H	VICRYL violett geflochten	7-0	30	36


Nadel  
**2 x TG160-8****1/2-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze** ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
7 mm 	W9565	VICRYL violett geflochten	7-0	45	12

Nadel  
**2 x TG175-8****3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz** ⊙

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
5.1 mm 	V970G	VICRYL violett monofil	10-0	10	12

Nadel  
**BV75-4****3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz** ⊙

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
5.1 mm 	V971G	VICRYL violett monofil	10-0	15	12

Nadel  
**BV4**

**VICRYL (Polyglactin 910)**


Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

**3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 


	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>6.5 mm</b>	V239G	VICRYL violett monofil	9-0	15	12
Nadel <b>BV2</b>	V400G	VICRYL violett geflochten	8-0	20	12

**3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>9.3 mm</b>	V301G	VICRYL violett geflochten	6-0	45	12
Nadel <b>BV1</b>					

**3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze** 

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>17 mm</b>	W9074	VICRYL violett geflochten	4-0	45	12
Nadel <b>BB PLUS</b>	JV1024	VICRYL violett geflochten	4-0	75	36
	JV1025	VICRYL violett geflochten	3-0	75	36

**3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze** 

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>13 mm</b>	V991H	VICRYL violett geflochten	6-0	70	36
Nadel <b>V18</b>	V990H	VICRYL violett geflochten	5-0	70	36

**3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze** 

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>17 mm</b>	V240G	VICRYL ungefärbt geflochten	4-0	70	12
Nadel <b>V4</b>	V249H	VICRYL ungefärbt geflochten	3-0	70	36



**VICRYL (Polyglactin 910)**

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

**3/8-Kreis schneidende Nadel ▼**Bogenlänge  
**13 mm**Nadel  
**C3**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
BV1389	VICRYL ungefärbt geflochten	5-0	45	36
JV390	VICRYL violett geflochten	4-0	75	36

**3/8-Kreis schneidende Nadel ▼**Bogenlänge  
**16 mm**Nadel  
**FS3**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V388H	VICRYL violett geflochten	5-0	45	36

**3/8-Kreis schneidende Nadel ▼**Bogenlänge  
**19 mm**Nadel  
**FS2**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V391H	VICRYL violett geflochten	5-0	45	36
V396H	VICRYL violett geflochten	5-0	70	36
V392ZG	VICRYL violett geflochten	4-0	45	12
V392ZH	VICRYL violett geflochten	4-0	45	36
V392H	VICRYL violett geflochten	4-0	45	36
V397H	VICRYL violett geflochten	4-0	70	36
V393G	VICRYL violett geflochten	3-0	45	12
V393H	VICRYL violett geflochten	3-0	45	36
V398H	VICRYL violett geflochten	3-0	70	36
V291H	VICRYL ungefärbt geflochten	5-0	45	36
V292H	VICRYL ungefärbt geflochten	4-0	45	36
V292ZH	VICRYL ungefärbt geflochten	4-0	45	36
V422H	VICRYL ungefärbt geflochten	4-0	70	36
V293H	VICRYL ungefärbt geflochten	3-0	45	36
V423H	VICRYL ungefärbt geflochten	3-0	70	36

## VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

## 3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>24 mm</b>	V451H	VICRYL violett geflochten	4-0	70	36
	V452H	VICRYL violett geflochten	3-0	70	36
Nadel <b>FS1</b>	V453H	VICRYL violett geflochten	2-0	70	36
	V441H	VICRYL ungefärbt geflochten	4-0	70	36
	V442H	VICRYL ungefärbt geflochten	3-0	70	36
	V443H	VICRYL ungefärbt geflochten	2-0	70	36

## 3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>30 mm</b>	V585H	VICRYL violett geflochten	3-0	70	36
	V586H	VICRYL violett geflochten	2-0	70	36
Nadel <b>FSL</b>	V587H	VICRYL violett geflochten	0	70	36
	V520H	VICRYL ungefärbt geflochten	0	70	36

## 3/8-Kreis schneidende Nadel schneidend (Anschliff innen) ▲

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>16 mm</b>	W9442	VICRYL violett geflochten CONV	5-0	75	12
Nadel <b>FS3</b>					

## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>11 mm</b>	MPV489H	VICRYL ungefärbt geflochten MULTIPASS	6-0	45	36
	MPV490H	VICRYL ungefärbt geflochten MULTIPASS	5-0	45	36
Nadel <b>P1</b>					

## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>	V492H	VICRYL ungefärbt geflochten	6-0	45	36
Nadel <b>P3</b>					

**VICRYL (Polyglactin 910)**

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>13 mm</b>	V499H	VICRYL ungefärbt geflochten VISI-BLACK	5-0	45	36
	V491H	VICRYL ungefärbt geflochten VISI-BLACK	4-0	45	36
Nadel <b>P3</b>					

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>13 mm</b>	JV492H	VICRYL ungefärbt geflochten MULTIPASS	6-0	45	36
	MPV493H	VICRYL ungefärbt geflochten MULTIPASS	5-0	45	36
Nadel <b>P3</b>	MPV494H	VICRYL ungefärbt geflochten MULTIPASS	4-0	45	36

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>19 mm</b>	V497H	VICRYL ungefärbt geflochten	3-0	45	36
Nadel <b>PS2</b>					

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>19 mm</b>	V500H	VICRYL ungefärbt geflochten VISI-BLACK	4-0	45	36
	V498H	VICRYL ungefärbt geflochten VISI-BLACK	3-0	45	36
Nadel <b>PS2</b>					

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>19 mm</b>	MPV496H	VICRYL ungefärbt geflochten MULTIPASS	4-0	45	36
	MPV497H	VICRYL ungefärbt geflochten MULTIPASS	3-0	45	36
Nadel <b>PS2</b>					

## VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>24 mm</b>	MPV683H	VICRYL ungefärbt geflochten MULTIPASS	3-0	45	36
	MPV684H	VICRYL ungefärbt geflochten MULTIPASS	2-0	45	36

Nadel  
**PS1**

## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>30 mm</b>	V686H	VICRYL violett geflochten	2-0	70	36
	V687H	VICRYL violett geflochten	0	70	36

Nadel  
**PSL**

## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>8 mm</b>	EA2531H	VICRYL violett geflochten PRIME	7-0	30	36

Nadel  
**G6**

## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>8 mm</b>	V551G	VICRYL violett geflochten PRIME	6-0	45	12
	EAA2641H	VICRYL ungefärbt geflochten PRIME	7-0	45	36

Nadel  
**2 x G6**

## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼


Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>11 mm</b>	W9537	VICRYL violett geflochten PRIME	6-0	45	12

Nadel  
**2 x G1**


## VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage


## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>11 mm</b> 	V489H	VICRYL ungefärbt geflochten PRIME	6-0	45	36
	V490H	VICRYL ungefärbt geflochten PRIME	5-0	45	36
Nadel <b>P1</b>					


## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>13 mm</b>  doppelt armiert	V557G	VICRYL violett geflochten PRIME	5-0	45	12
Nadel <b>2 x G3</b>					


## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>13 mm</b> 	W9832T	VICRYL ungefärbt geflochten PRIME	5-0	45	24
Nadel <b>PC1</b>					

## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>13 mm</b> 	V493H	VICRYL ungefärbt geflochten PRIME	5-0	45	36
	V494H	VICRYL ungefärbt geflochten PRIME	4-0	45	36
Nadel <b>P3</b>					

## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>16 mm</b> 	JV500	VICRYL ungefärbt geflochten PRIME	5-0	45	36
Nadel <b>PS3</b>					

## VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>19 mm</b>	W9516T	VICRYL ungefärbt geflochten PRIME	3-0	45	24
	JV495	VICRYL ungefärbt geflochten PRIME	5-0	45	36
Nadel <b>PS2</b>	V496H	VICRYL ungefärbt geflochten PRIME	4-0	45	36
	V496ZH	VICRYL ungefärbt geflochten PRIME	4-0	45	36

## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>24 mm</b>	JE2672H	VICRYL ungefärbt geflochten PRIME	4-0	70	36
	V683H	VICRYL ungefärbt geflochten PRIME	3-0	45	36
Nadel <b>PS1</b>	V684H	VICRYL ungefärbt geflochten PRIME	2-0	45	36

## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>26 mm</b>	W9526T	VICRYL ungefärbt geflochten PRIME	3-0	75	24
	W9527T	VICRYL ungefärbt geflochten PRIME	2-0	75	24
Nadel <b>PS</b>					

## 3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>5.5 mm</b>	V542G	VICRYL violett geflochten	8-0	30	12
Nadel <b>GS12</b>					

## 3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>6 mm</b> doppelt armiert	V975G	VICRYL violett geflochten	8-0	30	12
Nadel <b>2 x CS35C</b>					

## VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

## 3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▾

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>6.2 mm</b>	V960G	VICRYL violett geflochten	10-0	10	12
Nadel <b>CS140-6</b>	V429G	VICRYL violett monofil	10-0	15	12

## 3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▾

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>6.5 mm</b>	W1702	VICRYL violett monofil	10-0	10	12
Nadel <b>TG140-6</b>					

## 3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▾

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>6.5 mm</b>	V600G	VICRYL violett geflochten	9-0	30	12
Nadel <b>GS9</b>	V120G	VICRYL violett geflochten	8-0	30	12
	V119G	VICRYL violett geflochten	7-0	30	12

## 3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▾

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>6.5 mm</b>	V440G	VICRYL violett monofil	10-0	30	12
doppelt armiert	V439G	VICRYL violett monofil	9-0	30	12
Nadel <b>2 x GS9</b>	V549G	VICRYL violett geflochten	9-0	30	12
	V547G	VICRYL violett geflochten	8-0	20	12
	V548G	VICRYL violett geflochten	8-0	30	12
	V546G	VICRYL violett geflochten	7-0	45	12


## 3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▾

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>6.5 mm</b>	EC2634E	VICRYL ungefärbt geflochten	6-0	30	24 <sup>1</sup>
Nadel <b>TG140-8</b>					


**VICRYL (Polyglactin 910)**

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage


**3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze**

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>6.5 mm</b>  Nadel <b>2 x TG140-8</b>	 doppelt armiert	JV7440	VICRYL violett monofil	10-0	30	12
		W9559	VICRYL violett geflochten	8-0	45	12
		W9561	VICRYL violett geflochten	7-0	30	12

**3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze**

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>6.5 mm</b>  Nadel <b>2 x TG140-4</b>	 doppelt armiert	EMM2830G	VICRYL violett monofil	10-0	30	12 <sup>1</sup>


**1/4-Kreis Spatula Nadel mit schneidender Spitze**

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>8 mm</b>  Nadel <b>S14</b>	 doppelt armiert	MN2641H	VICRYL ungefärbt geflochten	6-0	45	36 <sup>1</sup>

**1/4-Kreis Spatula Nadel mit schneidender Spitze**

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>8 mm</b>  Nadel <b>2 x S14</b>	 doppelt armiert	MNN2531H	VICRYL violett geflochten	6-0	25	36
		V570G	VICRYL violett geflochten	6-0	45	12
		V571G	VICRYL violett geflochten	5-0	45	12
		V670G	VICRYL ungefärbt geflochten	6-0	45	12
		V671G	VICRYL ungefärbt geflochten	5-0	45	12

**1/4-Kreis Spatula Nadel mit schneidender Spitze**

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>8 mm</b>  Nadel <b>2 x S14</b>	 doppelt armiert	V575G	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK	6-0	45	12
		V577G	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK	5-0	45	12
		X943H	VICRYL ungefärbt geflochten VISI-BLACK	6-0	20	36



## VICRYL (Polyglactin 910)


Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

## 1/4-Kreis Spatula Nadel schneidend (Anschliff innen) ▼

Bogenlänge	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>8 mm</b>		J555G	VICRYL violett geflochten CONV	6-0	45	12

Nadel  
**2 x S29**

## 1/4-Kreis Spatula Nadel schneidend (Anschliff innen) ▼

Bogenlänge	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>8 mm</b>		J572G	VICRYL violett geflochten CONV	4-0	45	12


Nadel  
**2 x S4**

## 1/4-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

Bogenlänge	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>6.5 mm</b>		V544G	VICRYL violett geflochten	6-0	45	12


Nadel  
**2 x TG100-8**

## asymptotische Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>26 mm</b>		18531G	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK	4-0	45	12
		18532G	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK	3-0	45	12

Nadel  
**DA**

## asymptotische Rundkörper Nadel mit Präzisionsspitze ▼


Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>16 mm</b>		W9436	VICRYL ungefärbt geflochten	5-0	45	12
		W9437	VICRYL ungefärbt geflochten	4-0	45	12

Nadel  
**PS4C**


## VICRYL (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage


### skiförmig schneidende Nadel ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>22 mm</b> 	V921H	VICRYL violett geflochten	3-0	45	36
Nadel <b>PB1</b>					


### Gerade Rundkörper Nadel spitz ⊙

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>19 mm</b> 	BA2574H	VICRYL violett geflochten	3-0	70	36
Nadel <b>ST4</b>					


### Gerade Rundkörper Nadel spitz ⊙

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>19 mm</b>  doppelt armiert	V620H	VICRYL violett geflochten	4-0	35	36
Nadel <b>2 x ST4</b>					

### Gerade Rundkörper Nadel spitz ⊙

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>48 mm</b> 	V399H	VICRYL violett geflochten	2-0	90	36
Nadel <b>ST</b>					


### Gerade schneidende Nadel ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>13 mm</b> 	W9410	VICRYL violett geflochten	4-0	45	12
Nadel <b>SC1</b>					

## VICRYL (Polyglactin 910)


Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

## Gerade schneidende Nadel ▼


Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>	doppelt armiert	V383H	VICRYL violett geflochten	4-0	45	36

Nadel  
**2 x SC1**

## Gerade schneidende Nadel ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>60 mm</b>		V523H	VICRYL violett geflochten	3-0	70	36
Nadel		V524H	VICRYL violett geflochten	2-0	70	36
<b>KS</b>		V664H	VICRYL ungefärbt geflochten	2-0	70	36

## Trokarinzision Rundkörper Nadel spitz Ⓞ

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>26 mm</b>		JC515H	VICRYL violett geflochten	0	110	36

Nadel  
**TN**

### VICRYL Plus (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

#### 5/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge  
**26 mm**



Nadel  
**UR6**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP602H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36
VCP603H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36
VCP2594H	VICRYL Plus violett geflochten	0	90	36

#### 5/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge  
**26 mm**



Nadel  
**2 x UR6**  
doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP2593H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	90	36

#### 5/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge  
**31 mm**



Nadel  
**MF**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP308H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	3-0	70	36

#### 5/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge  
**36 mm**



Nadel  
**UR5**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP375H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36
VCP376H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge  
**13 mm**



Nadel  
**UCL**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCPV113H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	70	36
VCP115H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36

## VICRYL Plus (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz 

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>	VCP9982H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	5-0	45	36
	VCP433H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	5-0	70	36
Nadel <b>RB2</b>	VCP434H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	4-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz 

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>16 mm</b>	VCP14H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36
	VCP15H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36
Nadel <b>UCLX</b>	VCP16H	VICRYL Plus violett geflochten	1	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz 

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>22 mm</b>	VCP328H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36
	VCP329H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36
Nadel <b>CT3</b>	VCP321H	VICRYL Plus violett geflochten	1	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz 

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>22 mm</b>	VCP250H	VICRYL Plus violett geflochten	1	70	36
	VCP251H	VICRYL Plus violett geflochten	2	70	36
Nadel <b>MO7</b>					

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz 

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>26 mm</b>	VCP333H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36
	VCP326H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	90	36
Nadel <b>CT2</b>	VCP744E	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	0	8 * 45	24
	VCP747G	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	0	8 * 70	12
	VCP2575E	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	0	4 * 70	24
	VCP334H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36

**VICRYL Plus (Polyglactin 910)**

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** Bogenlänge  
**26 mm**Nadel  
**CT2**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP330H	VICRYL Plus violett geflochten	0	90	36
VCP745E	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	1	8 * 45	24
VCP746E	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	1	4 * 45	24
VCP748G	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	1	8 * 70	12
VCP759E	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	1	4 * 70	24
VCP335H	VICRYL Plus violett geflochten	1	70	36
VCP331H	VICRYL Plus violett geflochten	1	90	36
VCP756E	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	2	4 * 45	24
VCP760G	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	2	4 * 70	12
VCP336H	VICRYL Plus violett geflochten	2	70	36
VCP2597H	VICRYL Plus violett geflochten	2	90	36
VCP270H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	0	70	36
VCP271H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	1	70	36

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** Bogenlänge  
**26 mm**Nadel  
**MO6**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP237H	VICRYL Plus violett geflochten	1	90	36
VCP238H	VICRYL Plus violett geflochten	2	90	36

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** Bogenlänge  
**31 mm**Nadel  
**MO5**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP9215H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36
VCP2576G	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	1	5 * 70	12
VCP253H	VICRYL Plus violett geflochten	1	90	36

### VICRYL Plus (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge  
**36 mm**



Nadel  
**CT1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP339H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36
VCP345H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	90	36
VCP836G	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	0	4 * 45	12
VCP740G	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	0	8 * 45	12
VCP340H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36
VCP346H	VICRYL Plus violett geflochten	0	90	36
VCP741G	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	1	8 * 45	12
VCP837G	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	1	4 * 45	12
VCP736G	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	1	4 * 70	12
VCP341H	VICRYL Plus violett geflochten	1	70	36
VCP347H	VICRYL Plus violett geflochten	1	90	36
VCP742G	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	2	8 * 45	12
VCP737G	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	2	4 * 70	12
VCP348H	VICRYL Plus violett geflochten	2	90	36
VCP945H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	2-0	90	36
VCP946H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	0	90	36
VCP947H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	1	90	36

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge  
**36 mm**



Nadel  
**MO4**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP437H	VICRYL Plus violett geflochten	1	90	36
VCP438H	VICRYL Plus violett geflochten	2	90	36

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge  
**40 mm**



Nadel  
**CT**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP351H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36
VCP352H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36
VCP358H	VICRYL Plus violett geflochten	0	90	36

## VICRYL Plus (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge  
**40 mm**Nadel  
**CT**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP753G	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	1	8 * 45	12
VCP766G	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	1	4 * 70	12
VCP353H	VICRYL Plus violett geflochten	1	70	36
VCP359H	VICRYL Plus violett geflochten	1	90	36
VCP754G	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	2	8 * 45	12
VCP767G	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	2	4 * 70	12
VCP360H	VICRYL Plus violett geflochten	2	90	36
VCP960H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	2	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge  
**45 mm**Nadel  
**MO45**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP9245H	VICRYL Plus violett geflochten	1	70	36
VCP9246H	VICRYL Plus violett geflochten	2	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge  
**48 mm**Nadel  
**CTX**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP364H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36
VCP370H	VICRYL Plus violett geflochten	0	90	36
VCP1428E	VICRYL Plus violett geflochten, Schlinge	1	150	24
VCP765G	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	1	8 * 45	12
VCP365H	VICRYL Plus violett geflochten	1	70	36
VCP371H	VICRYL Plus violett geflochten	1	90	36
VCP755G	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	2	8 * 45	12
VCP2577G	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	2	8 * 70	12
VCP372H	VICRYL Plus violett geflochten	2	90	36
VCP366H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	1	90	36



### VICRYL Plus (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge  
**48 mm**




Nadel  
**CTX**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP367H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	2	90	36

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge  
**70 mm**



Nadel  
**XLH**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP581G	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	12
VCP584G	VICRYL Plus violett geflochten	1	120	12

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge  
**75 mm**




Nadel  
**MO75**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP368G	VICRYL Plus violett geflochten	2	90	12

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge  
**80 mm**




Nadel  
**MO80**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP9289G	VICRYL Plus violett geflochten	1	100	12


## VICRYL Plus (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze 


Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>10 mm</b>	VCP133H	VICRYL Plus violett geflochten	5-0	70	36

Nadel  
**TF1 PLUS**

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze 

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>	VCP925H	VICRYL Plus violett geflochten	5-0	70	36
	VCP2543D	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	4-0	8 * 45	12
	VCP924H	VICRYL Plus violett geflochten	4-0	70	36
	VCP2672H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	5-0	70	36

Nadel  
**TF PLUS**

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze 

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>	VCPV9240H	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK	4-0	70	36 <sup>1</sup>

Nadel  
**TF PLUS**


1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze 

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>17 mm</b>	VCP303H	VICRYL Plus violett geflochten	5-0	70	36
	VCP734D	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	4-0	8 * 45	12
	VCP799D	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	4-0	8 * 70	12
	VCP304H	VICRYL Plus violett geflochten	4-0	70	36
	VCP733E	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	3-0	8 * 45	24
	VCP305H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	70	36
	VCP306H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36
	VCP214H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	4-0	70	36
	VCP215H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	3-0	70	36


Nadel  
**RB1 PLUS**

## VICRYL Plus (Polyglactin 910)


Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**17 mm**Nadel  
**RB1 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP7340D	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	4-0	8 * 45	12
VCP3040H	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK	4-0	70	36
VCP7330E	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	3-0	8 * 45	24
VCP3050H	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK	3-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**22 mm**Nadel  
**SH1 PLUS**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP794D	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	4-0	8 * 45	12
VCP798G	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	4-0	8 * 70	12
VCP310H	VICRYL Plus violett geflochten	4-0	70	36
VCP793E	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	3-0	8 * 45	24
VCP782H	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	3-0	4 * 45	36
VCP795E	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	3-0	8 * 70	24
VCP311H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	70	36
VCP792E	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	2-0	8 * 45	24
VCP312H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36
VCPV426H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	4-0	90	36
VCP219H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	3-0	70	36
VCP220H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	2-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**22 mm**Nadel  
**CT3 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCPV327H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	70	36

**VICRYL Plus (Polyglactin 910)**

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze** Bogenlänge  
**22 mm**Nadel  
**SH1 PLUS**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP7980D	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	4-0	8 * 70	12
VCP3100H	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK	4-0	70	36
VCP7930E	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	3-0	8 * 45	24
VCP7820E	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	3-0	4 * 45	24
VCP7950E	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	3-0	8 * 70	24
VCP3110H	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK	3-0	70	36
VCP7920E	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	2-0	8 * 45	24
VCP3120H	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK	2-0	70	36

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze** Bogenlänge  
**26 mm**Nadel  
**SH PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP773D	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	4-0	8 * 45	12
VCP315H	VICRYL Plus violett geflochten	4-0	70	36
VCP774E	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	3-0	8 * 45	24
VCP780H	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	3-0	4 * 45	36
VCP784E	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	3-0	8 * 70	24
VCP2573E	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	3-0	4 * 70	24
VCP316H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	70	36
VCP242H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	90	36
VCP775E	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	2-0	8 * 45	24
VCP779H	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	2-0	4 * 45	36
VCP785E	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	2-0	8 * 70	24
VCP2574E	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	2-0	4 * 70	24
VCP317H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36
VCP243H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	90	36
VCP318H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36
VCP244H	VICRYL Plus violett geflochten	0	90	36

## VICRYL Plus (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**26 mm**Nadel  
**SH PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP416H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	3-0	70	36
VCP770E	VICRYL Plus ungefärbt geflochten Multipak, Control release	2-0	8 * 45	24
VCP224H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	2-0	70	36
VCP225H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**26 mm**Nadel  
**CT2 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCPV332H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	70	36
VCPV269H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	2-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**26 mm**Nadel  
**SH PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCPJV3150 H	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK	4-0	75	36
VCP7740E	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	3-0	8 * 45	24
VCP7800H	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	3-0	4 * 45	36
VCP7840E	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	3-0	8 * 70	24
VCP3160H	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK	3-0	70	36
VCP2420H	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK	3-0	90	36
VCP7750E	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	2-0	8 * 45	24
VCP7790H	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	2-0	4 * 45	36
VCP7850E	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK Multipak, Control release	2-0	8 * 70	24
VCP3170H	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK	2-0	70	36
VCP2430H	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK	2-0	90	36
VCPV3224H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten VISI-BLACK	2-0	70	36 <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Artikel mit Mindestbestellmenge ggf. mit verlängerter Lieferzeit

### VICRYL Plus (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge  
**31 mm**



Nadel  
**MH1 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP245H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	70	36
VCP807E	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	2-0	4 * 70	24
VCP246H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36
VCP300H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	90	36
VCP247H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36
VCP9213H	VICRYL Plus violett geflochten	1	70	36

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge  
**31 mm**



Nadel  
**MH1 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP3016H	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK	2-0	70	36

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge  
**36 mm**



Nadel  
**MH PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP322H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	70	36
VCP100H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	90	36
VCP786G	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	2-0	4 * 45	12
VCP777G	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	2-0	8 * 70	12
VCP323H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36
VCP101H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	90	36
VCPV778G	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	0	8 * 70	12 <sup>1</sup>
VCP324H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36
VCP102H	VICRYL Plus violett geflochten	0	90	36
VCP325H	VICRYL Plus violett geflochten	1	70	36
VCP103H	VICRYL Plus violett geflochten	1	90	36
VCP226H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	2-0	70	36

### VICRYL Plus (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge  
**36 mm**



Nadel  
**CT1 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCPV944H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	3-0	90	36

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge  
**36 mm**



Nadel  
**MH PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP3230H	VICRYL Plus violett geflochten VISI-BLACK	2-0	70	36

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge  
**40 mm**



Nadel  
**CT PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCPV350H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	70	36
VCPV357H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	90	36
VCPV959H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	1	90	36 <sup>1</sup>

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge  
**48 mm**



Nadel  
**CTX PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP363H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge  
**17 mm**




Nadel  
**V5**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP994H	VICRYL Plus violett geflochten	4-0	70	36
VCP276H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	70	36
VCPV274H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36 <sup>1</sup>
VCP987H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36
VCP988H	VICRYL Plus violett geflochten	1	70	36
VCP230H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	4-0	70	36
VCP2644H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	3-0	70	36 <sup>1</sup>


### VICRYL Plus (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage


#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>22 mm</b>  Nadel <b>V6</b>	VCP277H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	70	36
	VCP278H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36
	VCP231H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	4-0	70	36
	VCP2674H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	3-0	70	36

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>26 mm</b>  Nadel <b>V7</b>	VCP998H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	70	36
	VCP1775E	VICRYL Plus violett geflochten Multipak, Control release	2-0	8 * 45	24 <sup>1</sup>
	VCP999H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36
	VCP279H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>31 mm</b>  Nadel <b>V30</b>	VCP9360H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36
	VCP9361H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36
	VCP9362H	VICRYL Plus violett geflochten	1	70	36

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>36 mm</b>  Nadel <b>V34</b>	VCP516H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	90	36
	VCP517H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	90	36
	VCP518H	VICRYL Plus violett geflochten	0	90	36
	VCP9365H	VICRYL Plus violett geflochten	1	70	36
	VCP519H	VICRYL Plus violett geflochten	1	90	36
	VCP9357H	VICRYL Plus violett geflochten	2	70	36
	VCP520H	VICRYL Plus violett geflochten	2	90	36
	VCPJV514H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	2-0	90	36 <sup>1</sup>



### VICRYL Plus (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage


#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>40 mm</b>		VCPW9467	VICRYL Plus violett geflochten	0	90	36 <sup>1</sup>
		H				
		VCP9373H	VICRYL Plus violett geflochten	1	70	36
Nadel <b>V37</b>		VCP9468H	VICRYL Plus violett geflochten	1	90	36
		VCP9900H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	2-0	70	36
		VCP9901H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	0	70	36
		VCP9906H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	1	70	36


#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>45 mm</b>		VCP9375H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36
		VCP9376H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36
Nadel <b>V39</b>		VCP9377H	VICRYL Plus violett geflochten	1	70	36
		VCP9378H	VICRYL Plus violett geflochten	2	70	36

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>48 mm</b>		VCP5020H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	90	36
		VCP829E	VICRYL Plus violett geflochten, Schlinge	1	150	24
Nadel <b>V40</b>						

#### 1/2-Kreis schneidende Nadel

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>22 mm</b>		VCP460H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	45	36
		VCP461H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36
Nadel <b>X1</b>		VCP458H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	3-0	70	36
		VCP459H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	2-0	70	36

### VICRYL Plus (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

#### 1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**22 mm**



Nadel  
**OS4**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP9287H	VICRYL Plus violett geflochten	2	70	36
VCP694H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	0	70	36
VCP695H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	1	70	36

#### 1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**26 mm**



Nadel  
**CP2**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP969H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36
VCP974H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36

#### 1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**30 mm**



Nadel  
**CPA**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP1086H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36
VCP1087H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36
VCP1088H	VICRYL Plus violett geflochten	1	70	36

#### 1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**36 mm**



Nadel  
**CP1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCPJV471H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	90	36 <sup>1</sup>
VCP466H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36
VCP467H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36
VCP473H	VICRYL Plus violett geflochten	0	90	36
VCP468H	VICRYL Plus violett geflochten	1	70	36
VCP474H	VICRYL Plus violett geflochten	1	90	36
VCP482H	VICRYL Plus violett geflochten	2	90	36
VCP1472H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	2-0	90	36
VCP1473H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	0	90	36

## VICRYL Plus (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

## 1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**40 mm**Nadel  
**CP**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCPJV484H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	90	36 <sup>1</sup>
VCP479H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36
VCP485H	VICRYL Plus violett geflochten	0	90	36
VCP480H	VICRYL Plus violett geflochten	1	70	36
VCP486H	VICRYL Plus violett geflochten	1	90	36
VCP471H	VICRYL Plus violett geflochten	2	70	36
VCP481H	VICRYL Plus violett geflochten	2	90	36

## 1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**40 mm**Nadel  
**OS8**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP699H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	1	70	36

## 1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**48 mm**Nadel  
**CPX**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP9295H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36
VCP1058H	VICRYL Plus violett geflochten	1	90	36
VCP1059H	VICRYL Plus violett geflochten	2	90	36

## 1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**48 mm**Nadel  
**CCS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP1410E	VICRYL Plus violett geflochten, Schlinge	1	150	24

## VICRYL Plus (Polyglactin 910)


Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge  
**22 mm**Nadel  
**B14**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP295H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	70	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge  
**26 mm**Nadel  
**B16**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP296H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**17 mm**Nadel  
**BB PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP9074H	VICRYL Plus violett geflochten	4-0	45	36
VCPJV1025 H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	75	36 <sup>1</sup>

3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**22 mm**Nadel  
**B14 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCPJV294H	VICRYL Plus violett geflochten	4-0	75	36 <sup>1</sup>

3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**31 mm**Nadel  
**TE PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP1036H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36
VCP1037H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36
VCP1038H	VICRYL Plus violett geflochten	1	70	36

## VICRYL Plus (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

## 3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>16 mm</b>	VCP394H	VICRYL Plus violett geflochten	4-0	70	36
	VCP395H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	70	36
Nadel					
<b>FS3</b>					

## 3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box	
<b>19 mm</b>	VCP391H	VICRYL Plus violett geflochten	5-0	45	36	
	VCP392H	VICRYL Plus violett geflochten	4-0	45	36	
Nadel	VCP392ZH	VICRYL Plus violett geflochten	4-0	45	36	
	VCP397H	VICRYL Plus violett geflochten	4-0	70	36	
	VCP393H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	45	36	
	VCP398H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	70	36	
	VCP291H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	5-0	45	36	
	VCP292H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	4-0	45	36	
	VCP292ZH	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	4-0	45	36	
	VCP422H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	4-0	70	36	
	VCP293H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	3-0	45	36	
	VCP423H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	3-0	70	36	
	<b>FS2</b>					

## 3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>24 mm</b>	VCP451H	VICRYL Plus violett geflochten	4-0	70	36
	VCP452H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	70	36
Nadel	VCP453H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36
	VCP442H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	3-0	70	36
	VCP443H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	2-0	70	36
	<b>FS1</b>				

## 3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>30 mm</b>	VCP585H	VICRYL Plus violett geflochten	3-0	70	36
	VCP586H	VICRYL Plus violett geflochten	2-0	70	36
Nadel	VCP587H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36
	VCP589H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	2-0	70	36
<b>FSL</b>					

### VICRYL Plus (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

#### 3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**30 mm**



Nadel  
**FSL**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP5200H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	0	70	36

#### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge  
**13 mm**



Nadel  
**P3**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP499H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten VISI-BLACK	5-0	45	36
VCP491H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten VISI-BLACK	4-0	45	36

#### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge  
**13 mm**



Nadel  
**P3**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MPVCP493 H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten MULTIPASS	5-0	45	36
MPVCP494 H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten MULTIPASS	4-0	45	36

#### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge  
**19 mm**



Nadel  
**PS2**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP505H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten VISI-BLACK	4-0	45	36
VCP498H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten VISI-BLACK	3-0	45	36

#### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge  
**19 mm**



Nadel  
**PS2**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MPVCP496 H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten MULTIPASS	4-0	45	36
MPVCP497 H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten MULTIPASS	3-0	45	36

### VICRYL Plus (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

#### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>24 mm</b>	MPVCP683 H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten MULTIPASS	3-0	45	36

Nadel  
**PS1**

#### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>	VCP493H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten PRIME	5-0	45	36
	VCP494H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten PRIME	4-0	45	36

Nadel  
**P3**

#### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>16 mm</b>	VCP9505H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten PRIME	5-0	45	36
	VCP9506H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten PRIME	4-0	45	36

Nadel  
**PC3**

#### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>16 mm</b>	VCP500H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten PRIME	5-0	45	36

Nadel  
**PS3**

#### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>19 mm</b>	VCP9570H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten PRIME	4-0	70	36
	VCP9571H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten PRIME	3-0	70	36

Nadel  
**PC5**

## VICRYL Plus (Polyglactin 910)

Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge  
**19 mm**Nadel  
**PS2**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP496H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten PRIME	4-0	45	36
VCP496ZH	VICRYL Plus ungefärbt geflochten PRIME	4-0	45	36
VCP497H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten PRIME	3-0	45	36

## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge  
**24 mm**Nadel  
**PS1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP683H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten PRIME	3-0	45	36
VCP684H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten PRIME	2-0	45	36

## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge  
**26 mm**Nadel  
**PC25**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP9580H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten PRIME	4-0	70	36
VCP9581H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten PRIME	3-0	70	36
VCP9582H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten PRIME	2-0	70	36

## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge  
**36 mm**Nadel  
**PCLX**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP9531H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten PRIME	3-0	70	36
VCP9532H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten PRIME	2-0	70	36


## asymptotische Rundkörper Nadel spitz ◎

Bogenlänge  
**36 mm**Nadel  
**ASH35**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP9221H	VICRYL Plus violett geflochten	0	70	36




VICRYL Plus (Polyglactin 910)  
Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

asymptotische Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze 

Bogenlänge  
**31 mm**

Nadel  
**V38**



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP9335H	VICRYL Plus violett geflochten	1	70	36

Gerade schneidende Nadel 

Bogenlänge  
**60 mm**

Nadel  
**KS**



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP663H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	3-0	70	36
VCP664H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten	2-0	70	36

### MONOCRYL (Polyglecaprone 25)

Reisskraftprofil: 60% 7 Tage, 0% 28 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

#### 5/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge  
**26 mm**




Nadel  
**UR6**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y605H	MONOCRYL violett monofil	2-0	70	36

#### 5/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge  
**26 mm**




Nadel  
**2 x UR6**

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y602H	MONOCRYL violett monofil	3-0	70	36
A1H	MONOCRYL violett monofil	2-0	70	36

#### 5/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge  
**36 mm**



Nadel  
**UR5**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
C380	MONOCRYL violett monofil	2-0	135	36
W3604	MONOCRYL violett monofil	2-0	70	12
Y375H	MONOCRYL violett monofil	2-0	70	36
Y376H	MONOCRYL violett monofil	0	70	36 <sup>1</sup>

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge  
**17 mm**



Nadel  
**RB1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y212H	MONOCRYL violett monofil	6-0	70	36

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge  
**26 mm**



Nadel  
**CT2**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
T4269H	MONOCRYL violett monofil	2-0	70	36
T4270H	MONOCRYL violett monofil	0	70	36

## MONOCRYL (Polyglecaprone 25)

Reisskraftprofil: 60% 7 Tage, 0% 28 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge  
**31 mm**Nadel  
**MH1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y247H	MONOCRYL violett monofil	0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge  
**36 mm**Nadel  
**CT1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
T4258H	MONOCRYL violett monofil	3-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge  
**36 mm**Nadel  
**MH**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W3457	MONOCRYL violett monofil	1	70	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge  
**48 mm**Nadel  
**CTX**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y979G	MONOCRYL violett monofil	2-0	90	12
T4977G	MONOCRYL violett monofil	1	90	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**13 mm**Nadel  
**TF PLUS**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y432H	MONOCRYL violett monofil	6-0	70	36
Y925H	MONOCRYL violett monofil	5-0	70	36

## MONOCRYL (Polyglecaprone 25)


Reisskraftprofil: 60% 7 Tage, 0% 28 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze 


Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
17 mm	Y213H	MONOCRYL violett monofil	5-0	70	36
	Y714G	MONOCRYL violett monofil Multipak, Control release	4-0	8 * 45	12
Nadel RB1 PLUS	Y214H	MONOCRYL violett monofil	4-0	70	36
	Y215H	MONOCRYL violett monofil	3-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze 

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
17 mm	Y3030H	MONOCRYL violett monofil VISI-BLACK	5-0	70	36
	Y3040H	MONOCRYL violett monofil VISI-BLACK	4-0	70	36
Nadel RB1 PLUS	Y3050H	MONOCRYL violett monofil VISI-BLACK	3-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze 

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
17 mm	Y3213H	MONOCRYL violett monofil VISI-BLACK	5-0	70	36
	Y3214H	MONOCRYL violett monofil VISI-BLACK	4-0	70	36
Nadel 2 x RB1 PLUS					

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze 

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
22 mm	Y218H	MONOCRYL violett monofil	4-0	70	36
	Y793G	MONOCRYL violett monofil Multipak, Control release	3-0	8 * 45	12
Nadel SH1 PLUS	Y219H	MONOCRYL violett monofil	3-0	70	36
	Y220H	MONOCRYL violett monofil	2-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze 

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
22 mm	Y3866G	MONOCRYL violett monofil VISI-BLACK Multipak, Control release	4-0	8 * 45	12
	Y3100H	MONOCRYL violett monofil VISI-BLACK	4-0	70	36
Nadel SH1 PLUS	Y3793G	MONOCRYL violett monofil VISI-BLACK Multipak, Control release	3-0	8 * 45	12
	Y3110H	MONOCRYL violett monofil VISI-BLACK	3-0	70	36
	Y3120H	MONOCRYL violett monofil VISI-BLACK	2-0	70	36

### MONOCRYL (Polyglecaprone 25)

Reisskraftprofil: 60% 7 Tage, 0% 28 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge  
**22 mm**



doppelt armiert

Nadel  
**2 x SH1 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y3218H	MONOCRYL violett monofil VISI-BLACK	4-0	70	36
Y5218H	MONOCRYL violett monofil VISI-BLACK	4-0	90	36
Y3219H	MONOCRYL violett monofil VISI-BLACK	3-0	70	36

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge  
**26 mm**



Nadel  
**SH PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y415H	MONOCRYL violett monofil	4-0	70	36
Y864G	MONOCRYL violett monofil Multipak, Control release	3-0	8 * 45	12
Y416H	MONOCRYL violett monofil	3-0	70	36
Y242H	MONOCRYL violett monofil	3-0	90	36
Y417H	MONOCRYL violett monofil	2-0	70	36
Y243H	MONOCRYL violett monofil	2-0	90	36
Y418H	MONOCRYL violett monofil	0	70	36

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge  
**26 mm**



Nadel  
**CT2 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y326H	MONOCRYL violett monofil	2-0	90	36
Y270H	MONOCRYL violett monofil	0	70	36
Y330H	MONOCRYL violett monofil	0	90	36
Y331H	MONOCRYL violett monofil	1	90	36

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge  
**26 mm**




Nadel  
**SH PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y3150H	MONOCRYL violett monofil VISI-BLACK	4-0	70	36
Y3864G	MONOCRYL violett monofil VISI-BLACK Multipak, Control release	3-0	8 * 45	12
Y7840G	MONOCRYL violett monofil VISI-BLACK Multipak, Control release	3-0	8 * 70	12
Y3160H	MONOCRYL violett monofil VISI-BLACK	3-0	70	36
Y3170H	MONOCRYL violett monofil VISI-BLACK	2-0	70	36


## MONOCRYL (Polyglecaprone 25)

Reisskraftprofil: 60% 7 Tage, 0% 28 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**26 mm**Nadel  
**2 x SH PLUS**

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y3416H	MONOCRYL violett monofil VISI-BLACK	3-0	70	36
Y5270H	MONOCRYL violett monofil VISI-BLACK	3-0	90	36
Y3417H	MONOCRYL violett monofil VISI-BLACK	2-0	70	36
C5280	MONOCRYL violett monofil VISI-BLACK	2-0	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**31 mm**Nadel  
**MH1 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y246H	MONOCRYL violett monofil	2-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**36 mm**Nadel  
**MH PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y227H	MONOCRYL violett monofil	2-0	70	36
Y228H	MONOCRYL violett monofil	0	70	36
Y229H	MONOCRYL violett monofil	1	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**36 mm**Nadel  
**CT1 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y259H	MONOCRYL violett monofil	2-0	70	36
Y945H	MONOCRYL violett monofil	2-0	90	36
Y260H	MONOCRYL violett monofil	0	70	36
Y946H	MONOCRYL violett monofil	0	90	36
Y261H	MONOCRYL violett monofil	1	70	36
Y947H	MONOCRYL violett monofil	1	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**40 mm**Nadel  
**CT PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y958H	MONOCRYL violett monofil	0	90	36
Y959H	MONOCRYL violett monofil	1	90	36

## MONOCRYL (Polyglecaprone 25)

Reisskraftprofil: 60% 7 Tage, 0% 28 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

## 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze ◀

Bogenlänge  
**48 mm**Nadel  
**CTX PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y978G	MONOCRYL violett monofil	0	90	12
Y977G	MONOCRYL violett monofil	1	90	12

## 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼

Bogenlänge  
**26 mm**Nadel  
**V7**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y999H	MONOCRYL violett monofil	2-0	70	36

## 3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz ⊙

Bogenlänge  
**17 mm**Nadel  
**BB**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W3548	MONOCRYL violett monofil	4-0	70	12

## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge  
**19 mm**Nadel  
**PS2**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MPY498H	MONOCRYL violett monofil MULTIPASS	4-0	45	36

## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge  
**11 mm**Nadel  
**P1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y490H	MONOCRYL violett monofil PRIME	6-0	70	36

## MONOCRYL (Polyglecaprone 25)

Reisskraftprofil: 60% 7 Tage, 0% 28 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>	Y491H	MONOCRYL violett monofil PRIME	5-0	45	36
	Y470H	MONOCRYL violett monofil PRIME	4-0	45	36
Nadel	<b>P3</b>				

## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>19 mm</b>	Y498H	MONOCRYL violett monofil PRIME	4-0	45	36
	Y499H	MONOCRYL violett monofil PRIME	3-0	45	36
	Y428H	MONOCRYL violett monofil PRIME	3-0	70	36
Nadel	<b>PS2</b>				

## MONOCRYL (Polyglecaprone 25)

Reisskraftprofil: 50% 7 Tage, 0% 21 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

## 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz ⊙

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>36 mm</b>	T4261AH	MONOCRYL ungefärbt monofil	1	70	36
Nadel	<b>CT1</b>				


## 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz ⊙

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>70 mm</b>	Y74G	MONOCRYL ungefärbt monofil	1	70	12 <sup>1</sup>
Nadel	<b>XLH</b>				



## MONOCRYL (Polyglecaprone 25)

Reisskraftprofil: 50% 7 Tage, 0% 21 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**36 mm**Nadel  
**MH PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y322H	MONOCRYL ungefärbt monofil	3-0	70	36 <sup>1</sup>

## 3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**19 mm**Nadel  
**FS2**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y424H	MONOCRYL ungefärbt monofil	5-0	45	36
Y292H	MONOCRYL ungefärbt monofil	4-0	45	36
Y422H	MONOCRYL ungefärbt monofil	4-0	70	36
Y293H	MONOCRYL ungefärbt monofil	3-0	45	36
Y423H	MONOCRYL ungefärbt monofil	3-0	70	36

## 3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**24 mm**Nadel  
**FS1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y291H	MONOCRYL ungefärbt monofil	4-0	70	36
Y442H	MONOCRYL ungefärbt monofil	3-0	70	36
Y443H	MONOCRYL ungefärbt monofil	2-0	70	36

## 3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**30 mm**Nadel  
**FSL**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
C589	MONOCRYL ungefärbt monofil	2-0	70	36

## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge  
**11 mm**Nadel  
**P1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MPY489H	MONOCRYL ungefärbt monofil MULTIPASS	6-0	45	36

### MONOCRYL (Polyglecaprone 25)

Reisskraftprofil: 50% 7 Tage, 0% 21 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

#### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>	Y4930H	MONOCRYL ungefärbt monofil VISI-BLACK	5-0	45	36
	Y4940H	MONOCRYL ungefärbt monofil VISI-BLACK	4-0	45	36
Nadel	<b>P3</b>				

#### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>	MPY492H	MONOCRYL ungefärbt monofil MULTIPASS	6-0	45	36
	MPY493H	MONOCRYL ungefärbt monofil MULTIPASS	5-0	45	36
	MPY494H	MONOCRYL ungefärbt monofil MULTIPASS	4-0	45	36
Nadel	<b>P3</b>				

#### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>16 mm</b>	MPY500H	MONOCRYL ungefärbt monofil MULTIPASS	5-0	45	36
	MPY501H	MONOCRYL ungefärbt monofil MULTIPASS	4-0	45	36
Nadel	<b>PS3</b>				

#### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>19 mm</b>	Y4960H	MONOCRYL ungefärbt monofil VISI-BLACK	4-0	45	36
	Y4970H	MONOCRYL ungefärbt monofil VISI-BLACK	3-0	45	36
Nadel	<b>PS2</b>				

#### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>19 mm</b>	MPY495H	MONOCRYL ungefärbt monofil MULTIPASS	5-0	45	36
	MPY496H	MONOCRYL ungefärbt monofil MULTIPASS	4-0	45	36
	MPY426H	MONOCRYL ungefärbt monofil MULTIPASS	4-0	70	36
	MPY497H	MONOCRYL ungefärbt monofil MULTIPASS	3-0	45	36
	MPY427H	MONOCRYL ungefärbt monofil MULTIPASS	3-0	70	36
	Nadel	<b>PS2</b>			

## MONOCRYL (Polyglecaprone 25)

Reisskraftprofil: 50% 7 Tage, 0% 21 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>24 mm</b>	Y6830H	MONOCRYL ungefärbt monofil VISI-BLACK	3-0	45	36
	Y6840G	MONOCRYL ungefärbt monofil VISI-BLACK	2-0	45	12 <sup>1</sup>

Nadel  
**PS1**

### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>24 mm</b>	MPY935H	MONOCRYL ungefärbt monofil MULTIPASS	4-0	70	36
	MPY683H	MONOCRYL ungefärbt monofil MULTIPASS	3-0	70	36
	MPY684H	MONOCRYL ungefärbt monofil MULTIPASS	2-0	70	36

Nadel  
**PS1**

### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>11 mm</b>	Y489H	MONOCRYL ungefärbt monofil PRIME	6-0	45	36
	C490	MONOCRYL ungefärbt monofil PRIME	5-0	45	36

Nadel  
**P1**

### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>	Y492H	MONOCRYL ungefärbt monofil PRIME	6-0	45	36
	Y493H	MONOCRYL ungefärbt monofil PRIME	5-0	45	36
	Y494H	MONOCRYL ungefärbt monofil PRIME	4-0	45	36

Nadel  
**P3**

### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>19 mm</b>	Y496H	MONOCRYL ungefärbt monofil PRIME	4-0	45	36
	Y497H	MONOCRYL ungefärbt monofil PRIME	3-0	45	36

Nadel  
**PS2**

**MONOCRYL (Polyglecaprone 25)**

Reisskraftprofil: 50% 7 Tage, 0% 21 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>24 mm</b>  Nadel <b>PS1</b>	T4682H	MONOCRYL ungefärbt monofil PRIME	4-0	45	36
	Y495H	MONOCRYL ungefärbt monofil PRIME	4-0	70	36
	Y683H	MONOCRYL ungefärbt monofil PRIME	3-0	70	36
	Y684H	MONOCRYL ungefärbt monofil PRIME	2-0	70	36

**asymptotische Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼**

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>13 mm</b>  Nadel <b>DA1</b>	Y4950G	MONOCRYL ungefärbt monofil VISI-BLACK	5-0	45	12

**MONOCRYL Plus (Polyglecaprone 25)**  
Reisskraftprofil: 60% 7 Tage, 0% 28 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

**5/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>26 mm</b>	MCP3625H	MONOCRYL Plus violett monofil	3-0	70	36
	MCP6050H	MONOCRYL Plus violett monofil	2-0	70	36

Nadel  
**UR6**

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>10 mm</b>	MCP134H	MONOCRYL Plus violett monofil	6-0	70	36

Nadel  
**RB4**

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>	MCP3224G	MONOCRYL Plus violett monofil	6-0	45	12

Nadel  
**RB2**

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>17 mm</b>	MCP3435G	MONOCRYL Plus violett monofil	4-0	70	12

Nadel  
**RB1**

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>22 mm</b>	MCP219G	MONOCRYL Plus violett monofil	3-0	70	12

Nadel  
**SH1**

**MONOCRYL Plus (Polyglecaprone 25)**  
Reisskraftprofil: 60% 7 Tage, 0% 28 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>26 mm</b>	MCP4232H	MONOCRYL Plus violett monofil	3-0	70	36 <sup>1</sup>
	MCP4269H	MONOCRYL Plus violett monofil	2-0	70	36
	MCP4330H	MONOCRYL Plus violett monofil	0	90	36
Nadel					
<b>CT2</b>					

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>31 mm</b>	MCP3200H	MONOCRYL Plus violett monofil	3-0	70	36
	MCP3441G	MONOCRYL Plus violett monofil	2-0	70	12
	MCP247H	MONOCRYL Plus violett monofil	0	70	36
Nadel					
<b>MH1</b>	MCP3755G	MONOCRYL Plus violett monofil	1	70	12 <sup>1</sup>

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>36 mm</b>	MCP4258H	MONOCRYL Plus violett monofil	3-0	70	36
	MCP4259H	MONOCRYL Plus violett monofil	2-0	70	36
	MCP4945H	MONOCRYL Plus violett monofil	2-0	90	36
	MCP4946H	MONOCRYL Plus violett monofil	0	90	36
	MCP4261H	MONOCRYL Plus violett monofil	1	70	36 <sup>1</sup>
	MCP4947H	MONOCRYL Plus violett monofil	1	90	36
	Nadel				
<b>CT1</b>					


**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>40 mm</b>	MCP4957H	MONOCRYL Plus violett monofil	2-0	90	36
	MCP3758H	MONOCRYL Plus violett monofil	0	70	36
	MCP4958H	MONOCRYL Plus violett monofil	0	90	36
	MCP4959H	MONOCRYL Plus violett monofil	1	90	36
Nadel					
<b>CT</b>					

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze** 

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>	MCP432H	MONOCRYL Plus violett monofil	6-0	70	36
	MCP925H	MONOCRYL Plus violett monofil	5-0	70	36
Nadel					
<b>TF PLUS</b>					

**MONOCRYL Plus (Polyglecaprone 25)**  
Reisskraftprofil: 60% 7 Tage, 0% 28 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage


**1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze** 

Bogenlänge  
**17 mm**



Nadel  
**RB1 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP2131H	MONOCRYL Plus violett monofil	5-0	70	36
MCP215H	MONOCRYL Plus violett monofil	3-0	70	36

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze** 

Bogenlänge  
**17 mm**



Nadel  
**RB1 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP3040H	MONOCRYL Plus violett monofil VISI-BLACK	4-0	70	36
MCP3050H	MONOCRYL Plus violett monofil VISI-BLACK	3-0	70	36

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze** 


Bogenlänge  
**17 mm**



doppelt armiert

Nadel  
**2 x RB1 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP3070H	MONOCRYL Plus violett monofil VISI-BLACK	4-0	90	36


**1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze** 

Bogenlänge  
**22 mm**



Nadel  
**SH1 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP218H	MONOCRYL Plus violett monofil	4-0	70	36
MCP220H	MONOCRYL Plus violett monofil	2-0	70	36

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze** 


Bogenlänge  
**22 mm**



Nadel  
**SH1 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP3100H	MONOCRYL Plus violett monofil VISI-BLACK	4-0	70	36
MCP3110H	MONOCRYL Plus violett monofil VISI-BLACK	3-0	70	36

**MONOCRYL Plus (Polyglecaprone 25)**  
Reisskraftprofil: 60% 7 Tage, 0% 28 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze** 


Bogenlänge  
**22 mm**



doppelt armiert

Nadel  
**2 x SH1 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP3218H	MONOCRYL Plus violett monofil VISI-BLACK	4-0	70	36
MCP5218H	MONOCRYL Plus violett monofil VISI-BLACK	4-0	90	36
MCP3219H	MONOCRYL Plus violett monofil VISI-BLACK	3-0	70	36


**1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze** 

Bogenlänge  
**26 mm**



Nadel  
**SH PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP4150H	MONOCRYL Plus violett monofil	4-0	70	36
MCP3627G	MONOCRYL Plus violett monofil	3-0	70	12
MCP4160H	MONOCRYL Plus violett monofil	3-0	70	36
MCP242H	MONOCRYL Plus violett monofil	3-0	90	36
MCP3628G	MONOCRYL Plus violett monofil	2-0	70	12
MCP4170H	MONOCRYL Plus violett monofil	2-0	70	36
MCP243H	MONOCRYL Plus violett monofil	2-0	90	36
MCP418H	MONOCRYL Plus violett monofil	0	70	36

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze** 

Bogenlänge  
**26 mm**



Nadel  
**SH PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP3150H	MONOCRYL Plus violett monofil VISI-BLACK	4-0	70	36
MCP3160H	MONOCRYL Plus violett monofil VISI-BLACK	3-0	70	36
MCP3170H	MONOCRYL Plus violett monofil VISI-BLACK	2-0	70	36

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze** 

Bogenlänge  
**26 mm**




doppelt armiert

Nadel  
**2 x SH PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP3416H	MONOCRYL Plus violett monofil VISI-BLACK	3-0	70	36
MCP5270H	MONOCRYL Plus violett monofil VISI-BLACK	3-0	90	36
MCP3417H	MONOCRYL Plus violett monofil VISI-BLACK	2-0	70	36



**MONOCRYL Plus (Polyglecaprone 25)**  
Reisskraftprofil: 60% 7 Tage, 0% 28 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage


**1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze** 

Bogenlänge  
**36 mm**



Nadel  
**MH PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP227H	MONOCRYL Plus violett monofil	2-0	70	36
MCP228H	MONOCRYL Plus violett monofil	0	70	36
MCP229H	MONOCRYL Plus violett monofil	1	70	36

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze** 

Bogenlänge  
**36 mm**



Nadel  
**CT1 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP260H	MONOCRYL Plus violett monofil	0	70	36 <sup>1</sup>

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze** 

Bogenlänge  
**26 mm**



Nadel  
**V7**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP3440G	MONOCRYL Plus violett monofil	2-0	70	12

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze** 

Bogenlänge  
**36 mm**



Nadel  
**V34**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP917H	MONOCRYL Plus violett monofil	2-0	90	36
MCP918H	MONOCRYL Plus violett monofil	0	90	36
MCP919H	MONOCRYL Plus violett monofil	1	90	36 <sup>1</sup>

**1/2-Kreis schneidende Nadel** 

Bogenlänge  
**36 mm**



Nadel  
**CP1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP3600H	MONOCRYL Plus violett monofil	2-0	70	36 <sup>1</sup>

**MONOCRYL Plus (Polyglecaprone 25)**  
Reisskraftprofil: 60% 7 Tage, 0% 28 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>	MCP491H	MONOCRYL Plus violett monofil MULTIPASS	5-0	70	36
	MCP470H	MONOCRYL Plus violett monofil MULTIPASS	4-0	70	36

Nadel  
**P3**

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>19 mm</b>	MCP498H	MONOCRYL Plus violett monofil MULTIPASS	4-0	70	36

Nadel  
**PS2**

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>19 mm</b>	MCP428H	MONOCRYL Plus violett monofil PRIME	3-0	70	36

Nadel  
**PS2**

**MONOCRYL Plus (Polyglecaprone 25)**  
Reisskraftprofil: 50% 7 Tage, 0% 21 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze ➡**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>26 mm</b>	MCP45280H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil VISI-BLACK	2-0	90	36

Nadel  
**2 x SH PLUS**

doppelt armiert

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze ➡**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>36 mm</b>	MCP946H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	0	90	36

Nadel  
**CT1 PLUS**

**MONOCRYL Plus (Polyglecaprone 25)**  
Reisskraftprofil: 50% 7 Tage, 0% 21 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

**1/2-Kreis schneidende Nadel ▼**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>22 mm</b>	MCP458H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	3-0	70	36
	MCP459H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	2-0	70	36

Nadel  
**X1**

**1/2-Kreis schneidende Nadel ▼**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>26 mm</b>	MCP869H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	2-0	70	36

Nadel  
**CP2**

**1/2-Kreis schneidende Nadel ▼**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>36 mm</b>	MCP2660H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	2-0	70	36
	MCP267H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	0	70	36
	MCP268H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	1	70	36 <sup>1</sup>

Nadel  
**CP1**

**3/8-Kreis schneidende Nadel ▼**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>16 mm</b>	MCP3221G	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	5-0	45	12
	MCP4394H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	4-0	70	36

Nadel  
**FS3**

**3/8-Kreis schneidende Nadel ▼**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>19 mm</b>	MCP3209G	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	5-0	70	12
	MCP292H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	4-0	45	36
	MCP4422H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	4-0	70	36
	MCP293H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	3-0	45	36
	MCP4423H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	3-0	70	36

Nadel  
**FS2**

**MONOCRYL Plus (Polyglecaprone 25)**  
Reisskraftprofil: 50% 7 Tage, 0% 21 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

**3/8-Kreis schneidende Nadel ▼**

Bogenlänge  
**24 mm**



Nadel  
**FS1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP291H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	4-0	70	36
MCP442H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	3-0	70	36
MCP4443H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	2-0	70	36

**3/8-Kreis schneidende Nadel ▼**

Bogenlänge  
**26 mm**



Nadel  
**FS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP3326G	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	3-0	70	12
MCP3327G	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	2-0	70	12

**3/8-Kreis schneidende Nadel ▼**

Bogenlänge  
**30 mm**



Nadel  
**FSL**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP589H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	2-0	70	36
MCP587H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	0	70	36

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

Bogenlänge  
**11 mm**



Nadel  
**P1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP489H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	6-0	70	36

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

Bogenlänge  
**13 mm**



Nadel  
**P3**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MCP4930H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil VISI-BLACK	5-0	45	36
MCP4940H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil VISI-BLACK	4-0	45	36

**MONOCRYL Plus (Polyglecaprone 25)**  
Reisskraftprofil: 50% 7 Tage, 0% 21 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>	MCP492H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	6-0	70	36
	MCP493H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	5-0	70	36
	MCP494H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	4-0	70	36

Nadel  
**P3**

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>16 mm</b>	MCP500H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	5-0	70	36

Nadel  
**PS3**

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>19 mm</b>	MCP4960H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil VISI-BLACK	4-0	45	36
	MCP4970H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil VISI-BLACK	3-0	45	36

Nadel  
**PS2**

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>19 mm</b>	MCP496H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	4-0	45	36
	MCP4260H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	4-0	70	36
	MCP497H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	3-0	45	36
	MCP4271H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	3-0	70	36

Nadel  
**PS2**

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>24 mm</b>	MCP6830H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil VISI-BLACK	3-0	45	36

Nadel  
**PS1**

**MONOCRYL Plus (Polyglecaprone 25)**  
Reisskraftprofil: 50% 7 Tage, 0% 21 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>24 mm</b>	MCP9350H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	4-0	70	36
	MCP683H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	3-0	70	36
	MCP684H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	2-0	70	36

Nadel  
**PS1**

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>11 mm</b>	MCP490H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil PRIME	5-0	70	36

Nadel  
**P1**

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>16 mm</b>	MCP3205G	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil PRIME	4-0	70	12

Nadel  
**PS3**

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>19 mm</b>	MCP495H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil PRIME	5-0	70	36

Nadel  
**PS2**

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>24 mm</b>	MCP6820H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil PRIME	4-0	45	36

Nadel  
**PS1**

**MONOCRYL Plus (Polyglecaprone 25)**  
Reisskraftprofil: 50% 7 Tage, 0% 21 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>26 mm</b>	MCP3212H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil PRIME	4-0	70	36
	MCP3213H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil PRIME	3-0	70	36

Nadel  
**PS**

**asymptotische Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>	MCP4950G	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil VISI-BLACK	5-0	45	12

Nadel  
**DA1**

**Gerade schneidende Nadel ▼**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>48 mm</b>	MCP1039H	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	3-0	70	36

Nadel  
**TS**

**Gerade schneidende Nadel ▼**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>60 mm</b>	MCP3650G	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	3-0	70	12
	MCP3651G	MONOCRYL Plus ungefärbt monofil	2-0	70	12

Nadel  
**KS**

## PDS (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage


5/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge  
**26 mm**Nadel  
**UR6**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VC2973H	PDS II violett monofil	2-0	70	36

5/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge  
**26 mm**Nadel  
**2 x UR6**


doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z605E	PDS II violett monofil	3-0	70	24
VCC2993E	PDS II violett monofil	2-0	90	24

5/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge  
**36 mm**Nadel  
**2 x UR5**

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VAA2973E	PDS II violett monofil	2-0	70	24

5/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze Bogenlänge  
**110 mm**Nadel  
**US110**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W9269	PDS II violett monofil	1	240	12 <sup>1</sup>



## PDS (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz 


Bogenlänge  
**6.5 mm**  
doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PQQ2941E	PDS II violett monofil	7-0	45	24 <sup>1</sup>


Nadel  
**2 x TF6**

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz 


Bogenlänge  
**10 mm**  
doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PUU2971E	PDS II violett monofil	6-0	70	24

Nadel  
**2 x TF1**

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz 


Bogenlänge  
**13 mm**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z925H	PDS II violett monofil	5-0	70	36
Z924H	PDS II violett monofil	4-0	70	36

Nadel  
**TF**

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz 


Bogenlänge  
**13 mm**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z113H	PDS II violett monofil	3-0	70	36
Z114H	PDS II violett monofil	2-0	70	36
Z115H	PDS II violett monofil	0	70	36

Nadel  
**UCL**

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz 


Bogenlänge  
**13 mm**  
doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z867H	PDS II violett monofil	5-0	70	36

Nadel  
**2 x RB2**


## PDS (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage


1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>16 mm</b>		Z13H	PDS II violett monofil	3-0	70	36
		Z14H	PDS II violett monofil	2-0	70	36
Nadel <b>UCLX</b>		Z15H	PDS II violett monofil	0	70	36


1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>17 mm</b>		Z303H	PDS II violett monofil	5-0	70	36
		Z304H	PDS II violett monofil	4-0	70	36
Nadel <b>RB1</b>		Z305H	PDS II violett monofil	3-0	70	36


1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>22 mm</b>		Z311H	PDS II violett monofil	3-0	70	36
Nadel <b>SH1</b>						

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>22 mm</b>		PEE2993H	PDS II violett monofil	4-0	90	36
	doppelt armiert	Z1311H	PDS II violett monofil	3-0	70	36
Nadel <b>2 x SH1</b>		PEE2994H	PDS II violett monofil	3-0	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz 


Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>22 mm</b>		Z328H	PDS II violett monofil	2-0	70	36
		Z329H	PDS II violett monofil	0	70	36
Nadel <b>CT3</b>						

## PDS (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge  
**26 mm**Nadel  
**SH**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z315H	PDS II violett monofil	4-0	70	36
Z316H	PDS II violett monofil	3-0	70	36
Z317H	PDS II violett monofil	2-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge  
**26 mm**Nadel  
**2 x SH**

doppelt armiert


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z1316H	PDS II violett monofil	3-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge  
**26 mm**Nadel  
**CT2**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z333H	PDS II violett monofil	2-0	70	36
Z335H	PDS II violett monofil	1	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge  
**31 mm**Nadel  
**MH1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W9133H	PDS II violett monofil	2-0	70	36
W9210H	PDS II violett monofil	0	70	36
W9211H	PDS II violett monofil	1	70	36


1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge  
**36 mm**Nadel  
**2 x MH**

doppelt armiert


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PGG2972E	PDS II violett monofil	4-0	70	24

## PDS (Polydioxanone)


Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge  
**40 mm**Nadel  
**CT**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z1923E	PDS II violett monofil, Schlinge	0	150	24
Z1924E	PDS II violett monofil, Schlinge	1	150	24
W9235T	PDS II violett monofil	2	90	24

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge  
**48 mm**Nadel  
**CTX**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PN2925SG	PDS II violett monofil, Schlinge	0	150	12
W9262T	PDS II violett monofil, Schlinge	1	150	24
Z1950G	PDS II violett monofil, Schlinge	1	180	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**13 mm**Nadel  
**TF PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z926H	PDS II violett monofil	6-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**13 mm**

doppelt armiert

Nadel  
**2 x TF PLUS**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z935H	PDS II violett monofil	5-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**17 mm**Nadel  
**RB1 PLUS**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z302H	PDS II violett monofil	6-0	70	36
6PB2973G	PDS II violett monofil Multipak	4-0	6 * 70	12

## PDS (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze 


Bogenlänge  
**17 mm**




doppelt armiert

Nadel  
**2 x RB1 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z863H	PDS II violett monofil	5-0	70	36
Z864H	PDS II violett monofil	4-0	70	36


1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze 

Bogenlänge  
**17 mm**



Nadel  
**RB1 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
X1153G	PDS II violett monofil VISI-BLACK Multipak, Control release	5-0	4 * 70	12
Z3030H	PDS II violett monofil VISI-BLACK	5-0	70	36
Z3040H	PDS II violett monofil VISI-BLACK	4-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze 

Bogenlänge  
**22 mm**




Nadel  
**SH1 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z310H	PDS II violett monofil	4-0	70	36
PE2975H	PDS II violett monofil	2-0	70	36 <sup>1</sup>

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze 

Bogenlänge  
**22 mm**




doppelt armiert

Nadel  
**2 x SH1 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z1310H	PDS II violett monofil	4-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze 

Bogenlänge  
**22 mm**




Nadel  
**SH1 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
X1154G	PDS II violett monofil VISI-BLACK Multipak, Control release	4-0	4 * 70	12
Z3100H	PDS II violett monofil VISI-BLACK	4-0	70	36
Z3110H	PDS II violett monofil VISI-BLACK	3-0	70	36

## PDS (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage


1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**22 mm**

doppelt armiert

Nadel

**2 x SH1 PLUS**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z1312H	PDS II violett monofil VISI-BLACK	4-0	75	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**26 mm**

Nadel

**SH PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z3150BG	PDS II violett monofil Multipak	4-0	4 * 70	12
Z316CG	PDS II violett monofil Multipak	3-0	6 * 70	12


1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**26 mm**

doppelt armiert

Nadel

**2 x SH PLUS**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z1315H	PDS II violett monofil	4-0	70	36
PFF2992E	PDS II violett monofil	4-0	90	24
PFF2993H	PDS II violett monofil	3-0	90	36
Z1317H	PDS II violett monofil	2-0	70	36
Z528H	PDS II violett monofil	2-0	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**26 mm**

Nadel

**CT2 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z334H	PDS II violett monofil	0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**26 mm**


Nadel

**SH PLUS**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z3150H	PDS II violett monofil VISI-BLACK	4-0	70	36
Z7800G	PDS II violett monofil VISI-BLACK Multipak, Control release	3-0	4 * 45	12
Z3160H	PDS II violett monofil VISI-BLACK	3-0	70	36
Z3170H	PDS II violett monofil VISI-BLACK	2-0	70	36

## PDS (Polydioxanone)


Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**26 mm**Nadel  
**2 x SH PLUS**  
doppelt armiert


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z5270H	PDS II violett monofil VISI-BLACK	3-0	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**36 mm**Nadel  
**MH PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z322H	PDS II violett monofil	3-0	70	36
Z323H	PDS II violett monofil	2-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**36 mm**Nadel  
**CT1 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z1927G	PDS II violett monofil	2-0	150	12
Z339H	PDS II violett monofil	2-0	70	36
Z340H	PDS II violett monofil	0	70	36
PL2995E	PDS II violett monofil	0	90	24
Z341H	PDS II violett monofil	1	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**40 mm**Nadel  
**CT PLUS**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z357E	PDS II violett monofil	2-0	90	24
Z358E	PDS II violett monofil	0	90	24
Z359E	PDS II violett monofil	1	90	24

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**48 mm**Nadel  
**CTX PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z370E	PDS II violett monofil	0	90	24
Z371E	PDS II violett monofil	1	90	24
PN2997E	PDS II violett monofil	2	90	24

## PDS (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze 

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>17 mm</b>	Z995H	PDS II violett monofil	5-0	70	36
	Z994H	PDS II violett monofil	4-0	70	36
Nadel <b>V5</b>	Z276H	PDS II violett monofil	3-0	70	36
	Z274H	PDS II violett monofil	2-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze 

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>17 mm</b>	Z137E	PDS II violett monofil	4-0	90	24
Nadel <b>2 x V5</b>					

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze 


	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>22 mm</b>	Z275H	PDS II violett monofil	4-0	70	36
	Z277H	PDS II violett monofil	3-0	70	36
Nadel <b>V6</b>					

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze 

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>26 mm</b>	Z997H	PDS II violett monofil	4-0	70	36
	Z998H	PDS II violett monofil	3-0	70	36
Nadel <b>V7</b>	Z999H	PDS II violett monofil	2-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze 

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>26 mm</b>	Z177H	PDS II violett monofil	3-0	90	36
Nadel <b>2 x V7</b>					






### PDS (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge  
**45 mm**




Nadel  
**V39**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W9385T	PDS II violett monofil	1	90	24

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge  
**48 mm**




Nadel  
**V40**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z1940G	PDS II violett monofil, Schlinge	1	150	12
Z1930G	PDS II violett monofil, Schlinge	1	180	12

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge  
**63 mm**



Nadel  
**V42**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
OT2924SG	PDS II violett monofil, Schlinge	1	150	12

#### 1/2-Kreis schneidende Nadel

Bogenlänge  
**22 mm**



Nadel  
**OS4**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W9286T	PDS II violett monofil	1	70	24

## PDS (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

## 1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**22 mm**Nadel  
**X1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z458E	PDS II ungefärbt monofil	3-0	70	24

## 1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**26 mm**Nadel  
**CP2**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z969H	PDS II violett monofil	2-0	70	36
Z983H	PDS II violett monofil	0	70	36
Z984H	PDS II violett monofil	1	70	36

## 1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**36 mm**Nadel  
**CP1**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z466H	PDS II violett monofil	2-0	70	36
Z467H	PDS II violett monofil	0	70	36
Z468H	PDS II violett monofil	1	70	36

## 1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**40 mm**Nadel  
**CP**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z485E	PDS II violett monofil	0	90	24
MH2976E	PDS II violett monofil	2	70	24

## 1/2-Kreis schneidende Nadel ▼


Bogenlänge  
**48 mm**Nadel  
**CPX**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z1058E	PDS II violett monofil	1	90	24


## PDS (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage


## 1/2-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge  <b>8 mm</b>	JG2942H	PDS II violett monofil PRIME	5-0	45	36 <sup>1</sup>
Nadel <b>P2</b>					


## 3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz ⊙

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge  <b>9.3 mm</b>	Z1701E	PDS II violett monofil	7-0	70	24
doppelt armiert	Z1702H	PDS II violett monofil	6-0	70	36
Nadel <b>2 x BV1</b>					


## 3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz ⊙

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge  <b>9.3 mm</b>	Z161E	PDS II violett monofil VISI-BLACK	7-0	70	24
Nadel <b>BV1</b>					

## 3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz ⊙

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge  <b>9.3 mm</b>	Z162E	PDS II violett monofil VISI-BLACK	7-0	75	24
doppelt armiert					
Nadel <b>2 x BV1</b>					


## 3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz ⊙

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge  <b>11 mm</b>	Z1002H	PDS II violett monofil	6-0	70	36
doppelt armiert					
Nadel <b>2 x BV</b>					


## PDS (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage


3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>		Z1012H	PDS II violett monofil	6-0	70	36
		Z1013H	PDS II violett monofil	5-0	70	36
Nadel <b>C1</b>						


3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>	doppelt armiert	Z1721H	PDS II violett monofil	6-0	70	36
		Z1722H	PDS II violett monofil	5-0	70	36
Nadel <b>2 x C1</b>						


3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>	doppelt armiert	Z165H	PDS II violett monofil VISI-BLACK	6-0	70	36
		Z166H	PDS II violett monofil VISI-BLACK	5-0	75	36
Nadel <b>2 x C1</b>						

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz 


Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>17 mm</b>	doppelt armiert	Z171H	PDS II violett monofil VISI-BLACK	4-0	70	36
Nadel <b>2 x BB</b>						

3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>		Z991H	PDS II violett monofil	6-0	70	36 <sup>1</sup>
		Z990H	PDS II violett monofil	5-0	70	36
Nadel <b>V18</b>						

## PDS (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze Bogenlänge  
**13 mm**

doppelt armiert

Nadel  
**2 x V18**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z898E	PDS II violett monofil	5-0	70	24

3/8-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff Bogenlänge  
**9.3 mm**


doppelt armiert

Nadel  
**2 x CC175-8**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z1711E	PDS II violett monofil	7-0	70	24
Z1712H	PDS II violett monofil	6-0	70	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff Bogenlänge  
**13 mm**Nadel  
**CC1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z1042H	PDS II violett monofil MULTIPASS	6-0	70	36
Z1043H	PDS II violett monofil MULTIPASS	5-0	70	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff Bogenlänge  
**13 mm**

doppelt armiert

Nadel  
**2 x CC1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z1032H	PDS II violett monofil MULTIPASS	6-0	70	36
Z1033E	PDS II violett monofil MULTIPASS	5-0	70	24

3/8-Kreis schneidende Nadel Bogenlänge  
**19 mm**Nadel  
**FS2**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z282H	PDS II violett monofil, Schlinge	4-0	30	36
Z291E	PDS II ungefärbt monofil	5-0	45	24
Z292E	PDS II ungefärbt monofil	4-0	45	24
Z292ZE	PDS II ungefärbt monofil	4-0	45	24
Z422E	PDS II ungefärbt monofil	4-0	70	24
Z422ZE	PDS II ungefärbt monofil	4-0	70	24
Z293E	PDS II ungefärbt monofil	3-0	45	24
Z423E	PDS II ungefärbt monofil	3-0	70	24

## PDS (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

## 3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>24 mm</b>	Z441E	PDS II ungefärbt monofil	4-0	70	24
	Z442E	PDS II ungefärbt monofil	3-0	70	24
	Z443E	PDS II ungefärbt monofil	2-0	70	24

Nadel  
**FS1**

## 3/8-Kreis schneidende Nadel schneidend (Anschliff innen) ▲

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>16 mm</b>	W9734T	PDS II ungefärbt monofil CONV	4-0	70	24

Nadel  
**FS3**

## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>11 mm</b>	MPZ489H	PDS II ungefärbt monofil MULTIPASS	6-0	45	36

Nadel  
**P1**

## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>	Z4630H	PDS II violett monofil VISI-BLACK	5-0	45	36
	Z4640H	PDS II violett monofil VISI-BLACK	4-0	45	36
	Z492E	PDS II ungefärbt monofil VISI-BLACK	5-0	45	24
	Z495E	PDS II ungefärbt monofil VISI-BLACK	4-0	45	24

Nadel  
**P3**

## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>	MPZ493H	PDS II ungefärbt monofil MULTIPASS	5-0	45	36
	MPZ494H	PDS II ungefärbt monofil MULTIPASS	4-0	45	36

Nadel  
**P3**

## PDS (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge  
**16 mm**Nadel  
**PS3**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
JD2942H	PDS II violett monofil	5-0	45	36

## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge  
**19 mm**Nadel  
**PS2**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
JC2973SH	PDS II violett monofil	3-0	75	36 <sup>1</sup>

## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge  
**19 mm**Nadel  
**PS2**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z500E	PDS II ungefärbt monofil VISI-BLACK	4-0	45	24
Z498E	PDS II ungefärbt monofil VISI-BLACK	3-0	45	24

## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge  
**19 mm**Nadel  
**PS2**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MPZ496H	PDS II ungefärbt monofil MULTIPASS	4-0	45	36
MPZ497H	PDS II ungefärbt monofil MULTIPASS	3-0	45	36

## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge  
**26 mm**Nadel  
**PS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MPZ9626H	PDS II ungefärbt monofil MULTIPASS	2-0	70	36

## PDS (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>11 mm</b>	Z487H	PDS II violett monofil PRIME	6-0	45	36
	Z489E	PDS II ungefärbt monofil PRIME	6-0	45	24
Nadel <b>P1</b>	Z490E	PDS II ungefärbt monofil PRIME	5-0	45	24

## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>13 mm</b>	Z463H	PDS II violett monofil PRIME	5-0	45	36
	Z464BE	PDS II violett monofil PRIME	4-0	45	24
Nadel <b>P3</b>	Z464H	PDS II violett monofil PRIME	4-0	45	36
	Z493E	PDS II ungefärbt monofil PRIME	5-0	45	24
	Z494E	PDS II ungefärbt monofil PRIME	4-0	45	24

## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>16 mm</b>	FZ500E	PDS II ungefärbt monofil PRIME	5-0	45	24
Nadel <b>PS3</b>	W9873T	PDS II ungefärbt monofil PRIME	4-0	45	24

## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>19 mm</b>	Z513H	PDS II violett monofil PRIME	4-0	45	36
	Z513ZH	PDS II violett monofil PRIME	4-0	45	36
Nadel <b>PS2</b>	Z514ZH	PDS II violett monofil PRIME	3-0	45	36
	Z496E	PDS II ungefärbt monofil PRIME	4-0	45	24
	Z496ZE	PDS II ungefärbt monofil PRIME	4-0	45	24
	Z497E	PDS II ungefärbt monofil PRIME	3-0	45	24



## PDS (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>24 mm</b>	Z682E	PDS II ungefärbt monofil PRIME	4-0	45	24
	Z683E	PDS II ungefärbt monofil PRIME	3-0	45	24
	Z684E	PDS II ungefärbt monofil PRIME	2-0	45	24

Nadel  
**PS1**

## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>26 mm</b>	W9626T	PDS II ungefärbt monofil PRIME	2-0	70	24

Nadel  
**PS**

## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>36 mm</b>	W9631T	PDS II ungefärbt monofil PRIME	2-0	70	24

Nadel  
**PCLX**

## 3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>6.5 mm</b>	ECC2933E	PDS II violett monofil	7-0	30	24 <sup>1</sup>

Nadel  
**2 x GS9**

## asymptotische Rundkörper Nadel spitz ⊙


Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>	X1252E	PDS II violett monofil	6-0	70	24 <sup>1</sup>

Nadel  
**2 x AC1**


## PDS (Polydioxanone)


Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

Gerade Rundkörper Nadel spitz 


Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>19 mm</b>	doppelt armiert	Z620E	PDS II violett monofil	4-0	35	24
		Z621E	PDS II violett monofil	4-0	70	24 <sup>1</sup>
Nadel <b>2 x ST4</b>						


Gerade Rundkörper Nadel spitz 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>65 mm</b>	doppelt armiert	Z630E	PDS II violett monofil	0	70	24
		Z631E	PDS II violett monofil	1	70	24
Nadel <b>2 x STA</b>						


Gerade Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>36 mm</b>	doppelt armiert	Z425E	PDS II violett monofil	4-0	35	24
		Z920E	PDS II violett monofil	3-0	35	24
Nadel <b>2 x V47</b>						

Gerade Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>254 mm</b>	doppelt armiert	Z997C	PDS II violett monofil	2-0	70	12
Nadel <b>2 x STP10</b>						

Gerade schneidende Nadel 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>		Z996H	PDS II violett monofil	4-0	45	36
Nadel <b>SC1</b>						

### PDS Plus (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage


#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge  
**10 mm**   
doppelt armiert

Nadel  
**2 x TF1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP2971H	PDS Plus violett monofil	6-0	70	36


#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge  
**13 mm** 

Nadel  
**TF**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP925H	PDS Plus violett monofil	5-0	70	36
PDP924H	PDS Plus violett monofil	4-0	70	36

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge  
**13 mm** 

Nadel  
**UCL**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP113H	PDS Plus violett monofil	3-0	70	36
PDP114H	PDS Plus violett monofil	2-0	70	36
PDP115H	PDS Plus violett monofil	0	70	36

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge  
**13 mm**   
doppelt armiert

Nadel  
**2 x RB2**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP866H	PDS Plus violett monofil	6-0	70	36
PDP9201H	PDS Plus violett monofil	5-0	70	36

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge  
**16 mm** 


Nadel  
**UCLX**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP13H	PDS Plus violett monofil	3-0	70	36
PDP14H	PDS Plus violett monofil	2-0	70	36
PDP15H	PDS Plus violett monofil	0	70	36


### PDS Plus (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage


#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>17 mm</b>		PDP303H	PDS Plus violett monofil	5-0	70	36
		PDP304H	PDS Plus violett monofil	4-0	70	36
Nadel <b>RB1</b>		PDP305H	PDS Plus violett monofil	3-0	70	36


#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>17 mm</b>	doppelt armiert	PDP9108H	PDS Plus violett monofil	5-0	90	36
		PDP9109H	PDS Plus violett monofil	4-0	90	36
Nadel <b>2 x RB1</b>						


#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>22 mm</b>		PDP311H	PDS Plus violett monofil	3-0	70	36
Nadel <b>SH1</b>						

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>22 mm</b>	doppelt armiert	PDP2993H	PDS Plus violett monofil	4-0	90	36
		PDP1311H	PDS Plus violett monofil	3-0	70	36
Nadel <b>2 x SH1</b>						

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>22 mm</b>		PDP328H	PDS Plus violett monofil	2-0	70	36
		PDP329H	PDS Plus violett monofil	0	70	36
Nadel <b>CT3</b>						

## PDS Plus (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage


1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge  
**22 mm**Nadel  
**2 x CT3**

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP271H	PDS Plus violett monofil	2-0	70	36 <sup>1</sup>

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge  
**26 mm**Nadel  
**SH**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP315H	PDS Plus violett monofil	4-0	70	36
PDP316H	PDS Plus violett monofil	3-0	70	36
PDP317H	PDS Plus violett monofil	2-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge  
**26 mm**Nadel  
**2 x SH**

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP1317H	PDS Plus violett monofil	2-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge  
**26 mm**Nadel  
**CT2**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP333H	PDS Plus violett monofil	2-0	70	36
D10180	PDS II Plus violett monofil	0	150	24 <sup>1</sup>
PDP335H	PDS Plus violett monofil	1	70	36
PDP984H	PDS Plus violett monofil	1	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge  
**31 mm**Nadel  
**MH1**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP9132H	PDS Plus violett monofil	3-0	70	36
PDP9133H	PDS Plus violett monofil	2-0	70	36

### PDS Plus (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge  
**31 mm**



Nadel  
**2 x MH1**

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP9134H	PDS Plus violett monofil	3-0	90	36

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge  
**36 mm**



Nadel  
**CT1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP338H	PDS Plus violett monofil	3-0	70	36
PDP339H	PDS Plus violett monofil	2-0	70	36
D10179	PDS II Plus violett monofil	0	150	24
PDP340H	PDS Plus violett monofil	0	70	36
PDPL995H	PDS Plus violett monofil	0	90	36
PDP341H	PDS Plus violett monofil	1	70	36

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge  
**40 mm**



Nadel  
**CT**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP357H	PDS Plus violett monofil	2-0	90	36
PDP1923T	PDS Plus violett monofil, Schlinge	0	150	24
PDP358H	PDS Plus violett monofil	0	90	36
PDP1924T	PDS Plus violett monofil, Schlinge	1	150	24
PDP9234H	PDS Plus violett monofil	1	90	36

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge  
**40 mm**



Nadel  
**MO2**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP9237T	PDS Plus violett monofil, Schlinge	1	150	24

## PDS Plus (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge  
**48 mm**Nadel  
**CTX**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP925ST	PDS Plus violett monofil, Schlinge	0	150	24
PDP9262T	PDS Plus violett monofil, Schlinge	1	150	24
D10178	PDS II Plus violett monofil, Schlinge	1	244	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge  
**65 mm**Nadel  
**TP1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDPS925ST	PDS Plus violett monofil, Schlinge	0	150	24

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge  
**70 mm**Nadel  
**XLH**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP582H	PDS Plus violett monofil	0	70	36 <sup>1</sup>

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**13 mm**Nadel  
**TF PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP926H	PDS Plus violett monofil	6-0	70	36

### PDS Plus (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge  
**13 mm**



doppelt armiert

Nadel

**2 x TF PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP935H	PDS Plus violett monofil	5-0	70	36

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge  
**17 mm**



Nadel

**RB1 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP302H	PDS Plus violett monofil	6-0	70	36

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge  
**17 mm**



doppelt armiert

Nadel

**2 x RB1 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP863H	PDS Plus violett monofil	5-0	70	36
PDP864H	PDS Plus violett monofil	4-0	70	36

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge  
**17 mm**



Nadel

**RB1 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP3030H	PDS Plus violett monofil VISI-BLACK	5-0	70	36

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge  
**20 mm**



Nadel


**SH2 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP9115H	PDS Plus violett monofil	4-0	70	36
PDP9116H	PDS Plus violett monofil	3-0	70	36




## PDS Plus (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**22 mm**Nadel  
**SH1 PLUS**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP310H	PDS Plus violett monofil	4-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**22 mm**

doppelt armiert

Nadel  
**2 x SH1 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP1310H	PDS Plus violett monofil	4-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**22 mm**Nadel  
**SH1 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP3100H	PDS Plus violett monofil VISI-BLACK	4-0	70	36
PDP3110H	PDS Plus violett monofil VISI-BLACK	3-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**22 mm**

doppelt armiert

Nadel  
**2 x SH1 PLUS**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP1312H	PDS Plus violett monofil VISI-BLACK	4-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**26 mm**Nadel  
**SH PLUS**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP314H	PDS Plus violett monofil	5-0	90	36 <sup>1</sup>
PDP9124H	PDS Plus violett monofil	3-0	70	36

## PDS Plus (Polydioxanone)


Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**26 mm**Nadel  
**2 x SH PLUS**  
doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP1315H	PDS Plus violett monofil	4-0	70	36
PDP526H	PDS Plus violett monofil	4-0	90	36
PDP527H	PDS Plus violett monofil	3-0	90	36
PDP528H	PDS Plus violett monofil	2-0	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**26 mm**Nadel  
**CT2 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP334H	PDS Plus violett monofil	0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**26 mm**Nadel  
**SH PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP3150H	PDS Plus violett monofil VISI-BLACK	4-0	70	36
PDP3160H	PDS Plus violett monofil VISI-BLACK	3-0	70	36
PDP3170H	PDS Plus violett monofil VISI-BLACK	2-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**36 mm**Nadel  
**MH PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP322H	PDS Plus violett monofil	3-0	70	36
PDP323H	PDS Plus violett monofil	2-0	70	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze Bogenlänge  
**48 mm**Nadel  
**CTX PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP1926T	PDS Plus violett monofil	0	150	24
PDP370H	PDS Plus violett monofil	0	90	36
PDP371H	PDS Plus violett monofil	1	90	36

### PDS Plus (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit stumpfer Spitze ○

Bogenlänge  
**45 mm**




Nadel  
**BT3**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP9965H	PDS Plus violett monofil	1	90	36

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit stumpfer Spitze ◎

Bogenlänge  
**48 mm**



Nadel  
**CTXB**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP9966T	PDS Plus violett monofil ETHIGUARD, Schlinge	0	150	24

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼

Bogenlänge  
**17 mm**



Nadel  
**V5**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP995H	PDS Plus violett monofil	5-0	70	36
PDP994H	PDS Plus violett monofil	4-0	70	36
PDP276H	PDS Plus violett monofil	3-0	70	36
PDP274H	PDS Plus violett monofil	2-0	70	36

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼

Bogenlänge  
**22 mm**



Nadel  
**V6**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP275H	PDS Plus violett monofil	4-0	70	36
PDP277H	PDS Plus violett monofil	3-0	70	36

#### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼

Bogenlänge  
**26 mm**





Nadel  
**V7**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP997H	PDS Plus violett monofil	4-0	70	36
PDP9179H	PDS Plus violett monofil	3-0	70	36
PDP9184H	PDS Plus violett monofil	2-0	70	36

## PDS Plus (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze Bogenlänge  
**26 mm**Nadel  
**2 x V7**

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP177H	PDS Plus violett monofil	3-0	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze Bogenlänge  
**40 mm**Nadel  
**V37**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP1935T	PDS Plus violett monofil, Schlinge	1	150	24

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze Bogenlänge  
**48 mm**Nadel  
**V40**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP1936T	PDS Plus violett monofil, Schlinge	1	150	24

1/2-Kreis schneidende Nadel Bogenlänge  
**22 mm**Nadel  
**X1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP458H	PDS Plus ungefärbt monofil	3-0	70	36

1/2-Kreis schneidende Nadel Bogenlänge  
**26 mm**Nadel  
**CP2**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP969H	PDS Plus violett monofil	2-0	70	36
PDP983H	PDS Plus violett monofil	0	70	36

## PDS Plus (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

## 1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**36 mm**Nadel  
**CP1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP466H	PDS Plus violett monofil	2-0	70	36
PDP467H	PDS Plus violett monofil	0	70	36
PDP468H	PDS Plus violett monofil	1	70	36

## 1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**40 mm**Nadel  
**CP**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP485H	PDS Plus violett monofil	0	90	36

## 1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**48 mm**Nadel  
**CPX**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP9299H	PDS Plus violett monofil	1	90	36

## 1/2-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge  
**8 mm**Nadel  
**P2**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP941H	PDS Plus violett monofil PRIME	6-0	45	36 <sup>1</sup>
PDPJG942H	PDS Plus violett monofil PRIME	5-0	45	36 <sup>1</sup>

## 1/2-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge  
**16 mm**Nadel  
**PS4**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP507H	PDS Plus ungefärbt monofil PRIME Multipak	4-0	45	36 <sup>1</sup>

## PDS Plus (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz 

Bogenlänge  
**9.3 mm**



doppelt armiert

Nadel  
**2 x BV1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP1702H	PDS Plus violett monofil	6-0	70	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz 

Bogenlänge  
**11 mm**



doppelt armiert

Nadel  
**2 x BV**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP1002H	PDS Plus violett monofil	6-0	70	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz 

Bogenlänge  
**13 mm**



Nadel  
**C1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP1012H	PDS Plus violett monofil	6-0	70	36
PDP1013H	PDS Plus violett monofil	5-0	70	36
PDP072H	PDS Plus ungefärbt monofil	4-0	70	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz 

Bogenlänge  
**13 mm**



doppelt armiert

Nadel  
**2 x C1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP1721H	PDS Plus violett monofil	6-0	70	36
PDP1722H	PDS Plus violett monofil	5-0	70	36

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz 

Bogenlänge  
**13 mm**



doppelt armiert

Nadel  
**2 x C1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP166H	PDS Plus violett monofil VISI-BLACK	5-0	70	36

**PDS Plus (Polydioxanone)**

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

**3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz** Bogenlänge  
**17 mm**Nadel  
**BB**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP9077H	PDS Plus violett monofil	4-0	70	36

**3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze** Bogenlänge  
**17 mm**Nadel  
**V4**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDPA2993H	PDS Plus violett monofil	4-0	90	36

**3/8-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff** Bogenlänge  
**9.3 mm**Nadel  
**CC175-8**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP1712H	PDS Plus violett monofil	6-0	70	36

**3/8-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff** Bogenlänge  
**13 mm**Nadel  
**CC1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP1032H	PDS Plus violett monofil	6-0	70	36
PDP1033H	PDS Plus violett monofil	5-0	70	36
PDP1043H	PDS Plus violett monofil	5-0	70	36

**3/8-Kreis schneidende Nadel** Bogenlänge  
**16 mm**Nadel  
**FS3**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP9733H	PDS Plus ungefärbt monofil	5-0	70	36
PDP9734H	PDS Plus ungefärbt monofil	4-0	70	36

## PDS Plus (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

## 3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**19 mm**Nadel  
**FS2**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP421H	PDS Plus ungefärbt monofil	5-0	70	36
PDP9950H	PDS Plus ungefärbt monofil	4-0	45	36
PDP422H	PDS Plus ungefärbt monofil	4-0	70	36
PDP293H	PDS Plus ungefärbt monofil	3-0	45	36
PDP423H	PDS Plus ungefärbt monofil	3-0	70	36

## 3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**24 mm**Nadel  
**FS1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP441H	PDS Plus ungefärbt monofil	4-0	70	36
PDP442H	PDS Plus ungefärbt monofil	3-0	70	36
PDP443H	PDS Plus ungefärbt monofil	2-0	70	36

## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge  
**11 mm**Nadel  
**P1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP4870H	PDS Plus violett monofil VISI-BLACK	6-0	45	36

## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge  
**11 mm**Nadel  
**P1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP487H	PDS Plus violett monofil MULTIPASS	6-0	45	36
PDP489H	PDS Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	6-0	45	36
PDP490H	PDS Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	5-0	45	36 <sup>1</sup>

## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge  
**13 mm**Nadel  
**P3**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP4630H	PDS Plus violett monofil VISI-BLACK	5-0	45	36
PDP4640H	PDS Plus violett monofil VISI-BLACK	4-0	45	36
PDP492H	PDS Plus ungefärbt monofil VISI-BLACK	5-0	45	36
PDP495H	PDS Plus ungefärbt monofil VISI-BLACK	4-0	45	36



## PDS Plus (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>	PDP463H	PDS Plus violett monofil MULTIPASS	5-0	45	36
	PDP464H	PDS Plus violett monofil MULTIPASS	4-0	45	36
Nadel <b>P3</b>	PDP493H	PDS Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	5-0	45	36
	PDP494H	PDS Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	4-0	45	36

## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>16 mm</b>	PDPJD942H	PDS Plus violett monofil MULTIPASS	5-0	45	36
	PDP500H	PDS Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	5-0	45	36
Nadel <b>PS3</b>					

## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>19 mm</b>	PDPZ500H	PDS Plus ungefärbt monofil VISI-BLACK	4-0	45	36
	PDP498H	PDS Plus ungefärbt monofil VISI-BLACK	3-0	45	36
Nadel <b>PS2</b>					

## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>19 mm</b>	PDP514ZH	PDS Plus violett monofil MULTIPASS	3-0	45	36
	PDP973SH	PDS Plus violett monofil MULTIPASS	3-0	70	36 <sup>1</sup>
Nadel <b>PS2</b>	PDP496H	PDS Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	4-0	45	36
	PDP497H	PDS Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	3-0	45	36

## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>24 mm</b>	PDPZ682H	PDS Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	4-0	45	36 <sup>1</sup>
	PDP683H	PDS Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	3-0	45	36
Nadel <b>PS1</b>	PDP684H	PDS Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	2-0	45	36

### PDS Plus (Polydioxanone)

Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

#### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge  
**26 mm**



Nadel  
**PS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP9626H	PDS Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	2-0	70	36

#### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge  
**19 mm**



Nadel  
**PS2**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP513H	PDS Plus violett monofil PRIME	4-0	45	36

#### Gerade schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**13 mm**



Nadel  
**SC1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP996H	PDS Plus violett monofil	4-0	45	36

#### Gerade schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**60 mm**



Nadel  
**KS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP662H	PDS Plus ungefärbt monofil	4-0	70	36
PDP9714H	PDS Plus ungefärbt monofil	3-0	70	36
PDP9715H	PDS Plus ungefärbt monofil	2-0	70	36

## STRATAFIX Symmetric (PDS Plus)

Reisskraftprofil: 80% 28 Tage, 40% - 70% 42 Tage · Resorption: ca. 120-180 Tage

5/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge  
**26 mm**Nadel  
**UR6**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1A417	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	2-0	15	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge  
**26 mm**Nadel  
**SH**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1A410	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	3-0	45	12
SXPP1A409	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	2-0	45	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge  
**26 mm**Nadel  
**CT2**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1A408	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	2-0	45	12
SXPP1A407	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	0	45	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge  
**36 mm**Nadel  
**CT1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1A403	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	2-0	45	12
SXPP1A401	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	0	45	12
SXPP1A404	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	1	45	12

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz Bogenlänge  
**40 mm**Nadel  
**CT**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1A406	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	0	45	12
SXPP1A405	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	1	45	12

## STRATAFIX Symmetric (PDS Plus)

Reisskraftprofil: 80% 28 Tage, 40% - 70% 42 Tage · Resorption: ca. 120-180 Tage

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge  
**48 mm**



Nadel  
**CTX**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1A402	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	0	45	12
SXPP1A400	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	1	45	12

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit stumpfer Spitze

Bogenlänge  
**36 mm**




Nadel  
**CTB1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1A301	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil ETHIGUARD	1	45	12

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit stumpfer Spitze

Bogenlänge  
**48 mm**



Nadel  
**CTXB**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1A302	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil ETHIGUARD	0	45	12
SXPP1A300	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil ETHIGUARD	1	45	12

### 1/2-Kreis schneidende Nadel

Bogenlänge  
**36 mm**



Nadel  
**OS6**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1A200	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	0	45	12
SXPP1A201	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	1	45	12

## STRATAFIX Symmetric (PDS Plus)

Reisskraftprofil: 80% 28 Tage, 40% - 70% 42 Tage · Resorption: ca. 120-180 Tage

## 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz ▼

Bogenlänge  
17 mmNadel  
RB1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1A411	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	3-0	15	12

## 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz ▼

Bogenlänge  
26 mmNadel  
SH

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1A413	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	3-0	15	12
SXPP1A428	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	3-0	30	12
SXPP1A414	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	2-0	15	12
SXPP1A421	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	2-0	23	12
SXPP1A431	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	2-0	30	12

## 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz ▼

Bogenlänge  
36 mmNadel  
CT1

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1A429	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	3-0	30	12
SXPP1A416	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	2-0	15	12
SXPP1A422	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	2-0	23	12
SXPP1A423	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	2-0	23	12
SXPP1A432	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	2-0	30	12
SXPP1A439	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	2-0	60	12
SXPP1A418	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	0	15	12
SXPP1A425	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	0	23	12
SXPP1A433	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	0	30	12
SXPP1A440	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	0	60	12
SXPP1A420	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	1	15	12
SXPP1A435	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	1	30	12
SXPP1A443	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	1	60	12

**STRATAFIX Symmetric (PDS Plus)**  
Reisskraftprofil: 80% 28 Tage, 40% - 70% 42 Tage · Resorption: ca. 120-180 Tage

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz ▼**

Bogenlänge  
**26 mm**



Nadel  
**CT2**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1A415	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	2-0	15	12
SXPP1A446	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	0	23	12
SXPP1A419	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	1	15	12

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz ▼**

Bogenlänge  
**40 mm**



Nadel  
**CT**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1A412	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	0	30	12
SXPP1A441	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	0	60	12
SXPP1A444	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	1	60	12

**1/2-Kreis schneidende Nadel ▼**

Bogenlänge  
**36 mm**



Nadel  
**OS6**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1A202	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	0	60	12
SXPP1A203	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	1	60	12

**1/2-Kreis schneidende Nadel ▼**

Bogenlänge  
**40 mm**



Nadel  
**OS8**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1A204	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	0	60	12
SXPP1A205	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	1	60	12

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz ▼**

Bogenlänge  
**48 mm**



Nadel  
**CTX**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1A442	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	0	60	12
SXPP1A445	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	1	60	12

## STRATAFIX Symmetric (PDS Plus)


Reisskraftprofil: 80% 28 Tage, 40% - 70% 42 Tage · Resorption: ca. 120-180 Tage

## 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit stumpfer Spitze ▼

Bogenlänge  
**36 mm**Nadel  
**CTB1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1A304	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil ETHIGUARD	1	60	12

## 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit stumpfer Spitze ▼

Bogenlänge  
**48 mm**Nadel  
**CTXB**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1A306	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil ETHIGUARD	1	60	12

## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge  
**19 mm**Nadel  
**PS2**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1A101	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	3-0	45	12

## 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge  
**24 mm**Nadel  
**PS1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1A100	STRATAFIX Symmetric PDS Plus gefärbt monofil	3-0	45	12

**STRATAFIX Spiral PDS Plus unidirektional (Polydioxanone, antiseptisch)**  
Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

**5/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge  
**26 mm**



Nadel  
**UR6**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1B419	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	2-0	30	12

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge  
**17 mm**



Nadel  
**RB1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1B427	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	4-0	15	12
SXPP1B422	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	3-0	15	12
SXPP1B423	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	3-0	70	12

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge  
**26 mm**



Nadel  
**SH**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1B420	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	3-0	15	12
SXPP1B421	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	3-0	70	12
SXPP1B415	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	2-0	15	12
SXPP1B416	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	2-0	30	12
SXPP1B417	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	2-0	70	12

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge  
**26 mm**



Nadel  
**CT2**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1B413	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	2-0	15	12
SXPP1B405	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	0	30	12



**STRATAFIX Spiral PDS Plus unidirektional (Polydioxanone, antiseptisch)**  
Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge  
**31 mm**



Nadel  
**MO5**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1B451	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	0	70	12

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge  
**36 mm**



Nadel  
**CT1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1B409	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	2-0	15	12
SXPP1B410	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	2-0	30	12
SXPP1B411	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	2-0	45	12
SXPP1B412	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	2-0	70	12
SXPP1B406	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	0	15	12
SXPP1B450	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	0	30	12
SXPP1B408	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	0	70	12
SXPP1B429	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	1	30	12
SXPP1B430	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	1	45	12
SXPP1B431	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	1	70	12

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge  
**48 mm**




Nadel  
**CTX**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1B401	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	1	70	12
SXPP1B402	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	1	90	12

**STRATAFIX Spiral PDS Plus unidirektional (Polydioxanone, antiseptisch)**  
Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage


**1/2-Kreis schneidende Nadel ▼**

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>26 mm</b>		SXPP1B202	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	0	45	12
Nadel <b>CP2</b>		SXPP1B403	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	1	45	12


**1/2-Kreis schneidende Nadel ▼**

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>36 mm</b>		SXPP1B201	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	1	45	12
Nadel <b>OS6</b>		SXPP1B203	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	1	70	12


**1/2-Kreis schneidende Nadel ▼**

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>40 mm</b>		SXPP1B204	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	1	70	12
Nadel <b>OS8</b>						

**3/8-Kreis schneidende Nadel ▼**

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>26 mm</b>		SXPP1B102	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	2-0	70	12 <sup>1</sup>
Nadel <b>FS</b>						

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>19 mm</b>		SXPP1B114	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	4-0	70	12
Nadel <b>PS2</b>		SXPP1B103	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	3-0	15	12
		SXPP1B104	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	3-0	30	12
		SXPP1B105	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	3-0	45	12

**STRATAFIX Spiral PDS Plus unidirektional (Polydioxanone, antiseptisch)**  
Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

Bogenlänge  
**24 mm**



Nadel  
**PS1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1B110	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	3-0	70	12

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

Bogenlänge  
**26 mm**



Nadel  
**PS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1B108	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	3-0	45	12 <sup>1</sup>
SXPP1B109	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	3-0	70	12 <sup>1</sup>

**skiförmig Rundkörper Nadel spitz ⊙**

Bogenlänge  
**19 mm**



Nadel  
**ENS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1B452	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	0	30	12

**Gerade Rundkörper Nadel spitz ⊙**

Bogenlänge  
**19 mm**



Nadel  
**ST4**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPP1B424	STRATAFIX Spiral PDS Plus gefärbt monofil, unidirektional	3-0	15	12

**STRATAFIX Spiral PDO bidirektional (Polydioxanone)**  
Reisskraftprofil: 80% 28 Tage, 40% - 70% 42 Tage · Resorption: ca. 120-180 Tage

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz ⊙**

Bogenlänge  
**22 mm**



Nadel  
**2 x CT3**


doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPD2B404	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	0	28	12

**STRATAFIX Spiral PDO bidirektional (Polydioxanone)**  
Reisskraftprofil: 80% 28 Tage, 40% - 70% 42 Tage · Resorption: ca. 120-180 Tage

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge  
**26 mm**




Nadel  
**2 x SH**

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPD2B413	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	2-0	20	12
SXPD2B414	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	2-0	28	12

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge  
**36 mm**




Nadel  
**2 x MH**

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPD2B406	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	2-0	14	12
SXPD2B407	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	2-0	28	12
SXPD2B408	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	2-0	48	12
SXPD2B412	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	2-0	72	12
SXPD2B409	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	0	28	12
SXPD2B410	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	0	48	12
SXPD2B411	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	0	60	12

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge  
**36 mm**




Nadel  
**2 x CT1**

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPD2B401	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	1	28	12
SXPD2B402	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	1	48	12
SXPD2B403	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	1	60	12

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge  
**36 mm**




Nadel  
**2 x MO4**

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPD2B400	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	1	72	12

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge  
**48 mm**



Nadel  
**2 x CTX**

doppelt armiert


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
-------------	--------------	------------	------------	-------------

**STRATAFIX Spiral PDO bidirektional (Polydioxanone)**  
Reisskraftprofil: 80% 28 Tage, 40% - 70% 42 Tage · Resorption: ca. 120-180 Tage

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge  
**48 mm**

Nadel  
**2 x CTX**



doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPD2B405	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	1	72	12

**1/2-Kreis schneidende Nadel** 

Bogenlänge  
**26 mm**

Nadel  
**2 x CP2**




doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPD2B415	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	0	48	12
SXPD2B416	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	1	48	12

**1/2-Kreis schneidende Nadel** 

Bogenlänge  
**36 mm**

Nadel  
**2 x OS6**



doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPD2B200	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	1	48	12
SXPD2B201	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	1	60	12

**1/2-Kreis schneidende Nadel** 


Bogenlänge  
**40 mm**

Nadel  
**2 x OS8**



doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPD2B202	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	1	72	12

**3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze** 

Bogenlänge  
**17 mm**


Nadel  
**2 x V4**




doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPD2B426	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	4-0	48	12

**STRATAFIX Spiral PDO bidirektional (Polydioxanone)**  
Reisskraftprofil: 80% 28 Tage, 40% - 70% 42 Tage · Resorption: ca. 120-180 Tage

**3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze** 

Bogenlänge  
**26 mm**




Nadel  
**2 x V26**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPD2B425	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	4-0	28	12
SXPD2B424	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	4-0	48	12

**3/8-Kreis schneidende Nadel** 

Bogenlänge  
**19 mm**




Nadel  
**2 x FS2**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPD2B421	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	5-0	14	12
SXPD2B422	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	4-0	14	12
SXPD2B423	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	4-0	28	12

**3/8-Kreis schneidende Nadel** 

Bogenlänge  
**26 mm**



Nadel  
**2 x FS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXPD2B417	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	3-0	28	12
SXPD2B419	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	3-0	48	12
SXPD2B418	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	2-0	28	12
SXPD2B420	STRATAFIX Spiral PDO gefärbt monofil, bidirektional	2-0	48	12

**STRATAFIX Spiral Monocryl Plus unidirektional (Polyglecaprone 25, antiseptisch)**  
Reisskraftprofil: 60% 7 Tage, 0% 28 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge  
**17 mm**



Nadel  
**RB1**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXMP1B434	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	4-0	15	12
SXMP1B435	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	4-0	30	12
SXMP1B424	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	3-0	15	12
SXMP1B425	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	3-0	30	12

**STRATAFIX Spiral Monocryl Plus unidirektional (Polyglecaprone 25, antiseptisch)**  
Reisskraftprofil: 60% 7 Tage, 0% 28 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage


**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 


Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>26 mm</b>		SXMP1B427	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	3-0	20	12
Nadel <b>SH</b>		SXMP1B428	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	3-0	70	12
		SXMP1B408	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	2-0	15	12
		SXMP1B409	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	2-0	20	12
		SXMP1B410	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	2-0	30	12


**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>26 mm</b>		SXMP1B416	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	2-0	30	12
Nadel <b>CT2</b>		SXMP1B417	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	2-0	45	12

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>36 mm</b>		SXMP1B429	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	3-0	45	12
Nadel <b>CT1</b>		SXMP1B411	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	2-0	15	12 <sup>1</sup>
		SXMP1B413	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	2-0	45	12
		SXMP1B414	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	2-0	70	12

**1/2-Kreis schneidende Nadel** 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>36 mm</b>		SXMP1B419	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	2-0	70	12
Nadel <b>CP1</b>						

**STRATAFIX Spiral Monocryl Plus unidirektional (Polyglecaprone 25, antiseptisch)**  
Reisskraftprofil: 60% 7 Tage, 0% 28 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>19 mm</b>		SXMP1B117	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	4-0	30	12
		SXMP1B119	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	4-0	70	12
Nadel <b>PS2</b>		SXMP1B105	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	3-0	15	12
		SXMP1B106	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	3-0	30	12
		SXMP1B107	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	3-0	45	12
		SXMP1B108	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	3-0	60	12
		SXMP1B109	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	3-0	70	12

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>24 mm</b>		SXMP1B114	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	4-0	30	12
		SXMP1B101	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	3-0	30	12
Nadel <b>PS1</b>		SXMP1B102	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	3-0	45	12
		SXMP1B103	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	3-0	60	12
		SXMP1B104	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	3-0	70	12

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>26 mm</b>		SXMP1B110	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	3-0	30	12 <sup>1</sup>
		SXMP1B111	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	3-0	45	12
Nadel <b>PS</b>		SXMP1B113	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	3-0	70	12



**STRATAFIX Spiral Monocryl Plus unidirektional (Polyglecaprone 25, antiseptisch)**  
Reisskraftprofil: 60% 7 Tage, 0% 28 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>30 mm</b>	SXMP1B421	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	2-0	70	12

Nadel  
**PSL**

**Gerade Rundkörper Nadel spitz ⊙**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>19 mm</b>	SXMP1B433	STRATAFIX Spiral MONOCRYL Plus ungefärbt monofil, unidirektional	3-0	30	12

Nadel  
**ST4**

**STRATAFIX Spiral PGA-PCL bidirektional (PGA-PCL)**  
Reisskraftprofil: 62% 7 Tage, 27% 14 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz ⊙**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>17 mm</b>	SXMD2B403	STRATAFIX Spiral PGA-PCL ungefärbt monofil, bidirektional	4-0	32	12
<b>2 x RB1</b>	SXMD2B402	STRATAFIX Spiral PGA-PCL ungefärbt monofil, bidirektional	3-0	32	12

Nadel  
**2 x RB1**

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz ⊙**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>36 mm</b>	SXMD2B400	STRATAFIX Spiral PGA-PCL ungefärbt monofil, bidirektional	2-0	28	12
<b>2 x MH</b>	SXMD2B401	STRATAFIX Spiral PGA-PCL ungefärbt monofil, bidirektional	2-0	72	12

Nadel  
**2 x MH**

**1/2-Kreis schneidende Nadel ▼**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>26 mm</b>	SXMD2B414	STRATAFIX Spiral PGA-PCL ungefärbt monofil, bidirektional	2-0	28	12

Nadel  
**2 x CP2**

**STRATAFIX Spiral PGA-PCL bidirektional (PGA-PCL)**  
Reisskraftprofil: 62% 7 Tage, 27% 14 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

**3/8-Kreis schneidende Nadel ▼**

Bogenlänge  
**19 mm**



doppelt armiert

Nadel  
**2 x FS2**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXMD2B405	STRATAFIX Spiral PGA-PCL ungefärbt monofil, bidirektional	4-0	14	12
SXMD2B407	STRATAFIX Spiral PGA-PCL ungefärbt monofil, bidirektional	4-0	28	12
SXMD2B409	STRATAFIX Spiral PGA-PCL ungefärbt monofil, bidirektional	4-0	60	12
SXMD2B404	STRATAFIX Spiral PGA-PCL ungefärbt monofil, bidirektional	3-0	14	12
SXMD2B406	STRATAFIX Spiral PGA-PCL ungefärbt monofil, bidirektional	3-0	28	12
SXMD2B408	STRATAFIX Spiral PGA-PCL ungefärbt monofil, bidirektional	3-0	60	12

**3/8-Kreis schneidende Nadel ▼**

Bogenlänge  
**24 mm**



doppelt armiert

Nadel  
**2 x FS1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXMD2B410	STRATAFIX Spiral PGA-PCL ungefärbt monofil, bidirektional	3-0	60	12

**3/8-Kreis schneidende Nadel ▼**

Bogenlänge  
**26 mm**



doppelt armiert

Nadel  
**2 x FS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXMD2B413	STRATAFIX Spiral PGA-PCL ungefärbt monofil, bidirektional	4-0	60	12
SXMD2B411	STRATAFIX Spiral PGA-PCL ungefärbt monofil, bidirektional	3-0	28	12
SXMD2B412	STRATAFIX Spiral PGA-PCL ungefärbt monofil, bidirektional	3-0	60	12

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

Bogenlänge  
**24 mm**



doppelt armiert

Nadel  
**2 x PS1**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
SXMD2B150	STRATAFIX Spiral PGA-PCL ungefärbt monofil, bidirektional	4-0	60	12

(, antiseptisch)  
Reisskraftprofil: · Resorption:

STRATAFIX Spiral Polypropylen unidirektional (Polypropylen)  
nicht resorbierbar


STRATAFIX Spiral Polypropylen unidirektional (Polypropylen)  
nicht resorbierbar

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz 


Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>22 mm</b>		SXPL1B400	STRATAFIX Spiral Polypropylene ungefärbt monofil, unidirektional	2-0	30	12
Nadel						
<b>SH1</b>						

STRATAFIX Spiral Polypropylen bidirektional (Polypropylen)  
nicht resorbierbar

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>22 mm</b>		SXPL2B401	STRATAFIX Spiral Polypropylene ungefärbt monofil, bidirektional	0	28	12
Nadel	doppelt armiert					
<b>2 x CT3</b>						

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>36 mm</b>		SXPL2B400	STRATAFIX Spiral Polypropylene ungefärbt monofil, bidirektional	1	48	12
Nadel	doppelt armiert					
<b>2 x CT1</b>						

**PROLENE (Polypropylen)**  
 nicht resorbierbar

**5/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz**

 Bogenlänge  
**26 mm**

 Nadel  
**UR6**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VC5673H	PROLENE blau monofil	2-0	75	36

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz**

 Bogenlänge  
**6.5 mm**

 Nadel  
**TF6**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7811E	PROLENE blau monofil	7-0	30	24

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz**

 Bogenlänge  
**6.5 mm**

 Nadel  
**2 x TF6**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7813E	PROLENE blau monofil	7-0	45	24
PQQ5671H	PROLENE blau monofil	7-0	75	36
EH7814E	PROLENE blau monofil	6-0	45	24
PQQ5660E	PROLENE blau monofil	6-0	60	24

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz**

 Bogenlänge  
**10 mm**

 Nadel  
**TF1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7830H	PROLENE blau monofil	6-0	45	36

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz**

 Bogenlänge  
**10 mm**

 Nadel  
**2 x TF1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7835H	PROLENE blau monofil	6-0	75	36
EH7834LG	PROLENE blau monofil, Langwickler, Pledget 2x2mm	5-0	60	12
PUU5662SH	PROLENE blau monofil	5-0	60	36

**PROLENE (Polypropylen)**  
 nicht resorbierbar

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>11 mm</b>	8206H	PROLENE blau monofil	7-0	60	36

Nadel  
**RB3**

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>	EH7404H	PROLENE blau monofil	5-0	75	36

Nadel  
**TF**

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>	EH7400H	PROLENE blau monofil	6-0	75	36
	8205H	PROLENE blau monofil	5-0	60	36
	EH7401H	PROLENE blau monofil	5-0	75	36
	EH7412H	PROLENE blau monofil, Pledget 2x2mm	5-0	75	36
	EH7411H	PROLENE blau monofil	4-0	90	36

Nadel  
**2 x TF**

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>	8711H	PROLENE blau monofil	6-0	75	36
	8710H	PROLENE blau monofil	5-0	75	36

Nadel  
**2 x RB2**


**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>	EP8711H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	6-0	75	36


Nadel  
**2 x RB2**

## PROLENE (Polypropylen) nicht resorbierbar


### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>	doppelt armiert	EPH8710H	PROLENE blau monofil EVERPOINT / HEMOSEAL	5-0	75	36
		EPH8716H	PROLENE blau monofil EVERPOINT / HEMOSEAL	5-0	90	36
Nadel <b>2 x RB2</b>						


### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>17 mm</b>		8870H	PROLENE blau monofil	5-0	75	36
		8871H	PROLENE blau monofil	4-0	75	36
		8872H	PROLENE blau monofil	3-0	75	36
Nadel <b>RB1</b>						


### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>17 mm</b>	doppelt armiert	8556H	PROLENE blau monofil	5-0	90	36
		PBB5613H	PROLENE blau monofil	4-0	120	36
		8557H	PROLENE blau monofil	4-0	90	36
		8558H	PROLENE blau monofil	3-0	90	36
Nadel <b>2 x RB1</b>						

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>17 mm</b>	doppelt armiert	8356H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	5-0	90	36
Nadel <b>2 x RB1</b>						

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>17 mm</b>	doppelt armiert	HS6856H	PROLENE blau monofil HEMOSEAL	5-0	75	36
		HS8556H	PROLENE blau monofil HEMOSEAL	5-0	90	36
		HS6857H	PROLENE blau monofil HEMOSEAL	4-0	90	36
Nadel <b>2 x RB1</b>						

**PROLENE (Polypropylen)**  
nicht resorbierbar

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge  
**20 mm**



doppelt armiert

Nadel  
**2 x SH2**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
HS6861H	PROLENE blau monofil HEMOSEAL	4-0	90	36

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge  
**22 mm**



Nadel  
**SH1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PEE5692H	PROLENE blau monofil	5-0	90	36
EH7581H	PROLENE blau monofil	4-0	75	36
PEE5693SH	PROLENE blau monofil	4-0	90	36
EH7582H	PROLENE blau monofil	3-0	75	36

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge  
**22 mm**



doppelt armiert

Nadel  
**2 x SH1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7535H	PROLENE blau monofil, Pledget 3x6mm	4-0	75	36
EH7585H	PROLENE blau monofil	4-0	90	36
EH7586H	PROLENE blau monofil	3-0	90	36

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge  
**26 mm**



Nadel  
**SH**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
8831H	PROLENE blau monofil	4-0	75	36
W8534	PROLENE blau monofil	3-0	120	12
8832H	PROLENE blau monofil	3-0	75	36
8833H	PROLENE blau monofil	2-0	75	36
8834H	PROLENE blau monofil	0	75	36

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge  
**26 mm**




doppelt armiert

Nadel  
**2 x SH**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7587H	PROLENE blau monofil	5-0	75	36
EH7583H	PROLENE blau monofil	4-0	120	36
8529H	PROLENE blau monofil	4-0	75	36
8521H	PROLENE blau monofil	4-0	90	36
EH7588H	PROLENE blau monofil, Pledget 6x3mm	4-0	90	36

## PROLENE (Polypropylen) nicht resorbierbar


### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge <b>26 mm</b>	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel <b>2 x SH</b>		EH7580H	PROLENE blau monofil, Pledget 4x10mm	4-0	90	36 <sup>1</sup>
		EH7584H	PROLENE blau monofil	3-0	120	36
		8528H	PROLENE blau monofil	3-0	75	36
		8522H	PROLENE blau monofil	3-0	90	36
		8523H	PROLENE blau monofil	2-0	90	36


### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge <b>26 mm</b>		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel <b>CT2</b>		PK5676H	PROLENE blau monofil	1	75	36


### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge <b>26 mm</b>		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel <b>MO6</b>		TB5696H	PROLENE blau monofil	1	90	36

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge <b>26 mm</b>	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel <b>2 x SH</b>		HS6855H	PROLENE blau monofil HEMOSEAL	4-0	90	36
		HS6822H	PROLENE blau monofil HEMOSEAL	3-0	90	36

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz


Bogenlänge <b>36 mm</b>		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Nadel <b>MH</b>		8843H	PROLENE blau monofil	2-0	90	36



**PROLENE (Polypropylen)**  
nicht resorbierbar

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge  
**36 mm**



Nadel  
**2 x MH**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7499H	PROLENE blau monofil	3-0	90	36
PGG5614H	PROLENE blau monofil	2-0	120	36
PGG5694H	PROLENE blau monofil	2-0	90	36

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge  
**40 mm**




Nadel  
**CT**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W742G	PROLENE blau monofil	1	100	12

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge  
**48 mm**




Nadel  
**CTX**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PN5695H	PROLENE blau monofil	0	90	36
8527G	PROLENE blau monofil, Schlinge	1	150	12

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge  
**70 mm**




Nadel  
**2 x XLH**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
POO5694G	PROLENE blau monofil	0	90	12 <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Artikel mit Mindestbestellmenge ggf. mit verlängerter Lieferzeit

**PROLENE (Polypropylen)**  
nicht resorbierbar

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze 


Bogenlänge  
**17 mm**




doppelt armiert

Nadel  
**2 x RB1 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH8075H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	5-0	90	36
EH8074H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	4-0	90	36
EH8073H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	3-0	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze 

Bogenlänge  
**22 mm**




Nadel  
**SH1 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH8078H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	4-0	75	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze 


Bogenlänge  
**22 mm**



doppelt armiert

Nadel  
**2 x SH1 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH8081H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	4-0	90	36
EH8080H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	3-0	90	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze 

Bogenlänge  
**26 mm**



Nadel  
**SH PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PF5672SH	PROLENE blau monofil	4-0	75	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze 

Bogenlänge  
**26 mm**



doppelt armiert

Nadel  
**2 x SH PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7190LG	PROLENE blau monofil, Pledget 3x6mm	4-0	90	12

## PROLENE (Polypropylen) nicht resorbierbar

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge  
**26 mm**



Nadel  
**CT2 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
8411H	PROLENE blau monofil	2-0	75	36
8412H	PROLENE blau monofil	0	75	36

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge  
**26 mm**



Nadel  
**SH PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH8084H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	4-0	75	36
EH8083H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	3-0	75	36
EH8082H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	2-0	75	36

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge  
**26 mm**



Nadel  
**2 x SH PLUS**

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
X1166H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	4-0	120	36
EH8062H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK, Pledget 5x8mm	4-0	90	36 <sup>1</sup>
EH8087H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	4-0	90	36
EH8086H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	3-0	90	36

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge  
**31 mm**



Nadel  
**MH1 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH8089H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	3-0	75	36
EH8088H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	2-0	75	36

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge  
**31 mm**




Nadel  
**2 x MH1 PLUS**

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
X1295H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	3-0	120	36
EH8091H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	3-0	90	36
X1296H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	2-0	120	36
EH8090H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	2-0	90	36

**PROLENE (Polypropylen)**  
nicht resorbierbar

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze** 

Bogenlänge  
**36 mm**



Nadel  
**CT1 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
8423H	PROLENE blau monofil	2-0	75	36
8424H	PROLENE blau monofil	0	75	36
8425H	PROLENE blau monofil	1	75	36

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze** 

Bogenlänge  
**17 mm**



Nadel  
**V5**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
8951H	PROLENE blau monofil	5-0	75	36
8952H	PROLENE blau monofil	4-0	75	36
8953H	PROLENE blau monofil	3-0	75	36

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze** 

Bogenlänge  
**17 mm**



doppelt armiert

Nadel  
**2 x V5**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
8934H	PROLENE blau monofil	5-0	90	36
8954G	PROLENE blau monofil, Pledget 3x6mm	4-0	90	12
8955G	PROLENE blau monofil, Pledget 3x6mm	4-0	90	12
8935H	PROLENE blau monofil	4-0	90	36
8936H	PROLENE blau monofil	3-0	90	36
EH7383H	PROLENE blau monofil	2-0	120	36 <sup>1</sup>
8937H	PROLENE blau monofil	2-0	90	36


**1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze** 

Bogenlänge  
**22 mm**



Nadel  
**V6**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7770H	PROLENE blau monofil	4-0	75	36
EH7771H	PROLENE blau monofil	3-0	75	36
EH7772H	PROLENE blau monofil	2-0	75	36

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze** 

Bogenlänge  
**22 mm**



doppelt armiert

Nadel  
**2 x V6**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7774H	PROLENE blau monofil	4-0	90	36
EH7775H	PROLENE blau monofil	3-0	90	36

## PROLENE (Polypropylen) nicht resorbierbar

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge  
**26 mm**



Nadel  
**V7**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
8962H	PROLENE blau monofil	4-0	75	36
8963H	PROLENE blau monofil	3-0	75	36
8964H	PROLENE blau monofil	2-0	75	36
8978H	PROLENE blau monofil	0	90	36

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge  
**26 mm**



Nadel  
**2 x V7**

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
F2840	PROLENE blau monofil	4-0	120	36
8975H	PROLENE blau monofil	4-0	90	36
EH7778H	PROLENE blau monofil	3-0	120	36
8976H	PROLENE blau monofil	3-0	90	36
OBB5694SH	PROLENE blau monofil, Pledget 3x6mm	3-0	90	36
EH7779H	PROLENE blau monofil	2-0	120	36
OBL5695LG	PROLENE blau monofil Multipak, Langwickler	2-0	4 * 90	12
8977H	PROLENE blau monofil	2-0	90	36

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff

Bogenlänge  
**13 mm**



doppelt armiert

Nadel  
**2 x CC4**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W8665	PROLENE blau monofil	4-0	75	12

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff

Bogenlänge  
**13 mm**




doppelt armiert

Nadel  
**2 x CC6**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
X1004G	PROLENE blau monofil VISI-BLACK, Langwickler	7-0	60	12

**PROLENE (Polypropylen)**  
nicht resorbierbar


1/2-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff ⌚

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>13 mm</b>  Nadel <b>2 x CC4</b>	 doppelt armiert	X924G	PROLENE blau monofil VISI-BLACK, Langwickler	6-0	60	12
		EH7244G	PROLENE blau monofil VISI-BLACK Multipak, Langwickler	6-0	2 * 60	12
		EH7242H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	6-0	75	36
		EH7241H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	5-0	75	36


1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>17 mm</b>  Nadel <b>J1</b>		MD5642H	PROLENE blau monofil	5-0	45	36


1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>26 mm</b>  Nadel <b>CP2</b>		F2820H	PROLENE blau monofil	0	75	36
		EH7171H	PROLENE blau monofil	0	75	36

1/2-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼


		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>16 mm</b>  Nadel <b>PS4</b>		EH7759H	PROLENE blau monofil	4-0	45	36

1/2-Kreis Spatula Nadel mit schneidender Spitze ▼


		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>5.5 mm</b>  Nadel <b>2 x GS14</b>	 doppelt armiert	1755G	PROLENE blau monofil	10-0	15	12 <sup>1</sup>

**PROLENE (Polypropylen)**  
 nicht resorbierbar


**3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge  <b>5.1 mm</b>	EH7595G	PROLENE blau monofil	10-0	10	12
Nadel <b>BV6</b>					


**3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge  <b>5.1 mm</b>	EH7596G	PROLENE blau monofil	10-0	15	12
Nadel <b>BV100-4</b>					


**3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge  <b>6.5 mm</b>	EH7597G	PROLENE blau monofil	9-0	15	12
Nadel <b>BV2</b>					

**3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 


	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge  <b>6.5 mm</b> <small>doppelt armiert</small>	EH7470E	PROLENE blau monofil	8-0	45	24
	8732H	PROLENE blau monofil	8-0	60	36
Nadel <b>2 x BV130-5</b>	KHH5662H	PROLENE blau monofil	8-0	60	36
	EH7469LG	PROLENE blau monofil, Langwickler	8-0	75	12
	EH7469E	PROLENE blau monofil	8-0	75	24
	KHH5673SH	PROLENE blau monofil	7-0	70	36
	KHL5673JG	PROLENE blau monofil Multipak, Langwickler	7-0	2 * 75	12

**3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 


	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge  <b>6.5 mm</b> <small>doppelt armiert</small>	X916G	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	8-0	45	12
	F1894	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	8-0	60	12
Nadel <b>2 x BV130-5</b>	EH7456E	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	8-0	7	24
	EH7459LG	PROLENE blau monofil VISI-BLACK, Langwickler	8-0	75	12

**PROLENE (Polypropylen)**  
 nicht resorbierbar


**3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>6.5 mm</b>	 doppelt armiert	EH7459E	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	8-0	75	24
		8207H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	7-0	60	36
		KHL5674LG	PROLENE blau monofil VISI-BLACK, Langwickler	7-0	75	12
Nadel <b>2 x BV130-5</b>						


**3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>6.5 mm</b>	 doppelt armiert	EP8730H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	8-0	45	36
		EP8732H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	8-0	60	36
		EP8729H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	8-0	75	36
Nadel <b>2 x BV130-5</b>		EP8729LG	PROLENE blau monofil EVERPOINT, Langwickler	8-0	75	36


**3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>8 mm</b>	 doppelt armiert	8740H	PROLENE blau monofil	8-0	45	36
		8741H	PROLENE blau monofil	8-0	60	36
		8734H	PROLENE blau monofil	7-0	45	36
Nadel <b>2 x BV175-6</b>						

**3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>8 mm</b>	 doppelt armiert	8767H	PROLENE blau monofil	8-0	60	36
		8766H	PROLENE blau monofil	7-0	60	36
Nadel <b>2 x BV175-7</b>						


**3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>8 mm</b>	 doppelt armiert	8841H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	8-0	60	36
		M8935	PROLENE blau monofil VISI-BLACK Multipak, Langwickler	7-0	2 * 60	12
		8335H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	7-0	60	36
Nadel <b>2 x BV175-6</b>						




**PROLENE (Polypropylen)**  
 nicht resorbierbar


**3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>8 mm</b>	doppelt armiert	8967H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	8-0	60	36
		8966H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	7-0	60	36
Nadel <b>2 x BV175-7</b>						


**3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>8 mm</b>	doppelt armiert	EP8740H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	8-0	45	36
		EP8741H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	8-0	60	36
		EP8734H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	7-0	45	36
		EP8735H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	7-0	60	36
Nadel <b>2 x BV175-6</b>						


**3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>8 mm</b>	doppelt armiert	EP8767H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	8-0	60	36
		EP8766H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	7-0	60	36
Nadel <b>2 x BV175-7</b>						

**3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 


Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>9.300000</b> <b>0000000</b> <b>01 mm</b>		EH7403H	PROLENE blau monofil	6-0	75	36
Nadel <b>BV1</b>						

**3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 


Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>9.300000</b> <b>0000000</b> <b>01 mm</b>	doppelt armiert	8701H	PROLENE blau monofil	7-0	45	36
		8702H	PROLENE blau monofil	7-0	60	36
		EH7406H	PROLENE blau monofil	6-0	75	36
		EH7245H	PROLENE blau monofil	6-0	75	36
		8709H	PROLENE blau monofil	6-0	75	36
		Nadel <b>2 x BV1</b>				

**PROLENE (Polypropylen)**  
 nicht resorbierbar


**3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>9.300000</b>	doppelt armiert	KAA5660H	PROLENE blau monofil	7-0	60	36
<b>0000000</b>		M8702G	PROLENE blau monofil Multipak, Langwickler	7-0	4 * 75	12
<b>01 mm</b>		EH7405H	PROLENE blau monofil	7-0	75	36


 Nadel  
**2 x BV175-8**
**3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>9.300000</b>		EH7221H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	6-0	75	36

 Nadel  
**BV1**
**3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>9.300000</b>	doppelt armiert	X1212H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	6-0	45	36
<b>0000000</b>		EH7240H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	6-0	75	36
<b>01 mm</b>		EH7223H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	6-0	75	36


 Nadel  
**2 x BV1**
**3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>9.300000</b>	doppelt armiert	EH7225H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	7-0	45	36
<b>0000000</b>		X967G	PROLENE blau monofil VISI-BLACK Multipak, Langwickler	7-0	4 * 60	12
<b>01 mm</b>		MEH7224JG	PROLENE blau monofil VISI-BLACK Multipak, Langwickler	7-0	2 * 75	12
		EH7222H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	7-0	75	36


 Nadel  
**2 x BV175-8**

## PROLENE (Polypropylen) nicht resorbierbar

### 3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge		EH7238H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	7-0	75	36
<b>9.300000</b>	doppelt armiert					
<b>0000000</b>						
<b>01 mm</b>						
Nadel						
<b>2 x BV1X</b>						


### 3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge		EP7402H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	7-0	75	36
<b>9.300000</b>		EP7403H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	6-0	75	36
<b>0000000</b>						
<b>01 mm</b>						
Nadel						
<b>BV1</b>						

### 3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz


		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge		EP8702H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	7-0	60	36
<b>9.300000</b>	doppelt armiert	EP8703H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	7-0	75	36
<b>0000000</b>		EP8806H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	6-0	45	36
<b>01 mm</b>		EP8805H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	6-0	60	36
Nadel		EP8709H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	6-0	75	36
<b>2 x BV1</b>						

### 3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz


		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge		EPEH7402H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	7-0	75	36
<b>9.300000</b>						
<b>0000000</b>						
<b>01 mm</b>						
Nadel						
<b>BV175-8</b>						

**PROLENE (Polypropylen)**  
 nicht resorbierbar


**3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>9.300000</b>	doppelt armiert	EP8746H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	7-0	45	36
<b>0000000</b>		EP8747H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	7-0	60	36
<b>01 mm</b>		EP8755H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	7-0	75	36


 Nadel  
**2 x BV175-8**
**3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>9.300000</b>		EH7402H	PROLENE blau monofil MULTIPASS	7-0	75	36

 Nadel  
**BV175-8**
**3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>9.300000</b>	doppelt armiert	EPH9702H	PROLENE blau monofil EVERPOINT / HEMOSEAL	5-0	60	36

 Nadel  
**2 x BV1**
**3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>11 mm</b>	doppelt armiert	8776H	PROLENE blau monofil	6-0	75	36


 Nadel  
**2 x BV**
**3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>		8889H	PROLENE blau monofil	6-0	75	36
		8890H	PROLENE blau monofil	5-0	75	36
		EH7254H	PROLENE blau monofil	5-0	75	36
		EH7476H	PROLENE blau monofil	4-0	75	36


 Nadel  
**C1**

**PROLENE (Polypropylen)**  
 nicht resorbierbar


**3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>13 mm</b>	 doppelt armiert	KBB5650H	PROLENE blau monofil	6-0	55	36
		M8706G	PROLENE blau monofil Multipak, Langwickler	6-0	4 * 75	12
Nadel <b>2 x C1</b>		8706H	PROLENE blau monofil	6-0	75	36
		8717H	PROLENE blau monofil	5-0	45	36
		KBB5661H	PROLENE blau monofil	5-0	60	36
		EH7255H	PROLENE blau monofil	5-0	75	36
		EH7477H	PROLENE blau monofil	5-0	75	36
		8720H	PROLENE blau monofil	5-0	90	36
		EH7478H	PROLENE blau monofil	4-0	75	36


**3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>13 mm</b>		EH7226H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	6-0	75	36
		8725BG	PROLENE blau monofil VISI-BLACK Multipak	5-0	4 * 70	12 <sup>1</sup>
Nadel <b>C1</b>		EH7227H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	5-0	75	36

**3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>13 mm</b>	 doppelt armiert	X577H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	6-0	45	36
		MEH7232JG	PROLENE blau monofil VISI-BLACK Multipak, Langwickler	6-0	2 * 75	12
Nadel <b>2 x C1</b>		EH7228H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	6-0	75	36
		EH7230H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	6-0	90	36
		EH7229H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	5-0	75	36
		EH7257H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	5-0	75	36
		EH7231H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	5-0	90	36

**3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 


		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>13 mm</b>		EP8889H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	6-0	75	36
Nadel <b>C1</b>						

**PROLENE (Polypropylen)**  
nicht resorbierbar


**3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>	doppelt armiert	EP8800H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	7-0	45	36
		EP8727H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	7-0	60	36
Nadel <b>2 x C1</b>		EP8708H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	7-0	75	36
		EP8726H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	6-0	60	36
		EP8706H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	6-0	75	36


**3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>		EPH8890H	PROLENE blau monofil EVERPOINT / HEMOSEAL	5-0	75	36
Nadel <b>C1</b>						


**3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>	doppelt armiert	EPH8725H	PROLENE blau monofil EVERPOINT / HEMOSEAL	5-0	60	36
		EPH7477H	PROLENE blau monofil EVERPOINT / HEMOSEAL	5-0	75	36
Nadel <b>2 x C1</b>		EPH8720H	PROLENE blau monofil EVERPOINT / HEMOSEAL	5-0	90	36

**3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 


Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>17 mm</b>		8880H	PROLENE blau monofil	5-0	75	36
		8881H	PROLENE blau monofil	4-0	75	36
Nadel <b>BB</b>						

**3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 


Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>17 mm</b>	doppelt armiert	8580H	PROLENE blau monofil	5-0	90	36
		8581H	PROLENE blau monofil	4-0	90	36
Nadel <b>2 x BB</b>		EH7480H	PROLENE blau monofil	3-0	90	36

## PROLENE (Polypropylen) nicht resorbierbar


### 3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>17 mm</b> 	EH8051H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	5-0	75	36
	EH8050H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	4-0	75	36
Nadel <b>BB PLUS</b>					


### 3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>5.5 mm</b>  doppelt armiert	EH7828E	PROLENE blau monofil	8-0	60	24
Nadel <b>2 x MV14</b>					

### 3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>13 mm</b> 	EH7471H	PROLENE blau monofil	6-0	75	36
	EH7472H	PROLENE blau monofil	5-0	75	36
Nadel <b>V18</b>					

### 3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>13 mm</b>  doppelt armiert	EH7474H	PROLENE blau monofil	6-0	75	36
	EH7475H	PROLENE blau monofil	5-0	75	36
Nadel <b>2 x V18</b>					

### 3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>17 mm</b> 	8941H	PROLENE blau monofil	5-0	75	36
	F2829	PROLENE blau monofil	5-0	75	36
	8942H	PROLENE blau monofil	4-0	75	36
	8943H	PROLENE blau monofil	3-0	75	36
Nadel <b>V4</b>					

## PROLENE (Polypropylen) nicht resorbierbar

### 3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge  
**17 mm**



doppelt armiert

Nadel  
**2 x V4**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
8925H	PROLENE blau monofil	4-0	90	36

### 3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge  
**26 mm**



doppelt armiert

Nadel  
**2 x V26**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7787H	PROLENE blau monofil	4-0	90	36
EH7788H	PROLENE blau monofil	3-0	90	36

### 3/8-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff

Bogenlänge  
**9.300000  
000000  
01 mm**



Nadel  
**CC175-8**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7970H	PROLENE blau monofil	7-0	75	36
EH7971H	PROLENE blau monofil	6-0	75	36

### 3/8-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff

Bogenlänge  
**9.300000  
000000  
01 mm**



doppelt armiert

Nadel  
**2 x CC175-8**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
8705H	PROLENE blau monofil	7-0	45	36
8807H	PROLENE blau monofil	6-0	75	36

### 3/8-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff

Bogenlänge  
**9.300000  
000000  
01 mm**




doppelt armiert


Nadel  
**2 x CC**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7972E	PROLENE blau monofil	8-0	60	24
EH7973H	PROLENE blau monofil	7-0	60	36
EH7236H	PROLENE blau monofil	7-0	75	36
EH7235H	PROLENE blau monofil	6-0	75	36





**PROLENE (Polypropylen)**  
 nicht resorbierbar

**3/8-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff**



Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
 <b>9.300000</b> <b>0000000</b> <b>01 mm</b>	EP7970H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	7-0	75	36


Nadel  
**CC175-8**

**3/8-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff**



Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
 <b>9.300000</b> <b>0000000</b> <b>01 mm</b>	EP7972H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	8-0	60	36
doppelt armiert	EP8705SLH	PROLENE blau monofil EVERPOINT	7-0	45	36
	EP8812SLH	PROLENE blau monofil EVERPOINT	7-0	75	36


Nadel  
**2 x CC175-8**

**3/8-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff**


Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
 <b>9.300000</b> <b>0000000</b> <b>01 mm</b>	EP8704H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	7-0	60	36
doppelt armiert	EP8812H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	7-0	75	36
	EP8807H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	6-0	60	36
	EP8811H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	6-0	75	36


Nadel  
**2 x CC**

**3/8-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff**



Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
 <b>9.300000</b> <b>0000000</b> <b>01 mm</b>	8704H	PROLENE blau monofil MULTIPASS	7-0	75	36

Nadel  
**2 x CC175-8**


**PROLENE (Polypropylen)**  
nicht resorbierbar

**3/8-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff** 

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>13 mm</b>	EH7258H	PROLENE blau monofil	6-0	75	36
	EH7975H	PROLENE blau monofil	6-0	75	36
Nadel <b>CC1</b>	EH7976H	PROLENE blau monofil	5-0	75	36

**3/8-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff** 


	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>13 mm</b>	8719H	PROLENE blau monofil	6-0	45	36
	EH7259H	PROLENE blau monofil	6-0	75	36
Nadel <b>2 x CC1</b>	EH7977H	PROLENE blau monofil	5-0	75	36
	EH7251H	PROLENE blau monofil	5-0	75	36
	EH7253H	PROLENE blau monofil	5-0	75	36
	8721H	PROLENE blau monofil	5-0	90	36

**3/8-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff** 

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>13 mm</b>	X1003H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	6-0	75	36
Nadel <b>2 x CC1</b>					

**3/8-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff** 


	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>13 mm</b>	EP7975H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	6-0	75	36
Nadel <b>CC1</b>					

**3/8-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff** 


	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>13 mm</b>	EP8719H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	6-0	45	36
	EP8707H	PROLENE blau monofil EVERPOINT	6-0	75	36
Nadel <b>2 x CC1</b>					

**PROLENE (Polypropylen)**  
 nicht resorbierbar


**3/8-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff** ⌚

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>13 mm</b>  doppelt armiert	X535G	PROLENE blau monofil MULTIPASS Multipak, Langwickler	6-0	2 * 75	12 <sup>1</sup>
Nadel <b>2 x CC1</b>	8707H	PROLENE blau monofil MULTIPASS	6-0	75	36


**3/8-Kreis schneidende Nadel** ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>13 mm</b> 	FD5640H	PROLENE blau monofil	6-0	45	36
Nadel <b>C2</b>					


**3/8-Kreis schneidende Nadel** ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>16 mm</b> 	8660H	PROLENE blau monofil	6-0	45	36
Nadel <b>FS3</b>	8614H	PROLENE blau monofil	5-0	45	36

**3/8-Kreis schneidende Nadel** ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>16 mm</b> 	8750G	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	6-0	45	12
Nadel <b>M3</b>					

**3/8-Kreis schneidende Nadel** ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>16 mm</b> 	EH7175H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	6-0	45	36
Nadel <b>FS3</b>	EH7176H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	5-0	45	36


**PROLENE (Polypropylen)**  
nicht resorbierbar

**3/8-Kreis schneidende Nadel ▼**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
8661H	PROLENE blau monofil	5-0	45	36
8683G	PROLENE blau monofil	4-0	45	12
8683H	PROLENE blau monofil	4-0	45	36
EH7151H	PROLENE blau monofil	4-0	45	36
EH7150H	PROLENE blau monofil	4-0	75	36
EH7692H	PROLENE blau monofil	4-0	75	36
8665H	PROLENE blau monofil	3-0	45	36
EH7693H	PROLENE blau monofil	3-0	75	36

Bogenlänge **19 mm**

Nadel **FS2**




**3/8-Kreis schneidende Nadel ▼**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7284H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	5-0	45	36
EH7285H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	4-0	45	36
EH7008H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	4-0	45	36
EH7026H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	4-0	75	36
EH7286H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	3-0	45	36

Bogenlänge **19 mm**

Nadel **FS2**




**3/8-Kreis schneidende Nadel ▼**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
8629H	PROLENE blau monofil	4-0	45	36
8684H	PROLENE blau monofil	3-0	45	36
EH7694H	PROLENE blau monofil	3-0	75	36

Bogenlänge **24 mm**

Nadel **FS1**




**3/8-Kreis schneidende Nadel ▼**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7032H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	4-0	45	36
EH7287H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	3-0	75	36
EH7299H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	2-0	45	36

Bogenlänge **24 mm**

Nadel **FS1**



## PROLENE (Polypropylen) nicht resorbierbar

### 3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**26 mm**



Nadel  
**FS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
8685H	PROLENE blau monofil	2-0	45	36

### 3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**26 mm**



Nadel  
**FS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7038H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	2-0	75	36

### 3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**30 mm**



Nadel  
**FSL**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
8675H	PROLENE blau monofil	3-0	75	36
EH7697H	PROLENE blau monofil	2-0	75	36
EH7920H	PROLENE blau monofil	0	45	36

### 3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**36 mm**



Nadel  
**FSLX**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
8689H	PROLENE blau monofil	2-0	75	36
8690H	PROLENE blau monofil	0	75	36

### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge  
**8 mm**



Nadel  
**P6**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
8648G	PROLENE blau monofil	7-0	45	12

**PROLENE (Polypropylen)**  
 nicht resorbierbar

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>11 mm</b>	EH7060H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	6-0	45	36

Nadel  
**P1**

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>11 mm</b>	F2854H	PROLENE blau monofil MULTIPASS	7-0	75	36
	MPP8697H	PROLENE blau monofil MULTIPASS	6-0	45	36

Nadel  
**P1**

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>	EH7288H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	6-0	45	36
	EH7289H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	5-0	45	36
	EH7290H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	4-0	45	36

Nadel  
**P3**

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>	8698H	PROLENE blau monofil MULTIPASS	5-0	45	36
	F2831H	PROLENE blau monofil MULTIPASS	4-0	30	12
	8699H	PROLENE blau monofil MULTIPASS	4-0	45	36
	F2847H	PROLENE blau monofil MULTIPASS	4-0	75	36
	MPP2858H	PROLENE ungefärbt monofil MULTIPASS	5-0	75	36
	MPP2860H	PROLENE ungefärbt monofil MULTIPASS	4-0	75	36

Nadel  
**P3**

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>16 mm</b>	8681H	PROLENE blau monofil	5-0	45	36
	EH7764H	PROLENE blau monofil	4-0	45	36

Nadel  
**PS3**

**PROLENE (Polypropylen)**  
 nicht resorbierbar

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>16 mm</b>	EH7075H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	5-0	45	36
	EH7076H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	4-0	45	36
Nadel <b>PS3</b>					

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>16 mm</b>	MPP2832H	PROLENE blau monofil MULTIPASS	6-0	75	36
	F2832H	PROLENE blau monofil MULTIPASS	6-0	75	36
Nadel <b>PS3</b>	MPP2833H	PROLENE blau monofil MULTIPASS	5-0	75	36
	F2859H	PROLENE ungefärbt monofil MULTIPASS	5-0	75	36

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**


	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>19 mm</b>	EH7168H	PROLENE blau monofil	4-0	45	36
	8682H	PROLENE blau monofil	4-0	45	36
Nadel <b>PS2</b>	JC5743H	PROLENE ungefärbt monofil	3-0	45	36

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**


	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>19 mm</b>	EH7169H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	5-0	45	36
	EH7291H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	4-0	45	36
	EH7295H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	4-0	45	36
	EH7090H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	4-0	75	36
	EH7293H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	3-0	45	36
	EH7292H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	3-0	75	36
	EH7294H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	2-0	45	36
	Nadel <b>PS2</b>				

**PROLENE (Polypropylen)**  
nicht resorbierbar


**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>19 mm</b>		8686H	PROLENE blau monofil MULTIPASS	5-0	45	36
		8682SLH	PROLENE blau monofil MULTIPASS	4-0	45	36
Nadel <b>PS2</b>		MPP8682H	PROLENE blau monofil MULTIPASS	4-0	45	36
		EH7167H	PROLENE blau monofil MULTIPASS	4-0	75	36
		EH7167SLH	PROLENE blau monofil MULTIPASS	4-0	75	36
		8687H	PROLENE blau monofil MULTIPASS	3-0	45	36
		EH7691H	PROLENE blau monofil MULTIPASS	3-0	75	36
		MPP2861H	PROLENE ungefärbt monofil MULTIPASS	4-0	75	36
		MPP2862H	PROLENE ungefärbt monofil MULTIPASS	3-0	75	36


**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>24 mm</b>		EH7298H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	2-0	75	36
Nadel <b>PS1</b>						

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>24 mm</b>		EH7758H	PROLENE blau monofil MULTIPASS	4-0	45	36
		8663G	PROLENE blau monofil MULTIPASS	3-0	45	12
Nadel <b>PS1</b>		EH7756H	PROLENE blau monofil MULTIPASS	2-0	45	36

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>26 mm</b>		EH7102H	PROLENE blau monofil	2-0	45	36
Nadel <b>PS</b>						




**PROLENE (Polypropylen)**  
 nicht resorbierbar


**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box	
Bogenlänge <b>30 mm</b>  Nadel <b>PSL</b>		EH7120H	PROLENE blau monofil	3-0	75	36
		EH7123H	PROLENE blau monofil	2-0	45	36
		EH7121H	PROLENE blau monofil	2-0	75	36
		EH7124H	PROLENE blau monofil	0	45	36


**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box	
Bogenlänge <b>11 mm</b>  Nadel <b>P1</b>		8697H	PROLENE blau monofil PRIME	6-0	45	36


**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box	
Bogenlänge <b>13 mm</b>  Nadel <b>P3</b>		8695H	PROLENE blau monofil PRIME	6-0	45	36
		JA5742H	PROLENE ungefärbt monofil PRIME	4-0	45	36

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**


	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box	
Bogenlänge <b>19 mm</b>  Nadel <b>PS2</b>		EH7690H	PROLENE blau monofil PRIME	4-0	75	36
		EH7555H	PROLENE blau monofil PRIME	2-0	45	36

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**


	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box	
Bogenlänge <b>24 mm</b>  Nadel <b>PS1</b>		EH7695H	PROLENE blau monofil PRIME	4-0	75	36
		EH7568H	PROLENE blau monofil PRIME	3-0	75	36
		EH7550H	PROLENE blau monofil PRIME	2-0	75	36

**PROLENE (Polypropylen)**  
 nicht resorbierbar


**3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze**

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge  <b>5.5 mm</b>	EH7473G	PROLENE blau monofil	10-0	30	12
Nadel <b>GS12</b>					


**3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze**

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge  <b>5.5 mm</b>	EH7598G	PROLENE blau monofil	10-0	30	12 <sup>1</sup>
doppelt armiert Nadel <b>2 x GS12</b>					


**3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze**

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge  <b>6 mm</b>	EH7984G	PROLENE blau monofil	10-0	30	12 <sup>1</sup>
doppelt armiert Nadel <b>2 x CS35C</b>					

**3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze**


	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge  <b>6.5 mm</b>	1757G	PROLENE blau monofil	10-0	15	12
doppelt armiert Nadel <b>2 x GS9</b>					
	1754G	PROLENE blau monofil	9-0	15	12

**3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze**

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge  <b>6.5 mm</b>	1753G	PROLENE blau monofil	9-0	23	12 <sup>1</sup>
doppelt armiert Nadel <b>2 x GS9 / 1 x STC6</b>					


**PROLENE (Polypropylen)**  
 nicht resorbierbar

**1/4-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>	doppelt armiert	788G	PROLENE blau monofil	10-0	20	12


Nadel  
**2 x CIF4**

**1/4-Kreis Spatula Nadel mit schneidender Spitze** 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>		EH7896G	PROLENE blau monofil, Schlinge	10-0	10	12
		EH7897G	PROLENE blau monofil	10-0	10	12


Nadel  
**CTC6L**

**1/4-Kreis Spatula Nadel mit schneidender Spitze** 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>	doppelt armiert	HKK5631G	PROLENE blau monofil	10-0	10	12 <sup>1</sup>


Nadel  
**2 x CTC6L**

**asymptotische Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>9.300000 000000 01 mm</b>	doppelt armiert	EH8000H	PROLENE blau monofil	7-0	75	36


Nadel  
**2 x ABV1**

**asymptotische Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>	doppelt armiert	EH8010H	PROLENE blau monofil	6-0	75	36
		EH8014H	PROLENE blau monofil	5-0	75	36

Nadel  
**2 x AC1**

**PROLENE (Polypropylen)**  
nicht resorbierbar


**asymptotische Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze** 

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH8020H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	7-0	60	36
MEH8024G	PROLENE blau monofil VISI-BLACK, Langwickler	7-0	75	12 <sup>1</sup>
MEH8024JG	PROLENE blau monofil VISI-BLACK Multipak, Langwickler	7-0	2 * 75	12
EH8021E	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	7-0	75	24
EH8025H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	6-0	75	36

Bogenlänge  
**9.300000**  
**0000000**  
**01 mm**



Nadel  
**2 x ACC**

**asymptotische Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze** 

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH8032H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	6-0	75	36

Bogenlänge  
**13 mm**



Nadel  
**ACC1**


**asymptotische Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze** 

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MEH8040G	PROLENE blau monofil VISI-BLACK, Langwickler	7-0	75	12
MEH8033JG	PROLENE blau monofil VISI-BLACK Multipak, Langwickler	6-0	2 * 60	12
MEH8034G	PROLENE blau monofil VISI-BLACK, Langwickler	6-0	75	12 <sup>1</sup>
MEH8034JG	PROLENE blau monofil VISI-BLACK Multipak, Langwickler	6-0	2 * 75	12
EH8030H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	6-0	75	36
EH8031H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	6-0	90	36
EH8036H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	5-0	75	36
EH8037H	PROLENE blau monofil VISI-BLACK	5-0	90	36

Bogenlänge  
**13 mm**



Nadel  
**2 x ACC1**

**skiförmig Spatula Nadel mit Mikrospitze** 

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7997G	PROLENE blau monofil	10-0	30	12


Bogenlänge  
**16 mm**




Nadel  
**2 x CSS160**

## PROLENE (Polypropylen) nicht resorbierbar


### Gerade Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>19 mm</b>	doppelt armiert	EH7508H	PROLENE blau monofil	4-0	35	36
Nadel <b>2 x ST4</b>						


### Gerade Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>45 mm</b>	doppelt armiert	EH7921H	PROLENE blau monofil	3-0	35	36
Nadel <b>2 x ST1</b>						


### Gerade Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>70 mm</b>	doppelt armiert	W8400	PROLENE blau monofil	2-0	75	12
Nadel <b>2 x ST70</b>						

### Gerade Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze


Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>36 mm</b>	doppelt armiert	8592G	PROLENE blau monofil	4-0	35	12
Nadel <b>2 x V47</b>						

### Gerade schneidende Nadel


Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>		EH7730H	PROLENE blau monofil	4-0	45	36
Nadel <b>SC1</b>						

**PROLENE (Polypropylen)**  
 nicht resorbierbar


**Gerade schneidende Nadel ▼**

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>16 mm</b>		EH7900G	PROLENE blau monofil, Schlinge	10-0	15	12
Nadel <b>STC6</b>						

**Gerade schneidende Nadel ▼**

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>16 mm</b>	 doppelt armiert	1713G	PROLENE blau monofil	10-0	20	12
Nadel <b>2 x STC6</b>						

**Gerade schneidende Nadel ▼**

		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>60 mm</b>		8622H	PROLENE blau monofil	3-0	75	36
Nadel <b>KS</b>		W8623	PROLENE blau monofil	2-0	75	12
		8623H	PROLENE blau monofil	2-0	75	36

**PRONOVA (Poly (Hexafluoropropylen-VDF))**  
 nicht resorbierbar

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

 Bogenlänge  
**13 mm**


doppelt armiert

 Nadel  
**2 x RB2**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PN3711H	PRONOVA blau monofil	6-0	75	36

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

 Bogenlänge  
**17 mm**


doppelt armiert

 Nadel  
**2 x RB1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PN1800H	PRONOVA blau monofil	5-0	75	36

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

 Bogenlänge  
**26 mm**

 Nadel  
**SH**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PN1837H	PRONOVA blau monofil	5-0	75	36

**3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

 Bogenlänge  
**6.5 mm**


doppelt armiert

 Nadel  
**2 x BV2**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PN1836LG	PRONOVA blau monofil	8-0	45	36

**3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

 Bogenlänge  
**9.3 mm**



doppelt armiert

 Nadel  
**2 x BV175-8**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PN1851H	PRONOVA blau monofil	7-0	75	36
PN1852H	PRONOVA blau monofil	6-0	75	36

PRONOVA (Poly (Hexafluoropropylen-VDF))  
nicht resorbierbar


3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>9.3 mm</b>	doppelt armiert	PN8709H	PRONOVA blau monofil	7-0	75	36
		PN8612H	PRONOVA blau monofil	6-0	75	36
Nadel <b>2 x BV1</b>						


3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>9.3 mm</b>	doppelt armiert	PN8700H	PRONOVA blau monofil VISI-BLACK	7-0	45	36
		PN8706H	PRONOVA blau monofil VISI-BLACK	7-0	60	36
Nadel <b>2 x BV1</b>						


3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>		PN8502H	PRONOVA blau monofil	5-0	75	36 <sup>1</sup>
Nadel <b>C1</b>						

3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>	doppelt armiert	PN8602H	PRONOVA blau monofil	6-0	75	36
		PN8506H	PRONOVA blau monofil	5-0	75	36
Nadel <b>2 x C1</b>						


3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>	doppelt armiert	PN1855H	PRONOVA blau monofil VISI-BLACK	6-0	75	36
		PN1856H	PRONOVA blau monofil VISI-BLACK	5-0	75	36
		PN8522H	PRONOVA blau monofil VISI-BLACK	5-0	90	36
Nadel <b>2 x C1</b>						




**PRONOVA (Poly (Hexafluoropropylen-VDF))**  
 nicht resorbierbar

**3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>17 mm</b>	doppelt armiert	PN1830H	PRONOVA blau monofil	5-0	75	36
		PN1860H	PRONOVA blau monofil	5-0	90	36


Nadel  
**2 x BB**

**3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 


Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>17 mm</b>	doppelt armiert	PN1859H	PRONOVA blau monofil VISI-BLACK	5-0	75	36
		PN1863H	PRONOVA blau monofil VISI-BLACK	5-0	90	36


Nadel  
**2 x BB**

**3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze** 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>5.5 mm</b>	doppelt armiert	PN2890LG	PRONOVA blau monofil	8-0	60	12


Nadel  
**2 x MV14**

**3/8-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff** 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>9.3 mm</b>	doppelt armiert	PN1831H	PRONOVA blau monofil	7-0	75	36
		PN1832H	PRONOVA blau monofil	6-0	75	36


Nadel  
**2 x CC175-8**

**3/8-Kreis Rundkörper Nadel schneidend mit Kurzschliff** 

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>	doppelt armiert	PN1811H	PRONOVA blau monofil	6-0	75	36
		PN1812H	PRONOVA blau monofil	5-0	75	36

Nadel  
**2 x CC1**

**PRONOVA (Poly (Hexafluoropropylen-VDF))**  
nicht resorbierbar

asymptotische Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze 

Bogenlänge  
**13 mm**




doppelt armiert

Nadel  
**2 x ACC1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PN8623H	PRONOVA blau monofil VISI-BLACK	6-0	75	36
PN8529H	PRONOVA blau monofil VISI-BLACK	5-0	75	36

**ETHILON (Polyamid)**  
 nicht resorbierbar


**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

 Bogenlänge  doppelt armiert  
**4.7 mm**

 Nadel  
**2 x BVH100-3**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7504G	ETHILON schwarz monofil	10-0	10	12 <sup>1</sup>


**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

 Bogenlänge  **40 mm**

 Nadel  
**CT**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W746	ETHILON schwarz monofil	0	100	12
W747	ETHILON schwarz monofil	1	100	12


**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

 Bogenlänge  **48 mm**

 Nadel  
**CTX**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W748	ETHILON schwarz monofil, Schlinge	1	150	12

**1/2-Kreis schneidende Nadel** 

 Bogenlänge  **8 mm**

 Nadel  
**G7**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W1765	ETHILON schwarz monofil	8-0	45	12

**1/2-Kreis schneidende Nadel** 

 Bogenlänge  **13 mm**

 Nadel  
**M1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7940H	ETHILON II blau monofil	5-0	45	36
648H	ETHILON schwarz monofil	5-0	45	36

**ETHILON (Polyamid)**  
 nicht resorbierbar

**1/2-Kreis schneidende Nadel ▼**

 Bogenlänge  
**17 mm**


 Nadel  
**J1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7942H	ETHILON II blau monofil	4-0	45	36
F2423H	ETHILON schwarz monofil	5-0	75	36
EH7942BH	ETHILON schwarz monofil	4-0	45	36

**1/2-Kreis schneidende Nadel ▼**

 Bogenlänge  
**22 mm**


 Nadel  
**X1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
642G	ETHILON schwarz monofil	3-0	45	12

**1/2-Kreis schneidende Nadel ▼**

 Bogenlänge  
**30 mm**


 Nadel  
**CPA**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
F2428H	ETHILON schwarz monofil	2-0	90	36

**1/2-Kreis schneidende Nadel ▼**

 Bogenlänge  
**36 mm**


 Nadel  
**CP1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
F2446	ETHILON schwarz monofil	3-0	90	36

**1/2-Kreis schneidende Nadel ▼**

 Bogenlänge  
**40 mm**



 Nadel  
**CP**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W737	ETHILON schwarz monofil	0	100	12

## ETHILON (Polyamid) nicht resorbierbar

### 1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**48 mm**



Nadel  
**CPX**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W738G	ETHILON schwarz monofil	1	10	12

### 1/2-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

Bogenlänge  
**5.5 mm**



Nadel  
**CS44C**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7990G	ETHILON schwarz monofil	10-0	15	12
EH7991G	ETHILON schwarz monofil	9-0	15	12

### 1/2-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

Bogenlänge  
**5.5 mm**



Nadel  
**2 x CS44C**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7995G	ETHILON schwarz monofil	10-0	30	12

### 1/2-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

Bogenlänge  
**5.5 mm**



Nadel  
**CS160-6**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
7061G	ETHILON schwarz monofil	10-0	15	12

### 1/2-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

Bogenlänge  
**5.5 mm**




Nadel  
**2 x CS160-6**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
7000G	ETHILON schwarz monofil	10-0	30	12

**ETHILON (Polyamid)**  
 nicht resorbierbar


**1/2-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼**

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge  doppelt armiert <b>5.5 mm</b>	W1756	ETHILON schwarz monofil	10-0	30	12


 Nadel  
**2 x TG160-6**
**1/2-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼**

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge  doppelt armiert <b>7 mm</b>	1716G	ETHILON schwarz monofil	8-0	30	12 <sup>1</sup>


 Nadel  
**2 x TG175-8**
**3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz ⊙**

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge  <b>3.8 mm</b>	EH7436G	ETHILON schwarz monofil	11-0	5	12

 Nadel  
**BV50-3**
**3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz ⊙**

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge  <b>5 mm</b>	W2814	ETHILON schwarz monofil	10-0	13	12


 Nadel  
**BV130-4**
**3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz ⊙**

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge  <b>5.1 mm</b>	EH7438G	ETHILON schwarz monofil	11-0	10	12


 Nadel  
**BV6**

## ETHILON (Polyamid) nicht resorbierbar


### 3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge  <b>5.1 mm</b>	EH7444G	ETHILON schwarz monofil	10-0	10	12
Nadel <b>BV75-4</b>					


### 3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge  <b>5.1 mm</b>	2814G	ETHILON schwarz monofil	10-0	15	12
Nadel <b>BV100-4</b>	EH7448G	ETHILON schwarz monofil	9-0	15	12


### 3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge  <b>6.5 mm</b>	2810G	ETHILON schwarz monofil	10-0	15	12
Nadel <b>BV2</b>	2809G	ETHILON schwarz monofil	9-0	15	12

### 3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz


	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge  <b>6.5 mm</b> <small>doppelt armiert</small>	EH7466E	ETHILON schwarz monofil	9-0	10	24
Nadel <b>2 x BV2</b>					

### 3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz


	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge  <b>6.5 mm</b>	W2808	ETHILON schwarz monofil	8-0	13	12
Nadel <b>BV130-5</b>	2808G	ETHILON schwarz monofil	8-0	15	12

## ETHILON (Polyamid) nicht resorbierbar


### 3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>9.300000</b> <b>0000000</b> <b>01 mm</b>		EH7446H	ETHILON schwarz monofil	7-0	45	36
Nadel <b>BV1</b>						


### 3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>9.300000</b> <b>0000000</b> <b>01 mm</b>		W8170	ETHILON schwarz monofil	8-0	45	12
Nadel <b>2 x BV1</b>						

### 3/8-Kreis schneidende Nadel

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>		667H	ETHILON schwarz monofil	6-0	45	36
		668H	ETHILON schwarz monofil	5-0	45	36
Nadel <b>C2</b>						

### 3/8-Kreis schneidende Nadel

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>		F2403	ETHILON schwarz monofil	6-0	75	36
		F2412H	ETHILON schwarz monofil	5-0	75	36
		F3206BH	ETHILON schwarz monofil	4-0	75	36
Nadel <b>C3</b>						

### 3/8-Kreis schneidende Nadel

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>16 mm</b>		EH7823H	ETHILON II blau monofil	5-0	45	36
		660H	ETHILON schwarz monofil	6-0	45	36
		1628H	ETHILON schwarz monofil	5-0	45	36
		1162H	ETHILON schwarz monofil	4-0	45	36
		F3211BH	ETHILON schwarz monofil	3-0	75	36
Nadel <b>FS3</b>						



**ETHILON (Polyamid)**  
 nicht resorbierbar

**3/8-Kreis schneidende Nadel ▼**

 Bogenlänge  
**16 mm**

 Nadel  
**FS3**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7177H	ETHILON schwarz monofil VISI-BLACK	6-0	45	36

**3/8-Kreis schneidende Nadel ▼**

 Bogenlänge  
**19 mm**

 Nadel  
**FS2**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7790H	ETHILON II blau monofil	5-0	45	36
EH7144H	ETHILON II blau monofil	4-0	45	36
EH7143H	ETHILON II blau monofil	4-0	75	36
EH7797H	ETHILON II blau monofil	3-0	75	36
661H	ETHILON schwarz monofil	5-0	45	36
FH5171H	ETHILON schwarz monofil	5-0	75	36
EH7145H	ETHILON schwarz monofil	4-0	45	36
EH7143BH	ETHILON schwarz monofil	4-0	75	36
EH7793BH	ETHILON schwarz monofil	4-0	75	36
653H	ETHILON schwarz monofil	3-0	45	36
EH7797BH	ETHILON schwarz monofil	3-0	75	36
F2448H	ETHILON schwarz monofil	2-0	90	36
611H	ETHILON ungefärbt monofil	4-0	45	36
EH7146H	ETHILON ungefärbt monofil	4-0	45	36 <sup>1</sup>

**3/8-Kreis schneidende Nadel ▼**

 Bogenlänge  
**19 mm**

 Nadel  
**FS2S**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
662SLH	ETHILON schwarz monofil	4-0	45	36

**3/8-Kreis schneidende Nadel ▼**

 Bogenlänge  
**19 mm**

 Nadel  
**FS2**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7270H	ETHILON II blau monofil VISI-BLACK	4-0	45	36

## ETHILON (Polyamid) nicht resorbierbar

### 3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**24 mm**



Nadel  
**FS1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7795H	ETHILON II blau monofil	3-0	75	36
EH7827H	ETHILON II blau monofil	2-0	75	36
EH7640H	ETHILON schwarz monofil	5-0	45	36
1629H	ETHILON schwarz monofil	4-0	45	36
FJ5272BH	ETHILON schwarz monofil	4-0	75	36
663H	ETHILON schwarz monofil	3-0	45	36
669H	ETHILON schwarz monofil	3-0	75	36
EH7826BH	ETHILON schwarz monofil	2-0	45	36
EH7827BH	ETHILON schwarz monofil	2-0	75	36

### 3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**24 mm**



Nadel  
**FS1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7276H	ETHILON II blau monofil VISI-BLACK	2-0	75	36

### 3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**26 mm**



Nadel  
**FS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W320BG	ETHILON schwarz monofil	3-0	45	12
664H	ETHILON schwarz monofil	2-0	45	36
W1686BG	ETHILON schwarz monofil	2-0	75	12
7013H	ETHILON schwarz monofil	0	75	36

### 3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**30 mm**



Nadel  
**FSL**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
1670H	ETHILON II blau monofil	4-0	75	36
EH7939H	ETHILON II blau monofil	3-0	75	36
EH7937H	ETHILON II blau monofil	2-0	45	36
EH7798H	ETHILON II blau monofil	2-0	75	36
1171H	ETHILON schwarz monofil	3-0	45	36
1215H	ETHILON schwarz monofil	2-0	45	36
EH7798BH	ETHILON schwarz monofil	2-0	75	36
EH7938BH	ETHILON schwarz monofil	0	45	36

**ETHILON (Polyamid)**  
 nicht resorbierbar

**3/8-Kreis schneidende Nadel ▼**

 Bogenlänge  
**30 mm**

 Nadel  
**FSL**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7799BH	ETHILON schwarz monofil	0	75	36
F2440H	ETHILON schwarz monofil	1	90	36

**3/8-Kreis schneidende Nadel ▼**

 Bogenlänge  
**36 mm**

 Nadel  
**FSLX**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7807H	ETHILON II blau monofil	2-0	75	36
EH7809H	ETHILON II blau monofil	0	75	36
1673BH	ETHILON schwarz monofil	3-0	75	36
1674BH	ETHILON schwarz monofil	2-0	75	36
P7085H	ETHILON schwarz monofil	0	75	36
F2441H	ETHILON schwarz monofil	1	90	36


**3/8-Kreis schneidende Nadel ▼**

 Bogenlänge  
**40 mm**

 Nadel  
**CEC135-40**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W786	ETHILON II blau monofil	2-0	45	12

**3/8-Kreis schneidende Nadel ▼**


 Bogenlänge  
**45 mm**

 Nadel  
**LS1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W736G	ETHILON schwarz monofil	2-0	100	12

**ETHILON (Polyamid)**  
 nicht resorbierbar

**3/8-Kreis schneidende Nadel schneidend (Anschluss innen) ▲**

 Bogenlänge  
**90 mm**

 Nadel  
**KP3**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W2797	ETHILON schwarz monofil CONV	1	2 * 50	12

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

 Bogenlänge  
**8 mm**

 Nadel  
**P6**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
1647H	ETHILON schwarz monofil	7-0	45	36

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

 Bogenlänge  
**11 mm**

 Nadel  
**P1**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
1696G	ETHILON schwarz monofil MULTIPASS	7-0	45	12
697H	ETHILON schwarz monofil MULTIPASS	6-0	45	36

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

 Bogenlänge  
**13 mm**

 Nadel  
**P3**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
690G	ETHILON weiß monofil	5-0	45	12

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

 Bogenlänge  
**13 mm**

 Nadel  
**P3**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
1698H	ETHILON schwarz monofil MULTIPASS	6-0	45	36
698H	ETHILON schwarz monofil MULTIPASS	5-0	45	36
699H	ETHILON schwarz monofil MULTIPASS	4-0	45	36
691G	ETHILON weiß monofil MULTIPASS	4-0	45	12

**ETHILON (Polyamid)**  
 nicht resorbierbar

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>16 mm</b>	1665G	ETHILON schwarz monofil MULTIPASS	6-0	45	12
	1668H	ETHILON schwarz monofil MULTIPASS	5-0	45	36
Nadel <b>PS3</b>	F24012H	ETHILON schwarz monofil MULTIPASS	5-0	75	36
	EH7761H	ETHILON schwarz monofil MULTIPASS	4-0	45	36

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>19 mm</b>	EH7278H	ETHILON II blau monofil VISI-BLACK	4-0	45	36
	EH7280H	ETHILON II blau monofil VISI-BLACK	4-0	45	36
Nadel <b>PS2</b>					

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>19 mm</b>	MPE1855H	ETHILON II blau monofil MULTIPASS	4-0	45	36
	1666H	ETHILON schwarz monofil MULTIPASS	5-0	45	36
Nadel <b>PS2</b>	1667SLH	ETHILON schwarz monofil MULTIPASS	4-0	45	36
	F24022H	ETHILON schwarz monofil MULTIPASS	4-0	75	36
	1669H	ETHILON schwarz monofil MULTIPASS	3-0	45	36
	7665H	ETHILON schwarz monofil MULTIPASS	3-0	75	36
	1611G	ETHILON ungefärbt monofil MULTIPASS	4-0	45	12

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>24 mm</b>	EH7281H	ETHILON II blau monofil VISI-BLACK	3-0	45	36
Nadel <b>PS1</b>					

## ETHILON (Polyamid) nicht resorbierbar

### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>24 mm</b>	EH7563H	ETHILON schwarz monofil MULTIPASS	3-0	75	36

Nadel  
**PS1**

### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>26 mm</b>	585H	ETHILON schwarz monofil	2-0	45	36

Nadel  
**PS**

### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>26 mm</b>	MPE1626H	ETHILON II blau monofil MULTIPASS	2-0	75	36
	W1625BH	ETHILON schwarz monofil MULTIPASS	3-0	45	36
	W1685BH	ETHILON schwarz monofil MULTIPASS	3-0	75	36
	W1626BH	ETHILON schwarz monofil MULTIPASS	2-0	75	36

Nadel  
**PS**

### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>30 mm</b>	EH7113H	ETHILON II blau monofil	3-0	75	36
	EH7114H	ETHILON II blau monofil	2-0	75	36
	1691H	ETHILON schwarz monofil	3-0	75	36
	EH7118BH	ETHILON schwarz monofil	0	45	36
	EH7115BH	ETHILON schwarz monofil	0	75	36

Nadel  
**PSL**

### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>11 mm</b>	1696H	ETHILON schwarz monofil PRIME	7-0	45	36
	W1610T	ETHILON schwarz monofil PRIME	6-0	45	24

Nadel  
**P1**

**ETHILON (Polyamid)**  
nicht resorbierbar

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>13 mm</b>	EH7800H	ETHILON II blau monofil PRIME	5-0	45	36
	EH7801H	ETHILON II blau monofil PRIME	4-0	45	36
Nadel <b>P3</b>	691H	ETHILON ungefärbt monofil PRIME	4-0	45	36

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>16 mm</b>	1865H	ETHILON schwarz monofil PRIME	5-0	45	36
Nadel <b>PC3</b>					

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>19 mm</b>	EH7162H	ETHILON II blau monofil PRIME	4-0	45	36
	EH7953H	ETHILON II blau monofil PRIME	2-0	45	36
Nadel <b>PS2</b>	EH7163H	ETHILON schwarz monofil PRIME	4-0	45	36
	593H	ETHILON schwarz monofil PRIME	2-0	45	36

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>24 mm</b>	EH7806H	ETHILON II blau monofil PRIME	2-0	45	36
	EH7957BH	ETHILON schwarz monofil PRIME	4-0	45	36
Nadel <b>PS1</b>	1663H	ETHILON schwarz monofil PRIME	3-0	45	36
	EH7553H	ETHILON schwarz monofil PRIME	2-0	45	36
	EH7808BH	ETHILON schwarz monofil PRIME	2-0	75	36

**3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼**

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>5.5 mm</b>	EF5130G	ETHILON schwarz monofil	10-0	30	12
Nadel <b>GS12</b>					

**ETHILON (Polyamid)**  
 nicht resorbierbar

**3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze**

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>6 mm</b>	EH7980G	ETHILON schwarz monofil	10-0	15	12
Nadel <b>CS35C</b>	EH7981G	ETHILON schwarz monofil	9-0	15	12

**3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze**

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>6 mm</b> doppelt armiert	EH7985G	ETHILON schwarz monofil	10-0	30	12
Nadel <b>2 x CS35C</b>					

**3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze**

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>6.2 mm</b>	9060G	ETHILON schwarz monofil	10-0	10	12
Nadel <b>CS140-6</b>	7060G	ETHILON schwarz monofil	10-0	15	12
	U7061	ETHILON schwarz monofil	10-0	30	12

**3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze**

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>6.5 mm</b>	EH7465G	ETHILON schwarz monofil	11-0	10	12
Nadel <b>TG140-4</b>	EH7467G	ETHILON schwarz monofil	10-0	10	12


**3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze**

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>6.5 mm</b>	W1768	ETHILON schwarz monofil	10-0	30	12
Nadel <b>TG140-6</b>					




**ETHILON (Polyamid)**  
 nicht resorbierbar

**3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼**

Bogenlänge	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>6.5 mm</b>		W1770	ETHILON schwarz monofil	10-0	30	12
		W1769	ETHILON schwarz monofil	9-0	30	12


Nadel  
**2 x TG140-6**

**3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼**

Bogenlänge	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>6.5 mm</b>		U7003	ETHILON schwarz monofil	10-0	30	12


Nadel  
**2 x U20**

**3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼**

Bogenlänge	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>6.5 mm</b>		B7718	ETHILON schwarz monofil	10-0	30	12


Nadel  
**2 x TG140-8**

**3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼**

Bogenlänge	 doppelt armiert	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>6.5 mm</b>		1717G	ETHILON schwarz monofil	9-0	30	12

Nadel  
**2 x GS9**

**1/4-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼**

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>3.5 mm</b>		EH7815G	ETHILON schwarz monofil	10-0	15	12

Nadel  
**V100-3**

**ETHILON (Polyamid)**  
 nicht resorbierbar

**1/4-Kreis schneidende Nadel ▼**

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>13 mm</b>	EH7821H	ETHILON II blau monofil	5-0	45	36
	EH7822H	ETHILON II blau monofil	4-0	45	36
Nadel <b>M2</b>	644H	ETHILON schwarz monofil	5-0	45	36
	EH7822BH	ETHILON schwarz monofil	4-0	45	36

**1/4-Kreis Spatula Nadel schneidend (Anschliff innen) ▼**

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>8 mm</b>	EH7136G	ETHILON ungefärbt monofil CONV	4-0	45	12
Nadel <b>2 x S4</b>					

**1/4-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼**

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>6.5 mm</b>	EB5133H	ETHILON schwarz monofil	7-0	30	36
Nadel <b>GS8</b>					

**asymptotische Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼**


	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>13 mm</b>	18544G	ETHILON schwarz monofil VISI-BLACK	6-0	45	12
Nadel <b>DA2</b>					

**asymptotische Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼**


	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>5 mm</b>	EH7998G	ETHILON schwarz monofil	10-0	10	12
Nadel <b>CSA48C</b>					

## ETHILON (Polyamid) nicht resorbierbar


### asymptotische Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge  <b>5 mm</b>  Nadel <b>CSC6</b>	7062G	ETHILON schwarz monofil	10-0	15	12


### asymptotische Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge  doppelt armiert <b>5 mm</b>  Nadel <b>2 x UCSA48</b>	7008G	ETHILON schwarz monofil	10-0	20	12 <sup>1</sup>

### Gerade schneidende Nadel ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge  <b>48 mm</b>  Nadel <b>TS</b>	F2429	ETHILON schwarz monofil	4-0	90	36
	F2430H	ETHILON schwarz monofil	3-0	90	36
	F2431	ETHILON schwarz monofil	2-0	90	36
	F2431H	ETHILON schwarz monofil	2-0	90	36
	F2442H	ETHILON schwarz monofil	1	90	36

### Gerade schneidende Nadel ▼

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge  <b>60 mm</b>  Nadel <b>KS</b>	627H	ETHILON schwarz monofil	3-0	75	36
	F2433	ETHILON schwarz monofil	3-0	90	36
	628H	ETHILON schwarz monofil	2-0	75	36
	F2434	ETHILON schwarz monofil	2-0	90	36

## ETHIBOND (Polyester beschichtet) nicht resorbierbar

### 5/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge   
**8.5 mm**

Nadel  
**TF5**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PP6373H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	4-0	75	36


### 5/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge   
**36 mm**

Nadel  
**UR5**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
X7909H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	1	75	36

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge   
**13 mm**

Nadel  
**TF**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7416H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	5-0	75	36
CB84D	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Multipak, Control release	4-0	8 * 45	12
4PA6343YH	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Multipak, Control release	4-0	4 * 45	36
EH7417H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	4-0	75	36
PAA6373SH	ETHIBOND EXCEL grün geflochten, Pledget 3x6mm	4-0	75	36 <sup>1</sup>

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge   
**13 mm**  
doppelt armiert

Nadel  
**2 x TF**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7420H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten, Pledget 4x10mm	4-0	45	36 <sup>1</sup>
EH7419H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten, Pledget 2x4mm	4-0	75	36 <sup>1</sup>

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz


Bogenlänge   
**13 mm**

Nadel  
**UCL**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
X7497H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	1	75	36

## ETHIBOND (Polyester beschichtet) nicht resorbierbar


### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>	doppelt armiert	EH7493H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten, Pledget 3x3mm	5-0	75	36 <sup>1</sup>
Nadel		6710H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	5-0	75	36
<b>2 x RB2</b>						

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>17 mm</b>		6870H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	5-0	75	36
Nadel		CB54D	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Multipak, Control release	4-0	8 * 45	12
<b>RB1</b>		6871H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	4-0	75	36
		CB53D	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Multipak, Control release	3-0	8 * 45	12
		6872H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	3-0	75	36
		6873H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	75	36

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>17 mm</b>	doppelt armiert	X6757G	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	5-0	60	12
Nadel		6550H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	5-0	75	36 <sup>1</sup>
<b>2 x RB1</b>		6557H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	4-0	90	36
		6558H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	3-0	90	36
		W6760	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	90	12


### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>22 mm</b>		EH7397H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	4-0	75	36
Nadel		EH7393H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Multipak, Control release	3-0	4 * 45	36
<b>SH1</b>		EH7398H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	3-0	75	36
		EH7395H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Multipak, Control release	2-0	4 * 45	36
		EH7399H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	75	36

## ETHIBOND (Polyester beschichtet) nicht resorbierbar

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge  
**22 mm**



Nadel  
**2 x MO7**

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7845H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2	75	36

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge  
**26 mm**




Nadel  
**SH**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
6832H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	3-0	75	36
PF6324E	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	190	24
6833H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	75	36
PF6315H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	0	120	36
6834H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	0	75	36
EH7528H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	1	75	36

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge  
**26 mm**



Nadel  
**2 x SH**

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
6521H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	4-0	90	36
PFF6374LG	ETHIBOND EXCEL grün/weiß geflochten Multipak	3-0	4 * 75	12 <sup>1</sup>
6522H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	3-0	90	36
6523H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	90	36
X524H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	0	90	36

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge  
**26 mm**



Nadel  
**CT2**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
X411H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	75	36
X412H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	0	75	36

## ETHIBOND (Polyester beschichtet) nicht resorbierbar

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge  
**26 mm**




Nadel  
**MO6**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
4TB7177E	ETHIBOND EXCEL grün/weiß geflochten Multipak	2	4 * 75	24

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge  
**26 mm**



Nadel  
**2 x MO6**

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7851H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	3	75	36

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge  
**31 mm**



Nadel  
**MH1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W975G	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	0	75	12

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge  
**36 mm**




Nadel  
**MH**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7490H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	75	36
EH7491H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	0	75	36
EH7492H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	1	75	36

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge  
**36 mm**



Nadel  
**2 x MH**

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
B843H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	90	36
PGG6396H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	1	90	36

## ETHIBOND (Polyester beschichtet) nicht resorbierbar

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge  
**36 mm**



Nadel  
**CT1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
X424H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	0	75	36
X425H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	1	75	36

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge  
**40 mm**



Nadel  
**CT**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PE6434H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2	75	36

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge  
**48 mm**




Nadel  
**CTX**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PN6376H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	1	75	36
PN6371H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	5	75	36 <sup>1</sup>

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge  
**48 mm**




Nadel  
**2 x CTX**

doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PNN6375H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	0	75	36 <sup>1</sup>
X31059H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2	75	36



**ETHIBOND (Polyester beschichtet)**  
nicht resorbierbar


**1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze** 

Bogenlänge  
**17 mm**



Nadel  
**RB1 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
E6871H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	4-0	75	36


**1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze** 

Bogenlänge  
**22 mm**



Nadel  
**SH1 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
E7398H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	3-0	75	36
E7399H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	75	36


**1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze** 

Bogenlänge  
**22 mm**



Nadel  
**CT3 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PJ6375H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	0	75	36 <sup>1</sup>


**1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze** 

Bogenlänge  
**26 mm**



Nadel  
**SH PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
E6833H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	75	36
6836E	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Multipak, Control release	0	4 * 45	24
E6834H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	0	75	36

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze** 

Bogenlänge  
**26 mm**



Nadel  
**2 x SH PLUS**

doppelt armiert


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
E6562H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	3-0	75	36
E6563H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	75	36

## ETHIBOND (Polyester beschichtet) nicht resorbierbar

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge  
**36 mm**

Nadel  
**2 x CT1 PLUS**




doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PLL6375H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	0	75	36

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit stumpfer Spitze

Bogenlänge  
**65 mm**

Nadel  
**BP1**



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
X31060	ETHIBOND EXCEL grün geflochten, Schlinge	3	150	12
X31060G	ETHIBOND EXCEL grün geflochten, Schlinge	3	150	12

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge  
**17 mm**

Nadel  
**V5**



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
6951H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	5-0	75	36
EH7384H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	4-0	75	36
6953H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	3-0	75	36
6954H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	75	36
P6937H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten, Pledget 3x6mm	2-0	75	36
OA6475H	ETHIBOND EXCEL weiß geflochten	2-0	75	36 <sup>1</sup>

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge  
**17 mm**

Nadel  
**2 x V5**



doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
B934H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	5-0	75	36 <sup>1</sup>
6935H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	4-0	75	36
6936H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	3-0	75	36
MEH6937N	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Multipak, Pledget 3x6mm	2-0	8 * 75	6
MEH7710P	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Multipak	2-0	5 * 75	12
G6937LG	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Multipak	2-0	4 * 75	12
6937H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	75	36
EH7408H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	0	75	36
MEH7719LG	ETHIBOND EXCEL grün/weiß geflochten Multipak	4-0	4 * 75	12

## ETHIBOND (Polyester beschichtet) nicht resorbierbar

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge  
**17 mm**



doppelt armiert

Nadel  
**2 x V5**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
6959G	ETHIBOND EXCEL grün/weiß geflochten Multipak	3-0	4 * 75	12
MEH7715N	ETHIBOND EXCEL grün/weiß geflochten Multipak, Pledget 3x6mm	2-0	8 * 75	6
MEH7712N	ETHIBOND EXCEL grün/weiß geflochten Multipak	2-0	8 * 75	6
EH7712LG	ETHIBOND EXCEL grün/weiß geflochten Multipak	2-0	4 * 75	12
EH7715LG	ETHIBOND EXCEL grün/weiß geflochten Multipak, Pledget 3x6mm	2-0	4 * 75	12
EH7719LG	ETHIBOND EXCEL grün/weiß geflochten Multipak	2-0	4 * 90	12
MEH7718LG	ETHIBOND EXCEL grün/weiß geflochten Multipak, Pledget 3x6mm	2-0	4 * 90	12
EH7718LG	ETHIBOND EXCEL grün/weiß geflochten Multipak, Pledget 3x6mm	0	4 * 75	12

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge  
**22 mm**



Nadel  
**V6**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
X32019	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	90	36

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge  
**22 mm**



doppelt armiert

Nadel  
**2 x V6**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7786H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	90	36
MEH7714LG	ETHIBOND EXCEL grün/weiß geflochten Multipak, Pledget 3x6mm	2-0	4 * 75	12
EH7769G	ETHIBOND EXCEL grün/weiß geflochten Multipak	2-0	4 * 90	12
MEH7722LG	ETHIBOND EXCEL grün/weiß geflochten Multipak, Pledget 3x6mm	2-0	4 * 90	12

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge  
**26 mm**



Nadel  
**V7**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
6963H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	3-0	75	36
6964H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	75	36
P6977H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten, Pledget 3x6mm	2-0	75	36
6965H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	0	75	36

## ETHIBOND (Polyester beschichtet) nicht resorbierbar

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge  
**26 mm**

Nadel  
**2 x V7**



doppelt armiert

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
6976H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	3-0	75	36
6977H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	75	36
6903H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten, Pledget 3x6mm	0	90	36 <sup>1</sup>
X905H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	0	90	36
MEH7716N	ETHIBOND EXCEL grün/weiß geflochten Multipak, Pledget 3x6mm	2-0	8 * 75	6
EH7716LG	ETHIBOND EXCEL grün/weiß geflochten Multipak, Pledget 3x6mm	2-0	4 * 75	12
EH7711LG	ETHIBOND EXCEL grün/weiß geflochten Multipak	2-0	4 * 75	12
MEH7710LG	ETHIBOND EXCEL grün/weiß geflochten Multipak, Pledget 3x6mm	2-0	4 * 90	12
EH7714LG	ETHIBOND EXCEL grün/weiß geflochten Multipak	2-0	4 * 90	12
PX1003	ETHIBOND EXCEL grün/weiß geflochten Multipak, Pledget 3x6mm	2-0	10 * 90	12
MEH7717N	ETHIBOND EXCEL grün/weiß geflochten Multipak, Pledget 3x6mm	0	8 * 90	6
EH7717LG	ETHIBOND EXCEL grün/weiß geflochten Multipak, Pledget 3x6mm	0	4 * 90	12
EH7713LG	ETHIBOND EXCEL grün/weiß geflochten Multipak	0	4 * 90	12
6987H	ETHIBOND EXCEL weiß geflochten	2-0	75	36
W6987	ETHIBOND EXCEL weiß geflochten	2-0	90	12

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge  
**36 mm**

Nadel  
**V34**



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EB4407H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	1	90	36

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge  
**40 mm**


Nadel  
**V37**



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
869G	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2	75	12
X32082G	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	6	75	12

**ETHIBOND (Polyester beschichtet)**  
 nicht resorbierbar

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze**

 Bogenlänge  
**48 mm**

 Nadel  
**V40**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
RS71G	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	6	75	12

**1/2-Kreis schneidende Nadel**

 Bogenlänge  
**17 mm**

 Nadel  
**J1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MD6343H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	4-0	45	36
EH7544H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	3-0	45	36

**1/2-Kreis schneidende Nadel**

 Bogenlänge  
**22 mm**

 Nadel  
**X1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7679H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	75	36

**1/2-Kreis schneidende Nadel**

 Bogenlänge  
**22 mm**

 Nadel  
**OS4**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
X517H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	0	75	36
6518H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	1	75	36
MS6377H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2	75	36

**1/2-Kreis schneidende Nadel**

 Bogenlänge  
**26 mm**

 Nadel  
**CP2**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7673H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	0	75	36

## ETHIBOND (Polyester beschichtet) nicht resorbierbar

### 1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**36 mm**



Nadel  
**CP1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7674H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	1	75	36

### 1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**36 mm**



Nadel  
**OS6**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
X4407H	ETHIBOND EXCEL weiß geflochten	2	75	36

### 1/2-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**40 mm**



Nadel  
**CP**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
X6805H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2	75	36
X32071H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	3	75	36

### 3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz ⊙

Bogenlänge  
**11 mm**



Nadel  
**2 x BV**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W6597	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	6-0	75	12

### 3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz ⊙

Bogenlänge  
**13 mm**



Nadel  
**C1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
6890H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	5-0	75	36

## ETHIBOND (Polyester beschichtet) nicht resorbierbar

### 3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge  
**13 mm**



doppelt armiert

Nadel  
**2 x C1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7396H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	4-0	90	36 <sup>1</sup>

### 3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

Bogenlänge  
**17 mm**



Nadel  
**BB**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
6881H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	4-0	75	36
6882H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	3-0	75	36

### 3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge  
**17 mm**



Nadel  
**V4**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
E6942H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	4-0	75	36
6943H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	3-0	75	36
6944H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	75	36

### 3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge  
**17 mm**



doppelt armiert

Nadel  
**2 x V4**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
B925H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	4-0	75	36

### 3/8-Kreis schneidende Nadel

Bogenlänge  
**19 mm**



Nadel  
**FS2**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
6661H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	5-0	45	36
6683H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	4-0	45	36
EH7142H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	4-0	45	36
EH7346H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	3-0	45	36

## ETHIBOND (Polyester beschichtet) nicht resorbierbar

### 3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**19 mm**



Nadel  
**FS2**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7018H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten VISI-BLACK	4-0	45	36 <sup>1</sup>

### 3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**24 mm**



Nadel  
**FS1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
6663H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	3-0	45	36

### 3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**24 mm**



Nadel  
**FS1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7033H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten VISI-BLACK	3-0	75	36

### 3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**26 mm**



Nadel  
**FS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
6664H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	45	36

### 3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**30 mm**



Nadel  
**FSL**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7687H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	75	36
PE6680H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	0	45	36
EH7688H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	0	75	36



## ETHIBOND (Polyester beschichtet) nicht resorbierbar

### 3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**36 mm**




Nadel  
**FSLX**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7562H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	0	75	36

### 3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**75 mm**



Nadel  
**2 x LR**

doppelt  
gestärkt

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
R499G	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	5	75	12

### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge  
**13 mm**



Nadel  
**P3**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
JA6442H	ETHIBOND EXCEL weiß geflochten	4-0	45	36

### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge  
**13 mm**



Nadel  
**P3**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7260H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten VISI-BLACK	5-0	45	36

### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge  
**13 mm**



Nadel  
**P3**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
X698G	ETHIBOND EXCEL grün geflochten MULTIPASS	5-0	45	12

**ETHIBOND (Polyester beschichtet)**  
 nicht resorbierbar

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

 Bogenlänge  
**16 mm**

 Nadel  
**PS3**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7760H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	4-0	45	36

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

 Bogenlänge  
**16 mm**

 Nadel  
**PS3**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7081H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten VISI-BLACK	4-0	45	36

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

 Bogenlänge  
**16 mm**

 Nadel  
**PS3**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
X681G	ETHIBOND EXCEL grün geflochten MULTIPASS	5-0	45	12

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

 Bogenlänge  
**19 mm**

 Nadel  
**PS2**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
W6582G	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	4-0	45	12
EH7556H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	45	36

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

 Bogenlänge  
**19 mm**

 Nadel  
**PS2**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7085H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten VISI-BLACK	4-0	45	36
EH7086H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten VISI-BLACK	3-0	45	36

## ETHIBOND (Polyester beschichtet) nicht resorbierbar

### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge  
**30 mm**



Nadel  
**PSL**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7111H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	0	75	36

### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge  
**13 mm**



Nadel  
**P3**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7573H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten PRIME	4-0	45	36

### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge  
**19 mm**



Nadel  
**PS2**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7160BH	ETHIBOND EXCEL grün geflochten PRIME Multipak	4-0	4 * 45	36 <sup>1</sup>
EH7570H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten PRIME	3-0	45	36
EH7138H	ETHIBOND EXCEL weiß geflochten PRIME	4-0	45	36

### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge  
**24 mm**



Nadel  
**PS1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7755H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten PRIME	3-0	45	36
EH7551H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten PRIME	3-0	75	36
EH7569H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten PRIME	2-0	75	36

### 1/4-Kreis Spatula Nadel mit schneidender Spitze ▼


Bogenlänge  
**8 mm**



Nadel  
**2 x S14**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
X893G	ETHIBOND EXCEL weiß geflochten	5-0	45	12

**ETHIBOND (Polyester beschichtet)**  
nicht resorbierbar

asymptotische Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze 

Bogenlänge  
**13 mm**




Nadel  
**DA1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
18538G	ETHIBOND EXCEL grün geflochten VISI-BLACK	5-0	45	12
18537G	ETHIBOND EXCEL grün geflochten VISI-BLACK	4-0	45	12

asymptotische Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze 

Bogenlänge  
**26 mm**



Nadel  
**DA**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
18536G	ETHIBOND EXCEL grün geflochten VISI-BLACK	4-0	45	12
18535G	ETHIBOND EXCEL grün geflochten VISI-BLACK	3-0	45	12

skiförmig schneidende Nadel 

Bogenlänge  
**22 mm**



Nadel  
**PB1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7579H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	3-0	45	36

Gerade Rundkörper Nadel spitz 

Bogenlänge  
**19 mm**



Nadel  
**ST4**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
18540G	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	5-0	45	12
18539G	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	4-0	45	12
EH7733H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	3-0	45	36

Gerade Rundkörper Nadel spitz 

Bogenlänge  
**19 mm**



Nadel  
**2 x ST4**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7418H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	4-0	35	36

**ETHIBOND (Polyester beschichtet)**  
 nicht resorbierbar

**Gerade Rundkörper Nadel spitz** 

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>19 mm</b>	EH7735H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten VISI-BLACK	2-0	120	36
Nadel <b>ST4</b>					

**Gerade Rundkörper Nadel spitz** 

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>65 mm</b>	X7479G	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	3-0	75	12
Nadel <b>2 x STA</b>					

**Gerade Rundkörper Nadel spitz** 

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>65 mm</b>	BLL6375E	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	0	75	24
Nadel <b>2 x STAW</b>					

**Gerade schneidende Nadel** 


	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>60 mm</b>	EH7722H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	3-0	75	36
Nadel <b>KS</b>	X7723H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten	2-0	75	36

**ETHIBOND**  
 Reißkraftprofil: · Resorption:


**MERSILENE (Polyester)**  
nicht resorbierbar

1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz 


	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>26 mm</b>	R836H	MERSILENE grün geflochten Multipak, Control release	0	4 * 45	36
Nadel <b>SH</b>	EH7526H	MERSILENE grün geflochten	1	75	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze 

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>17 mm</b>	R870H	MERSILENE grün geflochten	5-0	75	36
Nadel <b>RB1 PLUS</b>	R871H	MERSILENE grün geflochten	4-0	75	36
	R872H	MERSILENE grün geflochten	3-0	75	36
	R873H	MERSILENE grün geflochten	2-0	75	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze 

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>22 mm</b>	EH7385H	MERSILENE grün geflochten	4-0	75	36
Nadel <b>SH1 PLUS</b>	EH7386H	MERSILENE grün geflochten	3-0	75	36
	EH7387H	MERSILENE grün geflochten	2-0	75	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze 

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>26 mm</b>	R832H	MERSILENE grün geflochten	3-0	75	36
Nadel <b>SH PLUS</b>	R833H	MERSILENE grün geflochten	2-0	75	36
	R834H	MERSILENE grün geflochten	0	75	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze 

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>36 mm</b>	R843H	MERSILENE grün geflochten	2-0	75	36
Nadel <b>MH PLUS</b>	R844H	MERSILENE grün geflochten	0	75	36
	R845H	MERSILENE grün geflochten	1	75	36

## MERSILENE (Polyester) nicht resorbierbar

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze

Bogenlänge  
**36 mm**



Nadel  
**CT1 PLUS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
R424H	MERSILENE grün geflochten	0	75	36

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge  
**17 mm**



Nadel  
**V5**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
18513G	MERSILENE grün geflochten	4-0	45	12
R952H	MERSILENE grün geflochten	4-0	75	36
18506G	MERSILENE grün geflochten	3-0	45	12
R953H	MERSILENE grün geflochten	3-0	75	36

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge  
**22 mm**



Nadel  
**V6**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
18516G	MERSILENE grün geflochten	3-0	45	12

### 1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze

Bogenlänge  
**26 mm**



Nadel  
**V7**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
R964H	MERSILENE grün geflochten	2-0	75	36

### 1/2-Kreis schneidende Nadel

Bogenlänge  
**17 mm**



Nadel  
**J1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
R730H	MERSILENE grün geflochten	5-0	45	36
18521G	MERSILENE grün geflochten	4-0	45	12
EH7546H	MERSILENE grün geflochten	2-0	45	36

**MERSILENE (Polyester)**  
 nicht resorbierbar

**1/2-Kreis schneidende Nadel ▼**

 Bogenlänge  
**22 mm**

 Nadel  
**X1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7689H	MERSILENE grün geflochten	3-0	45	36

**1/2-Kreis schneidende Nadel ▼**

 Bogenlänge  
**26 mm**

 Nadel  
**CP2**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7325H	MERSILENE grün geflochten	0	75	36
MF6175H	MERSILENE grün geflochten	1	75	36 <sup>1</sup>

**1/2-Kreis schneidende Nadel ▼**

 Bogenlänge  
**36 mm**

 Nadel  
**CP1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7350H	MERSILENE grün geflochten	1	75	36

**1/2-Kreis Spatula Nadel mit schneidender Spitze ▼**

 Bogenlänge  
**8 mm**

 Nadel  
**2 x S22**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
1765G	MERSILENE weiß geflochten	5-0	45	12

**3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼**

 Bogenlänge  
**17 mm**

 Nadel  
**V4**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
R943H	MERSILENE grün geflochten	3-0	75	36



## MERSILENE (Polyester) nicht resorbierbar

### 3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**8 mm**



doppelt armiert

Nadel  
**2 x V8**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7338G	MERSILENE weiß geflochten VISI-BLACK	4-0	45	12

### 3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**16 mm**



Nadel  
**FS3**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
R670H	MERSILENE grün geflochten	5-0	45	36

### 3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**19 mm**



Nadel  
**FS2**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
R683H	MERSILENE grün geflochten	4-0	45	36
EH7147H	MERSILENE grün geflochten	4-0	45	36
EH7352H	MERSILENE grün geflochten	3-0	45	36
R633H	MERSILENE weiß geflochten	4-0	45	36

### 3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**24 mm**



Nadel  
**FS1**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH7684H	MERSILENE grün geflochten	3-0	45	36
EH7683H	MERSILENE grün geflochten	2-0	45	36
R647H	MERSILENE weiß geflochten	3-0	45	36

### 3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge  
**26 mm**



Nadel  
**FS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
R665H	MERSILENE weiß geflochten	2-0	45	36

## MERSILENE (Polyester) nicht resorbierbar

### 3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>30 mm</b>	EH7638H	MERSILENE grün geflochten	2-0	75	36
	EH7637H	MERSILENE grün geflochten	0	75	36
	R677H	MERSILENE weiß geflochten	2-0	45	36

Nadel  
**FSL**

### 3/8-Kreis schneidende Nadel ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>36 mm</b>	P1625H	MERSILENE grün geflochten	0	75	36
	P1626H	MERSILENE grün geflochten	1	75	36

Nadel  
**FSLX**

### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>19 mm</b>	EH7559H	MERSILENE grün geflochten	2-0	45	36

Nadel  
**PS2**

### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>	R698H	MERSILENE grün geflochten PRIME	5-0	45	36
	R699H	MERSILENE grün geflochten PRIME	4-0	45	36
	R691H	MERSILENE weiß geflochten PRIME	4-0	45	36

Nadel  
**P3**


### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>19 mm</b>	EH7164H	MERSILENE grün geflochten PRIME	4-0	45	36
	1617H	MERSILENE grün geflochten PRIME	4-0	45	36
	EH7750H	MERSILENE grün geflochten PRIME	3-0	45	36

Nadel  
**PS2**


## MERSILENE (Polyester) nicht resorbierbar

### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>24 mm</b>		EH7554H	MERSILENE grün geflochten PRIME	2-0	75	36


Nadel  
**PS1**

### 1/4-Kreis Spatula Nadel mit schneidender Spitze ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>8 mm</b>	doppelt armiert	1722G	MERSILENE weiß geflochten	6-0	45	12
		1760G	MERSILENE weiß geflochten	5-0	45	12


Nadel  
**2 x S14**

### 1/4-Kreis Spatula Nadel mit schneidender Spitze ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>8 mm</b>	doppelt armiert	746G	MERSILENE weiß geflochten	5-0	45	12


Nadel  
**2 x RD1**

### 1/4-Kreis Spatula Nadel mit schneidender Spitze ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>8 mm</b>	doppelt armiert	1763G	MERSILENE weiß geflochten	4-0	45	12


Nadel  
**2 x S24**

### 1/4-Kreis Spatula Nadel schneidend (Anschliff innen) ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>8 mm</b>	doppelt armiert	1778G	MERSILENE weiß geflochten CONV	4-0	45	12


Nadel  
**2 x S4**

**MERSILENE (Polyester)**  
nicht resorbierbar


asymptotische Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze 

Bogenlänge  
**26 mm**

Nadel  
**DA**



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
18528G	MERSILENE grün geflochten VISI-BLACK	4-0	45	12

Gerade schneidende Nadel 

Bogenlänge  
**60 mm**


Nadel  
**KS**




Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
R623H	MERSILENE grün geflochten	2-0	75	36

**PERMA-HAND SEIDE (Seide)**  
 nicht resorbierbar


**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge  <b>8 mm</b>	N271H	PH-SEIDE schwarz geflochten	5-0	45	36
Nadel <b>TF4</b>					


**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge  <b>13 mm</b>	C84D	PH-SEIDE schwarz geflochten Multipak, Control release	4-0	8 * 45	12 <sup>1</sup>
Nadel <b>TF</b>	N267H	PH-SEIDE schwarz geflochten	4-0	45	36


**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge  <b>22 mm</b>	C3D	PH-SEIDE schwarz geflochten Multipak, Control release	3-0	8 * 45	12 <sup>1</sup>
Nadel <b>SH1</b>					


**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge  <b>26 mm</b>	K835H	PH-SEIDE schwarz geflochten	1	75	36
Nadel <b>SH</b>					


**1/2-Kreis Rundkörper Nadel spitz** 

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge  <b>36 mm</b>	K843H	PH-SEIDE schwarz geflochten	2-0	75	36
Nadel <b>MH</b>					


**PERMA-HAND SEIDE (Seide)**  
nicht resorbierbar

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze** 


	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>13 mm</b>	N266H	PH-SEIDE schwarz geflochten	5-0	45	36
	8PA3544YD	PH-SEIDE schwarz geflochten Multipak, Control release	3-0	8 * 45	12 <sup>1</sup>
Nadel <b>TF PLUS</b>					

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze** 


	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>17 mm</b>	K870H	PH-SEIDE schwarz geflochten	5-0	75	36
	K871H	PH-SEIDE schwarz geflochten	4-0	75	36
Nadel <b>RB1 PLUS</b>	C53D	PH-SEIDE schwarz geflochten Multipak, Control release	3-0	8 * 45	12
	K872H	PH-SEIDE schwarz geflochten	3-0	75	36
	K873H	PH-SEIDE schwarz geflochten	2-0	75	36

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze** 

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>22 mm</b>	18509G	PH-SEIDE schwarz geflochten	3-0	45	12
	EH7343H	PH-SEIDE schwarz geflochten	3-0	75	36
Nadel <b>SH1 PLUS</b>	EH7344H	PH-SEIDE schwarz geflochten	2-0	75	36
	7344H	PH-SEIDE schwarz geflochten	2-0	75	36


**1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze** 

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>26 mm</b>	K831H	PH-SEIDE schwarz geflochten	4-0	75	36
	K832H	PH-SEIDE schwarz geflochten	3-0	75	36
Nadel <b>SH PLUS</b>	K833H	PH-SEIDE schwarz geflochten	2-0	75	36
	K834H	PH-SEIDE schwarz geflochten	0	75	36

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit flacher Spitze** 

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>36 mm</b>	K844H	PH-SEIDE schwarz geflochten	0	75	36
	K845H	PH-SEIDE schwarz geflochten	1	75	36
	K846H	PH-SEIDE schwarz geflochten	2	75	36
Nadel <b>MH PLUS</b>					

PERMA-HAND SEIDE (Seide)  
nicht resorbierbar

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze 

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>17 mm</b>	K951H	PH-SEIDE schwarz geflochten	5-0	75	36
	18515G	PH-SEIDE schwarz geflochten	4-0	45	12
Nadel <b>V5</b>	K952H	PH-SEIDE schwarz geflochten	4-0	75	36
	18514G	PH-SEIDE schwarz geflochten	3-0	45	12
	K953H	PH-SEIDE schwarz geflochten	3-0	75	36
	K954H	PH-SEIDE schwarz geflochten	2-0	75	36

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze 

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>17 mm</b>	K936H	PH-SEIDE schwarz geflochten	3-0	75	36
Nadel <b>2 x V5</b>		doppelt armiert			

1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze 

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>26 mm</b>	K963G	PH-SEIDE schwarz geflochten	3-0	75	12
	K964H	PH-SEIDE schwarz geflochten	2-0	75	36
Nadel <b>V7</b>					

1/2-Kreis schneidende Nadel 

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>17 mm</b>	18501G	PH-SEIDE schwarz geflochten	4-0	45	12
	734H	PH-SEIDE schwarz geflochten	4-0	45	36
Nadel <b>J1</b>	EH7547H	PH-SEIDE schwarz geflochten	3-0	45	36

1/2-Kreis schneidende Nadel 

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>22 mm</b>	632G	PH-SEIDE schwarz geflochten	3-0	45	12
	632H	PH-SEIDE schwarz geflochten	3-0	45	36
Nadel <b>X1</b>	737G	PH-SEIDE schwarz geflochten	2-0	45	12
	737H	PH-SEIDE schwarz geflochten	2-0	45	36

## PERMA-HAND SEIDE (Seide) nicht resorbierbar

### 3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>9.3 mm</b>	K803H	PH-SEIDE schwarz geflochten	7-0	30	36
Nadel <b>BV1</b>	K802H	PH-SEIDE schwarz geflochten	6-0	45	36

### 3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>9.3 mm</b> doppelt armiert	K804H	PH-SEIDE schwarz geflochten	7-0	75	36 <sup>1</sup>
Nadel <b>2 x BV1</b>					

### 3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>13 mm</b>	K889H	PH-SEIDE schwarz geflochten	6-0	75	36
Nadel <b>C1</b>	K890H	PH-SEIDE schwarz geflochten	5-0	75	36
	K891H	PH-SEIDE schwarz geflochten	4-0	75	36

### 3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>13 mm</b> doppelt armiert	706H	PH-SEIDE schwarz geflochten	6-0	45	36 <sup>1</sup>
Nadel <b>2 x C1</b>					


### 3/8-Kreis Rundkörper Nadel spitz

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>17 mm</b>	K880H	PH-SEIDE schwarz geflochten	5-0	75	36
Nadel <b>BB</b>	K881H	PH-SEIDE schwarz geflochten	4-0	75	36
	K882H	PH-SEIDE schwarz geflochten	3-0	75	36




**PERMA-HAND SEIDE (Seide)**  
 nicht resorbierbar


**3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit stumpfer Spitze ○**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
 <b>17 mm</b>	EH7434G	PH-SEIDE schwarz geflochten Multipak	3-0	2 * 45	12
Nadel <b>BBS</b>					


**3/8-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
 <b>17 mm</b>	K942H	PH-SEIDE schwarz geflochten	4-0	75	36
Nadel <b>V4</b>					


**3/8-Kreis schneidende Nadel ▼**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
 <b>6.5 mm</b>	EH7457G	PH-SEIDE blau gedreht	8-0	30	12
Nadel <b>G8</b>					

**3/8-Kreis schneidende Nadel ▼**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
 <b>13 mm</b>	711H	PH-SEIDE schwarz geflochten	6-0	30	36
Nadel <b>C3</b>	719H	PH-SEIDE schwarz geflochten	5-0	45	36
	736H	PH-SEIDE schwarz geflochten	4-0	45	36

**3/8-Kreis schneidende Nadel ▼**


Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
 <b>16 mm</b>	681H	PH-SEIDE schwarz geflochten	6-0	45	36
Nadel <b>FS3</b>					

**PERMA-HAND SEIDE (Seide)**  
 nicht resorbierbar


**3/8-Kreis schneidende Nadel ▼**

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>19 mm</b>		682H	PH-SEIDE schwarz geflochten	5-0	45	36
		EH7149G	PH-SEIDE schwarz geflochten	4-0	45	12
Nadel <b>FS2</b>		683H	PH-SEIDE schwarz geflochten	4-0	45	36
		EH7345H	PH-SEIDE schwarz geflochten	3-0	45	36


**3/8-Kreis schneidende Nadel ▼**

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>24 mm</b>		629H	PH-SEIDE schwarz geflochten	4-0	45	36
		684H	PH-SEIDE schwarz geflochten	3-0	45	36
Nadel <b>FS1</b>		EH7633H	PH-SEIDE schwarz geflochten	2-0	45	36


**3/8-Kreis schneidende Nadel ▼**

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>26 mm</b>		685H	PH-SEIDE schwarz geflochten	2-0	45	36
Nadel <b>FS</b>						

**3/8-Kreis schneidende Nadel ▼**

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>30 mm</b>		677G	PH-SEIDE schwarz geflochten	2-0	45	12
		679H	PH-SEIDE schwarz geflochten	2-0	75	36
Nadel <b>FSL</b>		678G	PH-SEIDE schwarz geflochten	0	45	12
		680H	PH-SEIDE schwarz geflochten	0	75	36

**3/8-Kreis schneidende Nadel ▼**

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>36 mm</b>						
Nadel <b>FSLX</b>		P1690H	PH-SEIDE schwarz geflochten	0	75	36

**PERMA-HAND SEIDE (Seide)**  
 nicht resorbierbar

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>	640G	PH-SEIDE schwarz geflochten MULTIPASS	5-0	45	12

Nadel  
**P3**

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>16 mm</b>	1675H	PH-SEIDE schwarz geflochten	6-0	45	36
	EH7763H	PH-SEIDE schwarz geflochten	4-0	45	36

Nadel  
**PS3**

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>16 mm</b>	1678H	PH-SEIDE schwarz geflochten MULTIPASS	5-0	45	36

Nadel  
**PS3**

**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>19 mm</b>	1679H	PH-SEIDE schwarz geflochten MULTIPASS	3-0	45	36

Nadel  
**PS2**


**3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼**

Bogenlänge	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>8 mm</b>	EH7464G	PH-SEIDE schwarz geflochten PRIME	7-0	30	12
	EH7435G	PH-SEIDE schwarz geflochten PRIME	6-0	30	12

Nadel  
**G6**


PERMA-HAND SEIDE (Seide)  
nicht resorbierbar

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>8 mm</b>	doppelt armiert	768G	PH-SEIDE schwarz geflochten PRIME	7-0	45	12
		769G	PH-SEIDE schwarz geflochten PRIME	6-0	45	12


Nadel  
**2 x G6**

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>11 mm</b>		786G	PH-SEIDE schwarz geflochten PRIME	6-0	45	12


Nadel  
**G1**

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>11 mm</b>	doppelt armiert	780G	PH-SEIDE schwarz geflochten PRIME	6-0	45	12


Nadel  
**2 x G1**

3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>11 mm</b>		639H	PH-SEIDE schwarz geflochten PRIME	6-0	45	36

Nadel  
**P1**


3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>		789G	PH-SEIDE schwarz geflochten PRIME	4-0	45	12


Nadel  
**G3**

## PERMA-HAND SEIDE (Seide) nicht resorbierbar


### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>13 mm</b>	doppelt armiert	783G	PH-SEIDE schwarz geflochten PRIME	4-0	45	12
Nadel <b>2 x G3</b>						


### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>19 mm</b>		1677H	PH-SEIDE schwarz geflochten PRIME	4-0	45	36
Nadel <b>PS2</b>						


### 3/8-Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>24 mm</b>		EH7552H	PH-SEIDE schwarz geflochten PRIME	2-0	75	36
Nadel <b>PS1</b>						

### 3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>6 mm</b>	doppelt armiert	EH7983G	PH-SEIDE blau gedreht	8-0	30	12 <sup>1</sup>
Nadel <b>2 x CS35C</b>						

### 3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼

Bogenlänge		Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
<b>6.5 mm</b>		W1782	PH-SEIDE ungefärbt geflochten	8-0	30	12
Nadel <b>TG140-6</b>						

**PERMA-HAND SEIDE (Seide)**  
 nicht resorbierbar


**3/8-Kreis Spatula Nadel mit Mikrospitze ▼**

 Bogenlänge  
**6.5 mm**

 doppelt armiert


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
ECC3543G	PH-SEIDE schwarz geflochten	7-0	45	12

 Nadel  
**2 x TG140-8**
**1/4-Kreis schneidende Nadel ▼**

 Bogenlänge  
**13 mm**



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
739H	PH-SEIDE schwarz geflochten	4-0	45	36

 Nadel  
**M2**
**1/4-Kreis Spatula Nadel mit schneidender Spitze ▼**

 Bogenlänge  
**8 mm**

 doppelt armiert


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
1780G	PH-SEIDE schwarz geflochten	6-0	45	12
EH7440G	PH-SEIDE schwarz geflochten	5-0	45	12

 Nadel  
**2 x S14**
**asymptotische Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼**

 Bogenlänge  
**13 mm**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
18534G	PH-SEIDE schwarz geflochten VISI-BLACK	4-0	45	12

 Nadel  
**DA1**
**asymptotische Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze ▼**

 Bogenlänge  
**26 mm**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
18529G	PH-SEIDE schwarz geflochten VISI-BLACK	4-0	45	12
18530G	PH-SEIDE schwarz geflochten VISI-BLACK	3-0	45	12

 Nadel  
**DA**

**PERMA-HAND SEIDE (Seide)**  
 nicht resorbierbar

**Gerade Rundkörper Nadel spitz** 

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>19 mm</b>	18507G	PH-SEIDE schwarz geflochten	4-0	45	12
Nadel <b>ST4</b>	K861H	PH-SEIDE schwarz geflochten	4-0	75	36

**Gerade Rundkörper Nadel spitz** 


	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>48 mm</b>	K853H	PH-SEIDE schwarz geflochten	2-0	75	36
Nadel <b>ST</b>	K854H	PH-SEIDE schwarz geflochten	0	75	36

**Gerade schneidende Nadel** 

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Bogenlänge <b>60 mm</b>	EH7724H	PH-SEIDE schwarz geflochten	2-0	75	36
Nadel <b>KS</b>					

**STAHLDRAHT (Stahldraht)**  
 nicht resorbierbar

**1/2-Kreis Rundkörper Nadel mit schneidender Spitze**

 Bogenlänge  
**48 mm**

 Nadel  
**V40**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
M649G	STAHLDRAHT silber monofil Multipak	6	4 * 45	12


**1/2-Kreis schneidende Nadel**

 Bogenlänge  
**48 mm**

 Nadel  
**CCS**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
M653G	STAHLDRAHT silber monofil Multipak	5	4 * 45	12
M654G	STAHLDRAHT silber monofil Multipak	6	4 * 45	12
MEH7213G	STAHLDRAHT silber monofil Multipak	6	6 * 45	12
M655G	STAHLDRAHT silber monofil Multipak	7	4 * 45	12

**1/2-Kreis schneidende Nadel**

 Bogenlänge  
**55 mm**

 Nadel  
**CPXX**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
MEH7216G	STAHLDRAHT silber monofil Multipak, 360° Nadel	5	6 * 45	12
EH7216G	STAHLDRAHT silber monofil, 360° Nadel	5	45	12



**Ligaturen und Unterbindungen (Polyglactin 910)**  
 Reisskraftprofil: 50% 5 Tage, 0% 12 Tage · Resorption: ca. 42 Tage

**VICRYL rapide - Ligaturen Sutupak, vorgeschchnittene Fäden**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V8643E	VICRYL rapide ungefärbt geflochten Sutupak	4-0	3 * 45	24 <sup>1</sup>
V8644E	VICRYL rapide ungefärbt geflochten Sutupak	3-0	3 * 45	24
V8978E	VICRYL rapide ungefärbt geflochten Sutupak	3-0	6 * 45	24
V8979E	VICRYL rapide ungefärbt geflochten Sutupak	2-0	6 * 45	24
V8645E	VICRYL rapide ungefärbt geflochten Sutupak	2-0	3 * 45	24
V8653E	VICRYL rapide ungefärbt geflochten Sutupak	2-0	2 * 70	24
V8980E	VICRYL rapide ungefärbt geflochten Sutupak	0	6 * 45	24
V8654E	VICRYL rapide ungefärbt geflochten Sutupak	0	2 * 70	24
VS3530E	VICRYL rapide ungefärbt geflochten Sutupak, Schlinge Tiefenunterbinder	0	75	24
V8981E	VICRYL rapide ungefärbt geflochten Sutupak	1	6 * 45	24
V8655H	VICRYL rapide ungefärbt geflochten Sutupak	1	2 * 70	36
VS3540E	VICRYL rapide ungefärbt geflochten Sutupak, Schlinge Tiefenunterbinder	1	75	24

**Ligaturen und Unterbindungen (Polyglactin 910)**  
 Reisskraftprofil: 50% 21 Tage, 0% 35 Tage · Resorption: ca. 56-70 Tage

**VICRYL - Ligaturen Sutupak, vorgeschchnittene Fäden**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V632H	VICRYL violett geflochten Sutupak	5-0	3 * 45	36
V1223H	VICRYL violett geflochten Sutupak	5-0	6 * 45	36
V1224H	VICRYL violett geflochten Sutupak	4-0	6 * 45	36
V903H	VICRYL violett geflochten Sutupak	4-0	12 * 45	36
V633H	VICRYL violett geflochten Sutupak	4-0	3 * 45	36
V623E	VICRYL violett geflochten Sutupak	4-0	2 * 70	24
V1214E	VICRYL violett geflochten Sutupak	4-0	5 * 70	24
V614H	VICRYL violett geflochten Sutupak	3-0	140	36
V1225H	VICRYL violett geflochten Sutupak	3-0	6 * 45	36
V904H	VICRYL violett geflochten Sutupak	3-0	12 * 45	36
V634H	VICRYL violett geflochten Sutupak	3-0	3 * 45	36
V624E	VICRYL violett geflochten Sutupak	3-0	2 * 70	24
V1215E	VICRYL violett geflochten Sutupak	3-0	5 * 70	24
V615H	VICRYL violett geflochten Sutupak	2-0	140	36
V905E	VICRYL violett geflochten Sutupak	2-0	12 * 45	24
V1226H	VICRYL violett geflochten Sutupak	2-0	6 * 45	36
V635H	VICRYL violett geflochten Sutupak	2-0	3 * 45	36

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V625E	VICRYL violett geflochten Sutupak	2-0	2 * 70	24
V1216E	VICRYL violett geflochten Sutupak	2-0	5 * 70	24
V616H	VICRYL violett geflochten Sutupak	0	140	36
V1227E	VICRYL violett geflochten Sutupak	0	6 * 45	24
V906E	VICRYL violett geflochten Sutupak	0	12 * 45	24
V636E	VICRYL violett geflochten Sutupak	0	3 * 45	24
18626G	VICRYL violett geflochten Sutupak	0	2 * 70	12 <sup>1</sup>
V1217E	VICRYL violett geflochten Sutupak	0	5 * 70	24
V626E	VICRYL violett geflochten Sutupak	0	2 * 70	24
V617H	VICRYL violett geflochten Sutupak	1	140	36
V1228E	VICRYL violett geflochten Sutupak	1	6 * 45	24
V907E	VICRYL violett geflochten Sutupak	1	12 * 45	24
V637E	VICRYL violett geflochten Sutupak	1	3 * 45	24
V627H	VICRYL violett geflochten Sutupak	1	2 * 70	36
V1218H	VICRYL violett geflochten Sutupak	1	5 * 70	36
V618H	VICRYL violett geflochten Sutupak	2	140	36
V908E	VICRYL violett geflochten Sutupak	2	12 * 45	24
V1229H	VICRYL violett geflochten Sutupak	2	6 * 45	36
V638H	VICRYL violett geflochten Sutupak	2	3 * 45	36
V628H	VICRYL violett geflochten Sutupak	2	2 * 70	36
V1219H	VICRYL violett geflochten Sutupak	2	5 * 70	36
V642H	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	5-0	3 * 45	36
V643H	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	4-0	3 * 45	36
V977H	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	4-0	6 * 45	36
V909H	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	4-0	12 * 45	36
V962E	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	4-0	5 * 70	24
V644H	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	3-0	3 * 45	36
V978H	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	3-0	6 * 45	36
V910H	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	3-0	12 * 45	36
V963E	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	3-0	5 * 70	24
JV1211	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	2-0	250	20
V911E	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	2-0	12 * 45	24
V645H	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	2-0	3 * 45	36
V979H	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	2-0	6 * 45	36
V964E	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	2-0	5 * 70	24
V646E	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	0	3 * 45	24
V980E	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	0	6 * 45	24
V912E	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	0	12 * 45	24
V965E	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	0	5 * 70	24
V611H	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	1	140	36
V913E	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	1	12 * 45	24

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V981E	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	1	6 * 45	24
V966H	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	1	5 * 70	36
V914E	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	2	12 * 45	24
V982H	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	2	6 * 45	36
V967H	VICRYL ungefärbt geflochten Sutupak	2	5 * 70	36

**VICRYL - Ligaturen Ligapak, Nahtmaterial auf Spule**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
V1204G	VICRYL violett geflochten Ligapak	4-0	250	12
V1205G	VICRYL violett geflochten Ligapak	3-0	250	12
V1206G	VICRYL violett geflochten Ligapak	2-0	250	12
V1207G	VICRYL violett geflochten Ligapak	0	250	12
V1208G	VICRYL violett geflochten Ligapak	1	250	12
V1209G	VICRYL violett geflochten Ligapak	2	250	12

**VICRYL Plus - Ligaturen Sutupak, vorgeschnittene Fäden**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP1224H	VICRYL Plus violett geflochten Sutupak	4-0	6 * 45	36
VCP633H	VICRYL Plus violett geflochten Sutupak	4-0	3 * 45	36
VCP1214E	VICRYL Plus violett geflochten Sutupak	4-0	5 * 70	24
VCP1225H	VICRYL Plus violett geflochten Sutupak	3-0	6 * 45	36
VCP634H	VICRYL Plus violett geflochten Sutupak	3-0	3 * 45	36
VCP624E	VICRYL Plus violett geflochten Sutupak	3-0	2 * 70	24
VCP1215E	VICRYL Plus violett geflochten Sutupak	3-0	5 * 70	24
VCP1226H	VICRYL Plus violett geflochten Sutupak	2-0	6 * 45	36
VCP635H	VICRYL Plus violett geflochten Sutupak	2-0	3 * 45	36
VCP625E	VICRYL Plus violett geflochten Sutupak	2-0	2 * 70	24
VCP1216E	VICRYL Plus violett geflochten Sutupak	2-0	5 * 70	24
VCP1227E	VICRYL Plus violett geflochten Sutupak	0	6 * 45	24
VCP636E	VICRYL Plus violett geflochten Sutupak	0	3 * 45	24
VCP626E	VICRYL Plus violett geflochten Sutupak	0	2 * 70	24
VCP1217E	VICRYL Plus violett geflochten Sutupak	0	5 * 70	24
VCP1228E	VICRYL Plus violett geflochten Sutupak	1	6 * 45	24
VCP637E	VICRYL Plus violett geflochten Sutupak	1	3 * 45	24
VCP627H	VICRYL Plus violett geflochten Sutupak	1	2 * 70	36
VCP1218H	VICRYL Plus violett geflochten Sutupak	1	5 * 70	36
VCP1229H	VICRYL Plus violett geflochten Sutupak	2	6 * 45	36
VCP638H	VICRYL Plus violett geflochten Sutupak	2	3 * 45	36
VCP628H	VICRYL Plus violett geflochten Sutupak	2	2 * 70	36

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
VCP1219H	VICRYL Plus violett geflochten Sutupak	2	5 * 70	36
VCPV643H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten Sutupak	4-0	3 * 45	36 <sup>1</sup>
VCPV977H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten Sutupak	4-0	6 * 45	36 <sup>1</sup>
VCP9781H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten Sutupak	3-0	6 * 45	36
VCP6441H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten Sutupak	3-0	3 * 45	36
VCPV963T	VICRYL Plus ungefärbt geflochten Sutupak	3-0	5 * 70	24 <sup>1</sup>
VCP645H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten Sutupak	2-0	3 * 45	36
VCP9791H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten Sutupak	2-0	6 * 45	36
VCP964E	VICRYL Plus ungefärbt geflochten Sutupak	2-0	5 * 70	24
VCP980E	VICRYL Plus ungefärbt geflochten Sutupak	0	6 * 45	24
VCPV646T	VICRYL Plus ungefärbt geflochten Sutupak	0	3 * 45	24 <sup>1</sup>
VCP965E	VICRYL Plus ungefärbt geflochten Sutupak	0	5 * 70	24
VCP981E	VICRYL Plus ungefärbt geflochten Sutupak	1	6 * 45	24
VCP966H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten Sutupak	1	5 * 70	36
VCP982H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten Sutupak	2	6 * 45	36
VCPV967H	VICRYL Plus ungefärbt geflochten Sutupak	2	4 * 70	36 <sup>1</sup>

**Ligaturen und Unterbindungen (Polyglecaprone 25)**  
 Reisskraftprofil: 60% 7 Tage, 0% 28 Tage · Resorption: ca. 90-120 Tage

### MONOCRYL - Ligaturen Sutupak, vorgeschchnittene Fäden



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Y625H	MONOCRYL violett monofil Sutupak	2-0	2 * 70	36 <sup>1</sup>

**Ligaturen und Unterbindungen (Polydioxanone)**  
 Reisskraftprofil: 60% 42 Tage, 0% 70 Tage · Resorption: ca. 180-240 Tage

### PDS - Ligaturen Sutupak, vorgeschchnittene Fäden



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
Z633H	PDS II violett monofil Sutupak	4-0	3 * 45	36
Z634H	PDS II violett monofil Sutupak	3-0	3 * 45	36
Z635H	PDS II violett monofil Sutupak	2-0	3 * 45	36
Z625H	PDS II violett monofil Sutupak	2-0	2 * 70	36
Z636E	PDS II violett monofil Sutupak	0	3 * 45	24
Z626E	PDS II violett monofil Sutupak	0	2 * 70	24
Z627E	PDS II violett monofil Sutupak	1	2 * 70	24

**PDS Plus - Ligaturen Sutupak, vorgeschchnittene Fäden**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
PDP636H	PDS Plus violett monofil Sutupak	0	3 * 45	36
PDP626H	PDS Plus violett monofil Sutupak	0	2 * 70	36
PDP637H	PDS Plus violett monofil Sutupak	1	3 * 45	36

**Ligaturen und Unterbindungen (Polyester beschichtet)  
nicht resorbierbar****ETHIBOND EXCEL - Ligaturen Sutupak, vorgeschchnittene Fäden**

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH6441H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	5-0	6 * 45	36
EH6442H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	4-0	6 * 45	36
EH6372H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	4-0	12 * 45	36
EH6373H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	3-0	12 * 45	36
EH6433H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	3-0	3 * 45	36
EH6443H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	3-0	6 * 45	36
EH6523H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	3-0	5 * 70	36
EH6444H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	2-0	6 * 45	36
EH6434H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	2-0	3 * 45	36
EH6374H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	2-0	12 * 45	36
EH6454H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	2-0	2 * 70	36
EH6524H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	2-0	5 * 70	36
EH6445H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	0	6 * 45	36
EH6435H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	0	3 * 45	36
EH6455H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	0	2 * 70	36
EH6525H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	0	5 * 70	36
EH6446H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	1	6 * 45	36
EH6436H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	1	3 * 45	36
EH6456H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	1	2 * 70	36
EH6526H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	1	5 * 70	36
W6156	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	2	180	12
EH6447H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	2	6 * 45	36
EH6437H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	2	3 * 45	36
EH6457H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	2	2 * 70	36
EH6527H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	2	5 * 70	36
EH6458H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	3	2 * 70	36
EH6459H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten Sutupak	5	2 * 70	36

**MERSILENE - Ligaturen Sutupak, vorgeschchnittene Fäden**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH6732H	MERSILENE grün geflochten Sutupak	4-0	6 * 45	36
EH6733H	MERSILENE grün geflochten Sutupak	3-0	6 * 45	36
EH6663H	MERSILENE grün geflochten Sutupak	3-0	12 * 45	36
EH6853H	MERSILENE grün geflochten Sutupak	3-0	3 * 45	36
L153	MERSILENE grün geflochten Sutupak	2-0	250	12
EH6854H	MERSILENE grün geflochten Sutupak	2-0	3 * 45	36
EH6664H	MERSILENE grün geflochten Sutupak	2-0	12 * 45	36
EH6734H	MERSILENE grün geflochten Sutupak	2-0	6 * 45	36
EH6934H	MERSILENE grün geflochten Sutupak	2-0	5 * 70	36
L154	MERSILENE grün geflochten Sutupak	0	250	12
EH6665E	MERSILENE grün geflochten Sutupak	0	12 * 45	24
EH6735H	MERSILENE grün geflochten Sutupak	0	6 * 45	36
EH6855H	MERSILENE grün geflochten Sutupak	0	3 * 45	36
EH6935H	MERSILENE grün geflochten Sutupak	0	5 * 70	36
L155	MERSILENE grün geflochten Sutupak	1	250	12
EH6666E	MERSILENE grün geflochten Sutupak	1	12 * 45	24
EH6736H	MERSILENE grün geflochten Sutupak	1	6 * 45	36
EH6856H	MERSILENE grün geflochten Sutupak	1	3 * 45	36
EH6936H	MERSILENE grün geflochten Sutupak	1	5 * 70	36
EH6417H	MERSILENE grün geflochten Sutupak	2	140	36
EH6737H	MERSILENE grün geflochten Sutupak	2	6 * 45	36
EH6857H	MERSILENE grün geflochten Sutupak	2	3 * 45	36
EH6887H	MERSILENE grün geflochten Sutupak	2	2 * 70	36
EH6937H	MERSILENE grün geflochten Sutupak	2	5 * 70	36
EH6858H	MERSILENE grün geflochten Sutupak	3	3 * 45	36
EH6888E	MERSILENE grün geflochten Sutupak	3	2 * 70	24

**PH-SEIDE - Ligaturen Sutupak, vorgeschchnittene Fäden**


Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH6722E	PH-SEIDE schwarz geflochten Sutupak	4-0	12 * 45	24
EH6712H	PH-SEIDE schwarz geflochten Sutupak	4-0	6 * 45	36
EH6723E	PH-SEIDE schwarz geflochten Sutupak	3-0	12 * 45	24
EH6833H	PH-SEIDE schwarz geflochten Sutupak	3-0	2 * 70	36 <sup>1</sup>
EH6823H	PH-SEIDE schwarz geflochten Sutupak	3-0	5 * 70	36
EH6724H	PH-SEIDE schwarz geflochten Sutupak	2-0	12 * 45	36
EH6714H	PH-SEIDE schwarz geflochten Sutupak	2-0	6 * 45	36
EH6824H	PH-SEIDE schwarz geflochten Sutupak	2-0	5 * 70	36

<sup>1</sup>Artikel mit Mindestbestellmenge ggf. mit verlängerter Lieferzeit

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
EH6715E	PH-SEIDE schwarz geflochten Sutupak	0	6 * 45	24
EH6765H	PH-SEIDE schwarz geflochten Sutupak	0	3 * 45	36
EH6835E	PH-SEIDE schwarz geflochten Sutupak	0	2 * 70	24
EH6825H	PH-SEIDE schwarz geflochten Sutupak	0	5 * 70	36
EH6726E	PH-SEIDE schwarz geflochten Sutupak	1	12 * 45	24
EH6716H	PH-SEIDE schwarz geflochten Sutupak	1	6 * 45	36
EH6836E	PH-SEIDE schwarz geflochten Sutupak	1	2 * 70	24
EH6717E	PH-SEIDE schwarz geflochten Sutupak	2	6 * 45	24
EH6837E	PH-SEIDE schwarz geflochten Sutupak	2	2 * 70	24
EH6768H	PH-SEIDE schwarz geflochten Sutupak	3	3 * 45	36 <sup>1</sup>
EH6839E	PH-SEIDE schwarz geflochten Sutupak	5	2 * 70	24 <sup>1</sup>

### STAHLDRAHT - Ligaturen Sutupak, vorgeschchnittene Fäden



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
F6715G	STAHLDRAHT silber monofil Sutupak	0	6 * 45	12









### PROLENE - Ligaturen Sutupak, vorgeschchnittene Fäden



Bestell-Nr.	Beschreibung	Stärke USP	Länge (cm)	Folie / Box
KBB5671VG	PROLENE blau monofil Sutupak	5-0	70	12 <sup>1</sup>



## Ethi-Endo-Naht, Langpackung für extrakorporale Knotung mit Kunststoffknotenschieber



	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	MIC136G	PDS II violett monofil; 2-0; 1 x SH PLUS; 1 x 120cm; 12	12 <sup>1</sup>
	MIC131G	PDS II violett monofil VISI-BLACK, Ethi-Endo-Naht; 2-0; 1 x SHT; 1 x 100cm; 12	12
	MIC133G	PDS II violett monofil VISI-BLACK, Ethi-Endo-Naht; 2-0; 1 x ST4; 1 x 100cm; 12	12
	MIC135G	PDS II violett monofil VISI-BLACK; 2-0; 1 x SH PLUS; 1 x 100cm; 12	12
	MIC130G	PDS II violett monofil, Ethi-Endo-Naht; 0; 1 x SHT; 1 x 100cm; 12	12
	MIC134G	PDS II violett monofil, Ethi-Endo-Naht; 0; 1 x SH PLUS; 1 x 100cm; 12	12
	MIC171G	PDS II violett monofil, Ethi-Endo-Naht; 0; 1 x PSG; 1 x 100cm; 12	12
	MIC170G	PDS II violett monofil, Ethi-Endo-Naht; 1; 1 x PSG; 1 x 100cm; 12	12


## Endoloop Ligaturschlinge, Langpackung mit Kunststoffknotenschieber



	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	EJ11	VICRYL violett geflochten, Endoloop; 0; 1 x 50cm; 12	12
	EZ11	PDS II violett monofil, Schlinge; 0; 1 x 50cm; 12	12




## Endoloop Ligaturschlinge, Langpackung mit Kunststoffknotenschieber








Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
MIC511G	VICRYL violett geflochten, Endoloop; 0; 1 x 60cm; 12	12
MIC108G	PDS II violett monofil, Endoloop; 3-0; 1 x 60cm; 12	12
MIC109G	PDS II violett monofil, Endoloop; 2-0; 1 x 60cm; 12	12
MIC110G	PDS II violett monofil, Endoloop; 0; 1 x 60cm; 12	12
MIC111G	PDS II violett monofil, Endoloop; 1; 1 x 60cm; 12	12
MIC112G	PDS II violett monofil, Endoloop; 0; 1 x 70cm; 12	12
MIC113G	PDS II violett monofil, Endoloop; 1; 1 x 70cm; 12	12 <sup>1</sup>






## Endo-Suture-System Naht




Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
EB11	VICRYL violett geflochten, Endo-Suture-System; 0; 1 x EN3; 1 x 110cm; 12	12
EB12	VICRYL violett geflochten, Endo-Suture-System; 2-0; 1 x EN3; 1 x 110cm; 12	12
EA12	PDS II violett monofil; 2-0; 1 x EN3; 1 x 110cm; 12	12
EA62G	PDS II violett monofil VISI-BLACK; 2-0; 1 x SHT; 1 x 110cm; 12	12
EC12	ETHIBOND EXCEL grün geflochten, Endo-Suture-System; 2-0; 1 x EN3; 1 x 110cm; 12	12


	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	EC22	ETHIBOND EXCEL grün geflochten, Endo-Suture-System; 2-0; 1 x EN4; 1 x 110cm; 12	12
	EC52	ETHIBOND EXCEL grün geflochten VISI-BLACK; 2-0; 1 x SH PLUS; 1 x 110cm; 12	12
	EC50	ETHIBOND EXCEL grün geflochten; 0; 1 x SH PLUS; 1 x 110cm; 12	12
	EC11	ETHIBOND EXCEL grün geflochten, Endo-Suture-System; 0; 1 x EN3; 1 x 110cm; 12	12
	ED12	PROLENE blau monofil, Endo-Suture-System; 2-0; 1 x EN3; 1 x 110cm; 12	12

**Extrakorporale Naht**

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	MIC586H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK; 3-0; 1 x SHT PLUS; 1 x 120cm; 36	36
	Z120H	PDS II violett monofil; 2-0; 1 x SH PLUS; 1 x 120cm; 36	36
	MIC253H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten VISI-BLACK; 2-0; 1 x SH PLUS; 1 x 120cm; 36	36
	X1059H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten; 0; 1 x SH PLUS; 1 x 120cm; 36	36
	MIC252H	ETHIBOND EXCEL grün geflochten VISI-BLACK; 2-0; 1 x SHT; 1 x 120cm; 36	36



**Intrakorporale Naht**

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	MIC552H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK; 3-0; 1 x SHT; 1 x 20cm; 36	36

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	MIC582H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK; 3-0; 1 x SHT PLUS; 1 x 20cm; 36	36
	MIC551H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK; 2-0; 1 x SHT; 1 x 20cm; 36	36
	MIC103H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK; 4-0; 1 x ST4; 1 x 20cm; 36	36
	MIC573H	VICRYL violett geflochten VISI-BLACK; 3-0; 1 x ST4; 1 x 20cm; 36	36
	MIC182H	PDS II violett monofil VISI-BLACK; 3-0; 1 x SHT PLUS; 1 x 20cm; 36	36
	MIC102H	PDS II violett monofil VISI-BLACK; 4-0; 1 x ST4; 1 x 20cm; 36	36
	E6102S	ETHIBOND EXCEL weiß geflochten VISI-BLACK; 2-0; 1 x SKI22; 1 x 20cm; 24	24

## Clipnaht



	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	MIC4030	Wiederverwendbarer Metall-Applikator für LAPRA-TY Fadenfixier-Clips	1
ohne Abb.	MIC4032	Fadenfixier-Clip resorbierbar, 2 Stk. je Einheit, für LAPRA-TY Applikator; 6	6
ohne Abb.	MIC4034	Fadenfixier-Clip resorbierbar, 4 Stk. je Einheit, für LAPRA-TY Applikator; 6	6
ohne Abb.	MIC4036	Fadenfixier-Clip resorbierbar, 6 Stk. je Einheit, für LAPRA-TY Applikator; 6	6
	MIC55E	PDS II violett monofil VISI-BLACK, mit Clip für Absolok Applikator mittel; 3-0; 1 x BB; 1 x 10cm; 24	24
	MIC54E	PDS II violett monofil VISI-BLACK, mit Clip für Absolok Applikator mittel; 3-0; 1 x BB; 1 x 7cm; 24	24

Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
MIC52E	PDS II violett monofil VISI-BLACK, mit Clip für Absolok Applikator mittel; 3-0; 1 x ST4; 1 x 7cm; 24	24



**Trokarinzisionsnaht**




Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
MIC514H	VICRYL violett geflochten; 2-0; 1 x TN; 1 x 110cm; 36	36
MIC515H	VICRYL violett geflochten; 0; 1 x TN; 1 x 110cm; 36	36
MIC114H	PDS II violett monofil; 2-0; 1 x TN; 1 x 110cm; 36	36
MIC115H	PDS II violett monofil; 0; 1 x TN; 1 x 110cm; 36	36 <sup>1</sup>
MIC507E	VICRYL Plus violett geflochten; 2-0; 1 x TN; 1 x 110cm; 24	24
MIC509E	VICRYL Plus violett geflochten; 0; 1 x TN; 1 x 110cm; 24	24

<sup>1</sup>Artikel mit Mindestbestellmenge ggf. mit verlängerter Lieferzeit







**Netze & Fixationsinstrumente****SECURESTRAP**

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	STRAP12	ETHICON SECURESTRAP FIXATIONSINSTRUMENT - Einweginstrument mit 12 resorbierbaren PDS Befestigungsklammern für die laparoskopische Versorgung	6
	STRAP25	ETHICON SECURESTRAP FIXATIONSINSTRUMENT - Einweginstrument mit 25 resorbierbaren PDS Befestigungsklammern für die laparoskopische Versorgung	6










**SECURESTRAP Open**

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	OPSTRAP20	ETHICON SECURESTRAP OPEN FIXATIONSINSTRUMENT - Einweginstrument mit 20 resorbierbaren PDS Befestigungsklammern für die offene Versorgung	6




**PHYSIOMESH OPEN**

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	OPHY1010	PHYSIOMESH OPEN 10 x 10cm, sechseckig, teilresorbierbar, Polypropylen, PDS & Monocryl, für die offene Versorgung	1
	OPHY1215	PHYSIOMESH OPEN 12 x 15cm, sechseckig, teilresorbierbar, Polypropylen, PDS & Monocryl, für die offene Versorgung	1
	OPHY1520	PHYSIOMESH OPEN 15 x 20cm, sechseckig, teilresorbierbar, Polypropylen, PDS & Monocryl, für die offene Versorgung	1
	OPHY1525	PHYSIOMESH OPEN 15 x 25cm, sechseckig, teilresorbierbar, Polypropylen, PDS & Monocryl, für die offene Versorgung	1
	OPHY2030	PHYSIOMESH OPEN 20 x 30cm, sechseckig, teilresorbierbar, Polypropylen, PDS & Monocryl, für die offene Versorgung	1
	OPHY2536	PHYSIOMESH OPEN 25 x 36cm, sechseckig, teilresorbierbar, Polypropylen, PDS & Monocryl, für die offene Versorgung	1

## ULTRAPRO ADVANCED

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	UPA1015	ULTRAPRO ADVANCED Netz, 10x15cm, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite, ungefärbt mit blauen Streifen	1
	UPA1515	ULTRAPRO ADVANCED Netz, 15x15cm, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite, ungefärbt mit blauen Streifen	1
	UPA1530	ULTRAPRO ADVANCED Netz, 15x30cm, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite, ungefärbt mit blauen Streifen	1
	UPA3030	ULTRAPRO ADVANCED Netz, 30x30cm, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite, ungefärbt mit blauen Streifen	1
	UPA31015	ULTRAPRO ADVANCED Netz, 10x15cm, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite, ungefärbt mit blauen Streifen	3
	UPA31515	ULTRAPRO ADVANCED Netz, 15x15cm, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite, ungefärbt mit blauen Streifen	3
	UPA3612	ULTRAPRO ADVANCED Netz, 6x12cm, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite, ungefärbt mit blauen Streifen	3
	UPA37615	ULTRAPRO ADVANCED Netz, 7,6x15cm, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite, ungefärbt mit blauen Streifen	3
	UPA612	ULTRAPRO ADVANCED Netz, 6x12cm, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite, ungefärbt mit blauen Streifen	1

## ULTRAPRO Netz

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	UMF1	ULTRAPRO Netz, 15x17cm, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite, ungefärbt mit blauen Streifen	1
	UML1	ULTRAPRO Netz, 30x30cm, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite, ungefärbt mit blauen Streifen	1
	UMM3	ULTRAPRO Netz, 15x15cm, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite, ungefärbt mit blauen Streifen	3



Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
UMN3	ULTRAPRO Netz, 10x15cm, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite, ungefärbt mit blauen Streifen	3



UMP3	ULTRAPRO Netz, 10x12cm, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite, ungefärbt mit blauen Streifen	3
------	---	---



UMS3	ULTRAPRO Netz, 6x11cm, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite, ungefärbt mit blauen Streifen	3
------	--	---



UMT1	ULTRAPRO Netz, 15x30cm, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite, ungefärbt mit blauen Streifen	1
------	---	---

**ULTRAPRO HERNIA SYSTEM**



Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
UHSL	ULTRAPRO HERNIA SYSTEM, teilresorbierbar, Oberer Patch: 12x6cm; Unterer Patch: Ø 10cm, Monocryl-Prolene-Composite, ungefärbt mit blauer Markierung	3



UHSL1	ULTRAPRO HERNIA SYSTEM, teilresorbierbar, Oberer Patch: 12x6cm; Unterer Patch: Ø 10cm, Monocryl-Prolene-Composite, ungefärbt mit blauer Markierung	1
-------	--	---



UHSM	ULTRAPRO HERNIA SYSTEM, teilresorbierbar, Oberer Patch: 12x6cm; Unterer Patch: Ø 7,5cm, Monocryl-Prolene-Composite, ungefärbt mit blauer Markierung	3
------	---	---



UHSM1	ULTRAPRO HERNIA SYSTEM, teilresorbierbar, Oberer Patch: 12x6cm; Unterer Patch: Ø 7,5cm, Monocryl-Prolene-Composite, ungefärbt mit blauer Markierung	1
-------	---	---









UHSOV	ULTRAPRO HERNIA SYSTEM, teilresorbierbar, Oberer Patch: 12x6cm; Unterer Patch: 12x10cm oval, Monocryl-Prolene-Composite, ungefärbt mit blauer Markierung	3
-------	--	---








UHSOV1	ULTRAPRO HERNIA SYSTEM, teilresorbierbar, Oberer Patch: 12x6cm; Unterer Patch: 12x10cm oval, Monocryl-Prolene-Composite, ungefärbt mit blauer Markierung	1
--------	--	---

## ULTRAPRO Plug





	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	UPPL1	ULTRAPRO Plug Groß 12x7,5cm, Plug=5cm obere Randzone, 5cm Ø Anker, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite Plug, ungefärbt mit blauer Markierung und Onlay Patch	1
	UPPL6	ULTRAPRO Plug Groß 12x7,5cm, Plug=5cm obere Randzone, 5cm Ø Anker, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite Plug, ungefärbt mit blauer Markierung und Onlay Patch	6
	UPPM1	ULTRAPRO Plug Mittel 12x7,5cm, Plug=5cm obere Randzone, 4cm Ø Anker, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite Plug, ungefärbt mit blauer Markierung und Onlay Patch	1
	UPPM6	ULTRAPRO Plug Mittel 12x7,5cm, Plug=5cm obere Randzone, 4cm Ø Anker, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite Plug, ungefärbt mit blauer Markierung und Onlay Patch	6
	UPPS1	ULTRAPRO Plug Klein 12x7,5cm, Plug=5cm obere Randzone, 3cm Ø Anker, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite Plug, ungefärbt mit blauer Markierung und Onlay Patch	1
	UPPS6	ULTRAPRO Plug Klein 12x7,5cm, Plug=5cm obere Randzone, 3cm Ø Anker, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite Plug, ungefärbt mit blauer Markierung und Onlay Patch	6

## ULTRAPRO Comfort Plug



	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	UPLUG401	ULTRAPRO Comfort Plug Klein, Onlay Patch=7x14cm, Plug=4cm, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite Plug, ungefärbt mit blauer Markierung und Onlay Patch	1
	UPLUG403	ULTRAPRO Comfort Plug Klein, Onlay Patch=7x14cm, Plug=4cm, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite Plug, ungefärbt mit blauer Markierung und Onlay Patch	3
	UPLUG406	ULTRAPRO Comfort Plug Klein, Onlay Patch=7x14cm, Plug=4cm, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite Plug, ungefärbt mit blauer Markierung und Onlay Patch	6
	UPLUG551	ULTRAPRO Comfort Plug Groß Onlay Patch=7x14cm, Plug=5,5cm, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite Plug, ungefärbt mit blauer Markierung und Onlay Patch	1
	UPLUG553	ULTRAPRO Comfort Plug Groß Onlay Patch=7x14cm, Plug=5,5cm, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite Plug, ungefärbt mit blauer Markierung und Onlay Patch	3
	UPLUG556	ULTRAPRO Comfort Plug Groß Onlay Patch=7x14cm, Plug=5,5cm, teilresorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite Plug, ungefärbt mit blauer Markierung und Onlay Patch	6





## PROCEED NETZ

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	PCDG1	PROCEED NETZ 15x20cm oval, teilresorbierbar, Prolene-PDS-ORZ (oxidierte regenerierte Zellulose) Composite, ungefärbt mit blauen Streifen	1
	PCDH1	PROCEED NETZ 20x25cm oval, teilresorbierbar, Prolene-PDS-ORZ (oxidierte regenerierte Zellulose) Composite, ungefärbt mit blauen Streifen	1
	PCDJ1	PROCEED NETZ 20x30cm rechteckig, teilresorbierbar, Prolene-PDS-ORZ (oxidierte regenerierte Zellulose) Composite, ungefärbt mit blauen Streifen	1
	PCDM1	PROCEED NETZ 15x15cm quadratisch, teilresorbierbar, Prolene-PDS-ORZ (oxidierte regenerierte Zellulose) Composite, ungefärbt mit blauen Streifen	1
	PCDN1	PROCEED NETZ 10x15cm oval, teilresorbierbar, Prolene-PDS-ORZ (oxidierte regenerierte Zellulose) Composite, ungefärbt mit blauen Streifen	1
	PCDW1	PROCEED NETZ 25x35,5cm rechteckig, teilresorbierbar, Prolene-PDS-ORZ (oxidierte regenerierte Zellulose) Composite, ungefärbt mit blauen Streifen	1

## PROCEED Ventral Patch

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	PVPM	Proceed Ventral Patch 6,4 cm Ø, teilresorbierbar, Prolene-PDS-ORZ (oxidierte regenerierte Zellulose) Composite, ungefärbt mit blauen Streifen	2
	PVPS	Proceed Ventral Patch 4,3 cm Ø, teilresorbierbar, Prolene-PDS-ORZ (oxidierte regenerierte Zellulose) Composite, ungefärbt mit blauen Streifen	2

## VYPRO II Netz

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	PVM2M3	VYPRO II Netz 15x15cm, teilresorbierbar, Vicryl-Prolene-Composite, ungefärbt	3
	PVM2N3	VYPRO II Netz 15x10cm, teilresorbierbar, Vicryl-Prolene-Composite, ungefärbt	3



Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
PVM2P3	VYPRO II Netz 12x10cm, teilresorbierbar, Vicryl-Prolene-Composite, ungefärbt	3
PVM2S3	VYPRO II Netz 6x11cm, teilresorbierbar, Vicryl-Prolene-Composite, ungefärbt	3

### VYPRO Netz



Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
PVML1	VYPRO Netz 30x30cm, teilresorbierbar, Vicryl-Prolene-Composite, ungefärbt	1
PVMM1	VYPRO Netz 15x15cm, teilresorbierbar, Vicryl-Prolene-Composite, ungefärbt	1

### PROLENE Netz



Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
PML1	PROLENE Netz 30x30cm, nicht resorbierbar, Polypropylen, ungefärbt	1
PMLK3	PROLENE Netzzuschnitt L, 6,1x13,7cm, nicht resorbierbar, Polypropylen, ungefärbt	3
PMM3	PROLENE Netz 15x15cm, nicht resorbierbar, Polypropylen, ungefärbt	3
PMN3	PROLENE Netz 15x10cm, nicht resorbierbar, Polypropylen, ungefärbt	3
PMP3	PROLENE Netz 12x10cm, nicht resorbierbar, Polypropylen, ungefärbt	3
PMS3	PROLENE Netz, 6x11cm, nicht resorbierbar, Polypropylen, ungefärbt	3
PMSK3	PROLENE Netzzuschnitt S, 4,6x10cm, nicht resorbierbar, Polypropylen, ungefärbt	3



Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
SPM3XL	PROLENE SOFT Netz 50x50cm, nicht resorbierbar, Polypropylen, ungefärbt mit blauen Streifen	3
SPMH	PROLENE SOFT Netz 15x15cm, nicht resorbierbar, Polypropylen, ungefärbt mit blauen Streifen	6
SPMII	PROLENE SOFT Netz 7,6x15cm, nicht resorbierbar, Polypropylen, ungefärbt mit blauen Streifen	6
SPMLI	PROLENE SOFT Netz 25x25cm, nicht resorbierbar, Polypropylen, ungefärbt mit blauen Streifen	3
SPMS	PROLENE SOFT Netz 6,4x11,4cm, nicht resorbierbar, Polypropylen, ungefärbt mit blauen Streifen	6
SPMXS	PROLENE SOFT Netz 2,5x10cm, nicht resorbierbar, Polypropylen, ungefärbt mit blauen Streifen	6
SPMXXL	PROLENE SOFT Netz 35,6x30,5cm, nicht resorbierbar, Polypropylen, ungefärbt mit blauen Streifen	3

## PROLENE HERNIA SYSTEM






Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
PHSE	PROLENE HERNIA SYSTEM L nicht-resorbierbar; Oberer Patch: 12,5x5,5cm; Unterer Patch: Ø 10cm, Polypropylen, ungefärbt	3
PHSL	PROLENE HERNIA SYSTEM XL nicht-resorbierbar; Oberer Patch: 10x4,5cm; Unterer Patch: Ø 10cm, Polypropylen, ungefärbt	3
PHSL1	PROLENE HERNIA SYSTEM XL nicht-resorbierbar; Oberer Patch: 10x4,5cm; Unterer Patch: Ø 10cm, Polypropylen, ungefärbt	1
PHSM	PROLENE HERNIA SYSTEM M nicht-resorbierbar; Oberer Patch: 10x4,5cm; Unterer Patch: Ø 7,5cm, Polypropylen, ungefärbt	3
PHSM1	PROLENE HERNIA SYSTEM M nicht-resorbierbar; Oberer Patch: 10x4,5cm; Unterer Patch: Ø 7,5cm, Polypropylen, ungefärbt	1

**PROLENE 3D Patch**

Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
3DPL	PROLENE 3D Patch, Oberer Patch: 5,5x12,5 cm Unterer Patch: 4,8x2,3 cm, nicht resorbierbar, Polypropylen, ungefärbt	3
3DPM	PROLENE 3D Patch, Oberer Patch: 5,5x12,5 cm Unterer Patch: 3,5x1,9 cm, nicht resorbierbar, Polypropylen, ungefärbt	3
P3DPL	PROLENE 3D Patch, Oberer Patch: 5,5x12,5 cm Unterer Patch: 4,8x2,3 cm vorgeschnitten, nicht resorbierbar, Polypropylen, ungefärbt	3
P3DPM	PROLENE 3D Patch, Oberer Patch: 5,5x12,5 cm Unterer Patch: 3,5x1,9 cm vorgeschnitten, nicht resorbierbar, Polypropylen, ungefärbt	3

**VICRYL Netz**

Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
VKMLC	VICRYL Netz zur temporären Wundunterstützung, 30x30cm, resorbierbar, Polyglactin 910, ungefärbt, feinmaschig	3
VM1208	VICRYL Netz zur temporären Wundunterstützung, 12x8cm, resorbierbar, Polyglactin 910, ungefärbt, feinmaschig	3
VM2515	VICRYL Netz zur temporären Wundunterstützung, 25x15cm, resorbierbar, Polyglactin 910, ungefärbt, feinmaschig	3
VM302	VICRYL Netz zur temporären Wundunterstützung, 3x2cm, resorbierbar, Polyglactin 910, ungefärbt, feinmaschig	3
VM3020	VICRYL Netz zur temporären Wundunterstützung, 28x18cm, resorbierbar, Polyglactin 910, ungefärbt, feinmaschig	3
VM605	VICRYL Netz zur temporären Wundunterstützung, 6x5cm, resorbierbar, Polyglactin 910, ungefärbt, feinmaschig	3
VM74	VICRYL Netz zur temporären Wundunterstützung, 26,5x21,5cm, resorbierbar, Polyglactin 910, ungefärbt, grobmaschig	1
VM802	VICRYL Netz zur temporären Wundunterstützung, 8x2cm, resorbierbar, Polyglactin 910, ungefärbt, feinmaschig	3


	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	VM94	VICRYL Netz zur temporären Wundunterstützung, 26,5x21,5cm, resorbierbar, Polyglactin 910, ungefärbt, feinmaschig	1
	VM96	VICRYL Netz zur temporären Wundunterstützung, 10,5x8,5cm, resorbierbar, Polyglactin 910, ungefärbt, feinmaschig	1
	X579	VICRYL Netz zur temporären Wundunterstützung, 35x28cm, resorbierbar, Polyglactin 910, ungefärbt, grobmaschig	1



### VICRYL Netztasche

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	VM106	VICRYL Netz-Tasche zur Gewebekompression, 26x30cm, milz umhüllend, resorbierbar, Polyglactin 910, ungefärbt, grobmaschig	1
ohne Abb.	VM210	VICRYL Netz-Tasche zur Gewebekompression, 44x30cm, leber umhüllend/rechter Leberlappen, resorbierbar, Polyglactin 910, ungefärbt, grobmaschig	1
ohne Abb.	VM220	VICRYL Netz-Tasche zur Gewebekompression, 50x20,5cm, leber umhüllend/linker Leberlappen, resorbierbar, Polyglactin 910, ungefärbt, grobmaschig	1


### Hautkleber: DERMABOND & PRINEO



#### DERMABOND

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	AHV12	DERMABOND HIGH VISCOSITY Hautkleber / 0,5ml Inhalt, double layer use, 2-Octyl-Cyanoacrylat	12
ohne Abb.	AHV6	DERMABOND HIGH VISCOSITY Hautkleber / 0,5ml Inhalt, double layer use, 2-Octyl-Cyanoacrylat	6
	AHVM12	DERMABOND MINI HIGH VISCOSITY Hautkleber / 0,35ml Inhalt, double layer use, 2-Octyl-Cyanoacrylat	12

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	ANX12	DERMABOND Advanced Hautkleber / 0,7ml Inhalt, single layer use, 2-Octyl-Cyanoacrylat	12
	ANX6	DERMABOND Advanced Hautkleber / 0,7ml Inhalt, single layer use, 2-Octyl-Cyanoacrylat	6
ohne Abb.	APP6	DERMABOND ProPen (HVD) Hautkleber / 0,5ml pro Pen, double layer use, 2-Octyl-Cyanoacrylat	6
ohne Abb.	APPXL6	DERMABOND ProPen XL (HVD) Hautkleber / 0,75ml pro Pen, double layer use, 2-Octyl-Cyanoacrylat	6

### PRINEO Wundverschluss-System





	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	10CLR222	Box mit 5 Wundverschluss-Systemen, 22 cm Netzstreifen und 3,8 ml 2-Octyl-Cyanoacrylat	1
	20CLR222	Box mit 10 Wundverschluss-Systemen , 22 cm Netzstreifen und 3,8 ml 2-Octyl-Cyanoacrylat	1
	40CLR222	Box mit 10 Wundverschluss-Systemen , 22 cm Netzstreifen und 3,8 ml 2-Octyl-Cyanoacrylat	1
	CLR222	Wundverschluss-System, 22 cm Netzstreifen und 3,8 ml 2-Octyl-Cyanoacrylat	2
	CLR422	Wundverschluss-System, 42 cm Netzstreifen und 3,8 ml 2-Octyl-Cyanoacrylat	2
	CLR602	Wundverschluss-System, 60 cm Netzstreifen und 3,8 ml 2-Octyl-Cyanoacrylat	2

**BLAKE Drainagen & Saugreservoirs****BLAKE Silikon Drainagen**

Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
2211	BLAKE Silikon Drainagen, 7 mm, voll kanneliert, flach	10
2212	BLAKE Silikon Drainagen, 7 mm, voll kanneliert, flach mit 4,8 mm Trokar	10
2214	BLAKE Silikon Drainagen, 10 mm, voll kanneliert, flach	10
2215	BLAKE Silikon Drainagen, 10 mm, voll kanneliert, flach mit 4,8 mm Trokar	10
2226	BLAKE Silikon Drainagen, 10 FR, voll kanneliert, rund	10
2227	BLAKE Silikon Drainagen, 10 FR, voll kanneliert, rund mit 3,2 mm Trokar	10
2228	BLAKE Silikon Drainagen, 15 FR, voll kanneliert, rund	10
2229	BLAKE Silikon Drainagen, 15 FR, voll kanneliert, rund mit 4,8 mm Trokar	10
2230	BLAKE Silikon Drainagen, 19 FR, voll kanneliert, rund	10
2231	BLAKE Silikon Drainagen, 19 FR, voll kanneliert, rund mit 6,4 mm Trokar	10
2232	BLAKE Silikon Drainagen, 19 FR, voll kanneliert, rund mit 6,4 mm krümbbarem Trokar	10
2233	BLAKE Silikon Drainagen, 15 FR, voll kanneliert, rund mit 4,8 mm krümbbarem Trokar	10
2234	BLAKE Silikon Drainagen, 24 FR, voll kanneliert, rund	10

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	BCC1	BLAKE Silikon Drainagen Konnektor 1:1 10-13mm x 5 mm	20
	BCC2	BLAKE Silikon Drainagen Konnektor 2:1 10-13mm x 5 x 5 mm	20
	BCC3	BLAKE Silikon Drainagen Konnektor 3:1 10-13mm x 5 x 5 x 5 mm	20

### BLAKE J-VAC Saugreservoir

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	2160	J-VAC Saugreservoir, birnenförmig, 100ml mit Anti-Rückflussventil	10
	2161	J-VAC WOUND DRAINAGE RESERVOIR 150 ml mit Anti-Rückflussventil	10
	2162	J-VAC WOUND DRAINAGE RESERVOIR 450 ml mit Anti-Rückflussventil	10
	2163	J-VAC WOUND DRAINAGE RESERVOIR 300 ml mit Anti-Rückflussventil	10




**Implantate (resorbierbar & nicht resorbierbar)****Folie & Membran**

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	ZX3	PDS Folie violett resorbierbar 0,25x30x40mm, Orbitazuschnitt	3
ohne Abb.	ZX4	PDS Folie violett resorbierbar; 0,5x30x40mm; Orbitazuschnitt	3
ohne Abb.	ZX5	PDS Folie violett resorbierbar; 0,25x40x50mm; rechteckig	3
ohne Abb.	ZX6	PDS Folie violett resorbierbar; 0,5x40x50mm; rechteckig	3
ohne Abb.	ZX7	PDS Folie violett resorbierbar; 0,15x30x40mm; Orbitazuschnitt, gelocht	3
ohne Abb.	ZX8	PDS Folie violett resorbierbar; 0,15x40x50mm; rechteckig, gelocht	3

**PDS Kordel**

Alternativen: Orthocord Artikel von DePuy Synthes Mitek

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	X1219	PDS Kordel violett geflochten, rund; 1,2 mm; 1 x 80cm; 3	3 <sup>1</sup>
	X613	PDS Kordel violett geflochten, rund; 1 mm; 1 x 60cm; 3	3
	X671	PDS Kordel violett geflochten, rund; 1,5 mm; transossärer Durchzieher; 1 x 60cm; 3	3
	Z809G	PDS Kordel violett geflochten, rund; 0,8 mm; 1 x CT1 PLUS; 1 x 75cm; 12	12
	Z811G	PDS Kordel violett geflochten, rund; 0,8 mm; 1 x CT2 PLUS; 1 x 75cm; 12	12

<sup>1</sup>Artikel mit Mindestbestellmenge ggf. mit verlängerter Lieferzeit



Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
Z812G	PDS Kordel violett geflochten, rund; 1 mm; 1 x CCS; 1 x 75cm; 12	12
Z813G	PDS Kordel violett geflochten, rund; 1 mm; 1 x V40; 1 x 75cm; 12	12
Z814G	PDS Kordel violett geflochten, rund; 1 mm; 1 x CPX; 1 x 75cm; 12	12
Z825G	PDS Kordel violett geflochten, rund; 1 mm; 1 x PT3; 1 x 75cm; 12	12
Z838G	PDS Kordel violett geflochten, rund; 1,5 mm; 1 x V40; 1 x 75cm; 12	12
ZK1015	PDS Kordel violett geflochten, rund; 1 mm; 1 x 150cm; 3	3
ZK1204	PDS Kordel violett geflochten, rund; 1,2 mm; 1 x 40cm; 3	3
ZK1206	PDS Kordel violett geflochten, rund; 1,2 mm; 1 x 60cm; 3	3
ZK1215	PDS Kordel violett geflochten, rund; 1,2 mm; 1 x 150cm; 3	3
ZK1308	PDS Kordel violett geflochten, rund; 1,3 mm; 1 x 75cm; 3	3
ZK1328	PDS Kordel violett geflochten, rund; 1,3 mm; 1 x V68W; 1 x 75cm; 3	3
ZK1506	PDS Kordel violett geflochten, rund; 1,5 mm; 1 x 60cm; 3	3
ZK2006	PDS Kordel violett zweifach geflochten, rund; 2 mm; 1 x 60cm; 3	3
ZK2007	PDS Kordel violett zweifach geflochten, rund; 2 mm; 1 x 70cm; 3	3
ZK2017	PDS Kordel violett zweifach geflochten, rund; 2 mm; transossärer Durchzieher; 1 x 70cm; 3	3




Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ZK2027	PDS Kordel violett zweifach geflochten, rund; 2 mm; transossärer Durchzieher; 1 x 70cm; 3	3
ZX1506	PDS Kordel violett geflochten, rund; 2 mm; transossärer Durchzieher; 1 x 60cm; 3	3
ZX2006	PDS Kordel violett zweifach geflochten, rund; 2 mm; transossärer Durchzieher; 1 x 60cm; 3	3
ZX2026	PDS Kordel violett zweifach geflochten, rund; 2 mm; transossärer Durchzieher; 1 x 60cm; 3	3

### ETHISORB Markraumplombe



Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ZV2001	wiederverwendbarer Applikator für Markraumplomben	1
ZV2500	ETHISORB Markraumplombe ungefärbt resorbierbar, Ø oben 25mm, Ø unten 8mm, Höhe 15mm	6
ZV3000	ETHISORB Markraumplombe ungefärbt resorbierbar, Ø oben 30mm, Ø unten 8mm, Höhe 15mm	6

### Vicryl Band



Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
V152G	VICRYL Band violett flach gewebt, feste Struktur; 3 mm; BP1; 1 x 60cm; 12	12
V153G	VICRYL Band violett flach gewebt, feste Struktur; 3 mm; BP2; 1 x 60cm; 12	12
V159G	VICRYL Band violett flach gewebt, feste Struktur; 3 mm; BP6W; 1 x 60cm; 12	12
VH1003	VICRYL Band violett flach gewebt, feste Struktur; 10 mm; 1 x 30cm; 3	3



Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
VH306	VICRYL Band violett flach gewebt, feste Struktur; 3 mm; 1 x 60cm; 3	3
VH506	VICRYL Band violett flach gewebt, feste Struktur; 5 mm; 1 x 60cm; 3	3
VH706	VICRYL Band violett flach gewebt, feste Struktur; 7,5 mm; 1 x 60cm; 3	3 <sup>1</sup>

### ETHISORB Patch Typ 6

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	ZVP203	ETHISORB PATCH resorbierbar 20x30mm	6
ohne Abb.	ZVP406	ETHISORB PATCH resorbierbar 40x60mm	3 <sup>1</sup>

### ETHISORB Dura Patch




Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
EDP23	ETHISORB DURAPATCH resorbierbar, 2cm x 3cm	6
EDP46	ETHISORB DURAPATCH resorbierbar, 4cm x 6cm	3
EDP614	ETHISORB DURAPATCH resorbierbar, 6cm x 14cm	1

**ETHISORB Nahtwiderlager**

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	ZV1530G	ETHISORB NAHTWIDERLAGER resorbierbar 1x15x30mm	12
ohne Abb.	ZV1590	ETHISORB NAHTWIDERLAGER resorbierbar 1x15x90mm	6 <sup>1</sup>
ohne Abb.	ZV805H	ETHISORB NAHTWIDERLAGER resorbierbar 1x8x5mm	36 <sup>1</sup>

**Sonstiges****ETHILOOP**



	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	EH382E	ETHILOOP weiß monofil, Retraktionsschlauch; 1,3 mm; 2 x 45cm; 24	24
ohne Abb.	EH383E	ETHILOOP rot monofil, Retraktionsschlauch; 1,3 mm; 2 x 45cm; 24	24
ohne Abb.	EH384E	ETHILOOP blau monofil, Retraktionsschlauch; 1,3 mm; 2 x 45cm; 24	24
ohne Abb.	EH385E	ETHILOOP gelb monofil, Retraktionsschlauch; 1,3 mm; 2 x 45cm; 24	24
ohne Abb.	EH386	ETHILOOP weiß monofil, Retraktionsschlauch; 2 mm; 2 x 45cm; 6	6
ohne Abb.	EH387	ETHILOOP rot monofil, Retraktionsschlauch; 2 mm; 2 x 45cm; 6	6
ohne Abb.	EH388	ETHILOOP blau monofil, Retraktionsschlauch; 2 mm; 2 x 45cm; 6	6

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	EH389	ETHILOOP gelb monofil, Retraktionsschlauch; 2 mm; 2 x 45cm; 6	6
	EH7700E	ETHILOOP weiß monofil, Retraktionsschlauch; 1,1 mm; 1 x BPS4; 2 x 45cm; 24	24
ohne Abb.	X1192	ETHILOOP blau/rot monofil, Retraktionsschlauch; 2 mm; 2 x 45cm; 6	6
ohne Abb.	X265	ETHILOOP blau monofil, Retraktionsschlauch; 2 mm; 2 x 75cm; 6	6
ohne Abb.	X274	ETHILOOP weiß monofil, Retraktionsschlauch; 4 mm; 1 x 60cm; 6	6 <sup>1</sup>

**NUROLON**



	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	EH6604H	NUROLON schwarz geflochten Sutupak; 2-0; 3 x 45cm; 36	36
ohne Abb.	EH6622H	NUROLON schwarz geflochten Sutupak; 3-0; 12 x 45cm; 36	36
ohne Abb.	EH6625E	NUROLON schwarz geflochten Sutupak; 1; 12 x 45cm; 24	24
ohne Abb.	EH6626E	NUROLON schwarz geflochten Sutupak; 2; 12 x 45cm; 24	24

**Bänder etc.**

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	RS21G	MERSILENE Band weiß geflochten, Cervix Band; 5 mm; 2 x BP1; 1 x 40cm; 12	12
	RS22G	MERSILENE Band weiß geflochten, Cervix Band; 5 mm; 2 x BP2; 1 x 40cm; 12	12

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	RS23G	MERSILENE Band weiß geflochten, Cervix Band; 5 mm; 2 x BP3; 1 x 40cm; 12	12
ohne Abb.	W275	NYLON Band weiß monofil, Retraktionsschlauch; 3 mm; 1 x 70cm; 12	12
ohne Abb.	W277	NYLON Band weiß monofil, Retraktionsschlauch; 6 mm; 1 x 70cm; 12	12
ohne Abb.	W31C	Knochenwachs 2,5g; 12	12

## Sortiereinheiten

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	EH64	Ersatzschiene aus Kunststoff für Naht-Kabinett	1 <sup>1</sup>
	R8	ATRALOC-Folien-Kabinett-Grundeinheit mit 8 Fächern	1
	R9	ATRALOC-Ergänzungs-Folien-Kabinett für R 8, mit 8 Fächern	1

# Blutstillung & Versiegelung



## BIOPATCH Antimikrobielle Auflage mit CHG

### BIOPATCH Antimikrobielle Auflage mit CHG



	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	44150	BIOPATCH Auflage mit CHG (2,5cm /4,0mm)	40
	44151	BIOPATCH Auflage mit CHG (1,9cm /1,5mm)	40
	44152	BIOPATCH Auflage mit CHG (2,5cm /7,0mm)	40

## TABOTAMP Oxidierte regenerierte Cellulose

### TABOTAMP Original



ohne Abb.

ohne Abb.

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	1901	TABOTAMP Original, Hämostyptikum aus ORC, 5 x 35 cm	10
	1902	TABOTAMP Original, Hämostyptikum aus ORC, 10 x 20 cm	10
	1903	TABOTAMP Original, Hämostyptikum aus ORC, 5 x 7,5 cm	10
	1906	TABOTAMP Original, Hämostyptikum aus ORC, 5 x 1,25 cm	10
ohne Abb.	K121901	TABOTAMP Original Kit, besteht aus 12 VE, Hämostyptikum aus ORC, 5 x 35 cm	1
ohne Abb.	K121902	TABOTAMP Original Kit, besteht aus 12 VE, Hämostyptikum aus ORC, 10 x 20 cm	1

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	K121903	TABOTAMP Original Kit, besteht aus 12 VE, Hämostyptikum aus ORC, 5 x 7,5 cm	1
ohne Abb.	K121906	TABOTAMP Original Kit, besteht aus 12 VE, Hämostyptikum aus ORC, 5 x 1,25 cm	1
ohne Abb.	K241901	TABOTAMP Original Kit, besteht aus 24 VE, Hämostyptikum aus ORC, 5 x 35 cm	1
ohne Abb.	K241902	TABOTAMP Original Kit, besteht aus 24 VE, Hämostyptikum aus ORC, 10 x 20 cm	1
ohne Abb.	K241903	TABOTAMP Original Kit, besteht aus 24 VE, Hämostyptikum aus ORC, 5 x 7,5 cm	1
ohne Abb.	K241906	TABOTAMP Original Kit, besteht aus 24 VE, Hämostyptikum aus ORC, 5 x 1,25 cm	1





### TABOTAMP Fibrillar






	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	431961	TABOTAMP Fibrillar, Hämostyptikum aus ORC, 2,5 x 5 cm	10
	431962	TABOTAMP Fibrillar, Hämostyptikum aus ORC, 5 x 10 cm	10
	431963	TABOTAMP Fibrillar, Hämostyptikum aus ORC, 10 x 10 cm	10
ohne Abb.	K12431961	TABOTAMP Fibrillar Kit, besteht aus 12 VE, Hämostyptikum aus ORC, 2,5 x 5 cm	1
ohne Abb.	K12431962	TABOTAMP Fibrillar Kit, besteht aus 12 VE, Hämostyptikum aus ORC, 5 x 10 cm	1
ohne Abb.	K12431963	TABOTAMP Fibrillar Kit, besteht aus 12 VE, Hämostyptikum aus ORC, 10 x 10 cm	1
ohne Abb.	K24431961	TABOTAMP Fibrillar Kit, besteht aus 24 VE, Hämostyptikum aus ORC, 2,5 x 5 cm	1

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	K24431962	TABOTAMP Fibrillar Kit, besteht aus 24 VE, Hämostyptikum aus ORC, 5 x 10 cm	1
ohne Abb.	K24431963	TABOTAMP Fibrillar Kit, besteht aus 24 VE, Hämostyptikum aus ORC, 10 x 10 cm	1

**TABOTAMP Nu-Knit**

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	1940G	TABOTAMP Nu Knit, Hämostyptikum aus ORC, 2,5 x 2,5 cm	10
	1942G	TABOTAMP Nu Knit, Hämostyptikum aus ORC, 5 x 7,5 cm	10
	1943G	TABOTAMP Nu Knit, Hämostyptikum aus ORC, 7,5 x 10 cm	10
	1946M	TABOTAMP Nu Knit, Hämostyptikum aus ORC, 15,2 x 22,9 cm	10

**TABOTAMP Snow**

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	T2091	TABOTAMP Snow, Hämostyptikum aus ORC, 2,5 x 5 cm	10
	T2092	TABOTAMP Snow, Hämostyptikum aus ORC, 5 x 10 cm	10
	T2093	TABOTAMP Snow, Hämostyptikum aus ORC, 10 x 10 cm	10




## SPONGOSTAN Gelatinehämostyptikum

### SPONGOSTAN Gelatinehämostyptikum

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	MS0001	SPONGOSTAN Film, Gelatinehämostyptikum, 20cm x 7cm x 0,05cm	20
	MS0002	SPONGOSTAN Standard, Gelatinehämostyptikum, 7cm x 5cm x 1cm	20
	MS0003	SPONGOSTAN Spezial, Gelatinehämostyptikum, 7cm x 5cm x 0,1cm	20
	MS0004	SPONGOSTAN Anal, Gelatinehämostyptikum, 8cm x 3cm	20
	MS0006	SPONGOSTAN Standard, Gelatinehämostyptikum, 7cm x 5cm x 1cm	2
	MS0007	SPONGOSTAN Anal, Gelatinehämostyptikum, 8cm x 3 cm	5
	MS0008	SPONGOSTAN Puder, Gelatinehämostyptikum, 1 g	6

## SURGIFLO Hämostatische Matrix





**SURGIFLO Hämostatische Matrix**

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	MS0010	SURGIFLO Hämostatische Matrix, Resorbierbares Gelatinehämostyptikum	1
	MS0012	SURGIFLO Hämostatische Matrix Kit mit Thrombin	1
	MS1995	SURGIFLO 34cm Endoskopischer Applikator	6

**SURGIFLO Hämostatische Matrix Kit mit Thrombin**

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	K12MS0012	SURGIFLO Hämostatische Matrix Kit mit Thrombin, besteht aus 12 VE	1
ohne Abb.	K24MS0012	SURGIFLO Hämostatische Matrix Kit mit Thrombin, besteht aus 24 VE	1
ohne Abb.	K6MS0012	SURGIFLO Hämostatische Matrix Kit mit Thrombin, besteht aus 6 VE	1

**EVICEL Humaner Fibrinkleber****EVICEL Humaner Fibrinkleber**

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
	EVT35	EVICEL 35 cm Applikatorspitze	3
	EVT45	EVICEL 45 cm Applikatorspitze	3
	EVT4C1	EVICEL 4 cm Control Tip	10
	EVTAS1	EVICEL Airless Spray Tip	10
ohne Abb.	EVTASLR	EVICEL Laparoskopischer Applikator	3

# Gynäkologie

**Inkontinenzprodukte****TVT - O**

Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
810081L	Gynecare TVT Obturator System, spannungsfreies Vaginalband, transobturatorisch	1

**TVT - Classic**

ohne Abb.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
810041BL	Gynecare TVT Band, spannungsfreies Vaginalband, retropubisch	1

810051	Gynecare TVT Einführungsinstrument, Mehrweg	1
--------	---	---

ohne Abb.

810061	Gynecare TVT starre Führungssonde	1
--------	-----------------------------------	---



830041BL	Gynecare TVT Band, spannungsfreies Vaginalband, retropubisch	3
----------	--	---

**TVT - Abbrevio**

Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
TVTOML	Gynecare TVT ABBREVO spannungsfreies Vaginalband, obturatorisch	1



**TVT - Exact**

Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
TVTRL	Gynecare TVT EXACT spannungsfreies Vaginalband, retropubisch	1

**Adhäsionsprophylaxe****Interceed**

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	M4345	Gynecare Interceed 7,6 x 10,2 cm	5
ohne Abb.	M4350	Gynecare Interceed 7,6 x 10,2 cm, (1 VE = 10 Stück)	10

**Beckenbodennetze****Gynemesh**

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ohne Abb.	GPSL	Gynecare GYNEMESH PS 10 x 15 cm	1
ohne Abb.	GPSXL3	Gynecare GYNEMESH PS 25 x 25 cm	3

Artisyn



Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl pro Box
ARTY	Gynecare ARTISYN für die Sakrokolpopexie Y-formiges Netz, 27 x 5 cm	1

## Bestellnummern

0009	40	0030	43	0312M	47	1000	37	18506G	271
0012	40	0030H	43	0313	47	10AG	15	18507G	287
0012A	40	0030HL	43	0313M	47	10BB	15	18509G	278
0012AM	40	0030L	43	0314	47	10CLR222	310	18510G	59
0012AMD	40	0035	43	0314A	47	1162H	240	18513G	271
0012AMP	40	0035H	43	0314M	47	1171H	242	18514G	279
0012AP	40	0035HL	43	0315	48	1215H	242	18515G	279
0012M	40	0035L	43	0316	48	1300SJ	37	18516G	271
0012MD	40	0036	43	0316AM	48	1300U	37	18521G	271
0013	40	0036H	44	0316M	48	1400JJ	37	18528G	276
0013M	40	0037	44	0410	45	1450J	38	18529G	286
0013MD	40	0037H	44	0420	45	1611G	245	18530G	286
0014	41	0038	47	0430	45	1617H	274	18531G	97
0014A	41	0038H	47	0440	45	1628H	240	18532G	97
0014AM	41	0039	47	0450	45	1629H	242	18534G	286
0014AMD	41	0039H	47	0460	45	1647H	244	18535G	268
0014AMP	41	004010J	52	0470	46	1663H	247	18536G	268
0014AP	41	004025	52	0480	46	1665G	245	18537G	268
0014M	41	004125	52	0490	46	1666H	245	18538G	268
0014MD	41	004225	52	0600	48	1667SLH	245	18539G	268
0015	41	004325	52	0600M	48	1668H	245	18540G	268
0016	41	0055	52	0605	48	1669H	245	18544G	250
0016A	41	0060	52	0618	48	1670H	242	18626G	290
0016AM	41	0062	52	0619	48	1673BH	243	1865H	247
0016M	41	0063	52	0620	48	1674BH	243	1901	321
0017	41	0064	52	0620M	48	1675H	283	1902	321
0018	41	0066	53	0621	48	1677H	285	1903	321
0018C	42	0075	37	0621M	48	1678H	283	1906	321
0018CS	42	0080J	53	0690	48	1679H	283	1940G	323
0019	42	0085	53	0690S	48	1691H	246	1942G	323
0019L	42	0100	44	0695	49	1696G	244	1943G	323
0019LS	42	0100L	44	0695S	49	1696H	246	1946M	323
0019S	42	0100LS	44	0800	38	1698H	244	20CLR222	310
0020	42	0100S	44	0825	38	1713G	230	2100J	49
0020L	42	0105S	44	0830	38	1716G	238	211010EC	50
0020LS	42	0113	44	0835	38	1717G	249	211010J	50
0020S	42	0113A	44	0840	38	1722G	275	212009EC	50
0021	42	0113M	44	0845	38	1753G	226	212009J	50
0021L	42	0118	44	0846	38	1754G	226	2140J	50
0021LS	42	0118A	44	0847	38	1755G	206	2145J	50
0021S	42	0119	44	0848	38	1757G	226	2150J	50
0022	42	0119A	44	0850C	38	1760G	275	2151J	50
0022S	43	0120	45	0855	39	1763G	275	2155	50
0024	43	0121	45	0855C	39	1765G	272	2160	312
0026S	43	0300	47	0855CL	39	1778G	275	2161	312
0028	43	0312	47	0855CN	39	1780G	286	2162	312
0028M	43	0312A	47	0865C	39	18304G	73	2163	312
0029M	43	0312AM	47	0875	39	18501G	279	2190J	50

2195J	50	4020J	46	660H	240	6977H	260	8528H	200
2200J	49	4030J	46	661H	241	697H	244	8529H	199
2210J	49	4040J	46	662SLH	241	6987H	260	8556H	198
2211	311	4050J	46	663H	242	698H	244	8557H	198
2211J	49	4060J	46	664H	242	699H	244	8558H	198
2212	311	40CLR222	310	6661H	263	6OB2545YE	82	8580H	214
2214	311	431961	322	6663H	264	6PB2973G	148	8581H	214
2215	311	431962	322	6664H	264	6R45B	8	8592G	229
2220J	49	431963	322	667H	240	7000G	237	8614H	219
2226	311	44150	321	6683H	263	7008G	251	8622H	230
2227	311	44151	321	668H	240	7013H	242	8623H	230
2228	311	44152	321	669H	242	7060G	248	8629H	220
2229	311	4MF2675YE	84	6710H	253	7061G	237	8648G	221
2230	311	4PA6343YH	252	677G	282	7062G	251	8660H	219
2231	311	4PB2544H	69	678G	282	706H	280	8661H	220
2232	311	4PE2545YE	74	679H	282	711H	281	8663G	224
2233	311	4PE2674YH	74	680H	282	719H	281	8665H	220
2234	311	4PF2573YE	76	681H	281	7344H	278	8675H	221
2250J	49	4PF2574YE	76	682H	282	734H	279	8681H	222
252510	50	4PF2575YE	76	6832H	254	736H	281	8682H	223
252510EC	51	4PG2543YG	79	6833H	254	737G	279	8682SLH	224
2540J	51	4PK2545YE	77	6834H	254	737H	279	8683G	220
2560J	51	4PK2575YE	77	6836E	257	739H	286	8683H	220
2808G	239	4PN2545YG	81	683H	282	746G	275	8684H	220
2809G	239	4TB7177E	255	684H	282	7665H	245	8685H	221
2810G	239	585H	246	685H	282	768G	284	8686H	224
2814G	239	593H	247	6870H	253	769G	284	8687H	224
2B12LT	11	5BB	15	6871H	253	780G	284	8689H	221
2B12XT	11	5DCD	15	6872H	253	783G	285	8690H	221
2B5LT	11	5DCS	15	6873H	253	786G	284	8695H	225
2B5ST	11	5DSG	15	6881H	263	788G	227	8697H	225
2B5XT	11	5TC2576YG	70	6882H	263	789G	284	8698H	222
2CB12LT	11	611H	241	6890H	262	810041BL	328	8699H	222
2CB5LT	11	627H	251	6903H	260	810051	328	869G	260
2CB5ST	11	628H	251	690G	244	810061	328	8701H	209
2D12LT	11	629H	282	691G	244	810081L	328	8702H	209
2D12XT	11	632G	279	691H	247	8205H	197	8704H	217
2D5LT	12	632H	279	6935H	258	8206H	197	8705H	216
2D5ST	12	639H	284	6936H	258	8207H	208	8706H	213
2H12LP	12	640G	283	6937H	258	830041BL	328	8707H	219
3030H	45	642G	236	6937LG	258	8335H	208	8709H	209
3030HL	45	644H	250	6943H	263	8356H	198	8710H	197
3035H	45	648H	235	6944H	263	8411H	203	8711H	197
3035HL	45	6518H	261	6951H	258	8412H	203	8717H	213
375003801	38	6521H	254	6953H	258	8423H	204	8719H	218
375003802	38	6522H	254	6954H	258	8424H	204	8720H	213
3DPL	308	6523H	254	6959G	259	8425H	204	8721H	218
3DPM	308	653H	241	6963H	259	8521H	199	8725BG	213
4000J	46	6550H	253	6964H	259	8522H	200	8732H	207
4005J	46	6557H	253	6965H	259	8523H	200	8734H	208
4010J	46	6558H	253	6976H	260	8527G	201	8740H	208

8741H	208	8PF2673YE	76	B925H	263	CLR602	310	EC52	298
8750G	219	8PK2544YG	77	B934H	258	CR30G	29	EC60A	8
8766H	208	8PK2574YG	77	BA1673H	66	CR40B	28	ECC2933E	161
8767H	208	8PM2544YG	80	BA2574H	98	CR40G	28	ECC3543G	286
8776H	212	8PN2545YG	81	BCC1	312	CRT11	34	ECR45B	8
8807H	216	8PN2577YG	81	BCC2	312	CS40B	28	ECR45D	8
8831H	199	9060G	248	BCC3	312	CS40G	28	ECR45G	8
8832H	199	A1H	122	BCD10	15	CSS	25	ECR45M	9
8833H	199	AA1673H	66	BH1643H	66	CTB11LT	13	ECR45W	9
8834H	199	AC107	29	BLL6375E	269	CTB12LT	13	ECR60B	9
8841H	208	AC207	29	BP100	51	CTB5LT	13	ECR60D	9
8843H	200	AC210	29	BP120	51	CTB5ST	13	ECR60G	9
8870H	198	AC310	29	BP310	51	D10178	167	ECR60M	9
8871H	198	AC320	29	BP320	51	D10179	166	ECR60W	9
8872H	198	AC410	29	BP340	51	D10180	165	ECS21A	25
8880H	214	AHV12	309	BP360	51	D11LT	13	ECS25A	25
8881H	214	AHV6	309	BP520	51	D12LT	13	ECS29A	25
8889H	212	AHVM12	309	BP540	51	D12XT	13	ECS33A	25
8890H	212	ANX12	310	BP560	51	D5LT	13	ECVV220	49
8925H	216	ANX6	310	BP720	51	D5ST	13	ED12	298
8934H	204	AP100	29	BP910	52	E6102S	299	EDP23	316
8935H	204	AP200	29	BP930	52	E6562H	257	EDP46	316
8936H	204	AP201	29	BP940	52	E6563H	257	EDP614	316
8937H	204	AP2010S	16	BTD05	15	E6833H	257	EF5130G	247
8941H	215	AP202	30	BV0520	83	E6834H	257	EH382E	317
8942H	215	AP300	30	BV1389	89	E6871H	257	EH383E	317
8943H	215	AP301	30	C117J	45	E6942H	263	EH384E	317
8951H	204	AP3010S	16	C380	122	E705R	15	EH385E	317
8952H	204	AP302	30	C3D	277	E7398H	257	EH386	317
8953H	204	AP306	30	C490	131	E7399H	257	EH387	317
8954G	204	AP400	30	C5280	126	EA12	297	EH388	317
8955G	204	AP401	30	C53D	278	EA2531H	92	EH389	318
8962H	205	AP4010S	16	C589	129	EA62G	297	EH40	25
8963H	205	AP402	30	C84D	277	EAA2641H	92	EH41L	25
8964H	205	AP403	30	CB11LT	12	EB11	297	EH6372H	293
8966H	209	AP406	30	CB12LT	12	EB12	297	EH6373H	293
8967H	209	APP6	310	CB53D	253	EB4407H	260	EH6374H	293
8975H	205	APPXL6	310	CB54D	253	EB5133H	250	EH64	319
8976H	205	ARTY	330	CB5LT	12	EBC02	53	EH6417H	294
8977H	205	ATS45	8	CB5ST	12	EBC10RE	53	EH6433H	293
8978H	205	ATS45NK	8	CB84D	252	EBC11RE	53	EH6434H	293
8ME2544YD	84	B11LT	12	CDH21A	25	EBF01	53	EH6435H	293
8MF2543YE	84	B12LT	12	CDH23P	8	EBF02	53	EH6436H	293
8OC2544YG	83	B12XT	12	CDH25A	25	EC11	298	EH6437H	293
8OS2542YG	83	B15LT	12	CDH25P	8	EC12	297	EH6441H	293
8PA2543YD	72	B5LT	12	CDH29A	25	EC1534G	65	EH6442H	293
8PA3544YD	278	B5ST	12	CDH29P	8	EC22	298	EH6443H	293
8PB2574YE	73	B5XT	12	CDH31P	8	EC2634E	95	EH6444H	293
8PB2643YD	69	B7718	249	CDH33A	25	EC45A	8	EH6445H	293
8PB2644YE	69	B843H	255	CLR222	310	EC45AL	8	EH6446H	293
8PF2593YG	76	B8LT	12	CLR422	310	EC50	298	EH6447H	293

EH6454H	293	EH6888E	294	EH7177H	241	EH7344H	278	EH7472H	215
EH6455H	293	EH6934H	294	EH7190LG	202	EH7345H	282	EH7473G	226
EH6456H	293	EH6935H	294	EH7216G	288	EH7346H	263	EH7474H	215
EH6457H	293	EH6936H	294	EH7221H	210	EH7350H	272	EH7475H	215
EH6458H	293	EH6937H	294	EH7222H	210	EH7352H	273	EH7476H	212
EH6459H	293	EH7008H	220	EH7223H	210	EH7383H	204	EH7477H	213
EH6523H	293	EH7018H	264	EH7225H	210	EH7384H	258	EH7478H	213
EH6524H	293	EH7026H	220	EH7226H	213	EH7385H	270	EH7480H	214
EH6525H	293	EH7032H	220	EH7227H	213	EH7386H	270	EH7490H	255
EH6526H	293	EH7033H	264	EH7228H	213	EH7387H	270	EH7491H	255
EH6527H	293	EH7038H	221	EH7229H	213	EH7393H	253	EH7492H	255
EH6604H	318	EH7060H	222	EH7230H	213	EH7395H	253	EH7493H	253
EH6622H	318	EH7075H	223	EH7231H	213	EH7396H	263	EH7499H	201
EH6625E	318	EH7076H	223	EH7235H	216	EH7397H	253	EH7504G	235
EH6626E	318	EH7081H	266	EH7236H	216	EH7398H	253	EH7508H	229
EH6663H	294	EH7085H	266	EH7238H	211	EH7399H	253	EH7526H	270
EH6664H	294	EH7086H	266	EH7240H	210	EH7400H	197	EH7528H	254
EH6665E	294	EH7090H	223	EH7241H	206	EH7401H	197	EH7535H	199
EH6666E	294	EH7102H	224	EH7242H	206	EH7402H	212	EH7544H	261
EH6712H	294	EH7111H	267	EH7244G	206	EH7403H	209	EH7546H	271
EH6714H	294	EH7113H	246	EH7245H	209	EH7404H	197	EH7547H	279
EH6715E	295	EH7114H	246	EH7251H	218	EH7405H	210	EH7550H	225
EH6716H	295	EH7115BH	246	EH7253H	218	EH7406H	209	EH7551H	267
EH6717E	295	EH7118BH	246	EH7254H	212	EH7408H	258	EH7552H	285
EH6722E	294	EH7120H	225	EH7255H	213	EH7411H	197	EH7553H	247
EH6723E	294	EH7121H	225	EH7257H	213	EH7412H	197	EH7554H	275
EH6724H	294	EH7123H	225	EH7258H	218	EH7416H	252	EH7555H	225
EH6726E	295	EH7124H	225	EH7259H	218	EH7417H	252	EH7556H	266
EH6732H	294	EH7136G	250	EH7260H	265	EH7418H	268	EH7559H	274
EH6733H	294	EH7138H	267	EH7270H	241	EH7419H	252	EH7562H	265
EH6734H	294	EH7142H	263	EH7276H	242	EH7420H	252	EH7563H	246
EH6735H	294	EH7143BH	241	EH7278H	245	EH7434G	281	EH7568H	225
EH6736H	294	EH7143H	241	EH7280H	245	EH7435G	283	EH7569H	267
EH6737H	294	EH7144H	241	EH7281H	245	EH7436G	238	EH7570H	267
EH6765H	295	EH7145H	241	EH7284H	220	EH7438G	238	EH7573H	267
EH6768H	295	EH7146H	241	EH7285H	220	EH7440G	286	EH7579H	268
EH6823H	294	EH7147H	273	EH7286H	220	EH7444G	239	EH7580H	200
EH6824H	294	EH7149G	282	EH7287H	220	EH7446H	240	EH7581H	199
EH6825H	295	EH7150H	220	EH7288H	222	EH7448G	239	EH7582H	199
EH6833H	294	EH7151H	220	EH7289H	222	EH7456E	207	EH7583H	199
EH6835E	295	EH7160BH	267	EH7290H	222	EH7457G	281	EH7584H	200
EH6836E	295	EH7162H	247	EH7291H	223	EH7459E	208	EH7585H	199
EH6837E	295	EH7163H	247	EH7292H	223	EH7459LG	207	EH7586H	199
EH6839E	295	EH7164H	274	EH7293H	223	EH7464G	283	EH7587H	199
EH6853H	294	EH7167H	224	EH7294H	223	EH7465G	248	EH7588H	199
EH6854H	294	EH7167SLH	224	EH7295H	223	EH7466E	239	EH7595G	207
EH6855H	294	EH7168H	223	EH7298H	224	EH7467G	248	EH7596G	207
EH6856H	294	EH7169H	223	EH7299H	220	EH7469E	207	EH7597G	207
EH6857H	294	EH7171H	206	EH7325H	272	EH7469LG	207	EH7598G	226
EH6858H	294	EH7175H	219	EH7338G	273	EH7470E	207	EH7633H	282
EH6887H	294	EH7176H	219	EH7343H	278	EH7471H	215	EH7637H	274

EH7638H	274	EH7788H	216	EH7977H	218	EP8704H	217	EVT45	326
EH7640H	242	EH7790H	241	EH7980G	248	EP8705SLH	217	EVT4C1	326
EH7673H	261	EH7793BH	241	EH7981G	248	EP8706H	214	EVTAS1	326
EH7674H	262	EH7795H	242	EH7983G	285	EP8707H	218	EVTASLR	326
EH7679H	261	EH7797BH	241	EH7984G	226	EP8708H	214	EZ11	296
EH7683H	273	EH7797H	241	EH7985G	248	EP8709H	211	F1894	207
EH7684H	273	EH7798BH	242	EH7990G	237	EP8711H	197	F24012H	245
EH7687H	264	EH7798H	242	EH7991G	237	EP8719H	218	F24022H	245
EH7688H	264	EH7799BH	243	EH7995G	237	EP8726H	214	F2403	240
EH7689H	272	EH7800H	247	EH7997G	228	EP8727H	214	F2412H	240
EH7690H	225	EH7801H	247	EH7998G	250	EP8729H	208	F2423H	236
EH7691H	224	EH7806H	247	EH8000H	227	EP8729LG	208	F2428H	236
EH7692H	220	EH7807H	243	EH8010H	227	EP8730H	208	F2429	251
EH7693H	220	EH7808BH	247	EH8014H	227	EP8732H	208	F2430H	251
EH7694H	220	EH7809H	243	EH8020H	228	EP8734H	209	F2431	251
EH7695H	225	EH7811E	196	EH8021E	228	EP8735H	209	F2431H	251
EH7697H	221	EH7813E	196	EH8025H	228	EP8740H	209	F2433	251
EH7700E	318	EH7814E	196	EH8030H	228	EP8741H	209	F2434	251
EH7711LG	260	EH7815G	249	EH8031H	228	EP8746H	212	F2440H	243
EH7712LG	259	EH7821H	250	EH8032H	228	EP8747H	212	F2441H	243
EH7713LG	260	EH7822BH	250	EH8036H	228	EP8755H	212	F2442H	251
EH7714LG	260	EH7822H	250	EH8037H	228	EP8766H	209	F2446	236
EH7715LG	259	EH7823H	240	EH8050H	215	EP8767H	209	F2448H	241
EH7716LG	260	EH7826BH	242	EH8051H	215	EP8800H	214	F2820H	206
EH7717LG	260	EH7827BH	242	EH8062H	203	EP8805H	211	F2829	215
EH7718LG	259	EH7827H	242	EH8073H	202	EP8806H	211	F2831H	222
EH7719LG	259	EH7828E	215	EH8074H	202	EP8807H	217	F2832H	223
EH7722H	269	EH7830H	196	EH8075H	202	EP8811H	217	F2840	205
EH7724H	287	EH7834LG	196	EH8078H	202	EP8812H	217	F2847H	222
EH7730H	229	EH7835H	196	EH8080H	202	EP8812SLH	217	F2854H	222
EH7733H	268	EH7845H	254	EH8081H	202	EP8889H	213	F2859H	223
EH7735H	269	EH7851H	255	EH8082H	203	EPEH7402H	211	F3206BH	240
EH7750H	274	EH7896G	227	EH8083H	203	EPH02	53	F3211BH	240
EH7755H	267	EH7897G	227	EH8084H	203	EPH04	53	F6715G	295
EH7756H	224	EH7900G	230	EH8086H	203	EPH7477H	214	FC39H	46
EH7758H	224	EH7920H	221	EH8087H	203	EPH8710H	198	FD5640H	219
EH7759H	206	EH7921H	229	EH8088H	203	EPH8716H	198	FH1642H	61
EH7760H	266	EH7937H	242	EH8089H	203	EPH8720H	214	FH5171H	241
EH7761H	245	EH7938BH	242	EH8090H	203	EPH8725H	214	FJ5272BH	242
EH7763H	283	EH7939H	242	EH8091H	203	EPH8890H	214	FLR01	17
EH7764H	222	EH7940H	235	EJ11	296	EPH9702H	212	FLR02	17
EH7769G	259	EH7942BH	236	EL5ML	16	EPS01	53	FLR03	17
EH7770H	204	EH7942H	236	EMM2830G	96	EPS02	53	FP007	13
EH7771H	204	EH7953H	247	ENN2534H	87	EPS03	53	FP015	13
EH7772H	204	EH7957BH	247	EP7402H	211	EPS04	53	FP020	13
EH7774H	204	EH7970H	216	EP7403H	211	EPS05	53	FPK02	13
EH7775H	204	EH7971H	216	EP7970H	217	EPS06	54	FSW11	34
EH7778H	205	EH7972E	216	EP7972H	217	EPS07	54	FZ500E	160
EH7779H	205	EH7973H	216	EP7975H	218	ER320	16	GEN11C	34
EH7786H	259	EH7975H	218	EP8702H	211	ER420	16	GEN11VK	34
EH7787H	216	EH7976H	218	EP8703H	211	EVT35	326	GPSL	329

GPSXL3	329	JC515H	99	K871H	278	LCOL105	18	LGBP686	21
GST45B	9	JC5743H	223	K872H	278	LCOL190	18	LGBP703	21
GST45D	9	JD2942H	159	K873H	278	LCOL191	18	LGBP715	21
GST45G	9	JE2672H	94	K880H	280	LCOL192	18	LGBP733	21
GST45T	9	JG2942H	155	K881H	280	LCOL193	18	LGBP734	21
GST45W	9	JV1024	88	K882H	280	LCOL194	18	LONG60A	10
GST60B	9	JV1025	88	K889H	280	LCOL195	18	LSR158	22
GST60D	9	JV1211	290	K890H	280	LCOL196	18	LSR185	22
GST60G	9	JV314	76	K891H	280	LCOL197	18	LSR200	22
GST60T	10	JV390	89	K936H	279	LCOL198	18	LSR259	22
GST60W	10	JV492H	91	K942H	281	LCOL199	18	LSR278	22
H12LP	13	JV495	94	K951H	279	LCOL200	19	LSR284	22
HAP02	17	JV500	93	K952H	279	LCOL201	19	LSR289	22
HAR17F	35	JV7440	96	K953H	279	LCOL209	19	LSR320	22
HAR23	35	K11LT	13	K954H	279	LCOL210	19	LSR322	22
HAR36	35	K121901	321	K963G	279	LCOL211	19	LSR323	22
HAR9F	35	K121902	321	K964H	279	LCOL212	19	LSR325	22
HARH23	35	K121903	322	KAA5660H	210	LCOL213	19	LSR326	22
HARH36	35	K121906	322	KBB5650H	213	LCOL214	19	LSR330	22
HARH45	35	K12431961	322	KBB5661H	213	LCOL215	19	LSR331	22
HARHD20	35	K12431962	322	KBB5671VG	295	LCOL216	19	LSR362	22
HARHD36	35	K12431963	322	KHH5662H	207	LCOL217	19	LSR364	23
HDH05	35	K12LT	14	KHH5673SH	207	LCOL218	19	LSR366	23
HGA11	34	K12MS0012	325	KHL5673JG	207	LCOL219	19	LSR379	23
HKK5631G	227	K241901	322	KHL5674LG	208	LCOL220	19	LSR385	23
HP054	34	K241902	322	L153	294	LCOL58	19	LSR401	23
HPBLUE	34	K241903	322	L154	294	LCOL71	20	LSR406	23
HS6822H	200	K241906	322	L155	294	LCOL72	20	LSR411	23
HS6855H	200	K24431961	322	LAPDB19	17	LCOL86	20	LSR415	23
HS6856H	198	K24431962	323	LAPDB20	17	LCOL87	20	LSR416	23
HS6857H	198	K24431963	323	LAPDB7	17	LCOL99	20	LSR433	23
HS6861H	199	K24MS0012	325	LAPDB8	18	LCOLB122	20	LSR434	23
HS8556H	198	K5LT	14	LAPDB9	18	LGBP286	20	LSR78	23
HSA08	34	K5ST	14	LC105	30	LGBP347	20	LSR80	23
HST01	34	K6MS0012	325	LC107	30	LGBP436	20	LT100	31
HST02	34	K802H	280	LC2010Z	16	LGBP462	20	LT102	31
J1150H	68	K803H	280	LC205	30	LGBP463	20	LT200	31
J2575H	67	K804H	280	LC207	30	LGBP505	20	LT202	31
J2594H	67	K831H	278	LC210	30	LGBP540	20	LT300	31
J377H	67	K832H	278	LC220	31	LGBP542	20	LT400	31
J381H	68	K833H	278	LC3010Z	16	LGBP559	20	M2K01	39
J382H	68	K834H	278	LC307	31	LGBP560	21	M2K02	39
J436H	70	K835H	277	LC310	31	LGBP588	21	M2K03	39
J507G	86	K843H	277	LC320	31	LGBP602	21	M2K04	39
J555G	97	K844H	278	LC4010Z	16	LGBP609	21	M2K05	39
J572G	97	K845H	278	LC407	31	LGBP634	21	M2K06	39
J601H	67	K846H	278	LC410	31	LGBP639	21	M2K07	39
J602H	67	K853H	287	LC420	31	LGBP644	21	M2K08	39
JA5742H	225	K854H	287	LC800	31	LGBP659	21	M2K09	39
JA6442H	265	K861H	287	LCOL102	18	LGBP666	21	M4345	329
JC2973SH	159	K870H	278	LCOL104	18	LGBP685	21	M4350	329



M649G	288	MCP3435G	133	MCP496H	141	MGVS353	49	MPP2858H	222
M653G	288	MCP3440G	137	MCP4970H	141	MGVS35302	49	MPP2860H	222
M654G	288	MCP3441G	134	MCP497H	141	MGVSFT10	50	MPP2861H	224
M655G	288	MCP3600H	137	MCP498H	138	MH2976E	154	MPP2862H	224
M8702G	210	MCP3625H	133	MCP500H	141	MIC102H	299	MPP8682H	224
M8706G	213	MCP3627G	136	MCP5218H	136	MIC103H	299	MPP8697H	222
M8935	208	MCP3628G	136	MCP5270H	136	MIC108G	297	MPV489H	90
MCL20	31	MCP3650G	143	MCP587H	140	MIC109G	297	MPV490H	90
MCM20	32	MCP3651G	143	MCP589H	140	MIC110G	297	MPV493H	91
MCM30	32	MCP3755G	134	MCP6050H	133	MIC111G	297	MPV494H	91
MCP1039H	143	MCP3758H	134	MCP6820H	142	MIC112G	297	MPV496H	91
MCP134H	133	MCP4150H	136	MCP6830H	141	MIC113G	297	MPV497H	91
MCP2131H	135	MCP4160H	136	MCP683H	142	MIC114H	300	MPV683H	92
MCP215H	135	MCP4170H	136	MCP684H	142	MIC115H	300	MPV684H	92
MCP218H	135	MCP418H	136	MCP869H	139	MIC130G	296	MPVCP493H	118
MCP219G	133	MCP4232H	134	MCP917H	137	MIC131G	296	MPVCP494H	118
MCP220H	135	MCP4258H	134	MCP918H	137	MIC133G	296	MPVCP496H	118
MCP227H	137	MCP4259H	134	MCP919H	137	MIC134G	296	MPVCP497H	118
MCP228H	137	MCP4260H	141	MCP925H	134	MIC135G	296	MPVCP683H	119
MCP229H	137	MCP4261H	134	MCP9350H	142	MIC136G	296	MPVR32H	62
MCP242H	136	MCP4269H	134	MCP946H	138	MIC170G	296	MPVR4260H	63
MCP243H	136	MCP4271H	141	MCS20	32	MIC171G	296	MPVR4270H	63
MCP247H	134	MCP428H	138	MD2543H	84	MIC182H	299	MPVR489H	62
MCP260H	137	MCP432H	134	MD5642H	206	MIC252H	298	MPVR4930H	62
MCP2660H	139	MCP4330H	134	MD6343H	261	MIC253H	298	MPVR4940H	62
MCP267H	139	MCP4394H	139	ME2673H	84	MIC4030	299	MPVR4970H	63
MCP268H	139	MCP4422H	139	MEH6937N	258	MIC4032	299	MPVR9360H	63
MCP291H	140	MCP4423H	139	MEH7213G	288	MIC4034	299	MPVR9380H	63
MCP292H	139	MCP442H	140	MEH7216G	288	MIC4036	299	MPVR9913H	62
MCP293H	139	MCP4443H	140	MEH7224JG	210	MIC500Z	15	MPVR9915H	62
MCP3040H	135	MCP45280H	138	MEH7232JG	213	MIC503Z	15	MPY426H	130
MCP3050H	135	MCP458H	139	MEH7710LG	260	MIC507E	300	MPY427H	130
MCP3070H	135	MCP459H	139	MEH7710PG	258	MIC509E	300	MPY489H	129
MCP3100H	135	MCP470H	138	MEH7712N	259	MIC511G	297	MPY492H	130
MCP3110H	135	MCP489H	140	MEH7714LG	259	MIC514H	300	MPY493H	130
MCP3150H	136	MCP490H	142	MEH7715N	259	MIC515H	300	MPY494H	130
MCP3160H	136	MCP491H	138	MEH7716N	260	MIC52E	300	MPY495H	130
MCP3170H	136	MCP492H	141	MEH7717N	260	MIC54E	299	MPY496H	130
MCP3200H	134	MCP4930H	140	MEH7718LG	259	MIC551H	299	MPY497H	130
MCP3205G	142	MCP493H	141	MEH7719LG	258	MIC552H	298	MPY498H	127
MCP3209G	139	MCP4940H	140	MEH7722LG	259	MIC55E	299	MPY500H	130
MCP3212H	143	MCP4945H	134	MEH8024G	228	MIC573H	299	MPY501H	130
MCP3213H	143	MCP4946H	134	MEH8024JG	228	MIC582H	299	MPY683H	131
MCP3218H	136	MCP4947H	134	MEH8033JG	228	MIC586H	298	MPY684H	131
MCP3219H	136	MCP494H	141	MEH8034G	228	MLL2641H	86	MPY935H	131
MCP3221G	139	MCP4950G	143	MEH8034JG	228	MN2641H	96	MPZ489H	158
MCP3224G	133	MCP4957H	134	MEH8040G	228	MNN2531H	96	MPZ493H	158
MCP3326G	140	MCP4958H	134	MF2574H	84	MPE1626H	246	MPZ494H	158
MCP3327G	140	MCP4959H	134	MF2675H	84	MPE1855H	245	MPZ496H	159
MCP3416H	136	MCP495H	142	MF6175H	272	MPP2832H	223	MPZ497H	159
MCP3417H	136	MCP4960H	141	MGEZLINK01	49	MPP2833H	223	MPZ9626H	159

MS0001	324	P6937H	258	PDP302H	168	PDP493H	177	PDP973SH	177
MS0002	324	P6977H	259	PDP3030H	168	PDP494H	177	PDP983H	172
MS0003	324	P7085H	243	PDP303H	164	PDP495H	176	PDP984H	165
MS0004	324	PA2671H	68	PDP304H	164	PDP496H	177	PDP994H	171
MS0006	324	PAA6373SH	252	PDP305H	164	PDP497H	177	PDP9950H	176
MS0007	324	PBB5613H	198	PDP3100H	169	PDP498H	177	PDP995H	171
MS0008	324	PCDG1	305	PDP310H	169	PDP500H	177	PDP9965H	171
MS0010	325	PCDH1	305	PDP3110H	169	PDP507H	173	PDP9966T	171
MS0012	325	PCDJ1	305	PDP311H	164	PDP513H	178	PDP996H	178
MS1995	325	PCDM1	305	PDP314H	169	PDP514ZH	177	PDP997H	171
MS6377H	261	PCDN1	305	PDP3150H	170	PDP526H	170	PDPA2993H	175
MSM20	32	PCDW1	305	PDP315H	165	PDP527H	170	PDPJD942H	177
N266H	278	PCEE45A	10	PDP3160H	170	PDP528H	170	PDPJG942H	173
N267H	277	PCEE60A	10	PDP316H	165	PDP582H	167	PDPL995H	166
N271H	277	PDP072H	174	PDP3170H	170	PDP626H	293	PDPS925ST	167
NSLG2C14	37	PDP1002H	174	PDP317H	165	PDP636H	293	PDPZ500H	177
NSLG2C25	37	PDP1012H	174	PDP322H	170	PDP637H	293	PDPZ682H	177
NSLG2C35	36	PDP1013H	174	PDP323H	170	PDP662H	178	PE2975H	149
NSLG2C35A	36	PDP1032H	175	PDP328H	164	PDP683H	177	PE6434H	256
NSLG2C45	36	PDP1033H	175	PDP329H	164	PDP684H	177	PE6680H	264
NSLG2C45A	36	PDP1043H	175	PDP333H	165	PDP863H	168	PEE2993H	146
NSLG2S14	37	PDP113H	163	PDP334H	170	PDP864H	168	PEE2994H	146
NSLG2S25	37	PDP114H	163	PDP335H	165	PDP866H	163	PEE5692H	199
NSLG2S35	36	PDP115H	163	PDP338H	166	PDP9077H	175	PEE5693SH	199
NSLG2S35A	36	PDP1310H	169	PDP339H	166	PDP9108H	164	PF2577H	76
NSLG2S45	36	PDP1311H	164	PDP340H	166	PDP9109H	164	PF5672SH	202
NSLG2S45A	36	PDP1312H	169	PDP341H	166	PDP9115H	168	PF6315H	254
NSLX120L	37	PDP1315H	170	PDP357H	166	PDP9116H	168	PF6324E	254
NTLC55	26	PDP1317H	165	PDP358H	166	PDP9124H	169	PF2992E	150
NTLC75	26	PDP13H	163	PDP370H	170	PDP9132H	165	PF2993H	150
OA1674G	58	PDP14H	163	PDP371H	170	PDP9133H	165	PF6374LG	254
OA2644H	82	PDP15H	163	PDP421H	176	PDP9134H	166	PG1674H	57
OA6475H	258	PDP166H	174	PDP422H	176	PDP9179H	171	PG2592H	70
OB1674H	58	PDP1702H	174	PDP423H	176	PDP9184H	171	PGG2972E	147
OB2675H	82	PDP1712H	175	PDP441H	176	PDP9201H	163	PGG5614H	201
OBB5694SH	205	PDP1721H	174	PDP442H	176	PDP9234H	166	PGG5694H	201
OBL5695LG	205	PDP1722H	174	PDP443H	176	PDP9237T	166	PGG6396H	255
OK2674H	82	PDP177H	172	PDP458H	172	PDP924H	163	PHSE	307
OPHY1010	301	PDP1923T	166	PDP4630H	176	PDP925H	163	PHSL	307
OPHY1215	301	PDP1924T	166	PDP463H	177	PDP925ST	167	PHSL1	307
OPHY1520	301	PDP1926T	170	PDP4640H	176	PDP9262T	167	PHSM	307
OPHY1525	301	PDP1935T	172	PDP464H	177	PDP926H	167	PHSM1	307
OPHY2030	301	PDP1936T	172	PDP466H	173	PDP9299H	173	PJ6375H	257
OPHY2536	301	PDP271H	165	PDP467H	173	PDP935H	168	PK2597H	77
OPSTRAP20	301	PDP274H	171	PDP468H	173	PDP941H	173	PK5676H	200
OT2924SG	153	PDP275H	171	PDP485H	173	PDP9626H	178	PKIT001	40
P1625H	274	PDP276H	171	PDP4870H	176	PDP969H	172	PL2995E	151
P1626H	274	PDP277H	171	PDP487H	176	PDP9714H	178	PLEE45A	10
P1690H	282	PDP293H	176	PDP489H	176	PDP9715H	178	PLEE60A	10
P3DPL	308	PDP2971H	163	PDP490H	176	PDP9733H	175	PLL6375H	258
P3DPM	308	PDP2993H	164	PDP492H	176	PDP9734H	175	PML1	306

PMLK3	306	PQQ5660E	196	RS21G	318	SXMP1B109	192	SXPD2B423	190
PMM3	306	PQQ5671H	196	RS22G	318	SXMP1B110	192	SXPD2B424	190
PMN3	306	PRR35	32	RS23G	319	SXMP1B111	192	SXPD2B425	190
PMP3	306	PRW35	32	RS71G	261	SXMP1B113	192	SXPD2B426	189
PMR35	32	PSEE45A	10	SC45A	10	SXMP1B114	192	SXPL1B400	195
PMS3	306	PSEE60A	10	SC60A	10	SXMP1B117	192	SXPL2B400	195
PMSK3	306	PSX	32	SDH33A	25	SXMP1B119	192	SXPL2B401	195
PMW35	32	PUU2971E	145	SNGCB	35	SXMP1B408	191	SXPP1A100	183
PN120	14	PUU5662SH	196	SNGHK	36	SXMP1B409	191	SXPP1A101	183
PN150	14	PVE35A	11	SNGHK2	36	SXMP1B410	191	SXPP1A200	180
PN1695H	56	PVM2M3	305	SPM3XL	307	SXMP1B411	191	SXPP1A201	180
PN1800H	231	PVM2N3	305	SPMH	307	SXMP1B413	191	SXPP1A202	182
PN1811H	233	PVM2P3	306	SPMII	307	SXMP1B414	191	SXPP1A203	182
PN1812H	233	PVM2S3	306	SPMLI	307	SXMP1B416	191	SXPP1A204	182
PN1830H	233	PVML1	306	SPMS	307	SXMP1B417	191	SXPP1A205	182
PN1831H	233	PVMM1	306	SPMXS	307	SXMP1B419	191	SXPP1A300	180
PN1832H	233	PVPM	305	SPMXXL	307	SXMP1B421	193	SXPP1A301	180
PN1836LG	231	PVPS	305	SR55	26	SXMP1B424	190	SXPP1A302	180
PN1837H	231	PX1003	260	SR75	26	SXMP1B425	190	SXPP1A304	183
PN1851H	231	PXR35	32	SRNH1	15	SXMP1B427	191	SXPP1A306	183
PN1852H	231	PXW35	32	STR5G	29	SXMP1B428	191	SXPP1A400	180
PN1855H	232	R424H	271	STRAP12	301	SXMP1B429	191	SXPP1A401	179
PN1856H	232	R499G	265	STRAP25	301	SXMP1B433	193	SXPP1A402	180
PN1859H	233	R623H	276	SW100	16	SXMP1B434	190	SXPP1A403	179
PN1860H	233	R633H	273	SW110	16	SXMP1B435	190	SXPP1A404	179
PN1863H	233	R647H	273	SW120	16	SXPD2B200	189	SXPP1A405	179
PN2517E	81	R665H	273	SW122	17	SXPD2B201	189	SXPP1A406	179
PN2890LG	233	R670H	273	SXMD2B150	194	SXPD2B202	189	SXPP1A407	179
PN2925SG	148	R677H	274	SXMD2B400	193	SXPD2B400	188	SXPP1A408	179
PN2997E	151	R683H	273	SXMD2B401	193	SXPD2B401	188	SXPP1A409	179
PN3711H	231	R691H	274	SXMD2B402	193	SXPD2B402	188	SXPP1A410	179
PN5695H	201	R698H	274	SXMD2B403	193	SXPD2B403	188	SXPP1A411	181
PN6371H	256	R699H	274	SXMD2B404	194	SXPD2B404	187	SXPP1A412	182
PN6376H	256	R730H	271	SXMD2B405	194	SXPD2B405	189	SXPP1A413	181
PN8502H	232	R8	319	SXMD2B406	194	SXPD2B406	188	SXPP1A414	181
PN8506H	232	R832H	270	SXMD2B407	194	SXPD2B407	188	SXPP1A415	182
PN8522H	232	R833H	270	SXMD2B408	194	SXPD2B408	188	SXPP1A416	181
PN8529H	234	R834H	270	SXMD2B409	194	SXPD2B409	188	SXPP1A417	179
PN8602H	232	R836H	270	SXMD2B410	194	SXPD2B410	188	SXPP1A418	181
PN8612H	232	R843H	270	SXMD2B411	194	SXPD2B411	188	SXPP1A419	182
PN8623H	234	R844H	270	SXMD2B412	194	SXPD2B412	188	SXPP1A420	181
PN8700H	232	R845H	270	SXMD2B413	194	SXPD2B413	188	SXPP1A421	181
PN8706H	232	R870H	270	SXMD2B414	193	SXPD2B414	188	SXPP1A422	181
PN8709H	232	R871H	270	SXMP1B101	192	SXPD2B415	189	SXPP1A423	181
PNN6375H	256	R872H	270	SXMP1B102	192	SXPD2B416	189	SXPP1A425	181
POO5694G	201	R873H	270	SXMP1B103	192	SXPD2B417	190	SXPP1A428	181
POUCH	17	R9	319	SXMP1B104	192	SXPD2B418	190	SXPP1A429	181
PP6373H	252	R943H	272	SXMP1B105	192	SXPD2B419	190	SXPP1A431	181
PPH01	29	R952H	271	SXMP1B106	192	SXPD2B420	190	SXPP1A432	181
PPH03	28	R953H	271	SXMP1B107	192	SXPD2B421	190	SXPP1A433	181
PQQ2941E	145	R964H	271	SXMP1B108	192	SXPD2B422	190	SXPP1A435	181



SXPP1A439	181	T4261AH	128	UHSM	303	V1209G	291	V226H	79
SXPP1A440	181	T4269H	122	UHSM1	303	V120G	95	V227H	79
SXPP1A441	182	T4270H	122	UHSOV	303	V1210G	65	V230H	82
SXPP1A442	182	T4682H	132	UHSOV1	303	V1211G	65	V231H	82
SXPP1A443	181	T4977G	123	UMF1	302	V1214E	289	V237H	69
SXPP1A444	182	TB11LT	14	UML1	302	V1215E	289	V238H	69
SXPP1A445	182	TB12LT	14	UMM3	302	V1216E	290	V239G	88
SXPP1A446	182	TB12ST	14	UMN3	303	V1217E	290	V240G	88
SXPP1B102	186	TB5696H	200	UMP3	303	V1218H	290	V241H	76
SXPP1B103	186	TB5LT	14	UMS3	303	V1219H	290	V2420H	78
SXPP1B104	186	TB5ST	14	UMT1	303	V1220G	65	V242H	76
SXPP1B105	186	TC100	49	UPA1015	302	V1223H	289	V2430H	78
SXPP1B108	187	TCD75	26	UPA1515	302	V1224H	289	V243H	76
SXPP1B109	187	TCR10	26	UPA1530	302	V1225H	289	V244H	76
SXPP1B110	187	TCR55	26	UPA3030	302	V1226H	289	V245H	78
SXPP1B114	186	TCR75	26	UPA31015	302	V1227E	290	V246H	78
SXPP1B201	186	TCT10	26	UPA31515	302	V1228E	290	V247H	78
SXPP1B202	186	TCT55	26	UPA3612	302	V1229H	290	V249H	88
SXPP1B203	186	TCT75	26	UPA37615	302	V133H	72	V253H	70
SXPP1B204	186	THORAX20	23	UPA612	302	V134H	68	V254H	70
SXPP1B401	185	THORAX21	23	UPLUG401	304	V13H	69	V255H	70
SXPP1B402	185	THORAX22	24	UPLUG403	304	V1407E	71	V269H	77
SXPP1B403	186	THORAX23	24	UPLUG406	304	V1408E	71	V270H	77
SXPP1B405	184	THORAX24	24	UPLUG551	304	V140G	83	V271H	77
SXPP1B406	185	THORAX25	24	UPLUG553	304	V1428E	71	V274H	81
SXPP1B408	185	THX08	24	UPLUG556	304	V14H	69	V276H	81
SXPP1B409	185	TLB01	34	UPPL1	304	V152G	315	V277H	82
SXPP1B410	185	TLC10	26	UPPL6	304	V153G	315	V278H	82
SXPP1B411	185	TLC55	26	UPPM1	304	V159G	315	V279H	82
SXPP1B412	185	TLC75	26	UPPM6	304	V15H	69	V2910H	61
SXPP1B413	184	TR45G	10	UPPS1	304	V16H	69	V291H	89
SXPP1B415	184	TR45W	10	UPPS6	304	V170H	81	V2920G	61
SXPP1B416	184	TRD75	27	UV120	14	V1774E	82	V2920H	61
SXPP1B417	184	TRT10	27	V1002H	58	V2130H	57	V292H	89
SXPP1B419	184	TRT55	27	V100H	79	V213H	73	V292ZH	89
SXPP1B420	184	TRT75	27	V1010H	80	V2140G	57	V2930H	61
SXPP1B421	184	TT012	14	V101H	79	V2140H	57	V293H	89
SXPP1B422	184	TTBLUE	34	V1028H	68	V214H	73	V301G	88
SXPP1B423	184	TVC55	27	V102H	79	V2150G	57	V302H	69
SXPP1B424	187	TVR55	27	V103H	79	V2150H	57	V3030H	73
SXPP1B427	184	TVTOML	328	V1058H	85	V215H	73	V303H	73
SXPP1B429	185	TVTRL	329	V1059H	85	V216H	73	V3040H	74
SXPP1B430	185	TX30B	27	V110H	79	V2180G	56	V304H	73
SXPP1B431	185	TX30G	27	V113H	68	V2180H	56	V3050H	74
SXPP1B450	185	TX30V	27	V114H	68	V2190G	56	V305H	73
SXPP1B451	185	TX60B	27	V119G	95	V2190H	57	V3060H	74
SXPP1B452	187	TX60G	27	V1204G	291	V219H	74	V306H	73
T2091	323	U7003	249	V1205G	291	V2200H	75	V3100H	75
T2092	323	U7061	248	V1206G	291	V220H	74	V310H	74
T2093	323	UHSL	303	V1207G	291	V224H	76	V3110H	75
T4258H	123	UHSL1	303	V1208G	291	V225H	76	V311H	74



V3120H	75	V367H	81	V461H	84	V547G	95	V667H	73
V312H	74	V370H	81	V466H	84	V548G	95	V66H	57
V3150H	78	V371H	81	V467H	84	V549G	95	V670G	96
V315H	76	V372H	81	V468H	84	V551G	92	V671G	96
V3160H	78	V375H	67	V4721H	60	V557G	93	V6830H	63
V316H	76	V376H	67	V472H	84	V55H	56	V683H	94
V3170H	78	V383H	99	V4731H	60	V561G	84	V6840H	63
V317H	76	V388H	89	V473H	84	V56H	56	V684H	94
V318H	76	V38G	65	V474H	84	V570G	96	V686H	92
V3219H	75	V391H	89	V479H	85	V571G	96	V687H	92
V321H	75	V392H	89	V480H	85	V574G	86	V703D	81
V3220H	80	V392ZG	89	V481H	85	V575G	96	V70H	58
V3224H	78	V392ZH	89	V482H	85	V577G	96	V7190H	59
V322H	79	V393G	89	V4851H	60	V57H	56	V7191H	59
V3230H	80	V393H	89	V485H	85	V581G	72	V719G	80
V323H	79	V396H	89	V4861H	60	V582G	72	V7330E	74
V324H	79	V397H	89	V486H	85	V585G	72	V733E	73
V325H	79	V398H	89	V489H	93	V585H	90	V7340D	73
V326H	77	V399H	98	V490H	93	V586H	90	V734D	73
V327H	75	V39G	65	V491H	91	V587H	90	V7350G	73
V328H	75	V400G	88	V492H	90	V600G	95	V735G	69
V329H	75	V401H	56	V4930H	62	V602H	67	V7361G	79
V32H	64	V4150H	57	V493H	93	V603H	67	V736G	79
V330H	77	V4160H	57	V4940H	64	V611H	290	V737G	79
V331H	77	V416H	76	V494H	93	V614H	289	V740G	79
V332H	77	V4170H	57	V4960H	63	V615H	289	V741G	79
V333H	77	V422H	89	V4961H	63	V616H	290	V742G	79
V334H	77	V423H	89	V496H	94	V617H	290	V744E	77
V335H	77	V4260H	63	V496ZH	94	V618H	290	V745E	77
V336H	77	V426H	74	V4970H	64	V6191H	59	V746E	77
V338H	79	V4270H	63	V4971H	63	V620H	98	V747G	77
V339H	79	V429G	95	V497H	91	V623E	289	V748G	77
V340H	79	V432H	70	V498H	91	V624E	289	V753G	80
V341H	79	V436H	70	V499H	91	V625E	290	V754G	80
V345H	79	V439G	95	V500H	91	V626E	290	V755G	81
V346H	79	V440G	95	V505H	85	V627H	290	V756E	77
V347H	79	V4416H	78	V507G	86	V628H	290	V759E	77
V348H	79	V441H	90	V516H	83	V62H	57	V760G	77
V349G	87	V4420H	61	V5170H	59	V632H	289	V7642E	77
V350H	80	V4421H	61	V517H	83	V633H	289	V765G	81
V352H	80	V442H	90	V5180H	59	V634H	289	V766G	71
V353H	80	V4430H	61	V518H	83	V635H	289	V767G	71
V357H	80	V4431H	61	V5190H	59	V636E	290	V76H	59
V358H	80	V443H	90	V519H	83	V637E	290	V7700E	78
V359H	80	V449G	86	V520H	90	V638H	290	V770E	76
V360H	80	V450G	86	V523H	99	V642H	290	V7710E	78
V362H	71	V451H	90	V524H	99	V643H	290	V771E	76
V363H	71	V452H	90	V528H	77	V644H	290	V7730D	78
V364H	81	V453H	90	V542G	94	V645H	290	V773D	76
V365H	81	V4550H	59	V544G	97	V646E	290	V7740E	78
V366H	81	V460H	84	V546G	95	V664H	99	V774E	76



V7750E	78	V903H	289	V990H	88	VCP214H	106	VCP3050H	107
V775E	76	V904H	289	V991H	88	VCP215H	106	VCP305H	106
V777G	79	V905E	289	V993E	82	VCP219H	107	VCP306H	106
V778G	79	V906E	290	V994H	81	VCP220H	107	VCP308H	100
V7790H	78	V907E	290	V998H	82	VCP224H	109	VCP3100H	108
V779H	76	V908E	290	V999H	82	VCP225H	109	VCP310H	107
V7800H	78	V909H	290	VA1673H	56	VCP226H	110	VCP3110H	108
V780H	76	V910H	290	VAA2573E	67	VCP230H	111	VCP311H	107
V7810G	78	V911E	290	VAA2594H	67	VCP231H	112	VCP3120H	108
V781G	76	V912E	290	VAA2973E	144	VCP237H	102	VCP312H	107
V7820E	75	V913E	290	VASECR35	11	VCP238H	102	VCP315H	108
V782H	74	V914E	291	VC2575H	67	VCP2420H	109	VCP3160H	109
V7830D	78	V919H	83	VC2973H	144	VCP242H	108	VCP316H	108
V783G	76	V921H	98	VC5673H	196	VCP2430H	109	VCP3170H	109
V7840E	78	V9240H	73	VCC2573H	67	VCP243H	108	VCP317H	108
V784E	76	V924H	68	VCC2593H	67	VCP244H	108	VCP318H	108
V7850E	78	V925H	72	VCC2993E	144	VCP245H	110	VCP321H	101
V785E	76	V926H	68	VCP100H	110	VCP246H	110	VCP322H	110
V786G	79	V928H	75	VCP101H	110	VCP247H	110	VCP3230H	111
V7902H	60	V9360H	63	VCP102H	110	VCP250H	101	VCP323H	110
V791E	74	V9380H	63	VCP1036H	116	VCP251H	101	VCP324H	110
V7920E	75	V944H	80	VCP1037H	116	VCP253H	102	VCP325H	110
V792E	74	V9450H	58	VCP1038H	116	VCP2543D	106	VCP326H	101
V7930E	75	V945H	80	VCP103H	110	VCP2573E	108	VCP328H	101
V793E	74	V9460H	58	VCP1058H	115	VCP2574E	108	VCP329H	101
V7940D	75	V946H	80	VCP1059H	115	VCP2575E	101	VCP330H	102
V794D	74	V947H	70	VCP1086H	114	VCP2576G	102	VCP331H	102
V7950E	75	V948H	80	VCP1087H	114	VCP2577G	104	VCP333H	101
V795E	74	V9580H	58	VCP1088H	114	VCP2593H	100	VCP334H	101
V7970D	73	V9590H	58	VCP115H	100	VCP2594H	100	VCP335H	102
V7971D	73	V959H	80	VCP1214E	291	VCP2597H	102	VCP336H	102
V797D	68	V960G	95	VCP1215E	291	VCP2644H	111	VCP339H	103
V7980D	75	V960H	80	VCP1216E	291	VCP2672H	106	VCP340H	103
V798G	74	V962E	290	VCP1217E	291	VCP2674H	112	VCP341H	103
V799D	73	V963E	290	VCP1218H	291	VCP270H	102	VCP345H	103
V807E	78	V964E	290	VCP1219H	292	VCP271H	102	VCP346H	103
V808E	69	V965E	290	VCP1224H	291	VCP276H	111	VCP347H	103
V81H	60	V966H	291	VCP1225H	291	VCP277H	112	VCP348H	103
V829E	83	V967H	291	VCP1226H	291	VCP278H	112	VCP351H	103
V836G	79	V970G	87	VCP1227E	291	VCP279H	112	VCP352H	103
V837G	79	V971G	87	VCP1228E	291	VCP291H	117	VCP353H	104
V8643E	289	V975G	94	VCP1229H	291	VCP292H	117	VCP358H	103
V8644E	289	V977H	290	VCP133H	106	VCP292ZH	117	VCP359H	104
V8645E	289	V978H	290	VCP1410E	115	VCP293H	117	VCP360H	104
V8653E	289	V979H	290	VCP1428E	104	VCP295H	116	VCP363H	111
V8654E	289	V97H	71	VCP1472H	114	VCP296H	116	VCP364H	104
V8655H	289	V980E	290	VCP1473H	114	VCP300H	110	VCP365H	104
V8978E	289	V981E	291	VCP14H	101	VCP3016H	110	VCP366H	104
V8979E	289	V982H	291	VCP15H	101	VCP303H	106	VCP367H	105
V8980E	289	V987H	81	VCP16H	101	VCP3040H	107	VCP368G	105
V8981E	289	V988H	81	VCP1775E	112	VCP304H	106	VCP370H	104

VCP371H	104	VCP516H	112	VCP756E	102	VCP9360H	112	VCPV3224H	109
VCP372H	104	VCP517H	112	VCP759E	102	VCP9361H	112	VCPV327H	107
VCP375H	100	VCP518H	112	VCP760G	102	VCP9362H	112	VCPV332H	109
VCP376H	100	VCP519H	112	VCP765G	104	VCP9365H	112	VCPV350H	111
VCP391H	117	VCP5200H	118	VCP766G	104	VCP9373H	113	VCPV357H	111
VCP392H	117	VCP520H	112	VCP767G	104	VCP9375H	113	VCPV426H	107
VCP392ZH	117	VCP581G	105	VCP770E	109	VCP9376H	113	VCPV643H	292
VCP393H	117	VCP584G	105	VCP773D	108	VCP9377H	113	VCPV646T	292
VCP394H	117	VCP585H	117	VCP7740E	109	VCP9378H	113	VCPV778G	110
VCP395H	117	VCP586H	117	VCP774E	108	VCP945H	103	VCPV9240H	106
VCP397H	117	VCP587H	117	VCP7750E	109	VCP9468H	113	VCPV944H	111
VCP398H	117	VCP589H	117	VCP775E	108	VCP946H	103	VCPV959H	111
VCP416H	109	VCP602H	100	VCP777G	110	VCP947H	103	VCPV963T	292
VCP422H	117	VCP603H	100	VCP7790H	109	VCP9505H	119	VCPV967H	292
VCP423H	117	VCP624E	291	VCP779H	108	VCP9506H	119	VCPV977H	292
VCP433H	101	VCP625E	291	VCP7800H	109	VCP9531H	120	VCPW9467H	113
VCP434H	101	VCP626E	291	VCP780H	108	VCP9532H	120	VH1003	315
VCP437H	103	VCP627H	291	VCP7820E	108	VCP9570H	119	VH306	316
VCP438H	103	VCP628H	291	VCP782H	107	VCP9571H	119	VH506	316
VCP442H	117	VCP633H	291	VCP7840E	109	VCP9580H	120	VH706	316
VCP443H	117	VCP634H	291	VCP784E	108	VCP9581H	120	VKMLC	308
VCP451H	117	VCP635H	291	VCP7850E	109	VCP9582H	120	VM106	309
VCP452H	117	VCP636E	291	VCP785E	108	VCP960H	104	VM1208	308
VCP453H	117	VCP637E	291	VCP786G	110	VCP964E	292	VM210	309
VCP458H	113	VCP638H	291	VCP7920E	108	VCP965E	292	VM220	309
VCP459H	113	VCP6441H	292	VCP792E	107	VCP966H	292	VM2515	308
VCP460H	113	VCP645H	292	VCP7930E	108	VCP969H	114	VM302	308
VCP461H	113	VCP663H	121	VCP793E	107	VCP974H	114	VM3020	308
VCP466H	114	VCP664H	121	VCP794D	107	VCP9781H	292	VM605	308
VCP467H	114	VCP683H	120	VCP7950E	108	VCP9791H	292	VM74	308
VCP468H	114	VCP684H	120	VCP795E	107	VCP980E	292	VM802	308
VCP471H	115	VCP694H	114	VCP7980D	108	VCP981E	292	VM94	309
VCP473H	114	VCP695H	114	VCP798G	107	VCP982H	292	VM96	309
VCP474H	114	VCP699H	115	VCP799D	106	VCP987H	111	VR2216	59
VCP479H	115	VCP7330E	107	VCP807E	110	VCP988H	111	VR2251	61
VCP480H	115	VCP733E	106	VCP829E	113	VCP9900H	113	VR2275	65
VCP481H	115	VCP7340D	107	VCP836G	103	VCP9901H	113	VR2279	60
VCP482H	114	VCP734D	106	VCP837G	103	VCP9906H	113	VR2280	60
VCP485H	115	VCP736G	103	VCP9074H	116	VCP994H	111	VR2286	62
VCP486H	115	VCP737G	103	VCP9213H	110	VCP9982H	101	VR2287	62
VCP491H	118	VCP740G	103	VCP9215H	102	VCP998H	112	VR2289	61
VCP493H	119	VCP741G	103	VCP9221H	120	VCP999H	112	VR2293	60
VCP494H	119	VCP742G	103	VCP9245H	104	VCPJV1025H	116	VR2294	61
VCP496H	120	VCP744E	101	VCP9246H	104	VCPJV294H	116	VR2295	61
VCP496ZH	120	VCP745E	102	VCP924H	106	VCPJV3150H	109	VR2296	61
VCP497H	120	VCP746E	102	VCP925H	106	VCPJV471H	114	VR2298	61
VCP498H	118	VCP747G	101	VCP9287H	114	VCPJV484H	115	VR2299	61
VCP499H	118	VCP748G	102	VCP9289G	105	VCPJV514H	112	VR3100	57
VCP500H	119	VCP753G	104	VCP9295H	115	VCPV113H	100	VRI253H	61
VCP5020H	113	VCP754G	104	VCP9335H	121	VCPV269H	109	VRI290H	61
VCP505H	118	VCP755G	104	VCP9357H	112	VCPV274H	111	VS3530E	289



VS3540E	289	W9113	74	W9927	64	X893G	267	Y375H	122
VS5020H	83	W9114	74	W9930	61	X905H	260	Y376H	122
VTEK201	24	W9133H	147	W9945	59	X916G	207	Y3793G	124
VTEK202	24	W9210H	147	W9946	59	X924G	206	Y3864G	125
VTEK203	24	W9211H	147	W9947	59	X943H	96	Y3866G	124
VTEK204	24	W9235T	148	W9961	62	X967G	210	Y415H	125
VTEK205	24	W9244	71	W9975	56	XR30B	27	Y416H	125
VTEK206	24	W9262T	148	W9978	58	XR30G	27	Y417H	125
VTEK207	24	W9269	144	W9981	69	XR30V	28	Y418H	125
VTEK208	24	W9286T	153	W9999	81	XR60B	28	Y422H	129
W1610T	246	W9296	85	X1003H	218	XR60G	28	Y423H	129
W1625BH	246	W9357	83	X1004G	205	Y212H	122	Y424H	129
W1626BH	246	W9360	82	X1059H	298	Y213H	124	Y428H	128
W1685BH	246	W9362	82	X1153G	149	Y214H	124	Y432H	123
W1686BG	242	W9368	83	X1154G	149	Y215H	124	Y442H	129
W1702	95	W9376	83	X1166H	203	Y218H	124	Y443H	129
W1756	238	W9377	83	X1192	318	Y219H	124	Y470H	128
W1765	235	W9378	83	X1212H	210	Y220H	124	Y489H	131
W1768	248	W9385T	153	X1219	313	Y227H	126	Y490H	127
W1769	249	W9410	98	X1252E	161	Y228H	126	Y491H	128
W1770	249	W9436	97	X1295H	203	Y229H	126	Y492H	131
W1782	285	W9437	97	X1296H	203	Y242H	125	Y4930H	130
W275	319	W9442	90	X265	318	Y243H	125	Y493H	131
W277	319	W9450	71	X274	318	Y246H	126	Y4940H	130
W2797	244	W9466	83	X31059H	256	Y247H	123	Y494H	131
W2808	239	W9467	83	X31060	258	Y259H	126	Y4950G	132
W2814	238	W9468	83	X31060G	258	Y260H	126	Y495H	132
W31C	319	W9516T	94	X32019	259	Y261H	126	Y4960H	130
W320BG	242	W9526T	94	X32071H	262	Y270H	125	Y496H	131
W3457	123	W9527T	94	X32082G	260	Y291H	129	Y4970H	130
W3548	127	W9537	92	X411H	254	Y292H	129	Y497H	131
W3604	122	W9559	96	X412H	254	Y293H	129	Y498H	128
W6156	293	W9561	96	X424H	256	Y3030H	124	Y499H	128
W6582G	266	W9563	86	X425H	256	Y3040H	124	Y5218H	125
W6597	262	W9565	87	X4407H	262	Y3050H	124	Y5270H	126
W6760	253	W9566	86	X517H	261	Y3100H	124	Y602H	122
W6987	260	W9567	86	X524H	254	Y3110H	124	Y605H	122
W736G	243	W9626T	161	X535G	219	Y3120H	124	Y625H	292
W737	236	W9631T	161	X577H	213	Y3150H	125	Y6830H	131
W738G	237	W9636	70	X579	309	Y3160H	125	Y683H	132
W742G	201	W9637	70	X605H	56	Y3170H	125	Y6840G	131
W746	235	W9734T	158	X613	313	Y3213H	124	Y684H	132
W747	235	W9756	86	X671	313	Y3214H	124	Y714G	124
W748	235	W975G	255	X6757G	253	Y3218H	125	Y74G	128
W786	243	W9832T	93	X6805H	262	Y3219H	125	Y7840G	125
W8170	240	W9873T	160	X681G	266	Y322H	129	Y793G	124
W8400	229	W9910	66	X698G	265	Y326H	125	Y864G	125
W8534	199	W9911	66	X7479G	269	Y330H	125	Y925H	123
W8623	230	W9918	64	X7497H	252	Y331H	125	Y945H	126
W8665	205	W9919	64	X7723H	269	Y3416H	126	Y946H	126
W9074	88	W9926	64	X7909H	252	Y3417H	126	Y947H	126





Y958H	126	Z291E	157	Z467H	154	Z935H	148
Y959H	126	Z292E	157	Z468H	154	Z969H	154
Y977G	127	Z292ZE	157	Z485E	154	Z983H	154
Y978G	127	Z293E	157	Z487H	160	Z984H	154
Y979G	123	Z302H	148	Z489E	160	Z990H	156
Y999H	127	Z3030H	149	Z490E	160	Z991H	156
Z1002H	155	Z303H	146	Z492E	158	Z994H	152
Z1012H	156	Z3040H	149	Z493E	160	Z995H	152
Z1013H	156	Z304H	146	Z494E	160	Z996H	162
Z1032H	157	Z305H	146	Z495E	158	Z997C	162
Z1033E	157	Z3100H	149	Z496E	160	Z997H	152
Z1042H	157	Z310H	149	Z496ZE	160	Z998H	152
Z1043H	157	Z3110H	149	Z497E	160	Z999H	152
Z1058E	154	Z311H	146	Z498E	159	ZK1015	314
Z113H	145	Z3150BG	150	Z500E	159	ZK1204	314
Z114H	145	Z3150H	150	Z513H	160	ZK1206	314
Z115H	145	Z315H	147	Z513ZH	160	ZK1215	314
Z120H	298	Z3160H	150	Z514ZH	160	ZK1308	314
Z1310H	149	Z316CG	150	Z5270H	151	ZK1328	314
Z1311H	146	Z316H	147	Z528H	150	ZK1506	314
Z1312H	150	Z3170H	150	Z605E	144	ZK2006	314
Z1315H	150	Z317H	147	Z620E	162	ZK2007	314
Z1316H	147	Z322H	151	Z621E	162	ZK2017	314
Z1317H	150	Z323H	151	Z625H	292	ZK2027	315
Z137E	152	Z328H	146	Z626E	292	ZV1530G	317
Z13H	146	Z329H	146	Z627E	292	ZV1590	317
Z14H	146	Z333H	147	Z630E	162	ZV2001	315
Z15H	146	Z334H	150	Z631E	162	ZV2500	315
Z161E	155	Z335H	147	Z633H	292	ZV3000	315
Z162E	155	Z339H	151	Z634H	292	ZV805H	317
Z165H	156	Z340H	151	Z635H	292	ZVP203	316
Z166H	156	Z341H	151	Z636E	292	ZVP406	316
Z1701E	155	Z357E	151	Z682E	161	ZX1506	315
Z1702H	155	Z358E	151	Z683E	161	ZX2006	315
Z1711E	157	Z359E	151	Z684E	161	ZX2026	315
Z1712H	157	Z370E	151	Z7800G	150	ZX3	313
Z171H	156	Z371E	151	Z809G	313	ZX4	313
Z1721H	156	Z422E	157	Z811G	313	ZX5	313
Z1722H	156	Z422ZE	157	Z812G	314	ZX6	313
Z177H	152	Z423E	157	Z813G	314	ZX7	313
Z1923E	148	Z425E	162	Z814G	314	ZX8	313
Z1924E	148	Z441E	158	Z825G	314		
Z1927G	151	Z442E	158	Z838G	314		
Z1930G	153	Z443E	158	Z863H	149		
Z1940G	153	Z458E	154	Z864H	149		
Z1950G	148	Z4630H	158	Z867H	145		
Z274H	152	Z463H	160	Z898E	157		
Z275H	152	Z4640H	158	Z920E	162		
Z276H	152	Z464BE	160	Z924H	145		
Z277H	152	Z464H	160	Z925H	145		
Z282H	157	Z466H	154	Z926H	148		